



創立30周年を迎えて

私たち株式会社インプラテックスは2023年3月1日に創立30周年を迎えることができました。これもひとえに、これまで様々な形で支えてくださった先生方、ご関係の皆さまのおかげであり厚く御礼申し上げます。

弊社は現ヤマウラホールディングスのグループ会社として1993年創立以降、業界の発展とともに歩み、歯科用インプラントおよび外科関連器具まで多岐に渡る医療機器を提供してまいりました。

各代の経営者、社員たちが築いてきた数々の伝統を胸に刻みながら、既存の枠組みや常識にとらわれず、最良の製品とサービスを皆さまに提供していくことで今後も業界に貢献していく所存でございます。

弊社は次の10年、20年に向けて新たな一歩を踏み出しました。「あらゆる困難に際しても、社員一丸となって乗り越えていく」という強い気持ちをもって永続的に存続、発展することが出来る企業を目指してまいります。


これからも「The Best Partner of Dentists」というヤマウラホールディングスグループ共通の理念のもとに、日本の医療業界に価値を創出すること、患者さんのQOL向上への貢献に取り組むことが私たちの使命であると考えています。

今後とも末永くご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



株式会社インプラテックス
代表取締役社長 川合 保成

いつも、とにりに



IMPLANT
DIRECT™
SIMPLY SMARTER



新製品のご案内

Legacy™ System
レガシー システム対応

InterActive™
インタラクティブ対応

ドリルストップキット販売開始!

この度ドリルストップキットの販売を開始いたしました。シンプルで直感的なシステムと一貫性のある正確な深度制御で、より安全な治療を術者・患者様に提供します。

IMPLANT
DIRECT™
SIMPLY SMARTER



ロングドリル用キット



ショートドリル用キット

商品コード 003-CDSKL

品名 : ドリルストップキット ロング用
内容 : ドリルストップロング用各種計24本、
ドリルストップキット ロング用トレイ
対応穿孔深度 : 6mm - 16mm
価格 : 240,000円

商品コード 003-CDSKS

品名 : ドリルストップキット ショート用
内容 : ドリルストップショート用各種計20本、
ドリルストップキット ショート用トレイ
対応穿孔深度 : 6mm - 13mm
価格 : 216,000円



スマホで詳細を
ご覧いただけます

※ドリルストップはImplant Direct社のブラックドリル専用です。表記価格はすべて消費税別です。

Implant Direct社ドリルストップの詳細は同封の商品リーフレット、または弊社WEBサイトをご覧ください。

販売名:ドリル 一般的名称:手術用ドリルビット 一般医療機器 届出番号:13B1X00053AD0008

新商品のご案内

PTFE非吸収性モノフィラメント縫合糸

CYTOPLAST™ PTFE スーチャー

サイトプラストPTFEスーチャーは、ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)を原材料とした非吸収性モノフィラメント(単糸)縫合糸です。縫合糸は染色されておらず、添加物を含んでいません。縫合針の表面は滑りをよくするためにシリコンコーティングが施されています。



製品情報

商品コード	商品名	針形状	種類 長さ 形状	糸長さ	糸太さ USPサイズ
550-00001	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三2-0:19mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ:19mm わん曲:3/8	45cm	2-0
550-00002	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三3-0:16mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ:16mm わん曲:3/8	45cm	3-0
550-00003	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三3-0:19mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ:19mm わん曲:3/8	45cm	3-0
550-00004	サイトプラストPTFEスーチャー 丸4-0:13mm:1/2(12入)		⊙ 丸針 長さ:13mm わん曲:1/2	45cm	4-0
550-00005	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三4-0:13mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ:13mm わん曲:3/8	45cm	4-0
550-00006	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三4-0:16mm:3/8(12入)		▼ プレシジョン 逆三角針 長さ:16mm わん曲:3/8	45cm	4-0

針先端イメージ

Cytoplast™ Precision
Cutting Needle Geometry

原材料:
糸:ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE)
針:ステンレス鋼(ニッケル、クロムを含む)、
シリコンオイル(コーティング剤)

商品コード

550-00001
550-00002
550-00003
550-00004
550-00005
550-00006

品名

サイトプラストPTFE
スーチャー各種

仕様

滅菌済み・12入/1箱

標準価格

各 17,000 円

一般的名称:ポリテトラフルオロエチレン縫合糸 販売名:サイトプラストPTFEスーチャー クラス分類:高度管理医療機器 認証番号:304AKBZX00044000

CYTO PLAST™ PTFE スーチャーの詳細は、同封のリーフレット、または弊社までお気軽にお問合せください。

より効率的にナノバブルを発生し、より小型に、よりお求めやすくなりました。

歯科ユニット清浄装置 Dr. Nano Mini for Dental



ほぼ原寸大

Dr. Nano Mini for Dentalは、ナノサイズの空気気泡を水中に生成し、ナノバブルの強力な剥離効果によって歯科ユニットのウォーターラインに形成される「バイオフィルム」を浮き上がらせ、除去します。化学薬品も動力も使わない「地球にやさしい」最先端のバイオフィルム汚染対策機器です。

商品コード 810-00002

品名

Dr. Nano Mini for Dental

包装

本体、取付マニュアル、オプションパーツ
(専用ソケット、フィルター付きパッキン)

サイズ

外径30mm×長さ40mm(ネジ部除くと22mm)
ネジ規格 G1/2オス両端

標準価格

75,000円 (工事費別)

※取り付け工事が必要です。
動画やマニュアルもありますのでDIYでの取り付けも可能です。

Dr. Nano Mini for Dentalにつきましては、同封のリーフレットもご覧ください。詳細は弊社までお気軽にお問合せください。

■ 新商品のご案内

インプラント体内部に残ってしまった、破折したアバットメントスクリューの除去に スクリューリムーバー

- ✓ 破折したアバットメントスクリューの除去に
- ✓ オートクレーブ対応の高耐食ステンレス製
- ✓ 安全な手指操作



スクリューリムーバー全4種
・M1.6用 Lサイズ、Sサイズ
・M2.0用 Lサイズ、Sサイズ
※画像はM1.6用 Lサイズです。

商品コード	310-25101
品名	スクリューリムーバーM1.6用 L 本体
仕様	全長：32mm、先端外径：Ø1.1mm
標準価格	15,000 円

商品コード	310-25102
品名	スクリューリムーバーM1.6用 S 本体
仕様	全長：24mm、先端外径：Ø1.1mm
標準価格	12,000 円

商品コード	020-27004
品名	マシンマニュアルコンバーター
標準価格	9,000 円

商品コード	310-25103
品名	スクリューリムーバーM2.0用 L 本体
仕様	全長：32mm、先端外径：Ø1.4mm
標準価格	15,000 円

商品コード	310-25104
品名	スクリューリムーバーM2.0用 S 本体
仕様	全長：24mm、先端外径：Ø1.4mm
標準価格	12,000 円

材質：ステンレス (スクリューリムーバー・ドライバ)
滅菌方法：オートクレーブ 121℃、20 分



スマホで詳細を
ご覧いただけます


販売名:テクニカ スクリューリムーバー 一般的名称:ドライバ及び抜出器 一般医療機器 届出番号:13B2X00094000218 販売名:トルクリミテティング グラフェット 一般的名称:手術用レンチ 一般医療機器 届出番号:13B1X00053B00027

スクリューリムーバーにつきましては、弊社WEBサイトもご覧ください。スマホでは上記のQRコードからご覧いただけます。

歯科インプラント用光重合型仮封材

エバダイン® フラス+IP 5g

Evadyne® Plus +IP



アクセスホールへの
使用イメージ

10秒
硬化!

※ 照射時間について	
500mW/cm ² 以上	20 秒
1,000mW/cm ² 以上	10 秒
2,000mW/cm ² 以上	5 秒

特徴

- インプラント治療におけるアバットメントホール
及び アクセスホールの封鎖が可能
- 作業効率の高い10秒*硬化(LED)を実現
- 無味、無臭 ● ワンペースタイプ光重合型
- 高い硬化深度(9mm) ● 一塊除去が可能

においが
ない

身体に
やさしい


使い方が
やさしい

診療環境に
やさしい

商品コード	530-01211
品名	エバダイン プラス+IP 5g
包装	5gシリンジ入1本、先端チップ15本/1箱
標準価格	3,000 円

一般的名称:歯科用高分子系仮封材料 販売名:エバダインプラス クラス分類:管理医療機器 認証番号:21500BZ00194000 / 一般的名称:歯科用充填・修復材補助器具 販売名:ネオ ブラックチップ(L) クラス分類:一般医療機器届出番号:13B1X00154000015 / 一般的名称:歯科用起子及び剥離子 販売名:余剰セメント除去器 クラス分類:一般医療機器 届出番号:11B1X1000642D015

エバダインプラス+IP5gの詳細は、同封のリーフレットをご覧ください。弊社までお気軽にお問合せください。



インプラントYEARBOOK2023(インプラテックス抜粋版/2023.4月発行)無料配布

今春刊行の別冊ザ・クインテッセンス「インプラントYEARBOOK 2023」の弊社抜粋版を無料配布いたします。ご希望の方は右記QRコードよりお申込みください。ご指定先へお送りいたします。(歯科医院様が対象です)
仕様:変形A4カラー版 16ページ ※配布数量には限りがございます。

資料請求
フォーム



セミナー・講演会のご案内

「ソーセージテクニック」ハンズオンコース(臼歯部編) 最先端の水平的骨増大術 実習セミナー

東京



多保 学 先生 松田 博之 先生

講師: 多保 学 先生、松田 博之 先生

ソーセージテクニックを理解し、知識と技術を患者さんに還元するセミナーです。毎回大変ご好評をいただいているセミナーとなりますので、ご参加のお申込みはお早めをお願いいたします。

日時: 2023年 5月21日(日) 9:30~17:00

会場: 東京(インプラテックス本社セミナー室)

受講料: 65,000円(昼食・税込)

☑メールニュース優待で55,000円(税込)

実習あり



オンライン申込はこちらから

抜歯窩を有効利用した低侵襲審美的なインプラント埋入術

～T'sボンスプレディング、ピエゾサージェリー®を応用した上顎インプラント埋入術～

東京



椎貝 達夫 先生

講師: 椎貝 達夫 先生

上顎前歯唇側の骨増生は、ある程度の期間が経てば骨吸収してしまいうので、多くの場合はそれを見越した骨増補が必要です。本セミナーではT'sボンスプレディング、ピエゾサージェリー®をお一人に一式お使いいただき、T'sボンスプレディングのコンセプトと基本的で有効な使用法を、模型実習を通じてご習得いただきます。

日時: 2023年7月30日(日) 10:00~17:00

会場: 東京(インプラテックス本社セミナー室)

受講料: 44,000円(昼食・税込)

☑メールニュース優待で40,000円(税込)

実習あり



オンライン申込はこちらから

インプラント専門医・口腔外科エキスパートから学ぶ臨床 医のための実践抜歯テクニック

～豚下顎骨での抜歯実習で、親知らずと残根抜歯に強くなろう～

東京



コーディネーター
雨宮啓先生
藤沢歯科ペリオ・インプラント
(神奈川県藤沢市)

講師: 木村 智憲 先生・石橋 真乃介 先生

口腔外科を専門とするエキスパート達が、埋伏智歯をどのように見極めているのかを症例を交えながら講演します。残根抜歯に関してその理由と解決法も講演します。そしてピエゾサージェリーや抜歯器材を使い、豚下顎骨で抜歯実習を行い、より実践的なポイントやテクニックを学んでいただきます。お一人様ピエゾサージェリーを1台ご用意し、十分な実習時間を取っておりますので、いろいろな方法の豚顎骨抜歯実習を行っていただけます。

日時: 2023年9月10日(日) 10:00~16:00

会場: 東京(インプラテックス本社セミナー室)

受講料: 44,000円(昼食・税込)

☑メールニュース優待で40,000円(税込)

実習あり



オンライン申込はこちらから



ピエゾホワイト

弊社メールニュースではセミナー情報を先行してご案内しております。本紙でのご案内時にはすでに満席の場合もございますので予めご了承ください。セミナーの詳細やお申込みは案内状および弊社WEBサイト(空席状況もご確認いただけます)をご覧ください。弊社担当者までお問合せください。



メールニュース配信登録でセミナー・講演会をご優待

弊社メールニュースでは、弊社主催のセミナー・講演会の受講費がおトクになるご優待案内、セミナー情報の他、新商品情報、特価品情報、オペ見新案内情報等を配信いたします。これから受講お申込みをされる方、ご検討中の方もぜひ登録ください。

メールニュース配信登録はQRコードから登録フォームにお入りください。➡



本紙に掲載している商品の表記価格はすべて消費税別です。※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

販売名:ピエゾサージェリータッチ 一般名称:電動式骨手術器械分類:管理医療機器 認証番号:224ALBZX00012000 販売名:Legacy1 インプラント 一般名称:歯科用インプラントシステム 高度管理医療機器 承認番号:226008Z100012000
販売名:Legacy2, 3 インプラント 一般名称:歯科用インプラントシステム 高度管理医療機器 承認番号:227006Z100018000 販売名:Legacy HA インプラント 一般名称:歯科用骨内インプラント材 高度管理医療機器 承認番号:228006Z100019000
販売名:インタラクティブインプラント 承認番号:228008Z100024000 一般名称:歯科用インプラントシステム 高度管理医療機器

掲載情報・商品・サービスおよびニュースレターに関するお問合せは



〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

お電話でのお問合せ、ご注文は土・日・祝祭日を除く9:00~17:00にお願いいたします。15時までのご注文で在庫のある商品につきましては当日出荷いたします。

- 歯科器具
- インプラント材料
- セミナー

インプラテックス

検索

