

# インプラテックス 歯科総合カタログ

for GENERAL & IMPLANT treatment  
PREMIUM SELECTION

vol. 11



# インプラント総合商社として培ってきた技術とノウハウで、あらゆるテーマにトータルで対応

株式会社インプラテックスは、創業以来培ってきたインプラント材料、関連機器・器材の販促、教育セミナーの企画運営などに関する知識とノウハウを生かし、様々な工程やレベルに対応できる幅広いサービスを提供しています。

これからインプラントを導入したいとお考えになっているドクターをはじめ、さらなるステップアップを目指しているベテランの先生方のご要望・ご相談にもお応えできる、トータルサポート体制を整えています。



インプラントシステムやインプラント関連器具をはじめ、一般治療においても、各種インスツルメントやセミナーで先生方の臨床を全力でサポートいたします。

商品説明、デモサービスなど、お気軽にお申し付けください。

## 経営理念

全社員の幸福を追求すると共に、  
医療事業を通じて人類に貢献する

## 品質方針

当社は、医療機器販売事業を通じ、  
従業員及び全人類の幸福に貢献することを目指し、  
従業員全員が法規制の遵守と  
品質マネジメントの継続的な維持、向上に努め、  
安心・安全な医療機器製品の提供を実現する。

## 会社概要

社名 株式会社インプラテックス  
所在地 ■ 東京本社  
〒116-0013  
東京都荒川区西日暮里2-33-19  
YDM日暮里ビル  
TEL. 03-5850-8555 FAX. 03-5850-8505  
■ 札幌営業所  
■ 大阪営業所  
■ 九州営業所  
設立 1993年3月1日  
代表者 代表取締役社長 川合 保成  
資本金 1,000万円  
事業内容 Implant Direct社(米国)インプラントの輸入販売  
口腔インプラントの関連機器・装置・器具の販売  
国内、海外教育研修の開催、学術講演会の企画、開催  
インプラント学術情報の提供とコンサルテーション  
許可番号 第1種医療機器製造販売業  
許可番号:13B1X00053  
高度管理医療機器等販売業・貸与業  
許可番号:東京/28荒健衛第3964号  
関連会社 株式会社YDM  
株式会社バイオデント  
主要取引銀行 三井住友銀行(白山支店)  
りそな銀行(本郷支店)  
三菱UFJ銀行(赤羽駅前支店)

## 主な取引先 (アルファベット順/50音順)

ACE Surgical Supply Co.,Inc /U.S.A.  
Dentatus /Sweden  
Hager & Meisinger /Germany  
Implant Direct Sybron Manufacturing /U.S.A.  
Mectron /Italy  
META /Italy  
Nouvag /Switzerland  
Power Dental USA /U.S.A.  
Salvin Dental Specialties /U.S.A.  
Schlumbohm /Germany  
Storz am Mark /Germany  
株式会社アイキャスト  
株式会社アイキャスト  
愛知製鋼株式会社  
エンビスタジャパン株式会社  
クロスフィールド株式会社  
株式会社システムハイデント  
一般社団法人新環境技術評議会  
帝人メディカルテクノロジー株式会社  
有限会社テクニカ  
株式会社デンテック  
トーシンデンタル株式会社  
株式会社ナカニシ  
株式会社ナルコム  
株式会社ニッシン  
株式会社日本歯科金属  
ネオ製薬工業株式会社  
株式会社バイオデント  
ピエン・エア・アジア株式会社  
有限会社PRIMEC  
プレミアムプラスジャパン株式会社  
細淵電球株式会社  
HOYA Technosurgical株式会社  
株式会社YDM

## INDEX

4-5	取扱ブランドのご紹介	
6-8	ImplantDirect インプラント	主要・トピック製品
9	ボーンプロファイルドリル	
10	高精度オーブントレイ式トランスファー	
11	ITX シロプロ 3G / 他モーター消耗品関係	
12	コバルトクロムシリンドラー / スクリューリムーバー	
13	マグフィット® インプラント用 / 天然歯用	
14	インプラントシミュレーションソフト	
15-17	暫間ミニインプラント	
18	仮封材 / マイクロナイフ	
19	縫合糸 / 吸収性タックピン	
20	ピエソサージェリー® ホワイテ・タッチ	
21-24	ピエソサージェリー® インサートチップ / 消耗品	
25	ピエソサージェリー® フレックス / 専用インサートチップ	
26	セーフスクレイパー / ミクロス	
27	マスターピンコントロール	
28-29	ボーンタック・ボーンスクリュー	
30-31	シラトリサイナスリフトインスツルメント	
32	K2 パーティカルサイナスアプローチ	
33	シラトリキュレット	
34	Stoma ダークライン	
35	Stoma ハイライトシリーズ	
36	センオステオーム	
37	ナノバブル発生装置	
38-40	額帯灯	
41	口腔内撮影用照明器具 / ペリオテスト / 口腔内スキャナ	診査診断
42-43	口腔内スキャナ	
44	計測器具	
45	口腔内撮影ミラー / マウスミラー	
46	ミラーハンドル / プロペハンドル	
47	プローブ	
48-49	リトラクター / 開口器 / 口角鈎	
50	ブレードホルダー / 剥離子	
51-53	剥離子	
54-56	ピンセット	
57-59	マイクロシサー / ハサミ	
60-61	持針器	
62	鉗子	
63	外科用マレット	
64-65	Stoma Speaker's Kit シリーズ	抜歯・歯周
66	キュレット	
67	ミニラクスエーター / ルートエレベーター	
68-69	パワーシリーズ (抜歯用ツール)	
70	抜歯用キット (ペネックスコントロール)	
71	ペリオーム	
72	天然使用キュレット / インプラント用キュレット	
73	ティッシュパンチ	ティッシュパンチ 歯肉移植 グラフト材
74	ティッシュパンチ / 歯肉移植 / 吸収性歯肉組織再生材料 / 吸収性局所止血材 / メンブレン操作作用インスツルメント	
75	骨採取および骨破砕用トレフィンバー	骨移植・骨形成 骨拡大・歯周外科
76-77	トレフィンバー	
78-79	ボーンミル	
80-82	骨移植関連インスツルメント	
83	骨ヤスリ / 骨形成用バー	
84-87	骨形成用バー	
88	インプラント高形成用ドリル	
89	骨ミ	
90-93	ボーンスプレッティングシステム	
94-97	ボーンスプレッター / サイナスリフトインスツルメント	
98	オステオーター	
99-101	フライブルグキット	
102-103	トンネルテクニック	
104-105	歯周外科インスツルメント	
106	トルクレンチ / ラチェットレンチ / ドライバー	レンチ ドライバー 補綴技工
107	ドライバー / アダプター	
108	ドライバー	
109	コバルトクロムシリンドラー / コバルトクロム合金	
110	磁性アタッチメントマグフィット / 技工用バー	
111	クラウンリムーバー	
112	クラウンリムーバー / 器具収納 / 医療用ワゴン	
113	トレイ	その他 材料・収納 器具
114	トレイ / カセット / スタンド	
115-117	衛生材料 / 医療事故安全対策	
118-119	歯科矯正用アンカースクリュー	
120	アライナー用ブライヤー	
121	書籍	
122	患者説明 / 実習用模型	
123	模型 / 治療説明 / 治療管理	
124-125	歯ブラシ / 歯間ブラシ	
126	洗口液 / 口腔保湿剤 keora	
127-139	薬機法番号一覧 / 索引 / 注文書	





**主な製品：歯科用インスツルメント**

ストマ社は、高品質で耐久性の高い歯科用インスツルメントを供給し、世界に認められているドイツ企業です。予防、歯周病、マイクロサージェリー、インプラント治療、エンド治療、保存分野における最新歯科技術に対応する製品とサービスの向上に努めており、大変使用しやすい製品として定評があります。100年以上の歯科での歴史を持ち、特に大学の研究施設や経験豊富な歯科医師と密接なコンタクトをとり、マーケットの意見を取り入れながら最新の製品を開発しています。



**主な製品：抜歯関連器具**

「リーズナブルな価格で高品質な製品」は、デンタルUSA社のコンセプトです。現在、北米を中心に、世界中で販売を拡大しています。革新的な技術と経験豊富なスタッフとともに最高の体系的な生産ラインを備え、より安全で便利な歯科器具を提供しています。



**主な製品：暫間ミニインプラント**

デンタータス社(スウェーデン)の90年超の歴史は歯内療法用ポストから始まりました。1990年代初期に最初のナローボディー暫間インプラントであるMTI™を発売し、メインのインプラントが生着するまでの数ヶ月に及ぶ口腔機能の問題を解決しました。



**主な製品：ボーンタック / ボーンスクリュー / チタンメッシュ**

エース社は1992年以来、アメリカ有数のインスツルメントメーカーで、世界的に展開しており、ヨーロッパ、日本、韓国、メキシコ、中東、オーストラリアをはじめ、世界中にパートナーシップを結んでいます。流通、製品、およびサービスにおいて、先駆的企業です。



**主な製品：歯科用インスツルメント**

サルビン社は、インプラントや外科器具を幅広く扱っているアメリカの総合商社です。歯科医師に認められた数多くの商品を取り扱っており、さらにその中でも厳選した商品を日本に導入しています。



**主な製品：ボーンスクレイパー**

メタ社はボーンマネジメント器具を中心にシンプルかつハイテクノロジーな製品を供給しています。高い安全性を追求した製品で、世界の外科分野で貢献しています。



**主な製品：ボーンマネジメントシリーズ**

マイジンガー社は1888年創業の歴史ある歯科インスツルメントメーカーです。先進技術と100年以上にわたる経験を基に、常に製造技術の向上に努め、高品質で信頼性の高い製品を提供し続けています。



**インプラテックスオリジナル製品**

インプラテックス社は第一線の歯科医師のご協力の下、臨床医に有用な新製品を創出しております。



KートレフィンRB




**K2** パーティカル サイナスアプローチ



**T's** ボーンプレッディング



シラトリキュレット  
インプラント治療を成功に導く抜歯高強靭!



シラトリ サイナスリフト  
インスツルメント





# Legacy™ System

レガシーシステム

レガシー™インプラントは形状、直径、長さの豊富な選択肢をラインナップし、より理想的な治療設計を可能にします。使用インプラントシステムの選択理由に「適正な形状・サイズのラインナップ」を挙げる術者が多い中、レガシー™インプラントは豊富な形状・サイズ・表面性状からお選びいただけます。

長さは各直径6、8、10、11.5、13、16mmL

(※3.2mmDは8mmL～、7.0mmDは～13mmLまで)



インプラテックス  
Implant Direct社  
製品保証プログラム

### 特徴

- 骨のダウングロスを抑えるネック部デザイン。
- パットレススレッドで垂直的咬合圧を分散 (Legacy2・Legacy3)。
- インプラントの形状、サイズ、さらに補綴パーツの豊富なバリエーションが適用範囲を拡大する。
- オールインワンパッケージ (多機能キャリア・カバースクリュー・エクステンダー同梱) による、高いコストパフォーマンス。
- レガシー1、2、3間で、ドリル、埋入レンチ、ドライバー等のツールや、補綴パーツの規格を共有。

### インプラントデザイン

- ネック部 (頭頂から1mm下方よりダブルリードスレッドに到達する2mmのエア\*) にミニスレッドを付与。ミニスレッドにより、埋入ストレスを軽減するとともに、骨のダウングロスを抑制。 ※レガシー3は2.2mm
- レガシー2 およびレガシー3は垂直的な咬合圧を分散するパットレス (鋸刃型) スレッド。レガシー1は標準的なVスレッドを付与。
- ボディはテーパ形状。ただし、レガシー2とレガシー1、3ではテーパ形状が異なり、骨質等に応じた選択が可能。
- レガシー2、3は先端に向かうにつれ、スレッドの山谷径が深くなり、骨内での固定を高める。またセルフタップによる埋入を実現するよう、先端から上方にかけ垂直的なカuttingグループを形成。
- 骨内に埋入されるボディ表面はすべてSBM (可溶性ハイドロキシアパタイト粒子をプラスト) 処理。ネック部にもSBM処理を施し、骨のダウングロスを抑制する。

<b>レガシー 1</b>	SBM プラスチック	<b>レガシー 2</b>	SBM プラスチック	HAコート	<b>レガシー 3</b>	SBM プラスチック
---------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

**【プラットフォーム接合様式】** リードインベベル インターナルヘックス

3.0mmD

3.5mmD

4.5mmD

5.7mmD

レガシー 2 はストレートアパットメントをセットにした「レガシー 2 アパットメントセット」もラインナップ。

レガシーインプラントの詳細はこちらの弊社 WEB もご覧ください。

**【インプラントボディ】** ボーンレベル、テーパボディ

<p>パラレル部</p> <p>テーパボディ</p> <p>ミニスレッド (四条)</p> <p>ダブルリード Vスレッド (二条)</p> <p>スレッド内側と外側は、同角度のテーパ</p> <p>カuttingグループ 2 本</p>	<p>パラレル部</p> <p>テーパボディ</p> <p>ミニスレッド (四条)</p> <p>ダブルリード パットレススレッド (二条)</p> <p>1.5° 5°</p> <p>カuttingグループ 3 本</p>	<p>パラレル部</p> <p>テーパボディ</p> <p>ミニスレッド (四条)</p> <p>ダブルリード パットレススレッド (二条)</p> <p>1.5° 3°</p> <p>カuttingグループ 2 本</p>
---	--	--

**【バリエーション】**

<p>インプラント直径 3.7 / 4.2 / 4.7 / 5.7mmD</p> <p>長さ: 各直径 8-10-11.5-13-16mmL (5.7mmD は 8mmL ~ 13mmL まで)</p>	<p>インプラント直径 3.2 / 3.7 / 4.2 / 4.7 / 5.2 / 5.7 / 7.0 mmD</p> <p>長さ: 各直径 6-8-10-11.5-13-16mmL (直径 3.2/5.7/7.0 は長さのバリエーションが異なります。)</p>	<p>インプラント直径 3.2 / 3.7 / 4.2 / 4.7 / 5.2 / 5.7 / 7.0 mmD</p> <p>長さ: 各直径 6-8-10-11.5-13-16mmL (直径 3.2/5.7/7.0 は長さのバリエーションが異なります。)</p>
---	---	---

**【オールインワンパッケージ】** ※エクステンダーは6mmLインプラントには付属しない

<p>①インプラント ②キャリアー ・キャリアー機能 ・トランスファー機能 ③カバースクリュー ④エクステンダー*</p>	<p>①インプラント ②CTアパットメント ・キャリアー機能 ・トランスファー機能 ・テンポラリーアパットメント機能 ③専用スクリュー ④カバースクリュー ⑤エクステンダー*</p>	<p>①インプラント ②CTアパットメント ・キャリアー機能 ・トランスファー機能 ・最終アパットメント機能 ③専用スクリュー ④カバースクリュー ⑤エクステンダー*</p>
---	---	---

**【補綴ラインナップ】** 補綴パーツはレガシーシステム共通 ※アパットメントにはスクリュー付属



詳しくは各インプラントシステムのカタログをご請求ください。

# Legacy™ System

レガシーシステム

## レガシー 2 アバットメントセット

本セットは、Implant Direct社インプラントの中でも、最も人気の高い「レガシー2インプラント」のSBMインプラントもしくはHAコートインプラントと、ストレートアバットメントを組合わせた、国内限定の大変お得な特別セット商品です。

インプラント埋入以降、印象採得、TEK作成、最終補綴作成に使用するすべてのパーツが含まれています。

※必要に応じて追加パーツをご購入ください。  **インプラテックス オリジナル製品**

# Swish™ System

スウィッシュシステム



SBM表面性状をもつティッシュレベルインプラントで、アバットメントの接合様式はインターナルオクタゴンを採用。ボディ形状は最新コンセプトを取り入れています。3.3mmDインプラントのプラットフォームは、3.7mmDインターナルヘキサゴンで歯冠幅径を抑えた補綴が可能です。3種のパーツを同梱したオールインワンパッケージです。φ3.3mmD、6mmLのショートサイズを含むラインナップにより様々な症例への対応が可能です。ネック部機械加工面の高さは1mmで深めに埋入される審美的に有利なエスティックレベルプロトコルが適用されます。

## レガシー2アバットメントセット

**SBM** プラスティング **HA** コート

### 【パッケージ】

#### 構成部品 (全9点※)


レガシー2の単品パッケージ

ストレートアバットメントの単品パッケージ



※6mmLインプラントはエクステンダーは付属なしのため全8点となります。

### レガシー2パッケージ



インプラントはSBMおよびHAコートタイプからお選びいただけます。



### ストレートアバットメントパッケージ



図はプラットフォーム3.5mmD用(002-803522)

## スウィッシュプラス

**SBM** プラスティング

### 【プラットフォーム接合様式】 インターナルオクタゴン

ナロープラットフォーム

レギュラーネック



### 【インプラントボディ】 ティッシュレベル (エスティック)



### 【バリエーション】



### 【パッケージ】



### 【補綴ラインナップ】

※プラットフォーム4.8mmDの補綴ラインナップの一例、アバットメントにはスクリュー付属



詳しくは各インプラントシステムのカタログをご請求ください。

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植

骨移植・骨形成

補綴技工

その他・収納ケース



# InterActive™

インタラクティブ



ナロー・レギュラー2サイズに12°のベベルをもったインターナル・ヘックス・コニカルコネクション(CC)プラットフォームをもつボーンレベルインプラントです。

プラットフォームシフティング、上部構造のコンケーブ形状により高い審美性が得られます。オールインワンパッケージ(カバースクリュー、3mmHヒーリングカラー付属)で供給され、補綴パーツはスウィッシュアクティブと共通です。



# SwishActive™

スウィッシュアクティブ



インタラクティブと同じナロー・レギュラー2サイズに12°のベベルをもったインターナル・ヘックス・コニカルコネクション(CC)プラットフォームをもつボーンレベルインプラントで、審美性の高い軟組織形態を形成します。オールインワンパッケージ(カバースクリュー、2mmHエクステンダー、キャリアー/トランスファー付属)で供給され、補綴パーツはインタラクティブと共通です。

## インタラクティブ



インターナル・ヘックス・コニカル・コネクション (CC) 【プラットフォーム接合様式】

ナロープラットフォーム レギュラープラットフォーム



3.0mmD



3.4mmD



インタラクティブ詳細はこちら

## スウィッシュアクティブ



インターナル・ヘックス・コニカル・コネクション (CC)

ナロープラットフォーム レギュラープラットフォーム



3.0mmD



3.4mmD




スウィッシュアクティブ詳細はこちら

### ボーンレベル

### 【インプラントボディ】

### ボーンレベル

テーパボディ




マイクログループ  
ミニスレッド (四条)

ダブルリード  
バットレススレッド (二条)



プラットフォーム・シフティング

ストレートボディ



マイクログループ  
シングルリード  
バットレススレッド



プラットフォーム・シフティング

### 【バリエーション】



インプラント直径  
3.2 / 3.7 / 4.3 / 5.0 mmD

長さ：各直径 6-8-10-11.5-13-16mmL  
(直径 3.2 は長さのバリエーションが異なります。)

ショートインプラント



例：6mmL / 4.3mmD

ショートインプラント



例：6mmL / 4.8mmD



インプラント直径  
3.3 / 4.1 / 4.8 mmD

長さ：各直径 6-8-10-12-14-16mmL  
(直径 3.3/4.8 は長さのバリエーションが異なります。)

### 【パッケージ】



- ①カバースクリュー
- ②3mmHヒーリングカラー
- ③インプラント



- ①キャリアー/トランスファー  
・キャリアー機能  
・トランスファー機能
- ②カバースクリュー
- ③2mmHエクステンダー
- ④インプラント

※エクステンダーは6mmLインプラントには付属しません。

### 【補綴ライナップ】

※プラットフォーム4.8mmDの補綴ライナップの一例、アバットメントにはスクリュー付属



インタラクティブとスウィッシュアクティブの補綴パーツは共通です。

詳しくは各インプラントシステムのカatalogをご請求ください。



Legacy™ System 対応

レガシーシステム

骨干渉による上部構造パーツの不完全な装着を解消

# ボーンプロファイルドリル

アバットメント（ヒーリングカラー）を装着する際に、骨が干渉し、パーツ類が正しく収まらない場合があります。  
ボーンプロファイルドリルを使用することで、そのような骨干渉を除去・形成し、上部構造パーツの適正な装着が可能となります。



ドリルガイド

ボーンプロファイルドリル

**適用・使用方法**

骨の斜面にインプラントを埋入したケース。  
骨縁下に埋入したケース。

**ドリルガイド**

3.0mmD プラットフォーム用 P3.0	3.5mmD プラットフォーム用 P3.5	4.5mmD プラットフォーム用 P4.5	5.7mmD プラットフォーム用 P5.7
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

~300rpm

IMPLATEX インプラテックス オリジナル製品 Implatex (Japan)

カバースクリュー  
ヒーリングカラー

ドリル底

上部構造パーツの装着時に干渉する部分

ドリルガイドにボーンプロファイルドリルが被さるようにして、インプラント上方の骨を形成する。ドリルガイドがドリル底に当たる深さまでドリリングする。

1次手術に使用する場合は、形成後、カバースクリューを装着する（2次手術でのヒーリングカラー装着時の骨干渉を防ぐための事前処理）。2次手術に使用する場合は、ヒーリングカラーを装着する。

ボーンプロファイル	ボーンプロファイル	ボーンプロファイル	ボーンプロファイル	ボーンプロファイル	ボーンプロファイル
レガシーインプラント 3.0mmD プラットフォーム用 (インプラント直径 3.2mmD)	レガシーインプラント 3.5mmD プラットフォーム用 (インプラント直径 3.7/4.2mmD)	レガシーインプラント 3.5mmD プラットフォーム用 (インプラント直径 3.7/4.2mmD)	レガシーインプラント 4.5mmD プラットフォーム用 (インプラント直径 4.7/5.2mmD)	レガシーインプラント 4.5mmD プラットフォーム用 (インプラント直径 4.7/5.2mmD)	レガシーインプラント 5.7mmD プラットフォーム用 (インプラント直径 5.7/7.0mmD)
商品コード 310-08000	商品コード 310-08001	商品コード 310-08002	商品コード 310-08003	商品コード 310-08004	商品コード 310-08010
品名 ボーンプロファイルドリル3.2 L	品名 ボーンプロファイルドリル3.7 S	品名 ボーンプロファイルドリル 3.7 L	品名 ボーンプロファイルドリル 4.7 S	品名 ボーンプロファイルドリル 4.7 L	品名 ボーンプロファイルドリル 5.7 S
サイズ 刃先外径4.5/内径3.1mm 全長30.5mm	サイズ 刃先外径5.5/内径3.6mm 全長25.5mm	サイズ 刃先外径5.5/内径3.6mm 全長30.5mm	サイズ 刃先外径6.5/内径4.6mm 全長25.5mm	サイズ 刃先外径6.5/内径4.6mm 全長30.5mm	サイズ 刃先外径7.0/内径6.0mm 全長25.5mm
標準価格 15,000 円	標準価格 15,000 円	標準価格 15,000 円	標準価格 15,000 円	標準価格 15,000 円	標準価格 15,000 円
<b>ボーンプロファイル</b>	<b>ドリルガイド</b>	<b>ドリルガイド</b>	<b>ドリルガイド</b>	<b>ドリルガイド</b>	
ボーンプロファイルドリルガイド	3.0mmDプラットフォーム用 インプラント直径3.2	3.5mmDプラットフォーム用 インプラント直径3.7/4.2	4.5mmDプラットフォーム用 インプラント直径4.7/5.2	5.7mmDプラットフォーム用 インプラント直径5.7/7.0	
P3.0	P3.5	P4.5	P5.7		
				商品コード	対応プラットフォーム
				310-08009	3.0mmD
				310-08005	3.5mmD
				310-08006	4.5mmD
				310-08011	5.7mmD
					標準価格
					5,000 円
					5,000 円
					5,000 円
					5,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植  
グラフト材  
ティッシュ  
シミュパンチ

骨拡大・  
歯周外科  
骨移植・  
骨形成

補綴技工  
バー  
レンチ  
ドリライバー

その他・  
材料・  
矯正

印象採得の「ひずみ」を解消!



Legacy™ System 対応

Implatex (Japan)

レガシーシステム

# プレジジョントランスファー



印象採得で口腔内から印象を外す際、トランスファーの構造上、引き抜く方向に引っ掛かりがある場合があります。特にインプラント間の平行性が取れていない、埋入本数が多い、可撤式上部構造作製する際など、より精度が求められる症例では、この引っ掛かりにより、印象材に応力がかかり、ストレスが残ります。

**このひずみを解決するためにプレジジョントランスファーは開発されました!**

## プレジジョントランスファーが正確な3つの理由

高精度のインプラント補綴物製作のみならず、通常的印象採得にも大変有効です


- 3つのパーツから構成 (下左図参照) ※本体・スクリーウの2パーツが一般的
- スリーブ基底部に微細なテーパを付与しインプラントとのテーパ嵌合により完全にフィットし、正確な方向が印象に記録される
- 回転防止付きのスリーブを抜き取る設計で、印象を外す際に干渉がない

歯肉ゲージ付  
(2-3-4-5mm)


スリーブの回転防止ヘックス。  
微細なテーパ嵌合により  
遊びなく締結する構造。



### 3パーツ構成



### 使用方法



### トランスファー

レガシーインプラント 3.5mmD プラットフォーム用  
(インプラント直径 3.7/4.2mmD)



品名 | プレジジョントランスファー-3/4 Sセット  
標準価格 | 8,000 円 カラー部直径 | 4.5mmD

商品コード	構成
303-36434	PDT3/4 プレジジョントランスファー-3/4本体
303-36415	PDTSSS プレジジョントランスファー スリーブスクルーセットS

### トランスファー

レガシーインプラント 4.5mmD プラットフォーム用  
(インプラント直径 4.7/5.2mmD)



品名 | プレジジョントランスファー-4/4 Sセット  
標準価格 | 8,000 円 カラー部直径 | 4.5mmD

商品コード	構成
303-36444	PDT4/4 プレジジョントランスファー-4/4本体
303-36415	PDTSSS プレジジョントランスファー スリーブスクルーセットS

### トランスファー

レガシーインプラント 4.5mmD プラットフォーム用  
(インプラント直径 4.7/5.2mmD)



品名 | プレジジョントランスファー-4/5 Sセット  
標準価格 | 8,000 円 カラー部直径 | 5.5mmD

商品コード	構成
303-36445	PDT4/5 プレジジョントランスファー-4/5本体
303-36415	PDTSSS プレジジョントランスファー スリーブスクルーセットS

### トランスファー

レガシーインプラント 3.5mmD プラットフォーム用  
(インプラント直径 3.7/4.2mmD)



品名 | プレジジョントランスファー-3/4 Lセット  
標準価格 | 8,000 円 カラー部直径 | 4.5mmD

商品コード	構成
303-36434	PDT3/4 プレジジョントランスファー-3/4本体
303-36416	PDTSSL プレジジョントランスファー スリーブスクルーセットL

### トランスファー

レガシーインプラント 4.5mmD プラットフォーム用  
(インプラント直径 4.7/5.2mmD)



品名 | プレジジョントランスファー-4/4 Lセット  
標準価格 | 8,000 円 カラー部直径 | 4.5mmD

商品コード	構成
303-36444	PDT4/4 プレジジョントランスファー-4/4本体
303-36416	PDTSSL プレジジョントランスファー スリーブスクルーセットL

### トランスファー

レガシーインプラント 4.5mmD プラットフォーム用  
(インプラント直径 4.7/5.2mmD)



品名 | プレジジョントランスファー-4/5 Lセット  
標準価格 | 8,000 円 カラー部直径 | 5.5mmD

商品コード	構成
303-36445	PDT4/5 プレジジョントランスファー-4/5本体
303-36416	PDTSSL プレジジョントランスファー スリーブスクルーセットL

※ SタイプとLタイプは、開口度や隣在歯冠長などの条件に合わせてご選択ください。 ※ スクリュー操作は、1.25mmヘックスドライバーにて行います。  
※ インプラントアナログはプラットフォームに合わせ、ご選択ください。 ※ トランスファー本体、スリーブ、スクリーウの各パーツ単品販売は行っておりません。

ITX シロプロ 3G

SWISS  MADE の信頼性

BienAir (Switzerland)

新型インプラントモーター

IMPLATEX Chiropro 3G  
シロプロ 3rd Generation

インプラテックス  
導入特別保証

◎ 製品保証期間:通常1年間の  
ところ「2年間保証」に延長



PURE SIMPLICITY



商品コード 370-10000

品名	シロプロ 3G
標準価格	640,000 円
構成	①コントロールユニット、ITXダイヤルノブ ②マイクロモータ ③モータ用ケーブル ④ハンドピース ⑤プラケット ⑥イリゲーションシステム(10個)※内部注水使用時 ⑦フットペダル ⑧フットペダル ガード ⑨イリゲーションチューブ(10本)※外部注水使用時 ⑩イリゲーションスタンド ⑪チューブ取付けクリップ ⑫電源ケーブル ⑬プロテクションフィルム(2枚)

シロプロ 3G 用 別売品・補充品

商品コード	品名	標準価格
370-10009	イリゲーションチューブ シロプロL用(10本入) ※外部注水使用時	15,000 円
370-10006	イリゲーションチューブ CA20L KM用(Y分岐・10入) ※内外部併用注水使用時	17,000 円
370-10010	イリゲーションシステム(10ヶ) CA20:1L KM用 ※内部注水使用時	40,000 円
370-10012	チューブ用クリップ3rd Gモータケーブル用(10入)	2,800 円
370-10063	●スプレーネット 洗浄スプレー500ml	9,500 円
370-10064	●ルブリフルイド 潤滑スプレー500ml	9,500 円
370-10065	●アクアケア 注水チューブ洗浄スプレー500ml	8,800 円
370-10014	プロテクションフィルム シロプロ3rd Gen用 (10入)	7,500 円
370-10008	IMPLATEX シロプロ 3G ダイヤルノブ	9,500 円

ハンドピース

商品コード 370-10005

品名	ハンドピース (20:1L KM マイクロシリーズ)
標準価格	255,000 円



商品コード 370-00001

品名	ハンドピース(PMRM1122 ストレート1:1 外部注水)
標準価格	124,000 円



商品コード 370-00002

品名	ハンドピース(PMAM1122 アングル 1:1 外部注水)
標準価格	170,000 円



商品コード 350-22004

品名	Ti-Max X-SG20ML(ミニヘッド・ライト付)
標準価格	155,500 円

商品コード 350-22003

品名	SG20M(ライト無ハンドピース) ※ミニヘッド
標準価格	131,500 円



商品コード 350-30005

品名	X-DSG20L(分解式光付ハンドピース)
標準価格	172,500 円

商品コード 350-30006

品名	X-DSG20(分解式光無ハンドピース)
標準価格	148,500 円



サージック AP 用補充品

※すでに本体は販売を終了している機器の  
補充品です。

商品コード 350-13002 **滅菌済**

品名	二分岐チューブ
標準価格	2,700 円

商品コード 350-12003

品名	TAランプ3個セット
標準価格	12,000 円

**販売終了**

下記二品はメーカーからの供給終了に伴い、  
販売を終了いたしました。

- ① イリゲーションチューブ(10個入)AP専用
- ② イリゲーションポンプ(滅菌可)



本体の販売は終了しています。

Surgic Pro+ 用 補充品

NSK (Japan)

商品コード 350-23002 **滅菌済**

品名	イリゲーションチューブ(10個入) Pro専用
標準価格	16,000 円

商品コード 350-23000

品名	センター注水ノズルPro専用
標準価格	2,300 円

商品コード 350-13002 **滅菌済**

品名	二分岐チューブ
標準価格	2,700 円

商品コード 350-11003

品名	チューブ抑え(Pro+)
標準価格	4,200 円



Surgic Pro+

マイクロモーター  
MD20 用補充品

Nouvag (Switzerland)

※すでに本体は販売を終了している機器の補充品です。

商品コード 070-01706 **滅菌済**

品名	ティスポイリゲーションチューブ(2m)
標準価格	3,500 円

商品コード 070-06024 **滅菌済**

品名	ティスポイリゲーションチューブ(3m)
標準価格	3,500 円



本体の販売は  
終了しています。

商品コード 350-00013

品名	センター注水ノズル(SGM用)
標準価格	4,200 円

商品コード 070-01881

品名	クリップセット(3入)
標準価格	2,800 円

商品コード 070-01777 **在庫限り**

品名	Yコネクター
標準価格	12,300 円

ダブルモーターで使用の場合のオプション

商品コード 070-06025 **滅菌済**

品名	ティスポイリゲーションチューブ(2-wayバルブ付)
標準価格	3,600 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植  
クラフト材  
ティッシュ  
シユパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
バー  
レンチドリライバ

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

コバルトクロムシリンダー



本製品の関連製品を P.109 に掲載

- 主要のインプラントメーカー製マルチユニットアバットメントに対応
- ・シリンダー長は 15mm (垂直的カット限界は純正品のそれに準じます)
  - ・固定用スクリューは純正パーツを別途ご用意ください。
  - ・回転防止の付与はありません。(連結・ブリッジ用です)



弊社WEB サイトにてコバルトクロムシリンダーの「使用ポイント」、「商品開発コンセプト」を N インプラントロジック 代表 中矢敦三氏に解説いただいています。

日本歯科金属 (Japan)



標準価格 各 8,000 円

在庫限りで販売終了

※商品コードが780-781から始まるコバルトクロムシリンダー・コバルトクロム合金等の製品はメーカー直送となり、一度のご注文が25,000円未満の場合、送料600円(税別)がかかります。

商品コード	商品名	対応インプラント	780-00009	コバルトクロムシリンダー ST0012	ストローマン RC マルチベースアバットメント D6.5mm
780-00018	コバルトクロムシリンダー ID0001	インプラントダイレクト スクリュー固定式アバットメント	780-00010	コバルトクロムシリンダー ST0013	ストローマン RC マルチベースアバットメント アングル25°A D4mm
780-00002	コバルトクロムシリンダー NB0032	ノーベルバイオケア マルチユニットアバットメント WP	780-00012	コバルトクロムシリンダー AT0002	アストラテック 45°ユニアバットメント 4.5/5.0
780-00003	コバルトクロムシリンダー ZM0003	ジンマー※ スプライン ショルダーアバットメント 3.25mm/4.5mm, 3.75mm&4.0mm/4.5mm	780-00013	コバルトクロムシリンダー B30001	バイオメット3i※ コニカルアバットメント3.4mm
780-00004	コバルトクロムシリンダー ZM0004	ジンマー※ スプライン ショルダーアバットメント 5.0mm/6.0mm	780-00014	コバルトクロムシリンダー B30002	バイオメット3i※ コニカルアバットメント4.1mm/5.0mm
780-00006	コバルトクロムシリンダー ZM0012	ジンマー※ スクリューベント SCアバットメント	780-00015	コバルトクロムシリンダー B30011	バイオメット3i※ スタンダードアバットメント4.1mm
780-00007	コバルトクロムシリンダー ST0001	ストローマン RN synOcta 1.5 アバットメント	780-00016	コバルトクロムシリンダー GC0001	GC コニカルアバットメントIN03.8
780-00008	コバルトクロムシリンダー ST0011	ストローマン RC マルチベースアバットメント D4.5mm	780-00017	コバルトクロムシリンダー GC0002	GC コニカルアバットメントIN05

※2022年3月よりシンヴィ・ジャパン合同会社

スクリューリムーバー

Technika (Japan)

- ・破折したアバットメントスクリューの除去に
- ・オートクレーブ対応の高耐食ステンレス製
- ・安全な手指操作



商品コード 310-25101

品名 スクリューリムーバーM1.6用 L 本体

仕様 全長: 32mm、先端外径: Ø1.1mm

標準価格 16,000 円

商品コード 310-25102

品名 スクリューリムーバーM1.6用 S 本体

仕様 全長: 24mm、先端外径: Ø1.1mm

標準価格 13,000 円

商品コード 310-25103

品名 スクリューリムーバーM2.0用 L 本体

仕様 全長: 32mm、先端外径: Ø1.4mm

標準価格 16,000 円

商品コード 310-25104

品名 スクリューリムーバーM2.0用 S 本体

仕様 全長: 24mm、先端外径: Ø1.4mm

標準価格 13,000 円

商品コード 310-25200


品名 リベアタップ用ハンドル

標準価格 3,500 円

付属品: ネジ、六角レンチ




使用方法



サイズ表

形式*	外径 ØD1 / D2	部分長L1 / 全長L2
M1.6用L	1.1 / 1.2	17 / 32
M1.6用S	1.1 / 1.2	9 / 24
M2.0用L	1.4 / 1.5	17 / 32
M2.0用S	1.4 / 1.5	9 / 24



※形式の「M1.6」、「M2.0」は、ネジの規格です。数字はネジの外径を表します。※お使いのアバットメントスクリューの外径は、メーカーにご確認ください。

歯科用精密磁性アタッチメントマグフィット®



進化する マグフィット® テクノロジー

■インプラント用 磁性アタッチメント「マグフィット®IP」

磁石を用いると、インプラントに有害な側方力を逃すことができるため、支台への負担を軽減することができます。遊離端義歯の咬合時の動揺には、球面形状の吸着面をもつドーム型が

特長

- ・インプラント本数を少なくできます。
- ・上部構造の設計が簡単になります。
- ・種々の磁石タイプにより適応症例が広がります。
- ・天然歯用磁性アタッチメントと併用することが可能です。



主な商品	コネクショントイプ	商品コード	商品名	メーカー品番	カラー部高さ	商品構成		標準価格
						磁石構造体	キーパタイプ	
Iシリーズ	Straumann Tissue Level RN タイプ	750-30041	マグフィットIP IFD14 セット品	IFD14	1.4mm	DXFL	14タイプ	20,400円
		750-30043	マグフィットIP IFD30 セット品	IFD30	3.0mm	DXFL	30タイプ	30,000円
		750-30045	マグフィットIP IFD45 セット品	IFD45	4.5mm	DXFL	45タイプ	30,000円
Bシリーズ	Branemark RP タイプ	750-30011	マグフィットIP BFD30 セット品	BFD30	3.6mm (3.1+0.5)	DXFL	30タイプ	30,000円
		750-30013	マグフィットIP BFD40 セット品	BFD40	4.5mm (4.0+0.5)	DXFL	40タイプ	30,000円
		750-30015	マグフィットIP BFD55 セット品	BFD55	6.0mm (5.5+0.5)	DXFL	55タイプ	30,000円
Vシリーズ	Replace RP タイプ	750-30071	マグフィットIP VFD30 セット品	VFD30	3.5mm (3.0+0.5)	DXFL	30タイプ	31,800円
		750-30073	マグフィットIP VFD40 セット品	VFD40	4.5mm (4.0+0.5)	DXFL	40タイプ	31,800円
		750-30075	マグフィットIP VFD55 セット品	VFD55	6.0mm (5.5+0.5)	DXFL	55タイプ	31,800円

※一部インプラントシステムによりお取扱いが無い場合があります。 ※各製品の仕様につきましては、別紙パンフレットをご請求ください。

保険適用

■天然歯用 磁性アタッチメント「マグフィット®M」

マグフィット M は、維持溝だけではなくマグフィットD Xのオーバーリングを併用し、義歯からの脱落防止を図っています。

特長

- ・維持溝+オーバーリングによる義歯固定
- ・マグフィット® 初のダイレクトボンディング対応
- ・マグフィット® の品質と信頼

【症例】  
総義歯例



※本品のキーパは鋳接可能ですが、医療保険の術法は合着法のみとなります。保険の施術には合着法を適用してください。

商品コード	品名	標準価格
750-60001	マグフィットM 磁石構造体単品(1個入り) 400gfタイプ M400-T	7,064円
750-60002	マグフィットM 磁石構造体単品(1個入り) 600gfタイプ M600-T	7,064円
750-60003	マグフィットM 磁石構造体単品(1個入り) 800gfタイプ M800-T	7,064円
750-60011	マグフィットM キーパ単品(1個入り) 400gfタイプ M400-K	2,118円
750-60012	マグフィットM キーパ単品(1個入り) 600gfタイプ M600-K	2,118円
750-60013	マグフィットM キーパ単品(1個入り) 800gfタイプ M800-K	2,118円
750-60021	キーパーパターンM1(2個入り)M400-K用	500円
750-60022	キーパーパターンM1(2個入り)M600-K用	500円
750-60023	キーパーパターンM1(2個入り)M800-K用	500円

■マグフィット説明用模型

マグフィットの患者様への説明用模型です。


商品コード	750-80100
品名	クリスタル模型
標準価格	5,000円



インプラントシミュレーションソフト LANDmarker® (ランドマーカ)

Implant Direct社 レガシー/インタラクティブシステムのガイドドサージェリー対応シミュレーションソフト

LANDmarker



iCATのインプラントシミュレーションソフト「LANDmarker® (ランドマーカ)」は、CTデータをもとにインプラントの埋入位置をシミュレーション。パノラマでは診えなかった3次元的な顎骨の形態を把握し、安全性だけでなく完成度の高い診断を実現します。さらにその診断結果をもとにしたサージカルガイドを作製可能。シミュレーション通りのオペを実現します。

- ソフトの操作は直感的で簡単。
- シミュレーション専用ソフトならではの充実した機能を搭載。
- Implant Direct※をはじめ国内で販売されているほとんどのインプラントをリアルな形状で表示。自院でデータ合成。

※Implant Direct社のレガシー、インタラクティブ、スイッチシステムをはじめ、暫間ミニインプラントの「MTI」にも対応し、メインインプラントとともにシミュレーションが可能です。

自院でデータ合成

Direct+では片顎あたり複数の歯列データを合成可能。欠損歯列データとCADワックスアップデータを別々に合成して表示を切り替えるなど、さまざまな状態をイメージした診断が可能です。

※模型のスキャンはお手持ちの歯科用CT、桌上、口腔内スキャナーに対応。

データ合成のデモ動画はこちらから



YouTube



CADワックスアップを表示

CADワックスアップを消し、粘膜面を表示

粘膜面を消し、骨面表示

● サージカルガイド作成費

(Implant Direct レガシー/インタラクティブ)

(iCAT社でガイド形状デザイン・ガイド造形・仕上げ)

埋入本数	データ作成経由	ガイドから発注 (データ作成の発注なしの場合)
1	32,000円	42,000円
2	39,000円	49,000円
3	46,000円	56,000円
4	53,000円	63,000円
5	60,000円	70,000円
6	67,000円	77,000円
7~	74,000円	84,000円

※ガイド用キット、ドリルが必要です。  
 ※対象額ごとに1ピースで作製いたします。ガイド1ピースあたり、上記の埋入本数に応じた料金を頂戴いたします。  
 ※サージカルガイドが特殊形状となる場合は、別途ご相談・お見積りをさせていただきます。  
 ※シングルガイドの作製費は別途お問合せください。

● オプション〈サイド固定〉

専用のサイド固定ピンを用い、ガイドを頬側から固定可能にします。

追加費用：1カ所につき**2,000円**

※サイド固定のご利用には、上記ガイドの作製費、追加費用に加え、サイド固定ドリル(1本5,000円)と、サイド固定ピン(1本2,500円)が必要です。

● 送料

医院様からiCAT社にデータ・模型を送付いただく際の送料はご負担をお願いしております。

iCAT社から医院様への納品物の送料は、18,000円(税別)以上の同時発注で無料となります。

● 訪問サポート費

**20,000円+実費(交通費など)**

※実費部分は都度お見積りいたします。  
 ※iCAT社によるソフト操作の訪問サポートになります。

スタンダード: 下記ミニマムに加え、インプラント体の仮置き、下顎管の仮抽出、金属アーティファクトの詳細除去、模型トリミング  
 ミニマム: 研究用模型との合成、合成部位の歯冠トリミング

LANDmarker® ラインナップ

LANDmarker. ラインナップ	価格	CTデータ直接変換	歯列データ合成	インプラントシミュレーション	データ作成発注	ガイド作製発注
<b>DIRECT+</b> CT・院内ラボをお持ちの先生に おすすめ!	導入費 248,000円 年間ライセンス費(初年度無料) 36,000円	○	○	○	○	○

<b>NETWORK</b> ※Networkのご利用にはDirect+が必要です。 ※Direct+で作成した症例データを読込可能。	導入費 無償 年間ライセンス費 無償	×	×	○	○	○
---	-----------------------	---	---	---	---	---

<b>BASIC</b> ※iCATにてデータ作成発注したデータのみ読込可能。 ※Direct+で作成した症例データは読込不可。	導入費 無償 年間ライセンス費 無償	×	×	○	○	○
--	-----------------------	---	---	---	---	---


※ Direct+・Networkは1ライセンス、1PCとなります。Basicはインストールの台数に制限はありません。  
 ※バージョンアップ費はいずれも無料です。

● データ作成費

「CADワックスアップ」で  
トップダウンリトreatment

スタンダード (両顎は+7,000円)	32,000円 + 1歯 3,000円	32,000円
ミニマム (両顎は+7,000円)	18,000円 + 1歯 3,000円	18,000円

iCAT社に高品質なデータ作成を発注



メインのインプラント上部構造装着までの暫間補綴物固定システム


# MTI インプラント

即時補綴や、2次手術までの骨治療期間における負荷防止、特にGBR法や骨移植を施した際に有効です。専用の補綴システムにより、即時補綴作製が容易で、最終補綴物装着まで快適に過ごせます。

角度がつき植立されたインプラントにも適応する補綴システムによって、咬合支持のバランスをとり、ストレスのないクロスアーチスプリントが実現できます。

また、ほとんどのインプラントシステムと併用が可能で、除去時の骨損失は少なく、不快感も伴いません。

オッセオインテグレーションの獲得、  
歯肉の治癒期間の患者様のQOLを向上。  
患者様満足度も向上!



### 適用

- ・単冠、片側およびフルアーチ固定性暫間補綴物のための暫間的即時支持
- ・インプラント外科時におけるサージカルステントの固定
- ・GBR法および骨移植症例における負荷防止
- ・失敗に至りそうな上部構造の応急補助

## MTI コンプリートキット

Dentatus (Sweden)

### セット

商品コード 090-00002

品名 MTI イントロダクトリーキット

※メタルケース付

### キット内容

#### インプラント

- MTI インプラント 14mm (Ø1.8mm 6入)
- MTI インプラント 17mm (Ø1.8mm 6入)
- MTI インプラント 21mm (Ø1.8mm 6入)

#### インスツルメント

- MTI プロファイルドリル・ロング (43.5mmL 1入)
- MTI プロファイルドリル・ショート (33.5mmL 1入)
- MTI ソケットキー (1入)
- MTI パラレリングガイドロッド (1入)
- MTI R/Aドライバー (1入)

#### 技工用パーツ

- MTI プロテクティブスペーサー (2mmL, 3mmL, 4mmL 各10入)
- MTI シングルコーピング (18入)
- MTI キャップ (6入)
- MTI インプレッションコーピング (20入)
- MTI アナログ (20入)
- MTI コネクティブバー (4入)
- MTI ユニバーサルフレキシブルスプリントフレーム ショート (2入)
- MTI ユニバーサルフレキシブルスプリントフレーム ロング (2入)



キットでのご購入は単品でのご購入よりもお得です!



QRコードから「MTIインプラント」の詳細、術式説明動画をご覧いただけます。

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
ティッシュシユパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

MTI インプラント

Dentatus (Sweden)

ほぼ原寸大

各φ1.8mm




品名 MTIインプラント

商品コード	直径	全長
090-02006	1.8mm	14mm
090-02106	1.8mm	17mm
090-02206	1.8mm	21mm

入数 | MTIインプラント 各サイズとも 6入  
 付属品 | MTI シングルコーピング 6入  
 MTI プロテクティブスペーサー 12入  
 MTIコネクティブバー 2入  
 材質 | 純チタン

ドリル

Dentatus (Sweden)



品名 MTIプロファイルドリル

商品コード	直径	全長
090-01041	1.4mm	43.5mm(ロング)
090-01042	1.4mm	34.5mm(ショート)

入数 | 各サイズ2入

埋入用ドライバー

Dentatus (Sweden)



商品コード 090-01050  
 品名 MTI R/Aドライバー(コントラ用)

埋入用ドライバー

Dentatus (Sweden)



オプション  
 口腔内において手指で  
 回転させやすい形状です。

商品コード 090-00001  
 品名 スクリューポスト用 キー(-)

埋入用ドライバー

Dentatus (Sweden)



商品コード 090-01060  
 品名 MTIソケットキー(手指用)

ツール

Dentatus (Sweden)

MTI インプラントの  
 平行性の確認・調整用



商品コード 090-01075  
 品名 MTIパラレルリングガイドロッド  
 入数 | 2入

技工用パーツ

Dentatus (Sweden)



商品コード 090-02015  
 品名 MTIシングルコーピング  
 入数 12入

技工用パーツ


Dentatus (Sweden)



商品コード 090-01030  
 品名 MTIキャップ  
 入数 12入

技工用パーツ

Dentatus (Sweden)



商品コード 090-02040  
 品名 MTIプロテクティブスペーサー  
 入数 各サイズ10入

技工用パーツ

Dentatus (Sweden)



商品コード 090-02020  
 品名 MTIアナログ  
 入数 20入

技工用パーツ

Dentatus (Sweden)



商品コード 090-02050  
 品名 MTIコネクティブバー  
 入数 3入

技工用パーツ

Dentatus (Sweden)



商品コード 090-02035  
 品名 MTIインプレッションコーピング  
 入数 20入

技工用パーツ

Dentatus (Sweden)



品名 MTIユニバーサル  
 フレキシブルプリントフレーム

商品コード	サイズ	入数
090-02070	ショート	4入
090-02072	ロング	4入

MTI インプラント フルマウス～ロングスパンブリッジ 術式フローチャート

**ステントの作製**

最終補綴物を想定したバキュームフォームドシェルを作製します。

事前に行う工程

**滅菌**

MTIインプラントは未滅菌です。専用の器具とあわせて、術前に滅菌を行います。

**メインインプラント埋入**

各社マニュアルに従ってインプラントの埋入を行います。

**ドリリング**

プロファイルドリルを用い注水下にて800～1000rpmでドリリングを行います。

70～80RPM

**R/Aドライバー**

**植立**

※オプション スクリューポスト用キー (ー)

減速コントラにR/Aドライバーを装着し、3～5mmの深さまで挿入します。次に手指にてスクリューポスト用キー(ー)又は、MTIソケットキー(裏面図)を用いて所定の深さまで植立します。

**インプラントの高さ、方向、角度の調整**

ヘッド部の高さを揃えます。

スロットを歯槽頂線と平行に揃えます。

パラリングガイドロッドでヘッド部の角度を揃えます。

2mm 3mm 4mm

**プロテクティブスペーサー**

**シングルコーピング**

**コネクティブバー**

**プロテクティブスペーサー装着**

レジンが下方に入り込まないよう、プロテクティブスペーサーを装着します。

**シングルコーピング装着**

ヘッド部のスロットにシングルコーピングを装着します。

**コネクティブバーの屈曲とセット**

コネクティブバーをコーピングのメタルクリップに適合するよう屈曲し、余剰分はカットします。

**スプリント作製**

スプリントフレームに歯冠色即時重合レジンを填入し、バーとコーピングを取り込むようスプリントを作製します。

**ブリッジ作製**

バキュームフォームドシェルに歯冠色即時重合レジンを填入し、スプリントの正確な位置に適合させ、ブリッジを作製します。

**ブリッジのセット**

ブリッジの形態を整えて研磨を施し、ヘッド部にセメント固定します。

ユニバーサルフレキシブルスプリントフレーム

QRコードから「MTIインプラント」の術式説明動画をご覧ください。

主要・トピックス製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
ティッシュリフト

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成


補綴技工  
レンチドリライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

歯科インプラント用光重合型仮封材 エバダインプラス

光重合型仮封材「エバダインプラス+IP」は従来の仮封用途に加え、インプラントのアバットメントホールやアクセスホールの封鎖にお使いいただけます。においがなく診療環境にやさしい製材と、シリンジから直接充填可能な機動力で幅広くご利用いただけます。10秒\*で硬化する半透明のペーストは硬化深度が深く、シンプルな作業性を実現します。

- インプラント治療におけるアバットメントホール及びアクセスホールの封鎖が可能
- 作業効率の高い10秒\*硬化(LED)を実現
- 無味、無臭
- ワンペーストタイプ光重合型
- 高い硬化深度(9mm)
- 一塊除去が可能



アクセスホールへの使用イメージ

ネオ製薬工業 (Japan)

弊社 WEB サイトでエバダインプラスの詳細をご覧ください。



*照射時間について	
500mW/ cm <sup>2</sup> 以上	20 秒
1,000mW/ cm <sup>2</sup> 以上	10 秒
2,000mW/ cm <sup>2</sup> 以上	5 秒

エバダインプラス

商品コード 530-01211

品名 エバダインプラス+IP 5g  
 包装 5g シリンジ入 1本、先端チップ 15本 / 1箱  
 標準価格 3,000 円

成分: ポリエステルウレタンジメタクリレート、ウレタンジメタクリレート、  
 アイオノマーガラス、カンファークノン、その他



交換用先端チップ

商品コード 530-01212

品名 ネオブラックチップ(L)15本×2  
 包装 30本入(15本×2セット)  
 仕様 チップ先端外径:2.5 ± 0.2mm  
 標準価格 2,000 円

材質: ポリプロピレン



エバダインプラスの除去時に

商品コード 300-13206

品名 余剰セメント除去器 #2(白歯用)  
 標準価格 4,840 円

材質: ステンレス鋼



KAI マイクロナイフ

Kai Industries (Japan)


結合組織移植術などの歯周形成外科用に適した形状のナイフです。先端幅が1.5mm、最大幅2.0mmのテーパ形状のため刃先を繊細に動かすことが可能です。

滅菌済

商品コード 490-71414

品名 KAI マイクロナイフ 5本/箱  
 サイズ 先端幅1.5mm・ストレート  
 標準価格 13,250 円

ブレード材質: ステンレス鋼  
 入数: 5本/箱  
 滅菌有効期限: 5年  
 使用方法: 単回使用



縫合糸 サイトプラスト

Osteogenics Biomedical (USA)

CYTOPLAST™ PTFEスーチャー

サイトプラストPTFEスーチャーは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を原材料とした非吸収性モノフィラメント(単糸)縫合糸です。

縫合糸は染色されておらず、添加物を含んでいません。

縫合針の表面は滑りをよくするためにシリコンコーティングが施されています。

特徴

- ・ 300系ステンレススチール針を使用しています。
- ・ モノフィラメント縫合糸のため、プラークや細菌が付着しにくくなります。
- ・ ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の特徴である高い剛性としなやかさは、優れた操作性と結び目の安全性を両立します。




滅菌済

標準価格: 17,000円 / 1箱 (550-00001~00003)  
標準価格: 18,000円 / 1箱 (550-00004~00006)


【原材料】

糸: ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)  
針: ステンレス鋼(ニッケル、クロムを含む)、シリコンオイル(コーティング剤)



【結び方】

“外科結び+男結び”にて結紮してください



【縫合糸公称サイズ】

糸太さ USPサイズ	平均直径(mm)	長さ(cm)
2-0	0.30-0.339	45
3-0	0.20-0.249	45
4-0	0.15-0.199	45

商品コード	商品名 / 標準価格	針形状	種類 長さ 形状	糸長さ	糸太さ USPサイズ
550-00001	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三2-0:19mm:3/8(12入)	3/8 Circle 弱彎	▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 19mm わん曲: 3/8	45cm	2-0
550-00002	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三3-0:16mm:3/8(12入)	3/8 Circle 弱彎	▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 16mm わん曲: 3/8	45cm	3-0
550-00003	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三3-0:19mm:3/8(12入)	3/8 Circle 弱彎	▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 19mm わん曲: 3/8	45cm	3-0
550-00004	サイトプラストPTFEスーチャー 丸4-0:13mm:1/2(12入)	1/2 Circle 強彎	⊙ 丸針 長さ: 13mm わん曲: 1/2	45cm	4-0
550-00005	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三4-0:13mm:3/8(12入)	3/8 Circle 弱彎	▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 13mm わん曲: 3/8	45cm	4-0
550-00006	サイトプラストPTFEスーチャー 逆三4-0:16mm:3/8(12入)	3/8 Circle 弱彎	▼ プレシジョン 逆三角針 長さ: 16mm わん曲: 3/8	45cm	4-0

吸収性タックピン

帝人メディカルテクノロジー (Japan)


L-乳酸グリコール酸共重合体(PLGA)の表面に着色(紫)をした材料で、歯槽骨および顎骨の骨欠損部に用いられるメンブレンの固定を目的とした吸収性素材のタックピンです。

- 吸収性材料(分解吸収期間2~2.5年程度の設計)のため抜釘が不要
- Tack Pinは紫色に着色しているので視認が可能

滅菌済

品名 GRタックピン

商品コード	入数	標準価格
520-00001	1本入	5,000円
520-00002	2本入	8,500円
520-00003	4本入	15,000円



セット GRタックピンをご使用の際は「GRタックピン専用標準器械セット」が必要となります。

商品コード 520-00010

品名	GRタックピン専用標準器械セット
構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ GRタックピン専用ドリル(コントラ用) 全長18mm、刃部3.2mm(2入)</li> <li>・ GRタックピン専用把持具ハンドル</li> <li>・ GRタックピン専用把持具先端部(直)</li> <li>・ GRタックピン専用メンブレンパンチ(穴直径1.5mm)</li> <li>・ GRタックピン専用滅菌ケース</li> </ul>
標準価格	50,000円



主要・トピックス製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
ティッシュコンパネチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドライバ

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

# PIEZOSURGERY®



ピエゾサージェリー®は、従来のボーンサージェリー器具(マイクロソー等)よりも、精度と安全性が高いツールです。ボーンサージェリー、歯周外科、歯内療法および支台歯マージン形成において、3次元超音波振動により硬組織のみ切削・形成します。軟組織を傷つけない特性で、骨切り設計の自由度が高くなります。また従来品よりパワーを向上、LED ライト搭載ハンドピース等、高い機能性を備えたスタイリッシュデザイン機器です。

## ピエゾサージェリー® ホワイト

Mectron (Italy)

お選びのハンドピースで  
合計価格が異なります。

**セット** ピエゾホワイト本体 + LED ピエゾハンドピース (ライト有) 【標準価格 970,000 円】

**セット** ピエゾホワイト本体 + ピエゾハンドピース (ライトなし) 【標準価格 940,000 円】

# white

ピエゾホワイト

仕様

定格電圧：AC100V/AC240V、50/60Hz  
最大消費電力：120VA  
発振周波数：24k ~ 36kHz  
注水量：0 ~ 75mL/min  
寸法：300×250×H83mm  
重量：2.5kg

本体

商品コード 140-00020

品名 ピエゾホワイト

付属品 フットペダル、ティスチャージ (2 入)、ダイナモレンチ K8、  
バッグサポートロッド、ポンプチューブ (8 入)、  
ハンドピースホルダー、電源コード、キャリングケース

標準価格 730,000 円

※ピエゾホワイトのハンドピースは別売です。  
下記2種からハンドピースをご選択ください。

LED ライト付きハンドピース

商品コード 140-21002

品名 LED ピエゾハンドピース

標準価格 240,000 円




ハンドピース (ライトなし)

商品コード 140-22002

品名 ピエゾハンドピース

標準価格 210,000 円



## ピエゾサージェリー® タッチ

Mectron (Italy)

商品コード 140-00010

品名 ピエゾサージェリー タッチ ベーシック1

付属品 LED ハンドピース、プロテクションフィルム (3 入)、HP メタルコーン、  
フットペダル、ティスチャージ (2 入)、ダイナモレンチ K8、  
モバイルスタンド、バッグサポートロッド、ポンプチューブ (8 入)、  
ハンドピースホルダー、電源コード、キャリングケース

標準価格 1,450,000 円

# touch

ピエゾサージェリー タッチ

仕様

定格電圧：AC100V/AC240V、50/60Hz  
最大消費電力：120VA  
発振周波数：24k ~ 36kHz  
注水量：0 ~ 75mL/min  
寸法：300 × 250 × H95mm  
重量：3.2kg

QRコードから  
「ピエゾサージェリー®」  
の各種動画や資料が  
ご覧いただけます。



★よく使われているチップ ※掲載のインサートチップは全てメクトロン社ピエゾサージェリー®専用です。 ※↑注水孔の位置

単位がない数字は「mm」

インサートチップ

Mectron (Italy)

骨切り・骨切除術

- 商品コード 140-10010  
品名 OT1 ★  
標準価格 22,000円  
ダイヤモンド粒子91μm  
先端厚み0.8mm
- 商品コード 140-10011  
品名 OT1A  
標準価格 22,000円  
ダイヤモンド粒子126μm  
先端厚み1mm
- 商品コード 140-10020  
品名 OT2  
標準価格 16,000円
- 商品コード 140-10040  
品名 OT4  
標準価格 22,000円  
ダイヤモンド粒子150μm  
深度ライン: 5-7-8.5-10-11.5-13-15mm
- 商品コード 140-10050  
品名 OT5 ★  
標準価格 22,000円  
ダイヤモンド粒子91μm
- 商品コード 140-10051  
品名 OT5A ★  
標準価格 22,000円  
ダイヤモンド粒子91μm
- 商品コード 140-10052  
品名 OT5B  
標準価格 22,000円  
ダイヤモンド粒子126μm
- 商品コード 140-10060  
品名 OT6 ★  
標準価格 16,000円  
刃部厚み0.75mm
- 商品コード 140-10070  
品名 OT7 ★  
標準価格 22,000円  
刃部長さ10mm  
刃部厚み0.55mm  
深度ライン:7-8.5-10mm
- 商品コード 140-10071  
品名 OT7A ★  
標準価格 22,000円  
刃部厚み0.75mm  
深度ライン:7-8.5-10mm
- 商品コード 140-10072  
品名 OT7S-3  
標準価格 23,000円  
刃部厚み0.35mm  
深度ライン:7-8.5-10mm
- 商品コード 140-10073  
品名 OT7S-4 ★  
標準価格 23,000円  
刃部厚み0.35mm  
深度ライン:7-8.5-10mm
- 商品コード 140-10074  
品名 OT7-20 ★  
標準価格 29,800円  
刃部長さ19mm、厚み0.6mm  
深度ライン: 7-9-11-13-15-17-19mm
- ※注意: 旧タイプのレンチKSでは装着できません。
- 商品コード 140-10080  
品名 OT8R ★  
標準価格 22,000円  
刃部厚み0.6mm ライト
- 商品コード 140-10081  
品名 OT8L ★  
標準価格 22,000円  
刃部厚み0.6mm レフト

- 商品コード 140-10090  
品名 OT9 ★  
標準価格 28,000円  
ダイヤモンド粒子151μm  
深度ライン: 2.5-3.1-4-6-8-10mm
- 商品コード 140-10100  
品名 OT11  
標準価格 28,000円  
ダイヤモンド粒子151μm
- 商品コード 140-10101  
品名 OT12 ★  
標準価格 27,000円  
刃部厚み0.35mm  
深度ライン:7-8.5-10mm
- 商品コード 140-10102  
品名 OT12S ★  
標準価格 27,000円  
刃部厚み0.25mm  
深度ライン:7-8.5-10mm
- 商品コード 140-10103  
品名 OT13  
標準価格 28,000円  
ダイヤモンド粒子150μm
- 商品コード 140-10104  
品名 OT14 ★  
標準価格 28,000円  
ダイヤモンド粒子150μm
- 商品コード 140-18018  
品名 リセクティブペリオキット  
構成: OT13, OT14, OP8, OP9,  
OP5A, ホルダー  
標準価格 133,000円

骨形成術

- 商品コード 140-10110  
品名 OP1 ★  
標準価格 16,000円  
刃部厚み0.5mm
- 商品コード 140-10120  
品名 OP2  
標準価格 16,000円  
刃部厚み0.6mm
- 商品コード 140-10130  
品名 OP3 ★  
標準価格 16,000円  
刃部厚み0.7mm
- 商品コード 140-10131  
品名 OP3A  
標準価格 16,000円  
刃部厚み0.7mm
- 商品コード 140-10140  
品名 OP4  
標準価格 21,000円  
ダイヤモンド粒子126μm
- 商品コード 140-10150  
品名 OP5  
標準価格 21,000円  
ダイヤモンド粒子30μm

- 商品コード 140-10151  
品名 OP5A  
標準価格 21,000円  
ダイヤモンド粒子90μm
- 商品コード 140-10160  
品名 OP6  
標準価格 21,000円  
ダイヤモンド粒子126μm
- 商品コード 140-10170  
品名 OP7  
標準価格 16,000円  
刃部厚み0.8mm
- 商品コード 140-10180  
品名 OP8  
標準価格 32,000円
- 商品コード 140-10190  
品名 OP9  
標準価格 32,000円

歯周治療 / ペリオ

- 商品コード 140-10510  
品名 PS1  
標準価格 12,000円
- 商品コード 140-10520  
品名 PS2  
標準価格 12,000円
- 商品コード 140-10560  
品名 PS6  
標準価格 12,000円
- 商品コード 140-15510  
品名 PP1  
標準価格 10,000円
- 商品コード 140-15520  
品名 PP10  
標準価格 13,000円
- 商品コード 140-15530  
品名 PP11  
標準価格 13,000円  
ライト
- 商品コード 140-15540  
品名 PP12  
標準価格 13,000円  
レフト

骨膜剥離

- 商品コード 140-15610  
品名 PR1  
標準価格 18,500円
- 商品コード 140-15620  
品名 PR2  
標準価格 18,500円



QRコードから「リセクティブペリオキット」の詳細をご覧ください。

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植  
クラフト材  
移植シミュレーション

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドライバー

その他  
衛生材料・矯正




★よく使われているチップ

※掲載のインサートチップは全てメクトロン社ピエゾサージェリー®専用です。

※↑注水孔の位置

単位がない数字は「mm」

商品コード 140-15353		品名 IM2.8A 標準価格 39,000円 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-13.5mm
商品コード 140-15354		品名 IM2.8P 標準価格 39,000円 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-13.5mm
商品コード 140-15360		品名 IM3A 標準価格 39,000円 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-13.5mm
商品コード 140-15361		品名 IM3A-15 標準価格 39,000円 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-15mm
商品コード 140-15370		品名 IM3P 標準価格 39,000円 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-13.5mm
商品コード 140-15371		品名 IM3P-15 標準価格 39,000円 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-15mm
商品コード 140-15372		品名 IM3A-A 標準価格 39,000円 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-13.5mm
商品コード 140-15373		品名 IM3A-P 標準価格 39,000円 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-13.5mm
商品コード 140-15380		品名 IM4A 標準価格 39,800円 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-15mm
商品コード 140-15390		品名 IM4P 標準価格 39,800円 マーキングライン: 7-8.5-10-11.5-13-15mm 深度ライン: 7-8.5-10-11.5-13-15mm
商品コード 140-11021		品名 P2-3 標準価格 25,900円 ダイヤモンド粒子150μm 形状:P2-3SPと同じ
商品コード 140-11031		品名 P3-4 標準価格 25,900円 ダイヤモンド粒子150μm
<b>サイナスフィジオリフト用</b>		
商品コード 140-15330		品名 IM1-SP★ 標準価格 21,000円 ダイヤモンド粒子30μm 深度ライン: 2.5-3.1-4-6-8-10mm インプラント起始点用にも使用
商品コード 140-15352		品名 IM2-SP 標準価格 37,000円 メーカー在庫限り 深度ライン: 2.5-3.1-4-6-8-10mm 形状:IM2Pと同じ
商品コード 140-11022		品名 P2-3SP 標準価格 25,900円 メーカー在庫限り ダイヤモンド粒子150μm 深度ライン: 2.5-3.1-4-6-8-10mm 形状:P2-3と同じ

<b>アラインメントピン</b>		
商品コード 140-19007		品名 PIN IM1S 標準価格 4,200円 ※IM15用
商品コード 140-19001		品名 PIN IM1 標準価格 4,300円 ※IM1-SP用
商品コード 140-19002		品名 PIN2-2.4 標準価格 4,300円
商品コード 140-19003		品名 PIN2-3 標準価格 4,300円
<b>抜歯高アラインメントピン</b>		
商品コード 140-19004		品名 PIN IM1-AL 標準価格 4,500円
商品コード 140-19005		品名 PIN 2-2.4-AL 標準価格 4,500円
商品コード 140-19006		品名 PIN 2-3-AL 標準価格 4,500円

<b>支台歯形成用(クラウンプレップ)</b>		
商品コード 140-18007	品名 クラウンプレップPSキット★ 標準価格 30,000円	
【構成】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チップホルダーDB2</li> <li>先端ネジ穴にクラウンプレップチップを装着し使用</li> <li>・レンチキーAB1</li> <li>DB2にクラウンプレップチップを装着の際に使用</li> <li>・ダイナモレンチK7</li> <li>DB2専用の締結レンチ</li> </ul>	
商品コード 140-17010	品名 チップホルダーDB2	標準価格 17,000円
商品コード 140-40005	品名 レンチキーAB1	標準価格 8,700円
商品コード 140-40006	品名 ダイナモレンチK7	標準価格 9,000円
商品コード 201-80004	品名 クラウンプレップチップスタンド 標準価格 12,000円	
<b>チップホルダー DB2 に装着するクラウンプレップチップ</b>		
先端:ダイヤモンドコーティング 長さ:10mm		
標準価格 各 11,000円		

直径	粗い ← ダイヤモンド粒子 → 細かい		
	D120	D90	D60
直径1.2mm	商品コード 140-16040 TA12D90★	商品コード 140-16010 TA12D60★	
直径1.4mm	商品コード 140-16070 TA14D120	商品コード 140-16050 TA14D90★	商品コード 140-16020 TA14D60★
直径1.6mm	商品コード 140-16080 TA16D120	商品コード 140-16060 TA16D90	商品コード 140-16030 TA16D60

<b>インサートチップキット</b>		
商品コード 140-18016	品名 ピエゾリフトキット 構成:PL1, PL2, PL3, ホルダー 標準価格 75,000円	
商品コード 140-18017	品名 サイナスリフトラテラルキット 構成:S1C, S1O-H, S1S, S1E1 S1E2, ホルダー 標準価格 90,000円	
商品コード 140-18018	品名 リセクティブペリオキット 構成:OT13, OT14, OP8, OP9 OP5A, ホルダー 標準価格 133,000円	
商品コード 140-18012	品名 エキスプランテーションキット 構成:EXP3-R, EXP3-L, EXP4-R EXP4-L, ホルダー 標準価格 96,000円	
商品コード 140-18003	品名 エキストラクションキット 構成:EX1, EX2, EX3, PS2, PS6, ホルダー 標準価格 72,000円	
商品コード 140-18001	品名 ベーシックキット 構成:OT2, OT7, OP1, OP3 EX1, ホルダー 標準価格 87,000円	
商品コード 140-18004	品名 オステオトミーキット 構成:OT7, OT7S-3, OT7S-4 OT8R, OT8L, ホルダー 標準価格 100,000円	
商品コード 140-18006	品名 レトロサージカルキット 構成:OP7, EN1, EN3, EN5R EN5L, ホルダー 標準価格 87,000円	
商品コード 140-18002	品名 サイナスリフトキット 構成:OT1, OT5, EL1, EL2, EL3, ホルダー 標準価格 80,000円	
商品コード 140-18010	品名 ボーンプレップキットプロフェッショナル 構成:IM1S, IM2A, IM2P, IM3A, IM3P, OT4, IM4A, IM4P, P2-3, P3-4, PIN IM1S(3入), PIN 2-2.4(3入), トレイ 標準価格 300,000円	

主要・トピック製品  
診査診断  
外科一般  
抜歯・歯周  
歯肉移植・骨移植  
骨移植・骨形成  
補綴技工  
その他・収納ケース

消耗品

Mectron (Italy)



商品コード 140-30000 **滅菌済**  
 品名 ティスチャージ(10イリ)  
 入数 10入  
 適合機種 ホワイト・タッチ・それ以前の機種  
 標準価格 6,000 円

消耗品

Mectron (Italy)



商品コード 140-31000  
 品名 ポンプチューブ/タッチ(8イリ)  
 入数 8入  
 適合機種 ホワイト・タッチ  
 標準価格 6,600 円

消耗品

Mectron (Italy)



商品コード 140-41001 **滅菌済**  
 品名 プロテクションフィルム/タッチ(10イリ)  
 入数 10入  
 適合機種 ホワイト・タッチ  
 標準価格 8,800 円

レンチ

Mectron (Italy)



商品コード 140-40010  
 品名 ダイナモレンチK8  
 適合機種 ホワイト・タッチ・それ以前の機種  
 標準価格 10,000 円

レンチ

Mectron (Italy)



商品コード 140-40006  
 品名 ダイナモレンチK7  
 用途 クラウンプレップチップの取付に必要  
 標準価格 9,000 円

消耗品

Mectron (Italy)



商品コード 140-31001  
 品名 ボーングラフトキット  
 構成 ボーングラフトポンプチューブ(8入)、チューブコネクター  
 用途 骨採取を行う際の注水流量を調節  
 適合機種 ホワイト・タッチ  
 標準価格 8,500 円

洗浄液

Mectron (Italy)



商品コード 140-40017  
 品名 MEC酵素洗浄液(500ml)  
 内容量 500ml  
 標準価格 3,500 円

注油・潤滑

YDM (Japan)



ダイナモレンチの注油に適しています。  
 商品コード 300-13093  
 品名 インスツルメントオイル  
 内容量 20ml  
 標準価格 2,200 円

トレイ

Mectron (Italy)



商品コード 140-41002  
 品名 ハンドピーストレイ  
 サイズ 253×112×46mm  
 標準価格 19,000 円

コーン

Mectron (Italy)



ライト無ハンドピースには使えません。  
 商品コード 140-21004  
 品名 HPプラスチックLEDコーン  
 用途 ハンドピース先端のライト部(交換用)  
 適合機種 ホワイト・タッチ  
 標準価格 20,000 円

インサートチップホルダー

Mectron (Italy)



商品コード 140-40002  
 品名 ピエゾチップホルダー  
 収納数 5本  
 標準価格 6,200 円

インサートチップホルダー

Dental USA (USA)



前列8穴にはダイヤモンドチップ、後列8穴にはチップホルダー-DB2やインサートチップを収納。  
 商品コード 201-80004  
 品名 クラウンプレップチップスタンド  
 収納数 16本  
 標準価格 12,000 円

医療用ワゴン

プレミアムプラスジャパン (Japan)



3段タイプは電源ありと電源なしの二種から選択いただけます。電源コード長さは1m。  
 商品コード 610-00003  
 品名 モービルカート 3段 電源有  
 標準価格 52,000 円  
 商品コード 610-00002  
 品名 モービルカート 3段 電源無  
 標準価格 45,000 円  
 商品コード 610-00001  
 品名 モービルカート 2段  
 標準価格 60,000 円

サイナスフィジオリフトII関連品

Mectron (Italy)

本関連品につきましてはメーカー在庫限りで取扱い終了となります。  
 商品コード 140-50000  
 品名 フィジオリフター  
 標準価格 42,000 円  
 商品コード 140-50008  
 品名 フィジオリフトストッピングチューブ  
 標準価格 750 円  
 商品コード 140-50007  
 品名 フィジオリフトチューブキット  
 標準価格 2,000 円  
 商品コード 140-50003  
 品名 Mectron CAアダプター  
 標準価格 9,000 円  
 商品コード 140-50004  
 品名 Mectronラチェットアダプター  
 標準価格 8,200 円

ピエゾサージェリー® フレックス (医科用)

商品コード 141-00000  
 品名 ピエゾサージェリーフレックスキット (本体&付属品)  
 付属品 ハンドピース  
 フットペダル  
 イリゲーションキット (10イリ)  
 ダイナモレンチ / フレックス  
 他付属品  
 標準価格 2,900,000 円



仕様  
 電源電圧: AC100V-AC240V  
 電源周波数: 50/60Hz  
 消費電力: 120VA  
 発振周波数: 24k ~ 36kHz  
 注水量: 0 ~ 65mL/min  
 寸法: 300mm x 250mm x H95mm  
 重量: 3.2kg



PIEZOSURGERY®  
**flex**  
 ピエゾサージェリーフレックス

- 主な適応分野
- 顎顔面手術
  - 頭蓋顔面手術
  - 耳鼻咽喉科手術
  - 手足手術
  - 再建術



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
 ティッシュジュバンチ

骨拡大・歯周外科  
 骨移植・骨形成

補綴技工パー  
 レンチドライバ

その他・収納ケース  
 衛生材料・矯正

滅菌済 医科用ピエゾサージェリー「フレックス」専用チップ

Mectron (Italy)

※注意 医科用ピエゾサージェリー「フレックス」専用チップは、接続規格が異なるためピエゾサージェリータッチ / ホワイトには使用できません。

骨切り用

商品コード 141-10000  
 品名 MT1-10  
 標準価格 22,000 円  
 マイクロソー  
 刃部幅: 3.8mm  
 作業長: 10.7mm  
 刃部厚み: 0.55mm

商品コード 141-10001  
 品名 MT15-10  
 標準価格 22,000 円  
 マイクロソー  
 刃部幅: 3.0mm  
 作業長: 10.7mm  
 刃部厚み: 0.35mm

商品コード 141-10002  
 品名 MT1-20  
 標準価格 22,000 円  
 マイクロソー  
 刃部幅: 3.8mm  
 作業長: 20.0mm  
 刃部厚み: 0.6mm

商品コード 141-10003  
 品名 MT2R-4  
 標準価格 22,000 円  
 角度付(右)マイクロソー  
 刃部幅: 3.8mm  
 刃部長: 4.0mm  
 刃部厚み: 0.6mm

商品コード 141-10004  
 品名 MT2L-4  
 標準価格 22,000 円  
 角度付(左)マイクロソー  
 刃部幅: 3.8mm  
 刃部長: 4.0mm  
 刃部厚み: 0.6mm

商品コード 141-10011  
 品名 MT6S-10  
 標準価格 22,000 円  
 マイクロソー  
 刃部幅: 3.6mm  
 作業長: 10.0mm  
 刃部厚み: 0.35mm

商品コード 141-10012  
 品名 MT7-3  
 標準価格 22,000 円  
 マイクロソー  
 先端幅: 3.8mm  
 刃部長: 3.0mm  
 刃部厚み: 0.8mm

商品コード 141-10014  
 品名 MT9-13  
 標準価格 22,000 円  
 マイクロソー  
 刃部幅: 4.4mm  
 刃部長: 5.3mm  
 刃部厚み: 0.35mm

商品コード 141-10007  
 品名 UNIVR  
 標準価格 22,000 円  
 ラウンドマイクロソー  
 刃部幅: 4.4mm  
 刃部長: 5.0mm  
 刃部厚み: 0.5mm

商品コード 141-10030  
 品名 MT1204  
 標準価格 22,000 円  
 角度付マイクロソー  
 刃部幅: 4.15mm  
 刃部長: 3.5mm  
 刃部厚み: 0.55mm

商品コード 141-10017  
 品名 MT11R-10  
 標準価格 22,000 円  
 角度付(右)マイクロソー  
 刃部幅: 4.0mm  
 作業長: 10.0mm  
 刃部厚み: 0.55mm

商品コード 141-10018  
 品名 MT11L-10  
 標準価格 22,000 円  
 角度付(左)マイクロソー  
 刃部幅: 4.0mm  
 作業長: 10.0mm  
 刃部厚み: 0.55mm

骨形成用

商品コード 141-10100  
 品名 MP1  
 標準価格 22,000 円  
 台形 刃部幅: 2.8mm  
 最大部幅: 3.7mm  
 刃部厚み: 0.8mm

商品コード 141-10101  
 品名 MP2  
 標準価格 22,000 円  
 円形 先端径: Ø3.9mm  
 刃部厚み: 0.7mm

商品コード 141-10102  
 品名 MP3-a30  
 標準価格 22,000 円  
 円形 先端径: Ø2.4mm  
 角度: 30°

商品コード 141-10110  
 品名 MP0745  
 標準価格 22,000 円  
 尖った半球  
 先端径: Ø4.5mm  
 先端厚み: 1.1mm

商品コード 141-10200  
 品名 MD2-08  
 標準価格 22,000 円  
 先端径: Ø0.8mm  
 穿孔可能深度: 12.1mm

商品コード 141-10201  
 品名 MD2-10  
 標準価格 22,000 円  
 先端径: Ø1.0mm  
 穿孔可能深度: 12.1mm

商品コード 141-10203  
 品名 MD3-14  
 標準価格 22,000 円  
 先端径: Ø1.4mm  
 穿孔可能深度: 12.5mm

商品コード 141-10204  
 品名 MD3-16  
 標準価格 22,000 円  
 先端径: Ø1.6mm  
 穿孔可能深度: 12.5mm

商品コード 141-10203  
 品名 MD3-18  
 標準価格 22,000 円  
 先端径: Ø1.8mm  
 穿孔可能深度: 12.5mm

仕上げ用

商品コード 141-10300  
 品名 MF1  
 標準価格 22,000 円  
 ダイヤモンドスカルペル  
 先端幅: 2.9mm  
 先端長さ: 3.0mm  
 刃部厚み: 0.8mm  
 ダイヤモンド粒子(µm): D91

商品コード 141-10301  
 品名 MF2  
 標準価格 22,000 円  
 ダイヤモンドシリンダー  
 先端径: Ø2.4mm  
 先端長さ: 5.3mm  
 ダイヤモンド粒子(µm): D151

商品コード 141-10302  
 品名 MF3  
 標準価格 22,000 円  
 ダイヤモンドボール  
 先端径: Ø1.7mm  
 ダイヤモンド粒子(µm): D91

商品コード 141-10303  
 品名 MF4  
 標準価格 22,000 円  
 ダイヤモンド円錐  
 先端径: Ø0.6<Ø1.5mm  
 コーティング長さ: 10.0mm  
 ダイヤモンド粒子(µm): D30

商品コード 141-10304  
 品名 MF5  
 標準価格 22,000 円  
 ダイヤモンド円錐台形  
 先端幅: 2.2mm  
 コーティング長さ: 13.0mm  
 ダイヤモンド粒子(µm): D126

商品コード 141-10305  
 品名 MF6  
 標準価格 22,000 円  
 粘膜剥離  
 先端径: Ø4.2mm

消耗品

商品コード 141-30000 **滅菌済**  
 品名 イリゲーションキット(10イリ)  
 標準価格 32,000 円

商品コード 140-41001 **滅菌済**  
 品名 プロテクションフィルム/タッチ(10イリ)  
 標準価格 8,800 円

商品コード 141-40001  
 品名 プロテクションキャップ  
 標準価格 3,200 円

商品コード 140-40017  
 品名 MEC酵素洗浄液(500ml)  
 標準価格 3,500 円

メーカー在庫限り

セーフスクレイパー 国内累計販売数6.5万本突破!

# SAFESCRAPER TWIST

人工骨補填材  
との併用にも  
適しています

## 新鮮な血液とともに自家骨を容易に採取

皮質骨表層を剃るように削り取るので外科的侵襲を抑え、自家骨を容易に採取できます。採取した自家骨は本体チャンバーに保存されます。(2~5cc) 直と曲タイプの2種の形状があり、採取部位に応じて選択可能です。

滅菌済

商品コード 060-03598

品名 セーフスクレイパー・直 (3入)  
入数 3入/ケース  
標準価格 16,800円



直

滅菌済

商品コード 060-03987

品名 セーフスクレイパー・曲 (3入)  
入数 3入/ケース  
標準価格 19,800円



曲



円形・半円形のブレードは160°のカットングエリアを持つ。



150~250μmの厚さ、平均長さ1.3mmのカールした骨を採取できる。

弊社WEBサイト内で「セーフスクレイパー」の使用動画をご覧いただけます。



## ミクロス

# MICROSS

## 狭小部位から低侵襲に自家骨採取

シャフトの直径が5mmであるため、器具の入りにくい狭小な部位からの骨採取が可能

滅菌済

商品コード 060-04049

品名 ミクロス  
入数 1入/ケース  
標準価格 7,500円


人工骨補填材  
との併用にも  
適しています



リピーターの多い自家骨採取の  
おすすめ品です。

POINT

トンネリングによる歯肉下からの骨採取ができ、低侵襲での施術が可能。



マスターピンコントロール

# Master-Pin-Control

マスターピンコントロールは、特に吸収性、非吸収性、チタン強化メンブレンの固定用に設計されています。マスターピンはグレード5チタン合金製で、鋭い先端と非常に安定したシャンクにより、緻密な皮質骨に簡単かつ正確に挿入することができます。

**マスターピンの特徴**

- 曲がらない、折れない- チタン合金(グレード5)のピンでメンブレンを安全に固定します。
- 軟組織の状況に応じて2種類のピンが用意されています。
- ピンの先端が鋭く、安定性が高いため、皮質骨や角度が付いた際も正確に挿入できます。
- 特別に開発された専用のピンホルダーにより、トレーからの取り外しとピンの装着が容易です。

**セット**

商品コード	190-61100
品名	マスターピンコントロール キット
構成	MEISマスターピンホルダー MEISマスターピンヘキサゴンスクリュードライバー WS0.8 MEIS MPフィクシングホルダー 0.25 MEIS 203RFツイストドリル Ø0.6mm (2イリ) MEIS 203RFツイストドリル Ø0.8mm (2イリ) オーガナイザー
標準価格	140,000 円

※本キットにはマスターピンは含まれません。



開発：Istvan Urban 教授  
Prof. Istvan Urban, DMD, MD, PHD

ハンガリー・ブダペスト開業  
セゲド大学 名誉教授 / ミシガン大学 補助臨床准教授 / ロマリナダ大学 助教授  
インプラント周囲の骨再生や軟組織再建術に関する論文を多数執筆  
歯槽堤造成の“ソーセージテクニック”を開発。  
ソーセージテクニックは特に水平的骨造成に用いられ、単独歯から複数歯欠損、無歯顎、骨吸収が進んだ上顎前歯部など、適応可能とされる範囲が幅広いテクニックである。



弊社ウェブサイト内で「マスターピンコントロール」がご覧いただけます。



画像はイメージです。


**未滅菌**

商品コード	190-00010
品名	マスターピン(10入)
入数	10 入
標準価格	30,000 円



**未滅菌**

商品コード	190-00011
品名	マスターピン フラットヘッド(10入)
入数	10 入
標準価格	30,000 円



- 使用方法** ピン=マスターピン
- 2.ピンの挿入位置の骨が硬いなど、必要があればブレードリングを行う。
  - 3.マスターピンホルダーをピンのヘッドに垂直に押し付け、ロックする。
  - 4.顎骨にあてがったピン付きのホルダーを槌打し、ピンを挿入する。
  - 5.ピンホルダーを横に倒しロック解除。骨からピンが浮きそうな際は、フィクシングホルダーのコーティングされていない先端をピンホルダー先端のスリットに挿入し、ピンを抑えながらロックを外す。メンブレンには触れないようにすること。

**マスターピンの除去**

フィクシングホルダーのブラックコーティング部の先端を用いてピンを緩め、鉗子等で抜去する。ヘキサゴンスクリュードライバーを使用してマスターピンを反時計回りに回転させ、ヘッドを浮かす。(フラットヘッドは不可)。

**単品**

商品コード	190-00203
品名	MEISマスターピンホルダー
標準価格	30,000 円

商品コード	190-00202
品名	MEISマスターピンヘキサゴンスクリュードライバーWS0.8
標準価格	12,000 円

商品コード	190-00204
品名	MEIS MPフィクシングホルダー0.25
標準価格	25,000 円

商品コード	190-00200
品名	MEIS 203RFツイストドリル Ø0.6mm (2イリ)
入数	2 入
標準価格	10,000 円

商品コード	190-00201
品名	MEIS 203RFツイストドリル Ø0.8mm (2イリ)
入数	2 入
標準価格	10,000 円

**オプション**

商品コード	190-07040
品名	MEISテコルチケーション用ドリル(2イリ)
入数	2 入
標準価格	10,000 円



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植グラフト材  
ティーツシユパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリル

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

truFIX システム



器具配置イメージ

### ボーンタック


(チタンメッシュ・メンブレン固定用ピン)



タック針部にスクリューが付与されており、骨内で強固に固定されます。タックは、マレットリングで骨に挿入しますが、除去時はエクスターナルヘックドライバーで緩め、ヘッド部を浮き上がらせることが可能です。

未滅菌


商品コード	021-00003
品名	ボーンタック3mmL(10入)
サイズ	全長3.0mm、ヘッド直径2.5mm
材質	チタン
標準価格	23,000円



未滅菌

商品コード	021-00005
品名	ボーンタック5mmL(10入)
サイズ	全長5.0mm、ヘッド直径2.5mm
材質	チタン
標準価格	23,000円

※5.0mmは青色



弊社WEBサイト内で「ボーンタック」の一覧ページがご覧いただけます。



### ボーンスクリュー

(骨ブロック固定用ボーンスクリュー)



tru スクリューは、セルフドリリングです。先端が鋭利なドリルポイントになっており、パイロットホールを形成することなく、歯槽骨に固定できます。また、ドライバーとの嵌合力で、スクリューの口腔内への落下を防止し、安定した操作が行えます。

未滅菌

品名	truスクリュー 3HD Ø1.2
標準価格	各 26,000円 材質   チタン

商品コード	全長	ヘッド直径	ネジ直径	入数
021-11524	4.5mm			
021-11526	6.0mm	3.0mm	1.2mm	5入
021-11527	7.5mm			




未滅菌

品名	truスクリュー 3HD Ø1.5
標準価格	各 26,000円 材質   チタン

商品コード	全長	ヘッド直径	ネジ直径	入数
021-11606	6.0mm			
021-11607	7.5mm			
021-11609	9.0mm			
021-11610	10.5mm	3.0mm	1.5mm	5入
021-11612	12.0mm			
021-11613	13.5mm			
021-11615	15.0mm			

スプラインドライバー先端形状



未滅菌

品名	truスクリュー 3HD Ø2.0
標準価格	各 26,000円 材質   チタン

商品コード	全長	ヘッド直径	ネジ直径	入数
021-12106	6.0mm			
021-12107	7.5mm	3.0mm	2.0mm	5入
021-12109	9.0mm			

弊社WEBサイト内で「ボーンスクリュー」の一覧ページがご覧いただけます。




truFIX システム  : ボーンタック操作ツール  : tru スクリュー操作ツール

### 専用ツール

商品コード 020-34007    
 品名 ユニバーサルラージハンドル チタン  
 用途 各ドライバーを取付け使用  
 標準価格 61,700 円



ボーンタック 使用の場合  →  ボーンタック スプラインドライバー  
 tru スクリュー 使用の場合  →  1.25mm スプラインドライバーチップ

商品コード 020-34010   
 品名 ボーンタック スプラインドライバー  
 用途 ボーンタックの手指操作用ドライバー 保護キャップ (付属)  
 標準価格 18,500 円



商品コード 020-26012   
 品名 エクスターナルヘックスドライバー-0.9×26mm  
 用途 ボーンタック除去用  
 標準価格 14,500 円



商品コード 020-29020   
 品名 ツイストドリル#1 CA Ø0.45/27mmL  
 用途 硬骨質の場合、ボーンタック設置前の起始点形成に使用  
 標準価格 9,000 円



商品コード 020-80033    
 品名 truFIX オーガナイザー  
 用途 ・truFIX関連の器具・材料を収納  
 ・ドライバー先端にtru スクリューやボーンタック装着の際のスタンドとして機能  
 標準価格 72,200 円



### ボーンタック専用ツール (ボーンタックのみご使用の場合/オプション品)

※truFIXオーガナイザーには収納できません。

商品コード 042-00001    
 品名 ボーンタックプレースメントインスツルメント・曲  
 用途 ストレートタイプの器具ではボーンタック設置が困難な症例に使用  
 標準価格 32,000 円



商品コード 042-00002   
 品名 ボーンタックプレースメントインスツルメント・直  
 用途 ボーンタック設置のストレートタイプ  
 標準価格 24,000 円



商品コード 040-90001   
 品名 ボーンタックマレット  
 用途 ボーンタック設置に適したヘッドの重さが少し軽量タイプのマレット  
 標準価格 14,000 円



槌打部直径: 21mm  
 重量: 145g

商品コード 020-34001   
 品名 1.25mmスプラインドライバーチップ  
 用途 tru スクリューの手指操作用ドライバー  
 標準価格 14,400 円



商品コード 020-34003   
 品名 1.25mmドライバーチップCA 19mm  
 用途 tru スクリューのコントラ用ドライバー  
 標準価格 16,500 円



商品コード 020-34011   
 品名 1.25mmドライバーチップ リムーバルスリーブ  
 用途 設置後のtru スクリューをドライバーチップ先端から取り外す際に使用  
 標準価格 15,000 円



商品コード 020-34012   
 品名 ステップパイロットドリル CA Ø0.8/1.6  
 用途 硬骨質でのtru スクリュー設置前の起始点および移植骨へのホール&カウンターシンク形成に使用  
 標準価格 12,000 円



商品コード 020-29025   
 品名 truSCREW ガイドドリル CA Ø1.1L  
 用途 硬骨質の場合、tru スクリュー設置前の下穴形成に使用  
 標準価格 13,900 円




商品コード 020-34013   
 品名 パッケージリムーバルツール  
 用途 tru スクリューをオーガナイザーに収納する際に使用  
 標準価格 9,100 円




### チタンメッシュ関連

商品コード 021-00013   
 品名 チタンマイクロメッシュ60×120×0.1mm  
 標準価格 32,000 円



商品コード 021-00017   
 品名 チタンメッシュ 14mm×7mm×0.2mm  
 標準価格 11,500 円



商品コード 040-27000   
 品名 チタンメッシュカッター TC  
 標準価格 38,000 円



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
 テイッシュコバンチ

骨拡大・歯周外科  
 骨移植・骨形成

補綴技工  
 レンチドライバー

その他・収納ケース  
 衛生材・料・矯正

サイナスリフティング用インスツルメント

## シラトリ サイナスリフト インスツルメント



白鳥 清人 先生 開発  
医療法人社団白鳥歯科 理事長

近年はラテラルアプローチによるサイナスリフトにおいても、低侵襲な治療を実現するため、必要十分な範囲で小さめの開窓での操作が求められています。従来のサイナスインスツルメントは先端が長大なものが多く、小さなウインドウからシュナイダー膜を正確・安全に剥離・挙上することが難しくなっています。本品は、白鳥清人先生により開発された、低侵襲でのラテラルアプローチサイナスリフトを実現する新しいコンセプトのサイナスリフティングインスツルメントです。

低侵襲な  
ラテラル  
アプローチ

材質: ステンレス鋼/シリコンゴム

推奨滅菌条件: 121℃ 20分間  
134℃ 5分間

## フルセット

商品コード 307-36002

品名 シラトリ サイナスリフトインスツルメントフルセット

構成

シラトリ サイナスリフトインスツルメントα (アルファ)  
シラトリ サイナスリフトインスツルメントβ (ベータ)  
シラトリ ボーンマテリアルアプリーケーターγ (ガンマ)  
シラトリ ボーンマテリアルプッシャーδ (デルタ)

標準価格 67,000 円 参考: 単品合計価格 71,000 円相当

## セット

商品コード 307-36000

品名 シラトリ サイナスリフトインスツルメントαβセット

構成 シラトリ サイナスリフトインスツルメントα (アルファ)  
シラトリ サイナスリフトインスツルメントβ (ベータ)

標準価格 32,000 円

商品コード 307-36001

品名 シラトリ ボーンマテリアルインスツルメントγδセット

構成 シラトリ ボーンマテリアルアプリーケーターγ (ガンマ)  
シラトリ ボーンマテリアルプッシャーδ (デルタ)

標準価格 35,000 円

## 単品

α アルファ



シュナイダー膜の剥離・挙上に使用します。

商品コード 307-36513

品名 シラトリ サイナスリフトインスツルメントα (アルファ)

標準価格 17,000 円 全長: 186mm、先端幅2.6/2.6mm

β ベータ



シュナイダー膜の剥離・挙上に使用します。

商品コード 307-36514

品名 シラトリ サイナスリフトインスツルメントβ (ベータ)

標準価格 17,000 円 全長: 181mm、先端幅2.6/2.6mm

γ ガンマ



補填材をアプリーケーターと  
δ (デルタ) を使用して充填します。

商品コード 307-36515

品名 シラトリ ボーンマテリアルアプリーケーターγ (ガンマ)

標準価格 20,000 円 全長: 180mm、先端幅5.0/3.0mm

δ デルタ



骨補填材などの填入操作に使用します。  
γ (ガンマ) の樋形状に合わせた曲率により、  
無駄なく骨補填材の填入操作ができます。

商品コード 307-36516

品名 シラトリ ボーンマテリアルプッシャーδ (デルタ)

標準価格 17,000 円 全長: 176mm、先端幅3.9mm、先端径3.0mm

商品コード 201-80005

品名 カセット#4

標準価格 27,000 円

インスツルメントを全12本収納できます。  
シラトリサイナスリフトインスツルメント4本、K2サイナスリフトインスツルメント6本、  
シラトリキュレット2本など、白鳥先生開発のインスツルメントをまとめて収納いただけます。



サイナスリフト用インスツルメント

Implatex (Japan)

## シラトリ サイナスリフト インスツルメント

## 特徴

●  $\alpha \cdot \beta$  (アルファ・ベータ)の特徴

小径の先端サイズにより、小さいウィンドウからでもアプローチしやすく、さらに、先端がハンドル軸延長上に配置されており(右図)、タクトイルフィールが良く、先端に安定して力を掛けることができ、プレを抑えより安全な剥離操作が可能です。また、先端がハンドル軸延長上に配置されていることにより、下方の剥離操作を小さなハンドルの動き(ローテーションムーブメント)で行うことができます。3方向(洞底内下方/近心/遠心)用にそれぞれ臨床研究から導き出された4種のシャンク形状により、左右のウィンドウにアプローチすることができます。

●  $\gamma \cdot \delta$  (ガンマ・デルタ)の特徴



補填材填入時、ウィンドウの大きさや補填材の量により太/細を使い分けます。 $\delta$ の円盤状のプッシャーと、 $\gamma$ 両端の楕状のアプリケーターは同じ曲率半径が与えられており、アプリケーター上の補填材を余すことなく洞底内に押し出すことができます。 $\delta$ のフレア状のパッカーは視界を妨げず、補填材の填入状況を確認しながら操作できます。

## ● ローテーションムーブメントがやりやすいハンドル

回転操作のしやすい  $\phi 10\text{mm}$ のハンドルを採用しています。初回ロットはインプラテックス30周年特別バージョンの『ITX 30th anniv.』刻印入りです。

## ● 先端ごとにカラーコードを付与

それぞれのインスツルメント両端には異なるカラーコード(シリコンバンド)が付与されており、操作中でも、見分けやすくなっています。(シリコンバンドもオートクレーブ滅菌可能)



ハンドル径 10mm

使用方法 ( $\alpha \cdot \beta$ )

先端を骨面に押し付けた状態でシュナイダー膜を先端の背で押し上げるように剥離していく。



左右側共通

近心壁:  $\alpha$  (●橙)遠心壁:  $\alpha$  (●赤)

$\alpha$  (アルファ)を用いて、近心壁、および遠心壁を可及的に剥離します。

右側上顎洞:  $\beta$  (●黄緑)左側上顎洞:  $\beta$  (●黄)

$\beta$  (ベータ)を用いて、上顎洞底部を内側壁に向かって剥離していき、ウィンドウの上部の高さまでシュナイダー膜が水平になるように挙上します。

使用方法 ( $\gamma \cdot \delta$ )アプリケーター  $\gamma$  (大・●水色) アプリケーター  $\gamma$  (小・●青)

補填材填入時、ウィンドウのサイズや補填材の量により大/小を使い分けます。



$\delta$  (デルタ)のフレア状のパッカー(●桃)は視界を妨げず、補填材の填入状況を確認しながら操作できます。

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・クラフト材  
ティッシュリフト骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成縫綴技工  
レンチドライバーその他・収納ケース  
衛生材料・矯正



Implatex (Japan)

開発協力



三好敬三先生 (東京都開業)  
白鳥清人先生 (静岡県開業)  
考案・監修

## K2 バーティカルサイナスアプローチ

### 侵襲が少なく衝撃も少ない! 新しい骨造成法

本法はラテラルウィンドウテクニックをそのまま歯槽頂 (インプラント形成窩) からのアプローチに切替、専用器具を用いてシュナイダー膜の剥離と挙上を行うテクニックです。  
人工骨を形成窩から充填することにより、侵襲を抑えた新しい垂直的幅径増大の手法です。

### K2 バーティカルサイナスアプローチ

#### セット

商品コード K27

品名 K2サイナスインスツルメント Basic 3本組C

構成 K2サイナスインスツルメント#1C  
K2サイナスインスツルメント#2C  
K2サイナスインスツルメント#3C

標準価格 28,000 円



#### セット

商品コード K28


品名 K2サイナスインスツルメント Advance 3本組C

構成 K2サイナスインスツルメント#4C  
K2サイナスインスツルメント#5C  
K2サイナスインスツルメント#6C

標準価格 28,000 円



#### 術式



各K2サイナスインスツルメントの対応形成窩 (設計値): 骨厚×骨孔径  
#2、#3: 骨厚4.5mm×φ3mm、骨厚6mm×φ4mm  
#4、#5、#6: 骨厚6mm×φ2.8mm

### ドリル・オーガナイザー



ドリル先端図:  
側面で骨孔を拡大する形状で洞底粘膜の損傷を抑えます。

商品コード 302-36383

品名 K2サイナスドリルØ3 (Ø3.0/3.2mm)

標準価格 10,000 円



商品コード 302-36384

品名 K2サイナスドリルØ4 (Ø4.0/4.2mm)

標準価格 10,000 円



商品コード 201-80005

品名 カセット#4

標準価格 27,000 円



カセット #4は「K2サイナスドリルØ3」および「K2サイナスドリルØ4」の収納箇所はありません。別途ドリルスタンドをご用意ください。

### 単品 標準価格 各 10,000 円

		商品コード 302-36501	K2サイナスインスツルメント #1C	
右: 口蓋側 左: 近心				右: 頬側 左: 遠心
		商品コード 302-36502	K2サイナスインスツルメント #2C	
右: 近心 左: 口蓋側				右: 遠心 左: 頬側
		商品コード 302-36503	K2サイナスインスツルメント #3C	
追加剥離: 頬側/口蓋側壁/拡大				
		商品コード 302-36504	K2サイナスインスツルメント #4C	
追加剥離: ホール周囲/拡大 (特にインプラント2本埋入の際、その中間部の洞底膜を剥離)				
		商品コード 302-36505	K2サイナスインスツルメント #5C	
追加剥離: ホール周囲/拡大 (#5 同様)				
		商品コード 302-36506	K2サイナスインスツルメント #6C	



Implatex (Japan)

シラトリキュレット

# インプラント治療を成功に導く抜歯窩掻爬に！ シラトリキュレット


開発協力

白鳥清人先生 (静岡県開業)  
考案・監修  
外科用キュレット



先端がハンドル中心軸の延長線上に位置しており、先端に力をかけやすく、今までにない高い操作性を実現し、不良肉芽の掻爬が容易です。太目のハンドル径や各部のバランスなど術者の使いやすさを追求したキュレットです。

狭小部位や臼歯部にも対応。  
先端刃部をハンドル中心軸の延長線上に配置。  
臼歯部深部でも繊細な操作が可能。



一般的なキュレットはハンドル中心軸の延長線上に先端刃部がなく、力をかけると回転方向に力が逃げてしまう。



商品コード 307-36511  
品名 シラトリキュレット 2.0/2.0mm  
標準価格 10,000 円


(共通)  
全長 178mm  
ハンドル長 90mm  
ハンドル径  $\phi$ 9.5mm  
材質: ステンレス

商品コード 307-36512  
品名 シラトリキュレット 3.0/3.0mm  
標準価格 10,000 円

インプラント治療に先立って行われる抜歯の手技は、その後のインプラント治療の難易度、成功率、審美性に大きく関係します。抜歯時の不良肉芽の残存は、良好な骨組織と軟組織の治癒の妨げとなるため、不良肉芽を残さず、軟組織を傷つけずに抜歯処置を行うことが重要です。シラトリキュレットは一般的な鋭匙と

異なり、先端がハンドル軸の延長線上に位置しており、さらに $\phi$ 9.5mmと太めのハンドル径や各部と全長のバランスが良好で、骨面を感じやすく、先端の背面で押して肉芽を剥離する際、十分かつ、繊細な力を先端にかけられる操作性の高い外科用キュレットです。

シラトリキュレットを使用した抜歯時の不良肉芽の除去方法



①歯牙の周囲と根尖部に肉芽があり保存不可能な状態を示す。

②健康な口腔粘膜部分と感染肉芽の境界部は、鋭利なメスで切離す。

③切離した上部から鋭匙で不良肉芽を骨面から剥離していく。

④この時、重要なのは、刃の先端を骨面に当て背面を肉芽側にして、押すストロークで剥離していく。

⑤抜歯窩全周にわたり同じ操作で肉芽の剥離を慎重に行う。

⑥十分な剥離ができてから、一塊として肉芽を取り出す。

引用元: 白鳥先生臨床レポート

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植  
ティッシュ  
シユパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチド  
ドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

stoma hy-light® Stoma (Germany)

hy-light® dark line

マイクロフォーセプス

マイクロサージェリー用として、確実な把持力と高い操作性や精度を持たせたインスツルメント。特に拡大鏡を通した操作でも、正確で繊細な処置が行える特徴を有します。

商品コード 030-08073

品名 クーリー マイクロフォーセプス 0.6mm dark line  
 適応 歯肉用  
 サイズ 先端0.6mm 全長18cm  
 標準価格 66,000 円



商品コード 030-08074

品名 クーリー マイクロフォーセプス 曲 0.6mm dark line  
 適応 歯肉用  
 サイズ 先端0.6mm 全長18cm  
 標準価格 66,000 円



商品コード 030-08075

品名 クーリー マイクロフォーセプス 0.6mm DIA dark line  
 適用 タイピング用  
 サイズ 先端0.6mm 全長18cm  
 標準価格 69,500 円

先端の高精度な合わせが、縫糸糸のすべりをより確実に防ぎます。



先端内側拡大  
 先端部ダイヤモンドコーティング

マイクロニードルホルダー

精密構造を持つ歯周外科用のスプリング式ニードルホルダーです。ラウンド状のハンドル部は操作性に優れ、手の中で操作を行えるため、細かい縫糸による低侵襲な縫合を可能にします。ダイヤモンドコーティングにより、滑りを防止し耐久性を向上させています。

商品コード 030-05071

品名 ズックリ MC ニードルホルダー 0.6mm 18cm DIA DL  
 サイズ 先端0.6mm 全長18cm 指定縫糸6-0~8-0  
 標準価格 111,000 円



商品コード 030-05070

品名 ズックリ UF ニードルホルダー 0.5mm 18cm DIA DL  
 サイズ 先端0.5mm 全長18cm 指定縫糸7-0~8-0  
 標準価格 114,500 円



商品コード 030-05081 ● 国内限定品 (柔らかいスプリングでよりしなやかな動きを追求)

品名 バラッセル MC 持針器 曲 0.8mm 18cm DA DL Jspec  
 サイズ 先端0.8mm 全長18cm 指定縫糸5-0~8-0  
 標準価格 110,000 円



商品コード 030-05082

品名 バラッセル MC ニードルホルダー 曲 0.8mm 18cm DIA DL  
 サイズ 先端0.8mm 全長18cm 指定縫糸5-0~8-0  
 標準価格 103,500 円



マイクロシサー 精巧な鋸歯状刃によりスリップを防止し、減張切開時の骨膜切開の際に使いやすいです。

商品コード 030-06051

品名 ゴメル マイクロシサー 曲 16cm dark line  
 サイズ 全長16cm  
 標準価格 81,500 円



ブレードホルダー

商品コード 030-16020

品名 マイクロ スカルペル ブレードホルダー Ø8mm hy-grip DL  
 標準価格 34,500 円



stoma hy-light<sup>®</sup> Stoma (Germany)

マイクロフォーセプス

商品コード 030-08076  
 品名 クーリー マイクロフォーセプス 0.6mm hy-light  
 サイズ 先端0.6mm 全長18cm  
 標準価格 43,500 円



ギザ付 (歯肉用)

商品コード 030-08077  
 品名 クーリー マイクロフォーセプス 曲 0.6mm hy-light  
 サイズ 先端0.6mm 全長18cm  
 標準価格 44,000 円



ギザ付 (歯肉用)

商品コード 030-08078  
 品名 TC マイクロフォーセプス 0.6mm hy-light  
 サイズ 先端0.6mm 全長18cm  
 標準価格 46,500 円



タングステンカーバイド加工

商品コード 030-08079  
 品名 クーリー マイクロフォーセプス 0.8mm hy-light  
 サイズ 先端0.8mm 全長18cm  
 標準価格 41,000 円



ギザ付 (歯肉用)

商品コード 030-08080  
 品名 クーリー マイクロフォーセプス 曲 0.8mm hy-light  
 サイズ 先端0.8mm 全長18cm  
 標準価格 44,500 円



ギザ付 (歯肉用)

商品コード 030-08081  
 品名 TC マイクロフォーセプス 0.8mm hy-light  
 サイズ 先端0.8mm 全長18cm  
 標準価格 45,500 円



タングステンカーバイド加工

マイクロニードルホルダー

商品コード 030-05072  
 品名 バラッセル MCニードルホルダー 0.8mm 18cm TC HL  
 サイズ 全長18cm 指定縫合糸5-0~8-0  
 標準価格 78,500 円



タングステンカーバイド加工

商品コード 030-05080 ● 国内限定品 (柔らかいスプリングでよりしなやかな動きを追求)  
 品名 バラッセルニードルホルダー 曲 1.2mm 18cm TC J-Spec  
 サイズ 全長18cm 指定縫合糸5-0~6-0  
 標準価格 79,000 円



タングステンカーバイド加工

商品コード 030-05073  
 品名 バラッセル MCニードルホルダー 曲 0.8mm 18cm TC HL  
 サイズ 全長18cm 指定縫合糸5-0~8-0  
 標準価格 80,500 円



タングステンカーバイド加工

商品コード 030-05074  
 品名 ズックリ MCニードルホルダー 0.6mm 18cm TC HL  
 サイズ 全長18cm 指定縫合糸6-0~8-0  
 標準価格 88,000 円



タングステンカーバイド加工

商品コード 030-05075  
 品名 ズックリ UFニードルホルダー 0.5mm 18cm TC HL  
 サイズ 全長18cm 指定縫合糸7-0~8-0  
 標準価格 91,500 円



タングステンカーバイド加工

マイクロシサー

商品コード 030-06049  
 品名 ゴメル マイクロシサー 曲16cm hy-light  
 サイズ 全長16cm  
 標準価格 59,000 円



商品コード 030-06050  
 品名 ズックリ ウルトラファイン シサー 曲16cm HL  
 サイズ 全長16cm  
 標準価格 72,000 円



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植 グラフト材  
 ティッシュジュパンチ

骨拡大・歯周外科  
 骨移植・骨形成

補綴技工  
 レンチドライバ

その他・収納ケース  
 衛生材料・矯正

サイナスリフティング用オステオトーム



YDM (Japan)

# Sen Ostm

QRコードから  
センオステオトーム  
の詳細をご覧いた  
だけます。




開発協力

千栄寿先生

せん歯科医院(神奈川県横浜買市開業)




目盛りが4mmから始まることを示す「4」の表示




写真はイメージです。

## 千のこだわり Sen Ostm特徴

- オステオトーム法の基準となる先端から7mm部を示すラインを付与しています。
- スリーブをストッパー側にスライドさせたときに、必要な深度に固定します。
- ストッパーとスリーブは小判型(短径:6mm)で、中間欠損でも使用しやすくなっています。(下記参照)
- スリーブは軽い力で回転できるので、中間欠損でも、隣接歯と干渉しにくい設計です。
- ストッパーとスリーブを深度設定後、スリーブを前方に移動させ、先端に骨補填材を載せることができます。



干渉しない Sen Ostm 使用イメージ



### 小判型のストッパー・スリーブについて

一般的なオステオトームのストッパーはドーナツ状をしており、隣接歯に干渉しやすい形状ですが、Sen Ostmのストッパー、スリーブは左図のように小判型にすることで、近遠心的に小径となり、さらに回転可能なのでハンドルの挿入角度に影響されません。

### ストッパーの固定位置とスリーブの使い方(補填材の盛り付け)



① スリーブ上部が目的の深度(写真は7mmの場合)位置に来るようにずらし、ストッパーを六角レンチを用いて固定する。



② スリーブの長い方(4mm幅)が上に来るようにずらす。



③ 先端の凹部に骨補填材を填入する。



④ スリーブを下げると骨補填材が柱上に築盛される。

⑤ 盛り付けられた骨補填材を崩さない・落とさないように術部に持っていき、槌打により填入～挙上します。

高さ4mmの場合の容量  
・3.5 = 約0.038CC  
・4.2 = 約0.055CC

センオステオトーム 3.5

3.5mm



オフセット  
23mm

センオステオトーム 4.2

4.2mm



10mm

オフセット  
24mm

60mm

全長: 約157mm  
スリーブ長: 10mm  
ハンドル部長さ: 97mm

構成品:  
センオステオトーム本体  
スリーブ、ストッパー  
ストッパー固定用イモネジ  
六角レンチ

⚠ ストッパーはイモネジで固定します。使用中の落下、紛失にご注意ください。

商品コード 308-36300

品名 セン オステオトーム 3.5  
サイズ 先端径: Ø3.5mm  
付属品 ストッパー用六角レンチ  
標準価格 26,000 円

商品コード 308-36301

品名 セン オステオトーム 4.2  
サイズ 先端径: Ø4.2mm  
付属品 ストッパー用六角レンチ  
標準価格 26,000 円

セット 商品コード 308-37000

品名 セン オステオトームセット  
標準価格 50,000 円 内容 センオステオトーム 3.5/4.2 各1

新環境技術評議会 (Japan)

歯科ユニット ウォーターライン清浄 国際特許出願中



世界が驚く、手のひらサイズ。



世界が注目する「地球にやさしい」最先端のバイオフィルム汚染対策

歯科ユニットのウォーターライン内に形成される「細菌バイオフィルムによる汚染」は、歯科医療の現場における大きな課題です。Dr. Nano Mini はナノサイズの空気気泡を水の中に生成し、ナノバブルの強力な剥離効果によってバイオフィルムを浮き上がらせ、除去します。また設置後はウォーターラインにナノバブル水が充填されるため、バイオフィルムが付着しにくくなり、衛生的な環境が継続します。化学薬品も動力も使わず、ナノバブルの力のみで衛生的な環境を実現する、地球にやさしい最先端プロダクトです。

商品コード 810-00002

品名	Dr. Nano® Mini for Dental 本体
包装	本体、取付マニュアル オプションパーツ(専用ソケット、フィルター付きパッキン)
サイズ	外径30mm×長さ40mm(ネジ部を除くと22mm) ネジの規格:G1/2オス(両端共) ※専用ソケットで片端をメス変換可能
標準価格	75,000円(工事費別) ※取り付け工事が必要です。動画やマニュアルもごさいますのでDIYでの取り付けも可能です。


NANO BUBBLE

ナノバブル

ナノバブルとは、ナノサイズまで微細化した気泡のことで、この気泡を水中に無数に存在させた状態の水を「ナノバブル水」といいます。ナノバブル水は浸透力の向上、汚れ剥離効果、洗浄作用などが確認されています。

※ 化学薬品との併用も可能です。ナノバブルがバイオフィルムを破壊すれば、化学薬品での殺菌はより効果が得られます。

※ Dr. Nano Mini はユニットチューブ内に付着したバイオフィルムをナノバブルにより浮き上がらせて剥離し、小水量の水でも排出することを目的とした装置です。但しナノバブル自体の殺菌効果は認められていませんので、水道水が汚染されている場合や水道水中の塩素濃度が不十分な場合などでは、除菌が難しくなる可能性がありますのでご注意ください。



DOCTOR'S VOICE

先生の声



日本臨床歯科学会 理事長  
原宿デンタルオフィス 院長

山崎 長郎

歯科医療の現場で、ユニット内の細菌バイオフィルム汚染が問題になっていることは多くの先生方も感じておられると思います。私も長いこと調査研究をしてきましたが、Chemical は患者さんへの悪影響も懸念される中で、無害のナノバブル水による除菌が最適との判断に至り、当クリニックでも採用しました。


化学薬品も動力も使わず  
ウォーターラインの菌を除去する  
革新的なナノバブルの力

- ① 取付前：ユニットチューブ内の壁面にバイオフィルムが付着すると、水道水中の塩素による殺菌効果は得ることができません。
- ② 取付直後：ナノバブルの強力な剥離効果によりバイオフィルムを浮き上がらせ、バイオフィルムは水道水と共に排出されます。
- ③ フラッシング後：バイオフィルムが破壊されると、その下に隠れていた細菌は水道水中の遊離塩素等で殺菌されます。
- ④ 除菌後：ウォーターラインはナノバブル水で充填された状態が続くためバイオフィルムの発生を防ぎ清潔な環境が維持されます。

MINIMUM SIZE

最小限のサイズ

ナノバブル水を生成させる技術はキャビテーションです。一般的にはスクリューを高速で旋回させますが、Dr. Nano Mini は固定したスクリューに水道水をぶつけることで、ナノバブルを発生させる新技术を採用しています。加えて超精密加工により全長40mmの超小型化を実現し、これまで取付の難しかった極小スペースにも設置が可能となりました。世界に誇る、手のひらサイズのジャパンテクノロジープロダクトです。



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植グラフト材  
ティッシュリフト

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レントゲン

その他  
材料・矯正

LED ヘッドライト

## PRISMVUE NF3

プリズムビュー

×2.5  
×5.0

S・C・Nシリーズに倍率、タイプがアレンジでき、豊富なバリエーションで幅広いニーズにお答えします。



タイプL(眼鏡レンズ付き)

写真はSシリーズ レンズ倍率2.5倍

商品コード 630-10XXX

品名 PRISMVUE NF3 タイプL (眼鏡レンズ付き)

構成 偏向ルーペ 本体一式、専用ケース、レンズクリーニングクロス、予備ストラップ、簡易瞳孔間測定器、六角レンチ、調整ドライバー、取扱説明書

標準価格 380,000円

※商品コードのXXXは選択されるシリーズ、レンズ倍率、フレームカラーによって異なります。ご注文時にご指定ください。

※眼鏡レンズには高屈折率の非球面レンズを使用しています。度付きレンズにすることもできます(遠近不可)。ご注文時に処方箋をご提出ください。



タイプT(眼鏡レンズ無し)

写真はCシリーズ レンズ倍率3.0倍

商品コード 630-00XXX

品名 PRISMVUE NF3 タイプT (眼鏡レンズ無し)

構成 偏向ルーペ 本体一式、専用ケース、レンズクリーニングクロス、予備ストラップ、交換用ノーズパッド、簡易瞳孔間測定器、六角レンチ、調整ドライバー、取扱説明書

標準価格 350,000円

※商品コードのXXXは選択されるシリーズ、レンズ倍率、フレームカラーによって異なります。ご注文時にご指定ください。

鼻パッド付け替え(タイプTのみ)



眼鏡併用の有無に合わせて、鼻パッドを変更できます。

	タイプL(眼鏡レンズ付き)						タイプT(眼鏡レンズ無し)					
	Sシリーズ		Cシリーズ			Nシリーズ	Sシリーズ		Cシリーズ			Nシリーズ
倍率	×2.5	×3.0	×3.0	×3.5	×4.0	×5.0	×2.5	×3.0	×3.0	×3.5	×4.0	×5.0
射出瞳径	6.4mm		4.9mm	4.6mm	4.3mm	4.2mm	6.4mm		4.9mm	4.6mm	4.3mm	4.2mm
重量※1	107g	116g	92g	94g	98g	117g	96g	105g	80g	82g	86g	105g
作業距離(WD)	オーダーメイド (35cm~70cm)											
フレームカラー※2	R:レッド B:ブルー K:ブラック S:シルバー											

※1. レンズ度数により変化、ストラップ別 ※2. フレーム:ナイロン製

フレームカラー



レッド

ブルー

ブラック

シルバー

4色のフレームカラーからお選びいただけます。ご注文時にご指定ください。

## LED ヘッドライト

HOYA Technosurgical (Japan)

## プリズムビューオプション

## LEDライト 充電式のコードレスLEDライトです。光量は5段階の調整が可能です。

DRL-05T

- 独自のレンズデザインにより目に優しい均一な光が得られる
- 取り付けが簡単
- 充電不足になっても充電延長コードによりすぐにチャージ可能

PRISMVUE NF3 への取付例  
プリズムビュー

※取付イメージです。ルーペ・フレーム等は付属しません。



PRISMVUE への取付例

プリズムビュー

※類似機種への取付イメージです。

双眼ルーペのフレームやヘッドバンドへの装着も可能です。(別途取付台が必要です。)

商品コード 630-80001

品名 LEDライト DRL-05T(ACP)  
標準価格 248,000円

商品コード 630-80101

品名 DRL用ライト取付台  
標準価格 17,500円

※NF3 への取付にはライト取付台が必要です。

## LED ヘッドライト

IMPLATEX インプラテックス  
オリジナル製品

Implatex (Japan)

## プリズムビューオプション

## インプラテックス特別『ルーペ+ライトセット』

インプラテックスオリジナルのライトセットです。

プリズムビュー-NF3と軽量ライト部(34g)とのリーズナブルなライトセットです。



※プリズムビュータイプTへの取付イメージです。

色調	4,000K
照度(距離300mm)	調光Hi:約18,000Lx、調光Lo:約12,500Lx
連続点灯時間	約180分

※ 本品をPRISMVUE NF3へ装着する際は、上記の「DRL用ライト取付台(630-80101)」を使用します。

※ プリズムビューとのセットのみでの販売となります。ライト部単体ではご購入いただけません。

一般的名称: 額帯灯 販売名: LEDヘッドライト ルクス 一般医療機器 届出番号: 13B3X10241000001

品名	インプラテックス特別 『ルーペ+ライトセット』
標準価格	NF3 タイプLセット 522,500円 NF3 タイプTセット 492,500円
セット内容	PRISMVUE NF3 タイプL / タイプT DRL用ライト取付台 ITXライトセット for PTX



商品コード 453-00001

品名 ITXライトセット for PTX  
セット内容 ライト部(34g:スパーサー二段の場合)  
電源部  
エネルギー充電セット(単3形 4本)  
付属品(スパーサー、長ネジ30mm×2本)

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植  
クラフト材  
ティッシュ  
ユバンチ骨移植  
骨移植  
骨形成  
骨移植補綴技工  
レンチド  
ドライバその他  
材料  
収納ケース  
衛生  
矯正

## LED ヘッドライト

細瀬電球 (Japan)

## LEDヘッドライト ルクス

創業1938年の電球のパイオニア、細瀬電球社によるLEDヘッドライトルクスは、軽さ、歯科診療での使いやすさ、耐久性を追求した同社こだわりの製品です。

- 21gの超軽量フレーム
- Hi/Lo二段階に調光可能
- 使いやすさを追求した設計
- 故障原因を研究し故障率軽減
- 倍率1.75倍・2倍の専用レンズ2種付属\*
- 電池は使いやすいエネルギー付属
- レンズフレームを摩耗に強い金属化

\*いずれかのレンズを装着した状態で納品いたします。



## セット

商品コード 452-00001

品名 LEDヘッドライト ルクス 標準セット

構成 フレーム、LEDライト・マウント、ルーペ1.75倍、ルーペ2.0倍、電源部、ストラップ、エネルギー電池充電器セット（単三型4本入り）、保護フィルム×3枚、ルーペ着脱用ドライバー、予備ネジ×2本

標準価格 148,000円

色調 4,000K

照度(距離300mm) 調光Hi:約18,000Lx、調光Lo:約12,500Lx

連続点灯時間 約180分

4色から選べるフレームカラー

青 黒 赤 白



## 単品

商品コード 452-10000

品名 ルクス ルーペ 1.75倍

標準価格 10,000円



レンズ倍率1.75倍 標準焦点距離:33cm

商品コード 452-10001

品名 ルクス ルーペ 2.0倍

標準価格 10,000円



レンズ倍率2.0倍 標準焦点距離:25cm

商品コード 452-10100

品名 ルクス 保護フィルム 10枚

標準価格 4,800円



商品コード 452-10104

品名 ルクス フェイス保護フィルム 5枚

標準価格 6,300円



フェイス保護フィルム着用イメージ

商品コード 452-10103

品名 ルクス 電源部

標準価格 40,000円



断線しやすい電源ケーブルの取り回しを徹底研究し、故障率を軽減しています。

商品コード 452-10101

品名 ルクス ノーズパッド

用途 交換用

標準価格 2,000円

シリコンチューブ付きもございます。



\*上記単品のうち、ルーペ1.75倍、ルーペ2.0倍、電源部、ノーズパッド、保護フィルム×3枚は標準セット（452-00001）に含まれています。

### KN リングライト

口腔内の撮影に適した高照度の照明器具

電球のバイオンア、細測電球社による KN リングライトは、口腔内の撮影に特化した設計です。小口径のリングライトが口腔内撮影に十分な光を届けます。

- 近接撮影(焦点100~300mm)に必要な十分な高い照度で早いシャッタースピード、十分な絞り、低ISO感度での高画質撮影
- 電源ボタンだけでOn/Off
- 電池ケースはフラッシュ接続部に取付
- 電池は信頼のエネルーブが付属
- 電源はカメラと連動しないので動画の撮影にも最適
- 簡単取付



#### 商品構成

- ・KNリングライト37mmまたは40.5mm
- ・KN接続ケーブル
- ・KN電池ケース
- ・クローズアップレンズ(レンズフィルター)
- ・エネルーブ電池充電器セット(単四型電池4本入)
- ・工具(六角レンチ/位置調整用)

※画像は取付イメージです。商品にカメラ本体は含まれません。



市販のデジタルミラーレス一眼カメラに装着できます。

対応カメラ機種  
 ・1/1.7型 CMOS PENTAX Qシリーズ  
 ・4/3型 Live MOS OLYMPUS PEN.OM-D Panasonic LUMIX



商品コード 451-00001  
 品名 KNリングライト37mm用  
 標準価格 79,800 円

商品コード 451-00002  
 品名 KNリングライト40.5mm用  
 標準価格 84,800 円

### 埋入状態診断 ペリオテスト

動的歯周組織診断・診断装置

本体とハンドピースが一体化しコンパクトに。コードレスで使用でき「ペリオテスト値」は小数点以下まで表示されます。ボタン操作一つで歯の動揺度を測定、「ペリオテスト値 (PT値)」として数値化します。インプラント治療への臨床応用はもちろん、広い範囲の症例に応用できます。

#### 【応用例】

- ・歯周組織の初期、および現症の構造的変化の診断
- ・歯周疾患治療後の定期的診断
- ・支台歯としての有効性の確認

【本体】寸法: W31×D40×H178mm 重量: 150g  
 【充電スタンド】寸法: W65×D96×H65mm 重量: 80g



Medizintechnik Gulden (Germany)

商品コード 770-00160  
 品名 ペリオテストM  
 標準価格 440,000 円

### i700 オーラルスキャナ (光学印象・口腔内スキャナ)



商品コード 510-00001  
 品名 i700 オーラルスキャナ  
 標準価格 2,500,000 円  
 本体寸法: W248×D44×H47.4mm、本体重量: 約245g、電源電圧: AC100-240V、定格電源電圧: DC9V

MEDIT i700はより簡単に、より効率よく扱えるように、スキャナの性能を向上させるとともに、ソフトウェアからプロダクトにいたるまで改良を重ねてきました。小さく軽いスキャナは手に馴染みやすく、長時間使用しても疲れません。本体245gの軽量スリム設計、リモートコントロールボタンで操作も簡便です。

- 高精度スキャン  
 高精度スキャンにより細部の再現性が高いので、適合の良い補綴物を作製できます。
- 高速スキャン  
 短時間でのスキャンは患者様の負担の軽減、術者の作業効率のアップにつながります。
- 軽量でスリムな本体  
 本体重量 245g と軽量でスリムなため、持ちやすく術者の負担が少ない設計になっています。
- リモートコントロール  
 本体にあるリモートコントロールボタンでパソコンに触れずに画面を操作することができるため、便利かつパソコンを衛生的に保つことができます。

Medit (Korea)

主要・トピックス製品

診断診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
 ティッシュジュバンチ

骨拡大・歯周外科  
 骨移植・骨形成

補綴技工  
 レンチドドライバ

その他・収納ケース  
 衛生材料・矯正

口腔内スキャナ

エンビスタ ジャパン

# DEXIS™ IS 3800W



**手に収まるコンパクト設計  
実用的な2台目としての選択肢  
ワイヤレス口腔内スキャナ**

## Freedom

### 心地よいハンドリング

有線からワイヤレスへ。歯科医院および患者さんを取り巻く環境では、ワイヤレスには多くのメリットがあります。配線が清潔域に触れることなく衛生的になり、スムーズに使用できます。スタジオF.A. ポルシェとの新たなコラボレーションにより、IS3800Wは時代を超越した人間工学に基づくデザインを採用、軽量でコンパクト、より速い光学印象採得を実現します。

### IS 3800Wで、新しい自由を体感ください。

- 快適なモビリティを実現するワイヤレス口腔内スキャナ
- 軽量でコンパクトな口腔内スキャナ
- 大きなFOVと深い被写界深度による高速でスムーズなスキャン
- 包括的なソリューションでシームレスなオペレーション

## Speed and Accuracy

### Fast Scanモード

フルアーチを30秒でスキャン\*、キャプチャ速度も迅速で、チェアタイムが短縮します。

### スムーズになったスキャン

広範囲FOVと深い被写界深度\*により、多岐にわたる症例に必要な情報が採得できます。

\*-2mm~の被写界深度でチップの中に歯が入ってもスキャンが可能

商品コード 650-10001

品名 IS 3800 スキャナ ワイヤレスモデル

標準価格 3,500,000 円

#### ● 付属品

- ・ ノーマルチップ×1、サイドチップ×1
- ・ ラバーキャップ×1
- ・ バッテリー×2、チャージングステーション
- ・ パワーアダプタ、パワーケーブル
- ・ Wi-Fi ドングル、ソフトウェア
- ・ シェードキャリブレーションユニット

有線モデルの  
IS3700 スキャナも  
取扱いしております。  
詳細はお問い合わせ  
ください。

口腔内スキャナ

エンビスタ ジャパン

# DEXIS™ IS 3800W

## Easy to Use

### 軽量&コンパクト

わずか240グラムで、形状もコンパクト。  
どなたの手にも快適にフィットします。

### ダイナミックな操作性

スキャナ本体の2つのボタンで操作。  
直感的にアクセスできます。

### ジェスチャー モーションコントロール

スキャナ本体を回転すれば、画面上のデジタルモデルが動くモーションセンサー装備です。マウスは不要で、手を動かすだけでモデルはその動きに従います。

### 交換可能な先端チップ

スキャン最適化のため、3種類のチップがあります。  
チップは110回まで滅菌ができ、経済的です。



### 技術仕様

構成	仕様
センサーテクノロジー	1/2.9 inch CMOS
イルミネーション	LED: レッド、ブルー、グリーン
FOV	16 × 14 mm
被写界深度	-2 ~ +16 mm
曇り止め技術	エアフロー
本体寸法	226 × 38 × 60 mm (先端チップ含)
重量	240 g (バッテリー含)
本体	Input: 5V≒5A (バックアップ・ケーブル) 4.2V≒3A (バッテリー)
本体充電機	Output 1(充電ポート): 4.2V≒3A Output 2(バッテリーケーブル): 12V≒2.5A
バッテリーチャージャー	Input: 12V≒2.5A Output: 4.2V≒3A
バックアップケーブル	長さ: 2m
ACアダプター	Model LXCP30A-120: Input: 100-240V~50/60Hz, 500mA Output: 12V 2.5A

### 本体・消耗品

製品名	商品コード	価格(税別)
IS 3800 スキャナ ワイヤレスモデル	650-10001	3,500,000円
IS 3800 ノーマルチップ(5ピース)	650-10101	30,000円
IS 3800 サイドチップ(5ピース)	650-10102	30,000円
IS 3800 ポステリアチップ(5ピース)	650-10103	30,000円
IS 3800 ラバーキャップ(10ピース)	650-10104	20,000円
IS 3800 バッテリー	650-10201	15,000円
IS 3800 チャージングステーション	650-10202	35,000円
IS 3800 バッテリーチャージングステーション	650-10203	45,000円
IS 3800 Wi-Fi ドングル	650-10204	20,000円
IS 3800 パワーアダプタ	650-10205	12,500円
IS 3800 パワーケーブル	650-10206	20,000円
IS 3800 シェードキャリブレーションユニット	650-10207	10,000円
IS 3800 ハンドピース SPCX748 (修理)※1	650-10301	2,500,000円
IS 3800 IOS ノートPC	650-90002	700,000円
IS プロテクト IS 3800 (5年保証)	650-80002	430,000円
IOS フルサポート 5※2 (5年保証)	650-80003	800,000円
IOS 基本技術料※1	650-80004	12,500円

※1:保証期間外における修理等作業については、「基本技術料」が発生し、修理/交換の場合「IS 3800/ハンドピース」の料金をご請求いたします。

※2:「IOS フルサポート5」は、5年間の保証期間中に落下(衝撃)による無償修理/交換を2回まで含みます。

※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※本品は、光学的に印象を採得し、3D画像をパーソナルコンピューター(PC)に出力・表示させる他、採得した三次元形状データをCAD/CAM装置等の外部機器に出力し、形状情報を利用して歯科修復物・補綴物(インレー、アンレー、ベニヤ、クラウン、5ユニットまでのブリッジ、5ユニットまでのインプラント上部構造)と歯科矯正装置、マウスピース、インプラント用サージカルテンプレートを作製するために用いられます。

IS 3800Wのお問合せ、デモンストレーションのお申込みは弊社までご連絡ください。

TEL.03-5850-8555(平日9:00~17:00)

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
テイツシヨパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリライバー

その他・取納ケース  
衛生材料・矯正

計測器具

YDM (Japan)

X線診断



商品コード 300-36143  
 品名 X-rayテプスゲージセット(4本組)  
 サイズ Ø2.0mm、深度ライン8-10-13mm  
 標準価格 10,000円 材質 チタン

計測器具

Technika (Japan)

X線診断



品名 テプスゲージ(1入) 標準価格 各 2,500円


商品コード	刃部外径	全長
310-11013	Ø1.3	30mm
310-11015	Ø1.5	30mm
310-11019	Ø1.9	30mm
310-11027	Ø2.7	30mm
310-11030	Ø3.0	30mm
310-11032	Ø3.2	30mm
310-11034	Ø3.4	30mm
310-11039	Ø3.9	30mm

穿孔の深さを確認するためのゲージです。  
 ステンレス製 オートクレープ可。  
 深度ライン8-10-13-15-18-20mm付で、レントゲンに写ります。

計測器具

ACE (USA)

ルーラー



商品コード 020-80007  
 品名 顎間距離測定ルーラー  
 仕様 オートクレープ不可  
 標準価格 3,500円

計測器具

山八歯材工業 (Japan)

X線診断

- ・X線造影性がエナメル質と同等のため、インプラント診断X線撮影時に上部構造のイメージや設計がスムーズに行えます。
- ・設計段階でインプラントの正確な設置ができます。
- ・X線造影剤が均質に分散しています。
- ・診断用ステントをそのまま外科用ステントに使用可能です。




品名 スキャニングレジン

商品コード	種類	標準価格
460-00001	粉 (30g) CT3000	2,900円
460-00002	液 (30ml)	2,400円

計測器具

Technika (Japan)

ゲージ




商品コード 310-07002  
 品名 テクニカ 歯肉ゲージ  
 深度ライン2-3-4-5-6-7mm  
 標準価格 11,000円

- 【使用方法】
- (1) 通法に基づき麻酔を行った後、測定針の先端をスリーブで隠した状態で、ゲージを計測部位の歯肉に直角に当てます。
  - (2) 軽い力で歯肉を穿孔して測定針の先端が骨に接触するまで押し込みます。
  - (3) スリーブを動かさないように静かに測定針を引き抜き、スリーブの後端に表示される歯肉の厚さを読み取ります。

計測器具

ACE (USA)

ルーラー



商品コード 020-80019  
 品名 開口度測定ゲージ ※患者様自ら、ミラーで  
 仕様 オートクレープ不可 開口の伸展度を測定可能。  
 標準価格 2,000円

計測器具

YDM (Japan)

ゲージ



先端形状

- ・骨孔の深度測定
- ・先端が半球状のため、上顎洞底までの深度測定に有効
- ・Ø2.0mmのドリルのあとに使用

商品コード 300-36140  
 品名 ボールエンドテプスゲージ  
 サイズ Ø1.8mm、全長8.5mm  
 深度ライン 8-10-13-16-18-20mm  
 標準価格 13,500円

計測器具

Salvin (USA)

カリパー

先端部を開閉して、骨の直径や長さなどを正確に測定します。  
 30°の角度付きです。




商品コード 040-26001  
 品名 カストロピジョ カリパー ロング30°  
 標準価格 72,000円

計測器具

ACE (USA)


カリパー



商品コード 020-32004  
 品名 スライディングカリパー  
 標準価格 56,500円

口腔内撮影ミラー

YDM (Japan)



ロジウムメッキで直接反射式のため、像がダブリません。ステンレス製で、破損の心配もなく長期間使用できます。咬合面用、頬側用は大小に、舌側用は左右に両用でき、乳歯列、永久歯列、歯列弓の形状を問わず対応できます。

品名 口腔内撮影ミラー

商品コード	使用部位	標準価格
300-13571	咬合面用	24,900 円
300-13572	舌側用	24,900 円
300-13573	頬側用	24,900 円
300-13578	咬合面用ワイドLL	32,000 円
300-13576	咬合面用ワイドL	24,900 円
300-13577	咬合面用ワイドS	24,900 円
300-13570	3枚組(咬合面・舌側・頬側)	74,700 円




- ・ステンレス製
- ・直接反射式
- ・ロジウムコーティング
- ・反射率約 85%
- ・厚さ 1.2mm
- ・ミラー面 / 片面
- ・オートクレープ可



Stoma 社マウスミラーの特徴

従来タイプ

ロジウムタイプ



従来の反射方式

反射像が二重にならず目の負担を軽減。マイクロスコープやルーペを使用の治療に適しています。特殊なロジウムコーティングを施しており高反射率で明るい反射像が得られます。カメラ撮影でも視野が明るく、鮮明な画像が得られます。

マウスミラー

Stoma (Germany)



両面ミラー

商品コード	030-11019
品名	メガテオミラー ロジウム 平面 Ø22mm 6イリ
標準価格	13,000 円

マウスミラー

Stoma (Germany)




商品コード	030-11018
品名	メガミラー ロジウム 平面 Ø22mm 12イリ
標準価格	13,000 円

口腔内撮影ミラー SE

薄さ1.2mmで口腔内での取り回しがしやすく、患者様の負担も軽減されます。マージン部・頬粘膜まで確実に撮影できます。ステンレス製なので割れずに安心です。直接反射式なので写った像がダブリません。

YDM (Japan)



品名 口腔内撮影ミラー

商品コード	品名	標準価格
300-13274	口腔内撮影ミラー-SE 咬合面用LL	8,800 円
300-13272	口腔内撮影ミラー-SE 咬合面用L	8,000 円
300-13273	口腔内撮影ミラー-SE 咬合面用M	8,000 円
300-13271	口腔内撮影ミラー-SE 頬舌側用	8,000 円

- ・ステンレス製
- ・反射率 約 65%
- ・厚さ: 1.2mm
- ・ミラー面: 片面
- ・オートクレープ可

マウスミラー

Stoma (Germany)



商品コード	サイズ	入数	標準価格
030-11009	Ø22mm	12イリ	5,000 円
030-11010	Ø24mm	12イリ	5,000 円
030-11011	Ø26mm	12イリ	9,000 円

マウスミラー

Stoma (Germany)




商品コード	仕様	標準価格
030-11012	コンケーブØ22mm	3,000 円
030-11008	コンケーブØ24mm	3,000 円
030-11013	平面Ø22mm	3,000 円
030-11014	平面Ø24mm	3,000 円

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

ミラーアンドプロローベハンドル

Stoma (Germany)



品名 ミラーアンドプロローベハンドル

商品コード	カラー	標準価格
030-11021	ストレートグレー	1,800 円
030-11022	青	1,800 円
030-11023	グレー	1,800 円
030-11024	緑	1,800 円

ミラーハンドル

Stoma (Germany)



品名 ミラーハンドル Ø10mm

商品コード	カラー	標準価格
030-11025	黄	4,500 円
030-11026	グレー	4,500 円
030-11027	紫	4,500 円
030-11028	紺	4,500 円

ミラーハンドル

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-37001

品名 ミラーハンドル Ø8mm hy-grip  
標準価格 7,000 円

ミラーハンドル

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-11003

品名 ミラーハンドル Ø10mm hy-grip  
標準価格 7,500 円

ミラーアンドプロローベハンドル

Stoma (Germany)

中空設計のため非常に軽量です。



商品コード 030-11029

品名 ミラーアンドプロローベハンドル 中空タイプ Ø8mm  
標準価格 2,500 円

ミラーアンドプロローベハンドル

Stoma (Germany)

中空設計のため非常に軽量です。



商品コード 030-11030

品名 ストマフォーム ミラーアンドプロローベハンドル 中空タイプ Ø10mm  
標準価格 4,500 円

ミラーハンドル

YDM (Japan)



グリーン

ブルー

ピンク

品名 ミラーハンドル スケール付

商品コード	カラー	標準価格
300-13118	グリーン	600 円
300-13119	ブルー	600 円
300-13120	ピンク	600 円

・ハンドル後部にエンドファイルやリーマーの計測ができるスケールが付いています。  
・治療中に長さや大きさを確認する際、スケールを用意する手間が省けて便利です。

ミラーハンドル

YDM (Japan)



角型

YS型

SC型

品名 ミラーハンドル

商品コード	ハンドル形状	標準価格
300-13121	角型	800 円
300-13128	YS型	800 円
300-13127	SC型	900 円

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

カラープローブ ポイント式


YDM (Japan)

インプラントや補綴物を傷つけない樹脂製プローブ

- 測定値が見やすいカラーリングです。
- 先端径は0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- P.46 YDM製のミラーハンドルに取り付けて使用。コストを抑えられます。(Stoma製品には装着できません)
- オートクレーブ滅菌可。耐熱温度200℃。

品名 カラープローブ ポイント式

商品コード	品番	入数	標準価格
300-23522	#2	5入	6,000円
300-23524	#4	5入	6,000円
300-23525	#5	5入	6,000円



目盛り部分の断面拡大




レーザーで刻印された目盛りは本体樹脂内部(80μm)まで浸透しているため、剥がれにくく長持ちします




高い柔軟性!

歯頸部のくびれにも「しなって」アクセスするため、インプラントの補綴物にも適します。



#2



#4



#5

ペリオプローブ

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-15019

品名	ペリオプローブ PNC/EX3Aイクルホウト hy-grip		
深度ライン	1-2-3- ... -13-14-15mm	ハンドル径	6mm
標準価格	8,000円		

ペリオプローブ

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®




商品コード 030-61007

品名	ペリオプローブ CQ2Nネバース hy-grip		
深度ライン	3-6-9-12mm	ハンドル径	6mm
標準価格	12,500円		

ペリオプローブ

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



品名 ペリオプローブ hy-grip      ハンドル径 6mm

商品コード	品番	深度ライン	標準価格
030-61001	PCPN22	2-4-6-8-10-12 mm	6,000円
030-61002	PCP12	3-6-9-12 mm	6,000円
030-61003	PCP11.5 WHO	3.5-5.5-8.5-11.5 mm	6,000円
030-15005	PCP11	3-6-8-11 mm	6,000円
030-15006	PNCノースカロライナ	1-2-3- ... -13-14-15 mm	6,000円
030-61006	PCP/EX3Aシルマンス	1-2-3- ... -13-14-15 mm	9,500円

ペリオプローブチップ

Stoma (Germany)

歯周ポケットプローブ 齶蝕や歯石の探査、ポケット内や根分岐部、修復部の探査に使用します。プローブ用ハンドルに取り付けて使用します。



品名 ペリオプローブチップ

商品コード	品番	深度ライン	標準価格
030-61013	PCPシルマンス	1-2-3- ... -13-14-15 mm	5,000円
030-61008	PCPNG22	2-4-6-8-10-12 mm	4,000円
030-61010	PCPG12	3-6-9-12 mm	4,000円
030-61011	PCPG11.5WHO	3.5-5.5-8.5-11.5 mm	4,000円
030-61017	PCNCGノースカロライナ	1-2-3- ... -13-14-15 mm	4,000円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
ティッシュユバンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成


補綴技工  
レンチドリライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

リトラクター

口腔前庭全体をリトラクトする大型鉤

フレキシブルさが特徴で、軽い力で幅が半分ほどに。アジア系特有の小さな口唇にもまっすぐ挿入可能。また治療や印象など正中方向からの操作が容易。



商品コード 030-03005  
品名 リップリトラクター 175×85×35mm  
サイズ 175×85×35mm  
標準価格 17,500円



リトラクターの幅を小さくして口腔内へ挿入。

口唇を圧排。ハンドル内側に器具の障害になるものがない。

弊社WEBサイト内で「リップリトラクター」の使用動画をご覧ください。



Stoma (Germany)

リトラクター

ACE (USA)



商品コード 020-03012  
品名 ブローネマルクタイプリトラクター  
サイズ 全長16cm、幅8cmワイドタイプ  
標準価格 25,600円

リトラクター


Stoma (Germany)



商品コード 030-03002  
品名 スターンベルクリトラクター 14cm  
サイズ 全長14cm  
標準価格 4,500円

リトラクター

Stoma (Germany)



商品コード 030-03008  
品名 リップリトラクターバー付 17.5cm  
サイズ 全長17.5cm  
標準価格 18,500円

リトラクター

ACE (USA)



商品コード 020-03031  
品名 オースチンリトラクター  
サイズ 全長7.5cm  
標準価格 11,000円

リトラクター

ACE (USA)



商品コード 020-03021  
品名 ウィダーリトラクター アダルト 13cm  
サイズ 幅30mm  
標準価格 13,000円

リトラクター

YDM (Japan)



品名 ティープリトラクターSU型  
商品コード 300-22723 大人用 標準価格 6,800円  
300-22724 子供用 標準価格 6,800円

品名	サイズ (mm)	
	a	b
大人用	80	12
小児用	67	9

口角鉤

YDM (Japan)



商品コード 300-22745  
品名 口角鉤 アングルワイダー 2イリ  
標準価格 10,890円 樹脂製 材質TPX 耐熱温度160℃

開口器

Stoma (Germany)



柔軟で弾力のあるシリコン製のため、快適に開口状態を保つことができます。

商品コード 030-03004  
品名 マウスブロップ アダルト  
サイズ 31×49×22mm  
標準価格 11,000円

開口器

開口と舌圧排が同時にできます。

YDM (Japan)



品名 タングガード付開口器

※セット内容/開口器1入、タングカード(左・右)各1入

商品コード	サイズ (mm)	標準価格
300-14676	L 開口器 W40×D34×H17 タングガード W52×D34	5,830円
300-14677	S 開口器 W35×D29×H16 タングガード W52×D34	5,830円
300-14678	SS 開口器 W30×D25×H16 タングガード W39×D24	5,830円

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

ティッシュリトラクター

オーラス (Japan)

埋伏歯・インプラント等のオペ時にフラップを浅ギザ刃、頰側を長ネック50mmで確実に保持!  
術野へのアクセスを容易にするスワンネックで、さらに先端部の形態は粘膜骨膜弁の確実な把持展開を可能にします。



商品コード 870-00001

品名 スワンネックフラップ鉤 45度 巾狭型  
サイズ 全長155mm ギザ刃部幅10mm  
標準価格 29,800 円



使用症例動画

レイマスリトラクター

Salvin (USA)



品名 Misch レイマス リトラクター

商品コード	サイズ	標準価格
040-19010	ライト 全長21cm	23,000 円
040-19011	レフト 全長21cm	23,000 円

ティッシュリトラクター

Stoma (Germany)



商品コード 030-04016

品名 ランゲンベック リトラクター40×11mm  
サイズ 先端40×11mm、全長21.5cm  
標準価格 12,000 円

リトラクター

Stoma (Germany)

外科処置を行う際の、圧排や口角・口唇の保護に有効。  
舌圧子としても使用できます。



商品コード 030-03003

品名 ケイウッドミネソタ チークリトラクター 15.5cm  
サイズ 全長15.5cm  
標準価格 4,000 円

チークリトラクター

Stoma (Germany)



品名 ミッテルドルフ チークリトラクター

商品コード	サイズ	標準価格
030-04014	先端15×15mm、全長20cm	12,500 円
030-04015	先端20×22mm、全長20cm	13,000 円

チーク・外科的切開用リトラクター

Stoma (Germany)



stoma hy-grip®

商品コード 030-13035

品名 ソンティマー hy-grip  
サイズ 先端15×25mm/11×25mm、全長17cm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,500 円

チーク・外科的切開用リトラクター

Stoma (Germany)



品名 コッハー リトラクター

商品コード	サイズ	標準価格
030-04008	先端28mm×7mm、全長22cm	12,500 円
030-04009	先端35mm×11mm、全長22cm	12,500 円
030-04010	先端55mm×11mm、全長22cm	12,500 円

チーク・外科的切開用リトラクター

Stoma (Germany)

下顎に使いやすいショートタイプのリトラクターです。



品名 ヘルクト リトラクター

商品コード	サイズ	標準価格
030-04012	先端35mm×11mm、全長14cm	15,000 円
030-04013	先端55mm×11mm、全長14cm	15,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
ティッシュリトラクター

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中에서도効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

ブレードホルダー

Stoma (Germany)

軽量のペンシルグリップで、微妙な回転を加えながらのメス操作ができ、小径メス刃先端をコントロールしやすいため、外科処置の細かな作業におすすめです。弊社取扱いブレードホルダーの定番商品です。



stoma hy-grip®



stoma color-stick®



品名 スカルペルブレードホルダー

商品コード	サイズ	標準価格
030-16005	ハンドル径 8mm	12,500 円
030-16010	ハンドル径 10mm	13,000 円
030-16002	ハンドル径 8mm	9,000 円
030-16011	ハンドル径 10mm	9,000 円

ブレードホルダー

Stoma (Germany)



商品コード 030-16008

品名 スカルペルブレードホルダー  
標準価格 1,500 円

ブレードホルダー

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)

歯間乳頭を避けた繊細な歯肉切除等に使用します。



商品コード 030-16009

品名 マイクロスカルペルブレードホルダー Ø8mm hy-grip  
標準価格 24,000 円

ブレードホルダー

Stoma (Germany)

ブレードの方向を自由に変えることができ、アクセスが難しい症例にも適応します。一般的な替刃メスを使用します。




stoma hy-grip®

商品コード 030-16001

品名 スイベルスカルペルブレードホルダー hy-grip  
サイズ ハンドル径8mm  
標準価格 38,500 円

ブレードリムーバー

Stoma (Germany)



商品コード 030-80001

品名 スカルペルブレードリムーバー  
標準価格 3,500 円

剥離子

YDM (Japan)

メスを使用する前の切開線マーキングに使用。



商品コード 300-30020

品名 ディセクター  
サイズ 全長14.5cm  
標準価格 8,030 円

剥離子

Stoma (Germany)

低侵襲で粘膜を剥離でき、また術野が見やすく操作できるように先端部形状を設計。



stoma hy-grip®



品名 デワイス

商品コード	サイズ	標準価格
030-13011	先端3mm/3mm、全長17.5cm	14,500 円
030-13012	先端5mm/5mm、全長17.5cm	14,500 円

剥離子

Stoma (Germany)

歯頸部の粘膜骨膜を剥離します。ラウンド状の先端部は、口唇および頬への圧を緩和します。



stoma hy-grip®



品名 モルト

商品コード	品番	サイズ	標準価格
030-13016	#1	先端5mm/8.5mm、全長17cm	13,500 円
030-13018	#2	先端5mm/3mm、全長17cm	13,500 円
030-13020	#3	先端5mm/4mm、全長17cm	13,500 円

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

剥離子

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-13021

品名 イケルホウト マイクロ hy-grip  
 サイズ 先端3mm/3mm、全長17.5cm、ハンドル径8mm  
 標準価格 14,500 円

剥離子

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-13023

品名 ブーザー hy-grip  
 サイズ 先端5mm/4mm、全長18cm、ハンドル径8mm  
 標準価格 14,500 円

剥離子

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-13022

品名 フリーア hy-grip  
 サイズ 先端3mm/3mm、全長18cm、ハンドル径8mm  
 標準価格 14,000 円

剥離子

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-13097

品名 カヤット サイナスリフトエレベーター 1.5/1.5mm hy-grip  
 サイズ 先端1.5mm/1.5mm、ハンドル径8mm  
 標準価格 17,000 円

剥離子

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®

ランセット状とラウンド状の先端部を組み合わせた骨膜剥離子です。ランセット状の先端部は、歯間乳頭や歯肉辺縁部の剥離に使用します。粘膜を損傷させずに粘膜骨膜弁を展開します。



商品コード 030-13042

品名 パルチ ブーザー hy-grip  
 サイズ 先端5mm/3mm、全長17.5cm、ハンドル径8mm  
 標準価格 14,500 円

剥離子

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®

ultra fine  
 繊細な組織への  
 外科処置に特化



品名 ズックリ hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-74000	先端1.5mm/2.0mm、ハンドル径8mm	17,000 円
030-74001	先端2.0mm/2.5mm、ハンドル径8mm	17,000 円

剥離子

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-13070

品名 パペーラエレベーター 2/3mm hy-grip  
 サイズ 先端2mm/3mm、ハンドル径8mm  
 標準価格 15,000 円

剥離子

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-13026

品名 グリックマン hy-grip  
 サイズ 先端4mm/4mm、ハンドル径8mm  
 標準価格 14,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
 ティッシュユバンチ

骨拡大・歯周外科  
 骨移植・骨形成


補綴技工パー  
 レンチドドライブ

その他・収納ケース  
 衛生材料・矯正

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

剥離子

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



縫合しやすいように穴が付いた先端部と、ミラーとして使用できるように滑沢に研磨された部分を組み合わせた骨膜剥離子です。

品名 プリチャード hy-grip

商品コード	品番	サイズ (全長はおおよそ 17.5~18cm)	標準価格
030-13027	PR3	先端5mm/10.5mm、ハンドル径8mm	14,000 円
030-13030	PR3(穴付)	先端5mm/10.5mm、ハンドル径8mm	18,000 円

剥離子

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード	030-13032		
品名	エモス hy-grip		
サイズ	先端8mm/8mm、ハンドル径8mm		
標準価格	15,000 円		

剥離子

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®

歯頸部の粘膜骨膜を剥離します。



品名 オブゲージャー hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-13063	先端6mm、全長18cm	15,000 円
030-13064	先端8mm、全長18cm	15,000 円

剥離子

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®

狭い先端側で粘膜骨膜弁を剥離し、広い先端側で元に戻します。また縫合しやすいように穴がついています。



商品コード	030-13043		
品名	パルチ モルト hy-grip		
サイズ	先端11mm/8mm、全長18cm		
標準価格	16,500 円		



剥離子

Stoma (Germany)

歯頸部の粘膜骨膜を剥離します。



品名 オブゲージャー

商品コード	サイズ	標準価格
030-13036	先端6mm、全長18cm	13,000 円
030-13037	先端8mm、全長18cm	13,000 円

剥離子

Stoma (Germany)



商品コード	030-13039		
品名	ウィリガー		
サイズ	先端6mm、全長12cm		
標準価格	6,000 円		

剥離子

Stoma (Germany)



品名 ウィリガー

商品コード	サイズ	標準価格
030-13040	先端4.5mm、全長16cm	6,500 円
030-13041	先端6mm、全長16cm	6,500 円

剥離子

ACE (USA)



商品コード	020-13017		
品名	フレア ペリオ エレベータ DE 19cm		
サイズ	先端5mm/5mm、全長19cm		
標準価格	11,300 円		

剥離子

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード	030-13075		
品名	カヤット hy-grip		
サイズ	先端5mm/10.5mm		
標準価格	14,500 円		

組合せを自由にする「剥離子オーダーシステム」

ハンドルは 3 種類、先端部は 31 種類から選択

- ハンドルと先端部を自由に組合せオーダーできます。術者の手法に合った組合せで、治療がよりスムーズになります。
- ハンドルは3種類、先端部は31種類からお選びいただけます。

YDM (Japan)

ハンドル



角柄細 (サイズ: 全長 110mm、Ø6.5mm)



丸柄 (サイズ: 全長 100mm、Ø9.5mm)



丸柄 Short (サイズ: 全長 80mm、Ø9.5mm)

先端部

ステンレス製



HA1



HA2

刃付



HA3

刃付



HA4



HA5

刃付



HA6

刃付



HA7



HA8



HA9

刃付

粘膜 (広範囲)




HB1

刃付



HB2

刃付



HB3

刃付



HB4



HB5

刃付



HD1



HD2

粘膜 (狭範囲)

歯肉排除



HC1

刃付



HC2

刃付



HC3

刃付



HC4

刃付



HC5



HC6

刃付



HC7

刃付



HC8

刃付



HC9

刃付

背面が平ら

内面が平ら



HE1

刃付



HE2

刃付



HE3

刃付



HE4

刃付



HE5

刃付



HE6

刃付

歯間乳頭

骨膜

ご注文方法

組合せ例



左図(組合せ例)のように  
ハンドル: 丸柄 (300-15008)  
先端部: HC3、HB2 をご選択の場合、  
「剥離子オーダーシステムの  
**丸柄 + HC3 + HB2**」とご指定ください。

商品コード	ハンドル	標準価格
300-15003	角柄細	11,000 円
300-15008	丸柄	12,000 円
300-15009	丸柄 Short	12,000 円

※標準価格はハンドルに先端部分を 2 種類組合せたものです。

先端部から自由に組み合わせられます。また指定するハンドルごとに価格は一律です。

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植グラフト材  
ティッシュユバンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

stoma社製品 特徴

**macro**

従来製品の形状や他の製品に比べ、一歩進んだ要素が織り込まれた特徴・形態をもつマクロ用インスツルメント。

**advanced**

マクロ用インスツルメントとマイクロサージェリー用インスツルメントの中間的な設計で、専門分野での使いやすさを求め改良を施した、おもにマイクロサージェリーに使用するインスツルメント。

**micro**

マイクロサージェリー用として、ティッシュ把持力と、高い操作性や精度を持たせたインスツルメント。特に拡大鏡を通した操作でも、正確で繊細な処置が行える特徴を有します。

**ultra fine**

繊細な組織への外科処置に特化し、拡大鏡やマイクロスコープを通しての操作に適したインスツルメント。特に繊細な動きを求められる先端の設計に特徴を持たせています。

**stoma hy-grip®** "hy-grip"ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

**stoma®**  
With passion for perfection

Made in Germany 



フォーセプス

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



030-38002  
直



030-38005  
曲

品名 クリー フォーセプス hy-grip **advanced**

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-38002	直	先端1.3mm、全長17cm	29,500 円
030-38005	曲	先端1.3mm、全長17cm	33,000 円

※タンクステンカーバインド加工



030-38003  
直



030-38006  
曲

品名 フォーセプス TC hy-grip **advanced**

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-38003	直	先端1.3mm、全長17cm	34,000 円
030-38006	曲	先端1.3mm、全長17cm	32,500 円




030-08057  
直



030-38004  
曲

品名 フォーセプス 有鉤 hy-grip **advanced**

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-08057	直・有鉤	先端1.3mm、全長17cm	27,500 円
030-38004	曲・有鉤	先端1.3mm、全長17cm	34,000 円



030-08062  
直



030-08063  
曲

品名 マイクロフォーセプス 有鉤 hy-grip **macro**

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-08062	直・有鉤	先端2.6mm、全長17cm	37,500 円

フォーセプス

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



商品コード 030-08037

品名 ドベイキー マイクロフォーセプス 1.8mm hy-grip

サイズ 先端1.8mm、全長17cm

標準価格 37,000 円



商品コード 030-08039

品名 コレージ マイクロフォーセプス 曲 hy-grip

サイズ 先端1.8mm、全長17cm

標準価格 26,500 円



商品コード 030-08068

品名 ティッシュグラスピング/ スーチャーフォーセプス Ø2.0mm hy-grip

サイズ 先端Ø2.0mm、全長17cm

標準価格 40,000 円



商品コード 030-38007

品名 サラマ コーン フォーセプス hy-grip

サイズ 先端Ø1.3mm、全長17cm

標準価格 40,000 円



stoma hy-grip®

“hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

フォーセプス

Stoma (Germany)



商品コード 030-08013

品名 ティセクティングフォーセプス クロスグループ 16cm  
 サイズ 全長16cm  
 標準価格 4,000 円

フォーセプス

Stoma (Germany)



※タンステンカーバイド加工

商品コード 030-08015

品名 ティセクティングフォーセプス TC  
 サイズ 全長16cm  
 標準価格 18,500 円

フォーセプス

Stoma (Germany)



商品コード 030-08055

品名 セムケン 曲 12cm  
 サイズ 全長12cm  
 標準価格 5,000 円

フォーセプス

Stoma (Germany)



030-08007



030-08008

品名 セムケン フォーセプス 有鉤

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-08007	直・有鉤	先端1.5mm、全長15.5cm	5,000 円
030-08008	曲・有鉤	先端1.5mm、全長15.5cm	5,500 円

フォーセプス

Stoma (Germany)



030-08066



030-08067


品名 ドベイキー ツイザー

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-08066	直	先端2mm、全長16cm	13,500 円
030-08067	曲	先端2mm、全長16cm	14,500 円

マイクロフォーセプス

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



030-08058

直

030-09002

直



030-08061

曲

030-08060

曲

品名 マイクロフォーセプス 有鉤 hy-grip

商品コード	形状	サイズ		標準価格
030-08058	直・有鉤	先端0.6mm	ultra fine	40,000 円
030-09002	直・有鉤	先端0.8mm	micro	37,500 円
030-08061	曲・有鉤	先端0.6mm	ultra fine	42,000 円
030-08060	曲・有鉤	先端0.8mm	micro	38,500 円




030-08021

直

030-08019

直



030-08026

曲

030-08024


曲

品名 クーリー マイクロフォーセプス hy-grip

商品コード	形状	サイズ		標準価格
030-08021	直	先端0.6mm	ultra fine	39,500 円
030-08019	直	先端0.8mm	micro	37,000 円
030-08026	曲	先端0.6mm	ultra fine	40,000 円
030-08024	曲	先端0.8mm	micro	40,500 円



※タンステンカーバイド加工



030-08031

直

030-08029

直



030-08033

曲

品名 マイクロフォーセプス TC hy-grip

商品コード	形状	サイズ		標準価格
030-08031	直	先端0.6mm	ultra fine	42,500 円
030-08029	直	先端0.8mm	micro	41,500 円
030-08033	曲	先端0.8mm	micro	40,000 円

マイクロフォーセプス

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



特に大白歯部での作業をしやすくするために角度をつけています。

商品コード 030-08069

micro

品名 クーリー シュメルツアイゼン  
 ティッシュフォーセプス Ø0.8mm hy-grip  
 サイズ 先端0.8mm、全長17cm  
 標準価格 41,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植グラフト材  
 ティッシュジュパンチ

骨拡大・歯周外科  
 骨移植・骨形成

補綴技工  
 レンチドライバ

その他・収納ケース  
 衛生材料・矯正

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

フォーセプス

Stoma (Germany)



品名 アドソン 有鉤

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-08009	有鉤	先端1.5mm、全長12cm	6,500円
030-08010	有鉤	先端1.5mm、全長15cm	7,000円

チタン製フォーセプス

YDM (Japan)



商品コード 300-83374

品名	サイズ	標準価格	材質
マイクロピンセット アドソンDB32TS2	先端形状:有鉤 全長:120mm 先端幅:1.0mm	20,000円	チタン

フォーセプス

Stoma (Germany)



品名 マイクロアドソン 有鉤

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-08011	有鉤	先端0.8mm、全長12cm	8,000円
030-08012	有鉤	先端0.8mm、全長15cm	10,000円

※無鉤タイプもございます。

チタン製フォーセプス

幸和ピンセット工業 (Japan)



商品コード 390-00001

品名	サイズ	標準価格	材質
TPINチタンピンセット	全長:160mm 先端幅:1.1mm 先端厚さ:0.5mm	10,000円	チタン

フォーセプス

Stoma (Germany)



※タンゲステンカーバイド加工

商品コード 030-08047

品名	サイズ	標準価格
アドソン 有鉤 TC	先端1.5mm、全長12cm	22,500円

チタン製フォーセプス

Salvin (USA)

アバットメントホルダー。補綴用パーツのピックアップ、装着に使用。把持状態で固定され、落下を防止。



商品コード 040-25001

品名	標準価格	材質
ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン	25,000円	チタン

フォーセプス

Stoma (Germany)



商品コード 030-08054

品名	サイズ	標準価格
アドソンブラウン 無鉤 12cm	先端1.5mm、全長12cm	8,000円

チタン製フォーセプス

ACE (USA)

細かいチタン製品の把持に有効



商品コード 020-10017

品名	サイズ	標準価格	材質
ピックアップピンセット チタン 16cm ロック付	全長16cm	46,200円	チタン

フォーセプス

ACE (USA)




商品コード 020-10012

品名	サイズ	標準価格
コーン スーチャー プライヤー 15cm	全長15cm	13,200円

フォーセプス

Stoma (Germany)

スクレイドライバーを口腔内で操作する際、ガイドピンセットを併用すると、より安全に操作できます。様々なインプラントシステムに適しています。アバットメントやカバー・スクレュー着脱時などに使用すると大変便利です。



商品コード 030-50002

品名	サイズ	標準価格
スクレイドライバー用ガイドピンセット hy-grip	全長17cm	35,500円



ストマ社製 マイクロシサー/ハサミ 刃部仕上げの種類



**smooth**  
両サイドの刃を滑らかに仕上げています。



**ギザ付 (鋸歯)**  
縫合糸や歯肉が滑らないよう、片刃を精巧な鋸歯状に加工しています。



**SC**  
最小限に外傷を抑えながら切れるよう片刃を剃刀仕上げにし、もう一方の刃を微小な鋸歯状にし滑らないよう仕上げています。刃先加工識別のため片方のフィンガーリングに金メッキが施されています。



**WC**  
両刃内側にはタングステンカーバイドが溶接されており、その粗造な面により滑らずに使用できます。両方のフィンガーリングに金メッキが施されています。



**tc**  
両刃先端は、タングステンカーバイド製で、正確で鋭利な切れ味が長持ちします。両方のフィンガーリングに金メッキが施されています。

**stoma hy-grip® stoma hy-light®**  
エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも 効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。また、hy-lightはさらに軽く操作ができるデザインです。



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植グラフト材  
ティッシュユバンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

マイクロシサー

stoma hy-grip® Stoma (Germany)

精巧な鋸歯状刃によりスリップを防止し、縫合糸の剪断を確実にします。



ギザ付



商品コード 030-06030

品名 ゴメル マイクロシサー 曲 16cm hy-grip  
サイズ 全長16cm micro  
標準価格 54,000 円

マイクロシサー

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



ギザ付



商品コード 030-74002

品名 スツクリ マイクロシサー 曲 16cm  
サイズ 全長16cm micro  
標準価格 65,000 円



マイクロシサー

stoma hy-light® Stoma (Germany)



商品コード 030-06049

品名 ゴメル マイクロシサー 曲 16cm hy-light  
サイズ 全長16cm micro  
標準価格 59,000 円


マイクロシサー

stoma hy-light® Stoma (Germany)

精巧な鋸歯状刃によりスリップを防止し、減張切開時の骨膜切開の際に使いやすいです。



ギザ付



商品コード 030-06051

品名 ゴメル マイクロシサー 曲 16cm dark line  
サイズ 全長16cm micro  
標準価格 81,500 円

マイクロシサー

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



商品コード 030-06042

品名 ゴメル シュメルツアイゼン マイクロシサー 16cm  
サイズ 全長16cm micro  
標準価格 55,500 円

マイクロシサー

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



ギザ付



商品コード 030-06036

品名 ミニゴメル マイクロシサー 曲 11cm hy-grip  
サイズ 全長11cm micro  
標準価格 57,000 円

マイクロシサー

stoma hy-light® Stoma (Germany)




商品コード 030-06050

品名 スツクリ ウルトラファイン シサー 曲16cm HL  
サイズ 全長16cm micro  
標準価格 72,000 円

ハサミ



ギザ付



Stoma (Germany)


品名 ケリー 鋸歯

商品コード	形状	形状図	サイズ	標準価格
030-06015	直		全長16cm	12,000 円
030-06014	曲		全長16cm	12,500 円
030-06016	曲		全長18cm	13,500 円
030-06017	アングル		全長16cm	13,500 円
030-06044	曲SC		全長16cm	14,000 円

ハサミ

Stoma (Germany)

二重曲線の形状をもつ歯肉ハサミです。この形状により、遠心部での斜め方向の切断も可能です。片刃が細かい鋸歯で、歯肉の薄い部位にも向いています。



品名 ラグランジェ シサー

商品コード	サイズ	標準価格
030-06012	全長11.5cm  ギザ付	12,500 円
030-06013	全長11.5cm  SC	18,000 円



ハサミ

Stoma (Germany)



※タングステンカーバイド加工



品名 メッツエンバウム フィーノ TC

商品コード	形状	形状図	サイズ	標準価格
030-06024	直		全長14cm	33,500 円
030-06025	直		全長18cm	34,500 円
030-06041	曲		全長11.5cm	33,500 円
030-06026	曲		全長14cm	34,500 円
030-06027	曲		全長18cm	36,000 円

ハサミ

Stoma (Germany)



品名 アイリス 曲

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-06001	曲  smooth	全長11.5cm	9,500 円
030-06002	曲  ギザ付	全長11.5cm	9,500 円
030-06003	曲  SC	全長11.5cm	12,500 円
030-06004	曲  WC	全長11.5cm	20,000 円
030-06005	曲  tc	全長11.5cm	26,500 円

ハサミ

Stoma (Germany)



商品コード 030-06028

品名 メッツエンバウム フィーノ S 曲 鈍 18cm TC

サイズ 全長18cm  
標準価格 41,000 円

※タングステンカーバイド加工

ハサミ

Stoma (Germany)



商品コード 030-06047

品名 アイリス TC  
サイズ 全長11.5cm 形状 | 直  
標準価格 24,000 円

※タングステンカーバイド加工

ハサミ

Stoma (Germany)



商品コード 030-06023

品名 メッツエンバウム 曲

サイズ 全長14.5cm  
標準価格 9,000 円

## ハサミ

Stoma (Germany)



品名 ゴールドマンフォックス 曲

商品コード	形状	形状図	サイズ	標準価格
030-06008	曲		全長13cm	11,000円
030-06009	曲		全長13cm	17,500円
030-06010	曲		全長13cm	24,500円
030-06011	曲		全長13cm	31,500円

## ハサミ

YDM (Japan)



商品コード 300-12801

品名 歯肉バサミ ゴールドマンフォックス #1  
 サイズ 全長13cm 刃部 | ギザ付  
 標準価格 17,000円

## ハサミ

YDM (Japan)




商品コード 300-12802

品名 歯肉バサミ ゴールドマンフォックス #2  
 サイズ 全長13cm 刃部 | ギザ付  
 標準価格 17,000円

## ハサミ

Stoma (Germany)



品名 シャープポイント 曲

商品コード	形状	形状図	サイズ	標準価格
030-06006	曲		全長11.5cm	11,500円
030-06007	曲		全長11.5cm	22,500円

## ハサミ

YDM (Japan)



商品コード 300-29023

品名 歯肉バサミ ラグランジュ  
 サイズ 全長11cm 刃部 | ギザ付  
 標準価格 17,000円

## ハサミ

Stoma (Germany)



品名 ディーン アングル

商品コード	形状	形状図	サイズ	標準価格
030-06018	アングル		全長17cm	13,500円
030-06019	アングル		全長17cm	18,500円

## ハサミ

YDM (Japan)



品名 歯肉バサミ アイリス

商品コード	形状	サイズ	形状図	標準価格
300-29021	直	全長11.5cm		12,800円
300-29022	曲	全長11.5cm		12,800円

## ハサミ

Stoma (Germany)



品名 ケリー シサー TC

商品コード	形状	形状図	サイズ	標準価格
030-06045	曲		全長16cm	26,500円
030-06046	直		全長16cm	23,500円

## ハサミ

YDM (Japan)

柄の部分が長く臼歯部に  
 届きやすくなっています。



商品コード 300-12830

品名 歯肉バサミ ジョセフ  
 サイズ 全長15cm  
 標準価格 14,000円

stoma hy-grip® エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

持針器

stoma hy-grip® Stoma (Germany)

精密構造を持つ歯周外科用のスプリング式ニードルホルダーです。ラウンド状のハンドル部はとて繊細に動き、手の中で操作を行えるため細い縫合糸による低侵襲な縫合を可能にします。先端部のタングステンカーバイド(超硬合金)加工により、滑りを防止し、耐久性を向上させています。



※タングステンカーバイド加工

品名 バラッケル マイクロニードルホルダー TC (指定縫合糸5-0~8-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05006	曲	先端0.8mm、全長15cm	micro 71,500 円
030-05007	直	先端0.8mm、全長18cm	micro 71,500 円
030-05008	曲	先端0.8mm、全長18cm	micro 73,000 円

品名 バラッケル ニードルホルダー TC (指定縫合糸5-0~6-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05001	直	先端1.2mm、全長15cm	advanced 67,500 円
030-05002	曲	先端1.2mm、全長15cm	advanced 69,000 円
030-05003	直	先端1.2mm、全長18cm	advanced 69,000 円
030-05004	曲	先端1.2mm、全長18cm	advanced 70,500 円

持針器

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



※タングステンカーバイド加工

品名 カストロビジョ マイクロニードルホルダー TC (指定縫合糸5-0~8-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05015	直	先端0.8mm、全長15cm	micro 72,000 円
030-05016	曲	先端0.8mm、全長15cm	micro 73,500 円
030-05017	直	先端0.8mm、全長18cm	micro 73,500 円

品名 カストロビジョ ニードルホルダー TC (指定縫合糸5-0~6-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05011	直	先端1.2mm、全長15cm	advanced 65,000 円
030-05012	曲	先端1.2mm、全長15cm	advanced 66,500 円
030-05013	直	先端1.2mm、全長18cm	advanced 66,500 円
030-05014	曲	先端1.2mm、全長18cm	advanced 68,500 円

持針器

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



※タングステンカーバイド加工

商品コード	品名	サイズ	標準価格
030-05009	バラッケル ニードルホルダー2.0mm 18cm TC	先端2.0mm、全長18cm、指定縫合糸3-0~4-0	macro 69,000 円

持針器

stoma hy-grip® Stoma (Germany)




※タングステンカーバイド加工

商品コード	品名	サイズ	標準価格
030-05065	カストロビジョ ニードルホルダー2.2mm 15cm TC	先端2.2mm、全長15cm、指定縫合糸3-0~4-0	macro 66,000 円

持針器

Stoma (Germany)

小さな縫合針専用の持針器で、挿入の困難な部位や遊離歯肉などの細かな縫合、骨膜縫合に有効です。




※タングステンカーバイド加工

品名 リヒテンベルグ ニードルホルダー TC

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05030	直	先端2mm、全長17cm (指定縫合糸2-0~4-0)	macro 40,500 円
030-05031	曲	先端2mm、全長17cm (指定縫合糸2-0~4-0)	macro 41,000 円
030-05052	直	先端1.3mm、全長17cm (指定縫合糸3-0~4-0)	advanced 41,500 円

持針器

Stoma (Germany)



※タングステンカーバイド加工

品名 アドバンスドテック ニードルホルダー TC (指定縫合糸3-0~4-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05056	直	先端2.2mm、全長17cm	macro 49,000円
030-05055	曲	先端2.2mm、全長17cm	macro 49,500円
030-05053	直	先端1.5mm、全長17cm	advanced 52,000円
030-05054	曲	先端1.5mm、全長17cm	advanced 52,000円

持針器

Stoma (Germany)



品名 マチュー ニードルホルダー (指定縫合糸2-0~4-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05060	直	先端2.2mm、全長14cm	macro 18,000円
030-05061	直	先端2.5mm、全長17cm	macro 19,000円

※タングステンカーバイド加工



品名 マチュー ニードルホルダー TC (指定縫合糸2-0~4-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05062	直	先端2.2mm、全長14cm	macro 22,000円
030-05063	直	先端2.5mm、全長17cm	macro 23,500円

持針器

Stoma (Germany)

小さな縫合針専用の持針器で、挿入の困難な部位や遊離歯肉などの細かな縫合、骨膜縫合に有効です。



※タングステンカーバイド加工

品名 ヘーゼル ニードルホルダー TC (指定縫合糸2-0~4-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05034	直	先端2mm、全長21cm	macro 45,000円
030-05033	曲	先端2mm、全長21cm	macro 43,000円

持針器

Stoma (Germany)



※タングステンカーバイド加工

品名 クライルウッド ニードルホルダー TC (指定縫合糸2-0~4-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05041	直	先端2mm、全長15cm	macro 30,000円
030-05042	直	先端2mm、全長18cm	macro 31,000円

持針器

Stoma (Germany)



※タングステンカーバイド加工

品名 マイクロバスキュラー ニードルホルダー TC (指定縫合糸4-0~5-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05047	直	先端1.2mm、全長15cm	advanced 41,000円
030-05048	直	先端1.2mm、全長18cm	advanced 39,000円

持針器

Stoma (Germany)



※タングステンカーバイド加工

品名 ライダー ニードルホルダー TC (指定縫合糸4-0~5-0)

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-05045	直	先端1.5mm、全長15cm	advanced 36,500円
030-05046	直	先端1.5mm、全長18cm	advanced 36,500円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
ティッシュシミュレーション


骨移植・骨形成  
骨拡大・歯周外科

補綴技工  
レントドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

鉗子

Stoma (Germany)



品名 ハルステッドモスキート


商品コード	形状	形状図	サイズ	標準価格
030-02001	直		全長12cm	6,500 円
030-02002	直		全長14cm	7,000 円
030-02003	曲		全長12cm	7,500 円
030-02004	曲		全長14cm	9,000 円
030-02005	直・有鉤		全長12cm	8,500 円
030-02007	曲・有鉤		全長12cm	8,000 円
030-02008	曲・有鉤		全長14cm	8,500 円

メーカー  
在庫限り

鉗子

Stoma (Germany)


柄が長く、臼歯部に届きやすくなっています。



商品コード 030-02011  
品名 ケリー 14cm  
サイズ 全長14cm  
標準価格 8,000 円

鉗子

Stoma (Germany)



商品コード 030-02012  
品名 ケリー 曲 14cm  
サイズ 全長14cm  
標準価格 8,000 円

鉗子

YDM (Japan)



品名 止血鉗子 モスキート

商品コード	形状	形状図	サイズ	標準価格
300-29001	直		全長12.5cm	11,000 円
300-29002	曲		全長12.5cm	11,000 円

鉗子

YDM (Japan)



商品コード 300-29004  
品名 止血鉗子 ペアン  
サイズ 全長14.5cm  
標準価格 12,000 円

鉗子

Stoma (Germany)



商品コード 030-02017  
品名 アリス ティッシュグラスピングフォーセプス 15cm  
サイズ 全長15cm  
標準価格 14,500 円

鉗子

Stoma (Germany)



品名 バックハウス 穿孔型タオルクランプ

商品コード	サイズ	標準価格
030-02020	全長 9cm	6,000 円
030-02019	全長13cm	6,500 円

サージカルマレット

Stoma (Germany)



商品コード 030-12001

品名 サージカルマレット ソリッドØ20mm 16.5cm 120g  
 サイズ 槌打部直径20mm、全長165mm、重量120g  
 標準価格 18,500 円

サージカルマレット

YDM (Japan)



白色部/材質PTFE

商品コード 300-14672

品名 マレット ユニバーサル  
 サイズ 槌打部直径20mm、頭部幅50mm、全長175.5mm、重量120g  
 標準価格 14,740 円

サージカルマレット

Stoma (Germany)



プラスチックの両端部は交換可能です。  
 030-12010 ミード樹脂部両側スペア 3,000円

商品コード 030-12003

品名 ミード サージカルマレットØ26mm 18cm 320g  
 サイズ 槌打部直径20mm、全長180mm、重量320g  
 標準価格 23,000 円

サージカルマレット

boneTACK Salvin (USA)



ヘッドの重さがボーンタックの設置に適した、  
 少し軽量タイプのボーンタック用マレットです。

商品コード 040-90001

品名 ボーンタックマレット  
 サイズ 槌打部直径:21mm、全長185mm、重量145g  
 標準価格 14,000 円

サージカルマレット

YDM (Japan)



商品コード 300-15211

品名 マレット外科用ハード  
 仕様 全長180mm、重量220g PFA樹脂  
 標準価格 14,000 円

サージカルマレット

Stoma (Germany)



プラスチックの両端部は交換可能です。  
 030-12009 ピッカーズ樹脂部両側スペア 6,000円

商品コード 030-12005

品名 ピッカーズ サージカルマレット Ø25mm 17cm 210g  
 サイズ 槌打部直径25mm、全長170mm、重量210g  
 標準価格 34,000 円

サージカルマレット

YDM (Japan)



シリコン (Si) ベースのソフトタイプ

商品コード 300-15210

品名 マレット 外科用  
 仕様 重量220g  
 標準価格 14,000 円

サージカルマレット

Stoma (Germany)



商品コード 030-12008

品名 サージカルマレット Ø40mm 24cm 720g  
 サイズ 槌打部直径40mm、全長240mm、重量720g  
 標準価格 33,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
 ティッシュジュパンチ

骨拡大・歯周外科  
 骨移植・骨形成

補綴技工  
 レンチドライバー

その他・収納ケース  
 衛生材料・矯正

### チーム白鳥インプラント外科キット

Stoma (Germany)

高い次元のインプラント外科をするために白鳥先生が選ばれたシラトリキュレット二種を含む外科器具セットです。




白鳥 清人先生

#### セット

商品コード 030-75001

品名 チーム白鳥インプラント外科キット

標準価格 485,000 円



こちらのキット商品写真は、実際の商品と一部異なります。

#### キット構成(全17点)

- ・シラトリキュレット2.0/2.0mm
- ・シラトリキュレット3.0/3.0mm
- ・ペイヤーダブルアクションラウンド18cm
- ・バラッセルニードルホルダー曲1.2mm 18cm TC
- ・ゴールドマンフォックス曲SC
- ・マイクロフォーセプス有鉤0.8mm hy-grip
- ・マイクロフォーセプス0.8mmTC hy-grip
- ・コレージマイクロフォーセプス曲 hy-grip
- ・ミラーハンドルØ8mm hy-grip
- ・メガデュオミラーロジウム平面Ø22mm(キットは1イリ)
- ・イクルホウトマイクロ hy-grip
- ・ブリチャードPR3 hy-grip
- ・エモス hy-grip
- ・スカルペルブレードホルダーØ10mm hy-grip
- ・ゴメルマイクロシサー曲16cm hy-grip
- ・ペリオプローブPNC/EX3Aイクルホウトhy-grip
- ・チーム白鳥インプラント外科キットトレイ

弊社WEBサイト内で「チーム白鳥インプラント外科キット」の商品ラインナップがご覧いただけます。



### Dr. 三好インプラントコンセプト外科キット

Stoma (Germany)



三好 敬三先生



Minimal Intervention Concept (MIC) のコンセプトを実現すべく、基本から応用術式まで対応できる外科器具を三好先生にセレクトいただきました。

#### セット

商品コード -----

品名 Dr.三好インプラント  
コンセプト外科キット

標準価格 489,300 円

#### キット構成(全19点)

- ・三好インプラントコンセプト外科Stomaキット(器具14点+トレイ)
- ・キュレット2点、ティセクター1点、口角鉤1点

- ・シラトリ キュレット 2.0/2.0mm
- ・シラトリ キュレット 3.0/3.0mm
- ・スカルペルブレードホルダー Ø10mm hy-grip
- ・イクルホウト マイクロ hy-grip
- ・モルト#1 hy-grip
- ・エモス hy-grip
- ・マイクロフォーセプス 有鉤 0.8mm hy-grip
- ・マイクロフォーセプス 0.8mm TC hy-grip
- ・コレージ マイクロフォーセプス 曲 hy-grip
- ・バラッセル ニードルホルダー曲1.2mm 18cm TC
- ・ミラーハンドル Ø8mm hy-grip
- ・メガデュオミラーロジウム平面Ø22mm(キットは1イリ)
- ・ゴールドマンフォックス 曲 SC
- ・クリー 14cm
- ・リヒテンベルグ ニードルホルダー1.3mm 17cm TC
- ・ペイヤー ダブルアクション ラウンド 18cm
- ・ティセクター
- ・口角鉤 ステンペルヒ
- ・三好インプラントコンセプト外科キット用トレイ

弊社WEBサイト内で「Dr.三好インプラントコンセプト外科キット」の商品ラインナップがご覧いただけます。



### Prof. 申式 歯周外科キット BASIC

Stoma (Germany)

基本的な歯周外科手術器具を申教授が厳選。これから歯周外科手術を臨床に取り入れたい方、また現在お使いの器具をビルドアップさせたい先生方にぴったりの器具セットです。



申 基詰教授



#### セット

商品コード 030-46503

品名 Prof.申式 歯周外科キットBASIC

標準価格 281,000 円

#### キット構成(全18点)

- ・グレーシーキュレット GRC5-6 Ø8mm (黄)
- ・グレーシーキュレット GRC7-8 Ø8mm (緑)
- ・グレーシーキュレット GRC11-12 Ø8mm (紫)
- ・グレーシーキュレット GRC13-14 Ø8mm (青)
- ・ブーザー hy-grip
- ・ブリチャード PR3 hy-grip
- ・セムケン 曲 12cm
- ・クーリーフォーセプス hy-grip
- ・ゴールドマンフォックス 曲 SC
- ・ハルステッドモスキート 曲 14cm
- ・クライルウッドニードルホルダー2mm 15cm TC
- ・ロードスバックアクション 36-37 hy-grip
- ・ヘルシュフェルドファイル3-7 hy-grip
- ・ペリオプローブ PNC/EX3Aイクルホウト hy-grip
- ・オープン 歯肉切除用ナイフ O1-2 hy-grip
- ・スカルペルブレードホルダーØ8mm hy-grip(2イリ)
- ・歯周外科キット(BASIC)トレイ

弊社WEBサイト内で「Prof.申式 歯周外科キットBASIC」の商品ラインナップがご覧いただけます。



### Prof. 申式 歯周外科キット ADVANCE

Stoma (Germany)

より高度な歯周外科の術式をマスターされた、またはチャレンジされる先生方のための器具です。

繊細な外科手術では、使用するインストゥルメントで結果が左右されることは紛れもない事実です。

ワンランク上の治療結果を目指すキットです。



申 基詰教授



#### セット

商品コード 030-46504

品名 Prof.申式 歯周外科キットADVANCE

標準価格 329,000 円

#### キット構成(全10点)

- ・イクルホウトマイクロ hy-grip
- ・アレントンネルエレベーター2/2mm hy-grip
- ・歯肉切除用ナイフ#1 hy-grip
- ・歯肉切除用ナイフØ2/2mm hy-grip
- ・ゴメルマイクロシサー曲 16cm hy-grip
- ・クーリーマイクロフォーセプス 0.6mm hy-grip
- ・マイクロスカルペルブレードホルダー Ø8mm hy-grip
- ・ピーラーボーングラフトパッカー/スプーンhy-grip
- ・バラッセルマイクロニードルホルダー曲 0.8mm 18cm TC
- ・歯周外科キット(ADVANCE)トレイ

弊社WEBサイト内で「Prof.申式歯周外科キットADVANCE」の商品ラインナップがご覧いただけます。



チームアトランタトンネルキット

Stoma (Germany)

David A. GarberとSalama兄弟 (Henry Salama, Maurice Salama) が所属する、診療施設「チームアトランタ」がプロデュースする歯周外科トンネルテクニックのためのキット



セット

商品コード 030-44500

品名 チームアトランタトンネルキット  
標準価格 115,000 円

※キット内単品は P.103 をご参照ください。

キット構成(全6点)

- ・アレン トンネルエレベーター 2/2mm hy-grip
- ・歯肉切除用ナイフ Ø2/2mm hy-grip
- ・歯肉切除用ナイフ #1 hy-grip
- ・歯肉切除用ナイフ #2 hy-grip
- ・ジンジバグラフトパッキングインスツルメント
- ・p.i.c.トレイ 180×86×30mm クラップクリップ式



プラスチック エステティック サージェリーキット

Stoma (Germany)



Prof. Dr. Dr. A. Sculean

傷つけずに頬側粘膜炎の移動を行います。

セット

商品コード 030-71001

品名 プラスチック エステティック サージェリーキット  
標準価格 166,500 円 ※キット内単品は P.102 をご参照ください。

キット構成(全8点)

- ・スクリーン トンネル インスツルメント ミニ #1 hy-grip
- ・スクリーン トンネル インスツルメント ミニ #2 hy-grip
- ・スクリーン アロカ トンネル インスツルメント ミニ #1 hy-grip
- ・スクリーン アロカ トンネル インスツルメント ミニ #2 hy-grip
- ・アレン トンネルエレベーター 2/2mm hy-grip
- ・ボーンチゼル 2.5/3.0mm hy-grip
- ・ペリオドンタルチゼル 3/2mm hy-grip
- ・p.i.c.トレイ 180×86×30mm クラップクリップ式



エステティックゾーンに顕著な歯肉退縮。スクリーンアロカトンネルインスツルメントで傷つけず頬側粘膜炎の移動が可能。形成されたトンネルに移植する結合組織を埋植し固定。切開が無く負担をかけず結合組織の移植と歯肉退縮部の処置。


マイクロサージェリーキット

Stoma (Germany)

歯周外科、インプラント外科におけるあらゆるマイクロサージェリーに応用できるセットです。



Prof. Dr. Dr. A. Sculean



セット

商品コード 030-69001

品名 マイクロサージェリーキット  
標準価格 375,000 円

キット構成(全11点)

- ・マイクロscalpelブレードホルダー Ø8mm hy-grip
- ・イクルホウトマイクロ hy-grip
- ・デワイズ3/3mm hy-grip
- ・クーリーマイクロフォーセプス0.6mm hy-grip
- ・サラマコンフォーセプス hy-grip
- ・ズックリマイクロニードルホルダー0.6mm 18cm TC
- ・ズックリマイクロシサー曲 16cm
- ・ゴールドマンフォックス曲 鋸歯
- ・ボーンスケイパー Ø8mm
- ・ピーラーボーングラフトパッカー/スプーン hy-grip
- ・p.i.c.トレイ 1271×86×34mm

フライブルグキット

Stoma (Germany)

さまざまな外科治療に対応できるフライブルグキット。フライブルグ大学で実際に使用されています。質感・ハンドリング・切れ味に定評がある外科器具キットです。



セット

商品コード 030-46600

品名 フライブルグキット  
標準価格 727,000 円 ※キット内単品は P.99-101 をご参照ください。

キット構成(全27点)

- ・シュメルツァイゼン チゼル曲 4mm 目盛付 hy-grip
- ・シュメルツァイゼン チゼル曲 8mm 目盛付 hy-grip
- ・スタイクマン ボーンスケイパー/アプリケーター Ø10mm
- ・ルーカス キュレット 3.0/3.0mm hy-grip
- ・エモス hy-grip
- ・ピーラー メンブレンリフト/グラニュレートブラガー hy-grip
- ・メンブレンホールディングフォーセプス hy-grip
- ・クーリー マイクロフォーセプス 0.8mm hy-grip
- ・クーリーシュメルツァイゼン ティッシュフォーセプス Ø0.8mm
- ・バルチ モルト hy-grip
- ・バルチ ブーザー hy-grip
- ・ペリオトーム #3 2/2mm Ø8mm hy-grip
- ・scalpelブレードホルダー Ø8mm hy-grip
- ・ペリオプローブ PNC/EX3Aイクルホウト hy-grip
- ・コッハー リトラクター 55×11mm
- ・バラツケル/シュメルツァイゼン 持針器 1.2mm 18cm TC
- ・ゴメル シュメルツァイゼン マイクロシサー 16cm
- ・ピッカース サージカルマレット Ø25mm 17cm 210g hy-grip
- ・トレフィンドリル専用スタンド(5本用)
- ・トレフィンドリル Ø3/4mm
- ・トレフィンドリル Ø4/5mm
- ・トレフィンドリル Ø6/7mm
- ・トレフィンドリル Ø8/9mm
- ・ボウル 25cc
- ・クレー 曲 16cm 鋸歯
- ・ボーラーダブルアクション 15cm
- ・フライブルグキットトレイ

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
ティッシュリフト

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レジン・セラミック

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

stoma hy-grip®

“hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

シラトリキュレット

Implatex (Japan)



商品コード 307-36511

品名 シラトリキュレット 2.0/2.0mm  
 サイズ 刃部最大径2mm、全長178mm、ハンドル長90mm、ハンドル径φ9.5mm  
 標準価格 10,000 円



商品コード 307-36512

品名 シラトリキュレット 3.0/3.0mm  
 サイズ 刃部最大径3mm、全長178mm、ハンドル長90mm、ハンドル径φ9.5mm  
 標準価格 10,000 円

※シラトリキュレットの詳細はP.33をご覧ください。

キュレット

YDM (Japan)



品名 鋭匙

商品コード	形状	サイズ	標準価格
300-14310	直	全長18.5cm	11,000 円
300-14316	曲ロングネック	全長19cm	11,000 円

キュレット

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)




品名 ルーカス キュレット hy-grip

商品コード	先端	サイズ	標準価格
030-23022		先端1.5mm/1.5mm、全長17cm	13,500 円
030-23021		先端2.5mm/2.5mm、全長17cm	13,500 円
030-23019		先端3.0mm/3.0mm、全長17cm	13,500 円
030-23020		先端5.0mm/5.0mm、全長17cm	13,500 円

キュレット

Stoma (Germany)



品名 ルーカス キュレット

商品コード	先端	サイズ	標準価格
030-23001		先端1.5mm/1.5mm、全長17cm	5,000 円
030-23002		先端2.5mm/2.5mm、全長17cm	5,000 円
030-23003		先端3.0mm/3.0mm、全長17cm	5,000 円

キュレット

Stoma (Germany)



品名 ルーカス キュレット ラウンドハンドル

商品コード	先端	サイズ	標準価格
030-23025		先端1.5mm/1.5mm、全長17cm	5,000 円
030-23004		先端2.5mm/2.5mm、全長17cm	5,000 円
030-23005		先端3.0mm/3.0mm、全長17cm	5,000 円

キュレット

Stoma (Germany)




品名 ウィル キュレットカップ

商品コード	先端	サイズ	標準価格
030-23015		先端2.5mm/2.5mm、全長17cm	5,500 円
030-23016		先端3.0mm/3.0mm、全長17cm	5,500 円
030-23017		先端3.5mm/3.5mm、全長17cm	5,500 円

キュレット

Stoma (Germany)



商品コード 030-23018

品名 ウィル キュレット  
 サイズ 先端2.5mm/2.5mm、ハンドル径5.5mm  
 標準価格 5,500 円

キュレット

Stoma (Germany)



品名 ヘミングウェイ キュレットカップ

商品コード	先端	サイズ	標準価格
030-23009		先端2.5mm/2.5mm、全長17.5cm	6,500 円
030-23010		先端3.0mm/3.0mm、全長17.5cm	6,500 円
030-23011		先端3.5mm/3.5mm、全長17.5cm	6,500 円
030-23012		先端4.5mm/4.5mm、全長17.5cm	6,500 円

ミニラクスエーターキット

歯根に適應するよう解剖学的に湾曲した刃をしています。わずかな回転運動で歯周靭帯切断ができ、骨損傷が最小限に抑えられ、インプラントのための良好な歯槽骨の保全が可能です。また抜歯窩の損傷が少なく済みます。

Stoma (Germany)



セット

商品コード 030-47006

品名	ミニラクスエーターキット1
構成	ミニラクスエーター 近心用 2.5mm ミニラクスエーター 遠心用 2.5mm ミニラクスエーター 4mm ミニラクスエーター 2.5mm ミニラクスエータートレイ
標準価格	75,000 円

セット

商品コード 030-47010

品名	ミニラクスエーターキット2
構成	ミニラクスエーター 近心用 5mm ミニラクスエーター 遠心用 5mm ミニラクスエーター 4mm ミニラクスエーター 5mm ミニラクスエータートレイ
標準価格	75,000 円

ミニラクスエーター 単品

Stoma (Germany)

近心側

歯牙長軸方向に対し真直ぐ挿入。歯牙に沿わせ、歯槽骨を圧迫しながら、歯周靭帯を切り進めます。根長の3分の2程度切断すると、楔効果で歯牙を脱臼できます。



品名 ミニラクスエーター近心用

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-47002	直	先端2.5mm、全長14cm	14,000 円
030-47007	直	先端5mm、全長14cm	14,000 円

遠心側

歯牙が固定されたままの場合、遠心側も同様の操作をします。



品名 ミニラクスエーター遠心用

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-47003	直	先端2.5mm、全長14cm	14,000 円
030-47008	直	先端5mm、全長14cm	14,000 円

ミニラクスエーター 単品

Stoma (Germany)




品名 ミニラクスエーター

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-47004	直	先端4mm、全長14cm	13,500 円
030-47005	直	先端2.5mm、全長14cm	13,500 円
030-47009	直	先端5mm、全長14cm	13,500 円
030-47011	曲レフト	先端2.5mm、全長14cm	14,000 円
030-47012	曲ライト	先端2.5mm、全長14cm	14,000 円

ルートエレベーター

Stoma (Germany)



品名 ゲルトネル ルートエレベーター

商品コード	形状	サイズ	標準価格
A 030-47013	直	先端2.5mm、全長12.5cm	11,000 円
B 030-47016	直	先端3.5mm、全長12.5cm	11,000 円
C 030-47019	直	先端4.5mm、全長12.5cm	11,000 円
D 030-47014	アングル	先端2.5mm、全長12.5cm	11,000 円
E 030-47017	アングル	先端3.5mm、全長12.5cm	11,000 円
F 030-47020	アングル	先端4.5mm、全長12.5cm	11,000 円
G 030-47015	曲	先端2.5mm、全長12.5cm	11,000 円
H 030-47018	曲	先端3.5mm、全長12.5cm	11,000 円
I 030-47021	曲	先端4.5mm、全長12.5cm	11,000 円

ルートエレベーター

Stoma (Germany)



品名 バイン ルートエレベーター

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-47022	直	先端3mm、全長14.5cm	10,000 円
030-47023	直	先端4mm、全長14.5cm	10,000 円
030-47024	直	先端5mm、全長14.5cm	10,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植  
クラフト材  
ティッシュ  
ユバンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成




補綴技工  
バー  
レンチ  
ドライバ

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

抜歯用ツール **POWER** フルクラム エキストラクター

Power Dental USA (USA)

- 把持する側(爪部)と、支板となる側(フルクラム部)の先端で歯牙を挟むだけで、**揺さぶらずに抜歯**できます。
- フルクラムパッドが周囲組織・歯槽骨を保護し、**骨壁の破壊を抑えます**。



パッド(フルクラム部)を頬側もしくは口蓋側の口腔前庭の下部へ当てる。てこの作用が逃げないように、パッドを口腔前庭下部に固定する。  
※残根で引っ掛かりがない場合、下記「パワーペリオトーム」で歯肉を隔離し、引っ掛かりを作る。

ハンドルを握り、もう一方の手指で頭部をしっかりと押さえ、パッドを支点とし爪に外旋の力をかけ続け、頬舌方向にツイストしながら挙上させていく。  
1~3mm程度挙上出来たら、左右逆デザインのエキストラクターに持ち替えて同様の操作を行い、挙上させていく。

これを数回繰り返すと抜歯ができる。フルクラムパッドは支板となるとともに、**周囲組織を保護**する働きもある。



※写真はフルクラムパッドを装着したイメージです。



フルクラム部は自在に回転し、面でポイントを支えます。

セット

商品コード 201-10001

品名 フルクラムエキストラクター セット

構成 フルクラムエキストラクター L  
フルクラムエキストラクター R  
フルクラムパッド知歯用/薄(12イリ)  
フルクラムパッドユニバーサル/厚(12イリ)  
カセット#2

標準価格 260,000 円

交換用

フルクラム部に被せて、滑りを抑えます。

商品コード 201-00005

品名 フルクラムパッド 知歯用/薄(12イリ)  
標準価格 8,000 円

商品コード 201-00006

品名 フルクラムパッドユニバーサル/厚(12イリ)  
標準価格 10,000 円  
材質:シリコン(厚)

歯根膜剥離ツール

Power Dental USA (USA)

**POWER** パワーペリオトーム

頬・舌側の歯根膜剥離



商品コード 201-00011

品名 パワーペリオトーム  
標準価格 23,000 円

※上記のフルクラムエキストラクター使用前に、このパワーペリオトームで歯根膜の剥離を行うことをお勧めします。

歯根膜剥離ツール

Power Dental USA (USA)

**POWER** パワーツイストエレベーター



セット

商品コード 201-10002

品名 パワーツイストエレベーター セット  
構成 パワーツイストエレベーター L 曲  
パワーツイストエレベーター L 直  
パワーツイストエレベーター R 曲  
パワーツイストエレベーター R 直  
カセット#2

標準価格 118,000 円



単品 標準価格 各23,000円

商品コード 201-00009 **L 曲** 左側:白歯部舌側用  
右側:白歯部頬側用

商品コード 201-00007 **L** 左側:前歯部用

商品コード 201-00008 **R** 右側:前歯部用

商品コード 201-00010 **R 曲** 右側:白歯部舌側用  
左側:白歯部頬側用

※本品の用途は「ペリオトーム」と同じです。刃先も非常に薄いため、こじらずにご使用ください。歯根面のカーブに合わせて刃先を歯肉溝に入れ、押すことで靭帯を切断します。

POWER

パワーサージカルキュレット

抜歯窩の搔爬に!

Power Dental USA (USA)

抜歯窩搔爬機能を高めたキュレットです。先端を鋸歯状に加工し、不良肉芽または異物の搔爬の効率を高めています。また、角度やサイズのバリエーションで、あらゆる条件下での処置に対応します。

86S、86ASの両タイプとも先端サイズは同じですが、刃の向きが異なります。

レギュラーサイズ



単品

商品コード 201-00012  
品名 パワーサージカルキュレット86S  
標準価格 11,000円

商品コード 201-00013  
品名 パワーサージカルキュレット86AS  
標準価格 11,000円

スモールサイズ



商品コード 201-00014  
品名 パワーサージカルキュレット85S  
標準価格 11,000円

商品コード 201-00016  
品名 パワーサージカルキュレット84S  
標準価格 11,000円

フルセット



セット

※下記のストレートタイプはキットに含まれません。

商品コード 201-10003

品名 パワーサージカルキュレットキット

構成  
パワーサージカルキュレット 86S  
パワーサージカルキュレット 86AS  
パワーサージカルキュレット 85S  
パワーサージカルキュレット 84S  
カセット#3

標準価格 60,000円

カセット単品のお取扱いもございます。  
(サイズ 64×178×H18mm)

商品コード 201-80003

品名 カセット#3  
標準価格 18,000円

抜歯窩搔爬機能を高めたギザ付キュレットのストレートタイプ

Implatex (Japan)

「不良肉芽または異物の搔爬に効率がよい」とご好評いただいているギザ付キュレットのストレートタイプです。上記パワーサージカルキュレットに追加されると、より多くの条件下での処置にご対応いただけます。



商品コード 306-36510

品名 ITXサージカルキュレットストレート84/85  
サイズ 刃部最大径3mm / 2mm、全長188mm、ハンドル径8mm  
標準価格 7,800円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
ティーツシユパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

ベネックスコントロール



Meisinger (Germany)

残根や歯根片の抜去を目的としたツール。  
 特殊な構造により骨壁の損傷を防止した残根抜歯を可能にします。  
 残根を垂直方向に牽引し、ゆずらずに抜歯するため、顎骨を傷めません。  
 垂直的に抜き上げる力をより伝達するよう、エクストラクターの設置を  
 安定させる装置(クオドラントサポート)が追加されています。

セット

商品コード 190-60000

品名 ベネックスコントロール  
 構成 下記「単品」の14品目&専用スタンド&コンテナー  
 標準価格 307,000円




Meisinger の商品は納期に  
 日数がかかる場合がございます。  
 納期は弊社までご確認ください。



単品

オステオミーバー    パイロットバー

エクストラクションスクリュー



商品コード	190-07026	190-20028	190-20029	190-01004	190-01005	190-01010	190-20027
軸	CA	CA	CA	----	----	----	----
長さ mm (L)	12	12	12	10	16	10	16
刃部先端径 mm	----	----	----	1.3	1.3	1.8	1.8
刃部最大径 mm	1.0	1.3	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1
標準価格	5,500円 (5イリ)	5,000円	5,000円	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円

単品


スクリュードライバー

トラクションケーブル

プロテクトキャップ

エクストラクター

クオドラントサポート



商品コード	190-22001	190-22002	190-01003	190-70011	190-01011	190-01001	190-20034
軸	----	----	----	----	----	----	----
長さ mm (L)	5.0	15.0	48.0	39.0	8.0	129.0	----
刃部先端径 mm	----	----	----	----	----	----	----
刃部最大径 mm	----	----	----	----	----	----	----
標準価格	17,000円	17,000円	20,000円	20,000円	4,300円	200,000円	4,700円

オプション


バイトプレート

(テフロンコート)  
 ストレート

キットには  
 含まれません。



商品コード	190-01002
標準価格	14,500円




stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

ペリオトーム

YDM (Japan)

インプラントの即時埋入症例の抜歯時、歯周組織をできる限り傷つけずに残すことができます。



品名 ペリオトーム ポイント

商品コード	品番	サイズ	使用部位	標準価格
300-30016	#1	先端1.7mm	前歯用	4,020 円
300-30017	#2	先端2.7mm	前歯用	4,020 円
300-30018	#3	先端1.7mm	臼歯用	4,020 円

品名 ハンドル

商品コード	品番	サイズ	標準価格
300-10201	P-A	ハンドル径8mm	3,200 円

ペリオトーム

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)

抜歯時、歯周組織をなるべく現行形状のまま残すことができます。インプラント即時埋入症例に有効。



品名 ペリオトーム#1 hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-30004	先端2mm、ハンドル径8mm	11,000 円
030-30005	先端2mm、ハンドル径10mm	12,000 円

ペリオトーム

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



品名 ペリオトーム#2 hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-30003	先端2mm、ハンドル径8mm	10,500 円
030-30001	先端2mm、ハンドル径10mm	11,500 円

ペリオトーム

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



品名 ペリオトーム#3 hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-30006	先端2mm、ハンドル径8mm	11,000 円
030-30007	先端2mm、ハンドル径10mm	12,000 円

ペリオトーム

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)

抜歯時、歯周組織をなるべく現行形状のまま残すことができます。インプラント即時埋入症例に有効。



品名 ペリオトーム#1 2/2mm hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-30010	先端2mm、ハンドル径8mm	16,000 円
030-30011	先端2mm、ハンドル径10mm	17,500 円

ペリオトーム

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



品名 ペリオトーム#2 2/2mm hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-30014	先端2mm、ハンドル径8mm	16,000 円
030-30015	先端2mm、ハンドル径10mm	17,500 円

ペリオトーム

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



品名 ペリオトーム#3 2/2mm hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-30018	先端2mm、ハンドル径8mm	16,000 円
030-30002	先端2mm、ハンドル径10mm	17,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
ティッシュユバンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工パー  
レンチドライバ

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

天然歯用キュレット

GRC1-2 (黄) 前歯部用



GRC 3-4 (黄) 前歯部用



GRC 5-6 (黄) 前歯部および小白歯部用



GRC 7-8 (緑) 白歯部の頬舌側面用



GRC 9-10 (緑) 白歯部用。通常では届きにくい根面や根分岐部に適しています。



GRC 11-12 (紫) 白歯部近心表面の歯石除去や歯周ポケットの搔爬に使用します。



GRC 13-14 (青) 白歯部の遠心面に使用します。



GRC 15-16 (紫) GRC11-12よりも白歯部近心面により届きやすいデザイン。



GRC 17-18 (紺) GRC13-14よりも白歯部遠心面により届きやすいデザイン。




stoma color-stick®  
Color-coded handle concept

Stoma (Germany)



シャフトサイズが選択可能です。  
Ø 8 mm or Ø 10 mm

- GRC 1-2, 3-4, 5-6  
前歯部 小白歯部
- GRC 7-8, 9-10  
白歯部の頬舌側面
- GRC 11-12, 15-16  
白歯部の近心隣接面
- GRC 13-14, 17-18  
白歯部の遠心隣接面



カラーシャフトによるタイプ識別

品名 グレーシーキュレット

商品コード	カラー	品番	ハンドル径	標準価格	
030-24001	Yellow	GRC1-2(黄)	8 mm	6,500 円	
030-24002		GRC1-2(黄)	10 mm	7,000 円	
030-24003		Light Green	GRC3-4(黄)	8 mm	6,500 円
030-24004			GRC3-4(黄)	10 mm	7,000 円
030-24005		Green	GRC5-6(黄)	8 mm	6,500 円
030-24006			GRC5-6(黄)	10 mm	7,000 円
030-24007	Dark Green	GRC7-8(緑)	8 mm	6,500 円	
030-24008		GRC7-8(緑)	10 mm	7,000 円	
030-24009	Purple	GRC9-10(緑)	8 mm	6,500 円	
030-24010		GRC9-10(緑)	10 mm	7,000 円	
030-24011	Dark Purple	GRC11-12(紫)	8 mm	6,500 円	
030-24012		GRC11-12(紫)	10 mm	7,000 円	
030-24013	Blue	GRC13-14(紺)	8 mm	6,500 円	
030-24014		GRC13-14(青)	10 mm	7,000 円	
030-24015	Dark Blue	GRC15-16(紫)	8 mm	6,500 円	
030-24016		GRC15-16(紫)	10 mm	7,000 円	
030-24017	Navy	GRC17-18(紺)	8 mm	6,500 円	
030-24018		GRC17-18(紺)	10 mm	7,000 円	

チタン製インプラント用キュレット

Stoma (Germany)

チタンミニキュレットはインプラント周囲の歯石除去に使用します。チタン素材のため、インプラントの表面に傷をつけることなく、ほとんどのインプラントに使用できます。標準タイプのキュレットに比べて先端が細くなっています。



セット

商品コード 030-49007

品名	STMチタンミニキュレットセット
構成	ミラーアンドブローベハンドル (青) 2 イリ メガデュオミラーロジウム平 Ø 22mm ペリオブローブチップ PCPNG22 グレーシーキュレット GRXST5-6 Ø8mm (黄) チタン グレーシーキュレット GRXST11-12 Ø8mm (紫) チタン グレーシーキュレット GRXST13-14 Ø8mm (紺) チタン p.i.c.トレイ 180×86×30mm クランプクリップ式
標準価格	72,000 円

チタン製インプラント用キュレット

Stoma (Germany)



品名 グレーシーキュレット GRXST

商品コード	カラー	品番	ハンドル径	標準価格
030-49001	Yellow	GRXST5-6 Ø8mm(黄)チタン	8 mm	13,500 円
030-49002	Purple	GRXST11-12 Ø8mm(紫)チタン	8 mm	13,500 円
030-49003	Blue	GRXST13-14 Ø8mm(紺)チタン	8 mm	13,500 円

グラファイト製インプラント用キュレット

Salvin (USA)

オートクレープ可



商品コード 040-40001

品名	4R/4L インプラントスケーラー 5入り
サイズ	全長18cm 入数   5入
標準価格	40,000 円

ティッシュパンチ **滅菌済**

Kai Industries (Japan)

- ・ブレード：ステンレス鋼
- ・特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
- ・プラスチックハンドルにサイズが浮き彫りされています。
- ・長さはディスクでカットできます。
- ・刃部の外径はプラス0.4mmです。
- ・全長95mm（先端ステンレス部7mm）



品名 ティッシュパンチ

商品コード	サイズ	入数	標準価格
410-00030	先端直径3.0mm、全長95mm	20入	9,000 円
410-00035	先端直径3.5mm、全長95mm	20入	9,000 円
410-00040	先端直径4.0mm、全長95mm	20入	9,000 円
410-00050	先端直径5.0mm、全長95mm	20入	9,000 円
410-00060	先端直径6.0mm、全長95mm	20入	9,000 円
410-00080	先端直径8.0mm、全長95mm	20入	9,000 円

ティッシュパンチ **滅菌済**

Kai Industries (Japan)

より安全で、低侵襲なインプラント手術のために開発された歯肉用パンチです。高い操作性を要求される口腔内での使用場所に応じて精密な治療ができるよう前歯部用と臼歯部用の2タイプを揃えました。臼歯部用は刃の全長を臼歯の高さに合わせ、ハンドルを短くすることで狭い空間での操作性を向上させています。ハンドル上部にテーパ形状の穴を開けており、パンチを回転させる際に鍊成充填器を当てて安定させることが可能です。前歯部用は全長、ハンドルとも臼歯部より長くしており、広いスペースでの使用に適した形状となっています。



品名 MIパンチ

商品コード	品名	サイズ	入数	標準価格
490-73753	前歯部用3.5	Ø3.5	10入	5,000 円
490-73754	前歯部用4.0	Ø4.0	10入	5,000 円
490-73755	前歯部用4.5	Ø4.5	10入	5,000 円
490-73757	臼歯部用4.0	Ø4.0	10入	5,000 円
490-73758	臼歯部用4.5	Ø4.5	10入	5,000 円
490-73759	臼歯部用5.5	Ø5.5	10入	5,000 円

ティッシュパンチ CA 用

Stoma (Germany)

インプラントの2次手術やトレフィンドリル等の使用前、正確できれいに軟組織をパンチし組織の損傷を抑えます。最終にはパンチ部の組織は治癒、再生されます。

セット

商品コード 030-26501

品名 ティッシュパンチキット  
 構成 パルチティッシュパンチCA Ø3mm  
 パルチティッシュパンチCA Ø4mm  
 パルチティッシュパンチCA Ø5mm  
 パルチティッシュパンチCA Ø6mm  
 ティッシュパンチラック

標準価格 58,000 円



※写真のラック形状は旧タイプです。



単品 品名 パルチ ティッシュパンチ CA

商品コード	サイズ	標準価格
030-26001	先端幅3mm（最大直径 5mm）、全長23mm	12,000 円
030-26002	先端幅4mm（最大直径 6mm）、全長23mm	12,000 円
030-26003	先端幅5mm（最大直径 7mm）、全長23mm	12,000 円
030-26004	先端幅6mm（最大直径 8mm）、全長23mm	12,000 円

商品コード 030-80002

品名 ティッシュパンチ ラック  
 標準価格 10,000 円



パルチティッシュパンチ CA を10本収納できます。

ティッシュパンチ CA 用

Meisinger (Germany)

セット

商品コード 190-10500

品名 MEISティッシュパンチ/ベーシックキット  
 構成 MEISティッシュパンチ Ø3.7/3.0mm  
 MEISティッシュパンチ Ø4.7/4.0mm  
 MEISティッシュパンチ Ø5.7/5.0mm  
 MEISティッシュパンチ Ø6.7/6.0mm  
 MEISティッシュパンチ Ø7.7/7.0mm  
 専用オーガナイザー

標準価格 44,000 円

Meisingerの商品は納期に日数がかかる場合がございます。納期は弊社までご確認ください。



単品 品名 MEISティッシュパンチ

商品コード	サイズ	標準価格
190-10101	先端幅3.7/3.0mm、刃部長さ6mm	8,000 円
190-10103	先端幅4.7/4.0mm、刃部長さ6mm	8,000 円
190-10104	先端幅5.7/5.0mm、刃部長さ6mm	8,500 円
190-10105	先端幅6.7/6.0mm、刃部長さ6mm	8,500 円
190-10106	先端幅7.7/7.0mm、刃部長さ6mm	8,500 円

アダプター

コントラアングル用のバーを手指で操作可能にするアダプターです。

商品コード 003-C9141

品名 3mmヘックストライバー  
 標準価格 17,300円

Implant Direct (USA)



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
 ティッシュパンチ

骨拡大、歯周外科  
 骨移植・骨形成

補綴技工  
 レンチドローパー

その他・収納ケース  
 衛生材料・矯正

stoma hy-grip® "hy-grip" ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

ティッシュパンチ CA 用

Technika (Japan)

サーキュラーナイフドライバ  
(フィンガードライバ) 付属



品名 サーキュラーナイフ

商品コード	サイズ	標準価格
310-09033	先端幅3.3mm、刃部長さ6mm、全長30mm	11,000 円
310-09035	先端幅3.5mm、刃部長さ6mm、全長30mm	11,000 円
310-09040	先端幅4.0mm、刃部長さ6mm、全長30mm	11,000 円
310-09050	先端幅5.0mm、刃部長さ6mm、全長30mm	11,000 円

センターピン付きティッシュパンチ

HARKIND (Japan)

センターピンでインプラント位置を探し、ズレなく歯肉をパンチできます。



L1:20mm  
L2:27mm  
D1:φ5.00mm  
D2:φ4.35mm



商品コード 880-00003

品名 ハーキンド ティッシュパンチ 標準セット

サイズ 刃部・軸部(各1入)

標準価格 15,000 円

商品コード 880-00002

品名 ハーキンド ティッシュパンチ 替え刃付きセット

サイズ 刃部(2入)・軸部(1入)

標準価格 17,000 円

商品コード 880-00004

品名 替え刃(刃部1入)

標準価格 5,000 円



歯肉移植インスツルメント

ACE (USA)

欠損箇所が小規模の場合、垂直線のない、より侵襲の小さいトンネル切開が単歯や複数歯に対しても有効です。

- ・事前に口蓋部軟組織の骨からの厚みをプローベを使用して計測します。
- ・切り進みにくくなった場合、後方へ一旦戻し小さく側方に揺らしながら切り込みます。
- ・しっかりと押し付けて切り込むことで、歯肉表面の損傷を防止します。
- ・結合組織の移植片は厚み 1.5mm 幅 9mm のサイズで採取されます。
- ・ユニグラフトナイフの切り込んだ距離により移植片は長さ 10mm になります。
- ・ユニグラフトナイフは厚み 3mm 以上の歯肉に対し切れ味を發揮します。
- ・切れ味の悪くなったブレードは使用しないでください。(目安 3 回)



セット

商品コード 020-22500

品名 ユニグラフトコンプリート#1

構成 ユニグラフトハンドル  
ユニグラフト替刃1.5×9mm

標準価格 68,000 円

セット

商品コード 020-22501

品名 ユニグラフトコンプリート#2

構成 ユニグラフトハンドル  
ユニグラフト替刃1.5×6mm

標準価格 68,000 円

単品

商品コード 020-22003

品名 ユニグラフトハンドル

標準価格 54,000 円

商品コード 020-22007

品名 ユニグラフト替刃

1.5mm×9mm

標準価格 15,000 円

商品コード 020-22005

品名 ユニグラフト替刃

1.5mm×6mm

標準価格 15,000 円

コラーゲンメンブレン「バイオメンド®」

Zimmer (USA)

GTR(歯周組織再生誘導法)用の吸収性メンブレンです。

バイオメンド®の主原料であるコラーゲンは、現在、一般外科・歯科の分野で吸収性止血材、創傷被覆保護材としても広く使われています。また止血材として血小板凝集を惹起する働きは、血餅形成を促進し、創傷治癒に安定をもたらす作用も確認されています。術後 8 週間以内で完全に吸収されます。



厚み: 約 0.2mm (乾燥時)  
約 0.4mm (浸潤時)

一部保険適用

品名 バイオメンド

商品コード	サイズ	入数
320-00103	15mm×20mm	1箱1枚
320-00105	20mm×30mm	1箱1枚
320-00107	30mm×40mm	1箱1枚

吸収性コラーゲン止血用創傷被覆材

Zimmer (USA)

創傷治癒を促進し、より速やかな修復を可能にします。

口腔外科手術により生じた湿潤または出血性の清潔な口腔内の創傷を保護し、出血の制御を目的としています。また、本製品を直接創傷部位に局所適用することにより、通常は2~5分以内に出血を効果的に制御することが可能となります。治癒開始後は10~14日間で完全に吸収されます。



本製品は、軟性白色のスポンジ素材であり、柔軟でありながら脆さはありません。さらに密着性のスポンジ構造のため、適用部位への貼付も容易です。この性質は水分を吸収しても失われず、貼付部位から不意に剥がれることもありません。

商品コード	品名	サイズ(mm)	入数
320-00100	コラテープ	25×75×0.35	1箱10枚
320-00101	コラコート	20×40×3.5	1箱10枚
320-00102	コラプラグ	φ10×20	1箱10個

メンブレン操作作用インスツルメント

Stoma (Germany)



商品コード 030-38008

品名 ルッセ メンブレンホールディングフォースeps hy-glip

標準価格 47,500 円

stoma hy-grip®

# 骨採取および骨破碎システム K-トレフィンRB

トレフィンスリーブで骨採取し、インナードリルで採取骨を同時に破碎します。また、インプラント埋入窩の形成時に使用すると自家骨を無駄なく採取できます。



弊社WEBサイト製品ページにて操作動画を掲載しています。



(表示単位:mm)

商品コード 310-16000

品名 K-トレフィンRB 3.2mm  
標準価格 24,000 円

トレフィンスリーブ(外径 $\phi$ 3.2 内径 $\phi$ 2.2)



インナードリル( $\phi$ 3.2)



専用ブランジャー( $\phi$ 3.2)



商品コード 310-16002

品名 K-トレフィンRB 3.7mm  
標準価格 24,000 円

トレフィンスリーブ(外径 $\phi$ 3.7 内径 $\phi$ 2.7)



インナードリル( $\phi$ 3.7)




専用ブランジャー( $\phi$ 3.7)



商品コード 310-16001

品名 K-トレフィンRB 4.2mm  
標準価格 24,000 円

トレフィンスリーブ(外径 $\phi$ 4.2 内径 $\phi$ 3.2)



インナードリル( $\phi$ 4.2)



専用ブランジャー( $\phi$ 4.2)



## オプション

機器の脱着・操作に便利なドライバーです。

商品コード 003-C9141

品名 3mmヘックスドライバー  
標準価格 17,300 円



## 使用方法

商品写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

- ① トレフィンスリーブをインナードリルにしっかりと装着します。この時、インナードリルのシャンク部にオプションのドライバーを使用すると作業がしやすくなります。
- ② インナードリルのシャンク部をコントラハンドピースに装着します。
- ③ 外部注水にて冷却しながらドリリングを行います。  
推奨回転数: 上顎: 500rpm、下顎: 800~1000rpm  
マーキングライン: 5-7-9-11mm  
この時、トレフィンスリーブの全周が骨内に入るようにしてください。フラットドリルが骨を破碎しながら穿孔していきます。
- ④ 希望の深さまで穿孔したら穿孔作業を終了し、シャンク部をコントラハンドピースから取り外します。



- ⑤ 粉碎骨が収納されているトレフィンスリーブからインナードリルを抜き取ります。この時、インナードリルのシャンク部にオプションのドライバーを使用すると作業がしやすくなります。
- ⑥ ブランジャーを使って粉碎骨をトレフィンスリーブから押し出します。この時、ブランジャーのシャンク部にオプションのドライバーを装着すると作業がしやすくなります。

※ 旧タイプのシリンジをお持ちの場合、同径のK-トレフィンRBを装着できます。



※ 旧タイプシリンジ(現在は販売終了)  $\phi$ 3.7用はありません。

## オプション

ドライバー

脱着作業はマシンマニュアルコンバーター(オプション)の使用が便利です。




トレフィンバー




インプラントの除去や自家骨移植のための骨採取用バーです。

単品


MEISTレフィンバー



深度ライン：2-4-6-8-10mm




深度ライン：2-4-6-8-10mm




単品

MEISTレフィンバー L



深度ライン：6-8-10-12-14mm



セット

商品コード 190-09500

品名 MEISTレフィン/ベーシックキット  
 構成 内径/2.0、4.0、6.0、8.0、10.0、12.0mmの6種(各1本)  
 専用オーガナイザー  
 標準価格 59,000円

マイジナー社(ドイツ)の高品質トレフィンバーを、2mm毎(内径/2.0、4.0、6.0、8.0、10.0、12.0mm/上表の■)のサイズで提供する基本セットです。

特に移植骨を短時間で正確に採取することを目的に設計されています。刃部深度は10mmで、特に下顎へのインプラントサージェリーでの使用を考慮し開発されています。

2mm毎にレーザーマーキングされた深度ラインにより、術者は深度を確認しながら穿孔を行えます。



品名 MEISTレフィンバー (外部注水)

CAタイプ

商品コード	内径	外径	刃先長	全長	標準価格
190-09301	2.0mm	3.0mm	10mm	27mm	8,500円
190-09302	2.5mm	3.5mm	10mm	27mm	8,500円
190-09303	3.0mm	4.0mm	10mm	27mm	8,500円
190-09304	3.5mm	4.5mm	10mm	27mm	8,500円
190-09305	4.0mm	5.0mm	10mm	27mm	8,500円
190-09306	4.5mm	5.5mm	10mm	27mm	9,500円
190-09307	5.0mm	6.0mm	10mm	27mm	9,500円
190-09308	5.5mm	6.5mm	10mm	27mm	9,500円
190-09309	6.0mm	7.0mm	10mm	27mm	9,500円
商品コード	内径	外径	刃先長	全長	標準価格
190-09310	6.5mm	7.5mm	10mm	27mm	10,500円
190-09311	7.0mm	8.0mm	10mm	27mm	10,500円
190-09312	7.5mm	8.5mm	10mm	27mm	10,500円
190-09313	8.0mm	9.0mm	10mm	27mm	10,500円
190-09315	9.0mm	10.0mm	10mm	27mm	11,500円
190-09317	10.0mm	11.0mm	10mm	27mm	11,500円
190-09321	12.0mm	13.0mm	10mm	27mm	13,000円

MEISTレフィン/ベーシックキット(商品コード190-09500)に含まれるサイズです。

品名 MEISTレフィンバーL (外部注水)

CAタイプ

商品コード	内径	外径	刃先長	全長	標準価格
190-09403	3.0mm	4.0mm	14mm	31mm	13,000円
190-09404	3.5mm	4.5mm	14mm	31mm	13,000円
190-09405	4.0mm	5.0mm	14mm	31mm	13,000円
190-09406	4.5mm	5.5mm	14mm	31mm	13,500円
190-09407	5.0mm	6.0mm	14mm	31mm	13,500円
190-09408	5.5mm	6.5mm	14mm	31mm	13,500円
190-09409	6.0mm	7.0mm	14mm	31mm	13,500円
190-09410	6.5mm	7.5mm	14mm	31mm	15,000円
190-09411	7.0mm	8.0mm	14mm	31mm	15,000円
190-09412	7.5mm	8.5mm	14mm	31mm	15,000円


QRコードから弊社取扱いのトレフィンバーサイズ一覧をご確認いただけます。




トレフィンバー

インプラントの除去や自家骨移植のための骨採取用バーです。

Technika (Japan)



深度ライン：2-4-6-8-10mm



深度ライン：2-4-6-8-10mm



深度ライン：8-10-13-15-18mm

8-10-13-15mm

8-10-13mm



HP タイプ  
深度ライン：  
8-10-13-15-18mm

臼歯部用 深度ライン：6mm



深度ライン：2-4-6-8mm



セット

品名 トレフィンバー (内部注水)

CA タイプ

商品コード	内径	外径	刃先長	全長	標準価格
310-04024	1.6mm	2.4mm	18mm	38mm	12,000 円
310-04027	1.9mm	2.7mm	18mm	38mm	12,000 円
310-04030	2.2mm	3.0mm	18mm	38mm	12,000 円
310-04033	2.5mm	3.3mm	18mm	38mm	12,000 円
310-04038	3.0mm	3.8mm	18mm	38mm	12,000 円
310-04043	3.5mm	4.3mm	18mm	38mm	12,000 円
310-04050	4.2mm	5.0mm	18mm	38mm	12,000 円
310-04060	5.2mm	6.0mm	18mm	38mm	12,000 円

品名 ボーントレフィン (外部注水)

CA タイプ

商品コード	内径	外径	刃先長	全長	標準価格
310-05005	5.0mm	5.8mm	12mm	28mm	8,900 円
310-05006	6.0mm	6.8mm	12mm	28mm	9,700 円
310-05008	8.0mm	8.8mm	12mm	28mm	11,000 円
310-05010	10.0mm	10.8mm	12mm	28mm	12,000 円
310-05012	12.0mm	12.8mm	12mm	28mm	13,000 円

ACE (USA)

品名 トレフィンバー CA (内部注水) チタン製

CA タイプ

商品コード	内径	外径	刃先長	全長	標準価格
020-31001	2.0mm	2.8mm	18.5mm	35mm	15,300 円
020-31002	2.75mm	3.5mm	18.5mm	35mm	15,300 円
020-31005	3.75mm	4.6mm	18.5mm	35mm	15,300 円
020-31006	4.25mm	5.1mm	18.5mm	35mm	15,300 円
020-31007	5.25mm	6.1mm	15.5mm	32mm	15,300 円
020-31008	6.0mm	6.95mm	15mm	32mm	15,900 円
020-31009	7.0mm	7.9mm	15mm	32mm	15,900 円
020-31010	8.0mm	8.95mm	14mm	32mm	15,900 円

品名 トレフィンバー HP (外部注水) チタン製

HP タイプ

商品コード	内径	外径	刃先長	全長	標準価格
020-31016	3.75mm	4.6mm	18.5mm	52mm	15,900 円
020-31019	4.25mm	5.1mm	18.5mm	52mm	15,900 円

品名 臼歯部用トレフィンバー CA (外部注水) チタン製

CA タイプ

商品コード	内径	外径	刃先長	全長	標準価格
020-31030	7.0mm	7.9mm	6.75mm	23mm	15,900 円

Stoma (Germany)

品名 トレフィンドリル (内部注水)

CA タイプ

商品コード	内径	外径	刃先長	全長	標準価格
030-27001	2.0mm	3.0mm	10mm	29mm	19,500 円
030-27002	3.0mm	4.0mm	10mm	30mm	19,500 円
030-27003	4.0mm	5.0mm	10mm	30mm	19,500 円
030-27004	5.0mm	6.0mm	10mm	31mm	19,500 円
030-27005	6.0mm	7.0mm	10mm	31mm	19,500 円
030-27006	7.0mm	8.0mm	10mm	32mm	19,500 円
030-27007	8.0mm	9.0mm	10mm	32mm	19,500 円
030-27008	9.0mm	10.0mm	10mm	33mm	19,500 円

品名 トレフィンドリルセット (内部注水)

CA タイプ

商品コード	構成	標準価格
030-27500	上記Stomaトレフィンドリル8本、専用スタンド	164,500 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植・グラフト材  
ティーツジューパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

ボーンミル

Meisinger 社の商品は納期に日数がかかる場合がございます。  
納期は弊社までご確認ください。

Meisinger (Germany)

マスターミルは、自家骨ブロックを粉砕し、小さな骨チップを作成するボーンミルです。マスターミルによる自家骨チップは、様々な形状の骨欠損部に最適な状態で充填することができます。全てのパーツは、高品質のサージカルステンレスで出来ており、最適なフィット感と安定した形状で、簡単に組み立てられ、操作も容易です。

商品コード	190-70100
品名	マスターミル
サイズ	投入口:14×20mm
標準価格	450,000 円

替刃	商品コード	190-70200
	品名	グラインダー(替え刃)
	標準価格	150,000 円



© Hager & Meisinger GmbH



ボーンミル

Schlumbohm (Germany)

口腔インプラント、歯周外科、口腔外科分野での使用を主目的にHamburg大学(ドイツ)で開発された採取骨片破砕装置です。



ベースはオプションです。  
本体に含まれません。

商品コード	120-00001
品名	ボーンミルKM-3
サイズ	直径 6.8cm、高さ 11cm、 重量 1.65kg、開口部 8×13mm 長円
標準価格	238,000 円

別売	商品コード	120-00002
	品名	ボーンミルKM-3 ベース
	標準価格	6,000 円

替刃	商品コード	120-00004
	品名	KM-3 ボーンミル替刃
	標準価格	95,000 円

ボーンミル KM-3 内容物



※ベース(120-00002)はオプション(別売)です。



ボーンミルKM3の土台。  
滑り止め機能もあります。  
※本品(ベース)は高圧蒸気滅菌には対応して  
おりません。滅菌が必要な場合はエチレン  
オキシサイドガス滅菌にて行ってください。



ボーンミル

Technika (Japan)

構造がシンプルであるため洗浄・滅菌の際の分解・組立が簡単で、骨粉砕時の付着物の除去を効率的に行うことができます。



商品コード	310-30000
品名	テクニカ ボーンミル
サイズ	骨挿入孔部φ10mm
標準価格	148,000 円

替刃	商品コード	310-30010
	品名	ボーンミルカッター
	標準価格	80,000 円

ボーンミル

Dental USA (USA)

自家骨ブロックの粉砕に！ハンディタイプのボーンクラッシャーです。  
採取した自家骨ブロックを円盤削合刃で粉砕します。  
・採取した自家骨ブロックを先端のカップへ入れます。  
・ハンドルを握り自家骨を挟みながらT字部を回します。  
・削合刃を持つ円盤(φ16mm)により、自家骨ブロックが粉砕されます。  
・粉砕後、T字部を押してカップから骨片を取り出します。



商品コード	201-00015
品名	パワーボーンクラッシャー
サイズ	全長167mm
標準価格	43,000 円

骨鉗子

Stoma (Germany)

自家骨採取およびトリミング鉗子




品名 フリードマン

商品コード	先端形状	サイズ	標準価格
030-01001	ラウンド	全長15cm	37,000円
030-01002	スクエアー	全長15cm	37,000円

骨鉗子

Stoma (Germany)



品名 ミニフリードマン ラウンド

商品コード	先端角度	サイズ	標準価格
030-01004	30°	全長15cm	39,000円
030-01005	45°	全長15cm	39,000円

骨鉗子

Stoma (Germany)

角度付き設計で上下顎どちらにも使用可能。先端の刃の形状によりスムーズな骨の剪断面が得られます。



商品コード 030-01007

品名	骨鉗子 17cm
サイズ	全長17cm
標準価格	45,500円

骨鉗子

YDM (Japan)



商品コード 300-17807

品名	骨鉗子 デリケート C
サイズ	全長14.5cm
標準価格	28,000円

骨鉗子

Stoma (Germany)

細かな骨片の切断、粉碎に適しています。ダブルトランスミッション構造により、大きな力を加えることなく骨片の粉碎ができます。



商品コード 030-01003

品名	バイヤー ダブルアクション ラウンド 18cm
サイズ	全長18cm
標準価格	70,500円

骨鉗子

Stoma (Germany)

細かな骨片の切断、粉碎に適しています。ダブルトランスミッション構造により、大きな力を加えることなく骨片の粉碎ができます。



商品コード 030-01008

品名	ボーラー ダブルアクション 15cm
サイズ	全長15cm
標準価格	69,000円

骨鉗子

ACE (USA)

サイナスウィンドウ拡大用バックカッティング鉗子



商品コード 020-01044

品名	ケリソン鉗子 0-3.5mm
標準価格	123,000円

メンブレン操作用インスツルメント

Stoma (Germany)



商品コード 030-13065

品名	メンブレンポジショニング インスツルメント hy-grip
標準価格	13,000円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
テイツジユバンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチトドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

グラフトシリンジ

ACE (USA)

インプラントなどの外科手術において受床部位に移植材を填入するためのキャリアです。



品名 グラフトシリンジ カーブ

商品コード	サイズ	採取量	標準価格
020-42002	先端径3.5mm	約1.6cc	29,500 円
020-42003	先端径4.5mm	約2.1cc	29,500 円
020-42004	先端径6mm	約2.8cc	29,500 円
020-42005	先端径7mm	約3.2cc	41,000 円

チタン製 骨移植材用ボウル

ACE (USA)

採取した骨片を収集する際に使用します。



商品コード 020-80010

品名	チタンスクエアボール
サイズ	W50 × D50 × H12mm
容積	約25cc
標準価格	24,200 円

チタン製

骨移植材用ボウル

Stoma (Germany)

採取した骨片を収集する際に使用します。



商品コード 030-80024

品名	ボウル 25cc
容積	25cc
サイズ	直径50mm、高さ25mm
標準価格	4,500 円

グラフトシリンジ

Salvin (USA)



品名 ビッググラフトシリンジ

商品コード	形状	サイズ	採取量	標準価格
040-10001	曲	先端径5.0mm	約2.5cc	17,000 円
040-10002	直	先端径5.0mm	約2.5cc	17,000 円
040-10003	曲	先端径3.6mm	約1.8cc	17,000 円
040-10004	直	先端径3.6mm	約1.8cc	17,000 円

骨移植材用ボウル

Stoma (Germany)

商品コード 030-80033

品名	ボウル 140cc
容積	140cc
サイズ	直径80mm、高さ40mm
標準価格	6,000 円



チタン製 骨移植材用ボウル

ACE (USA)

採取した骨片を収集する際に使用します。



商品コード 020-80011

品名	チタンラウンドボール
サイズ	直径42mm、高さ12mm
標準価格	14,000 円

チタン製

グラフトシリンジ

Salvin (USA)



商品コード 040-10005

品名	スモールグラフトシリンジ
サイズ	先端径2.5mm、全長17cm
採取量	約0.5cc
入数	2入
標準価格	11,000 円

シリンジ先端から移植材を入れて使用します。先端が細く使いやすい形状です。

・樹脂製  
・オートクレーブ可

プラグー

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



品名 グラニュレートプラグー hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-31001	先端4.5mm/3.5mm、ハンドル径8mm 深度ライン8-10-13-15-16-18mm	13,500 円
030-31002	先端4mm/3mm、ハンドル径8mm 深度ライン4-6-8-10-13-15-16-18mm	13,500 円

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

グラフトパッカー

stoma hy-grip® Stoma (Germany)

移植材を受床部位にキャリアするスプーンと、填入するパッカーを組合せた器具。



商品コード 030-31003  
品名 ビーラー ボーングラフトパッカー/スプーン hy-grip  
サイズ スプーン径8mm、ハンドル径8mm  
標準価格 20,000 円

アプリケーター

stoma hy-grip® Stoma (Germany)

ハンドルの突起部をスライドし、ピストンを後退させ、先端開口部で骨をすくい取り、ピストンを開口部方向へスライドさせることで骨欠損部への充填操作が片手で行えます。充填後、反対側プッシャー部で骨片のコンデンスを行います。



商品コード 030-31005  
品名 オルズベルグ ボーンアプリケーター プッシャーØ5mm  
サイズ 先端5mm  
標準価格 37,500 円

グラフトパッカー

Salvin (USA)



品名 ボーンスプーンパッカー  
商品コード 040-11004 040-11005  
サイズ パッカー先端3mm 4mm  
標準価格 19,000 円 19,000 円

アプリケーター

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



商品コード 030-21005  
品名 スティグマン ボーンアプリケーター/パッカー hy-grip  
サイズ 先端7.5mm/Ø6mm  
標準価格 20,500 円

チタン製グラフトパッカー

Salvin (USA)



品名 セレクションチップグラフトパッカー  
商品コード 040-11003 040-11002  
サイズ 先端3mm/4mm 6mm/8mm  
標準価格 20,000 円 20,000 円

アプリケーター

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



商品コード 030-21001  
品名 骨補填材アプリケーター hy-grip  
サイズ 先端8mm/Ø5.5mm、ハンドル径10mm  
標準価格 27,500 円

チタン製グラフトパッカー

Salvin (USA)

インプラント周囲の狭いポケットへ移植材填入が行える先端形状。



品名 カーブド グラフトパッカー  
商品コード 040-11006 040-11007  
サイズ 先端 幅3mm、厚さ1mm、カーブ直径3.5mm 4mm、厚さ1mm、カーブ直径5mm  
標準価格 16,000 円 16,000 円

アプリケーター

stoma hy-grip® Stoma (Germany)

狭小部への骨補填材のキャリアには細い方の先端を使用し、サイナスリフト等には太い方の先端を使用します。



商品コード 030-21002  
品名 パルチ スパチュラ hy-grip  
サイズ 先端6mm/10.5mm、ハンドル径8mm  
標準価格 25,000 円

鏡面加工はされていません。

チタン製アプリケーター

ACE (USA)

採取骨の受床部位への移動及び他補填材との混合に適します。




商品コード 020-21001  
品名 ボーン スプーン 14cm  
サイズ 全長14cm  
標準価格 26,400 円

アプリケーター

YDM (Japan)

粉碎した骨等を移植部位へ運ぶスプーンです。



商品コード 300-30178  
品名 ボーンスプーンS  
サイズ 全長147mm、先端スプーン部19mm/10mm  
標準価格 10,670 円

表面加工つやあり

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
ティッシュユバンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

ボーンブロックフォーセプス

Stoma (Germany)

ねじ止め式でブロック骨を安定して固定できるため、精度の高い作業が行えます。またブロック骨のずれ、割れのリスクを軽減します。顎骨にブロックを移植する前に、ボーンタックやスクリューピンの挿入が可能です。採取骨の把持、移動に適します。



商品コード 030-25001 メーカー在庫限り

品名 パルチ ボーンブロックフォーセプス  
標準価格 61,000 円

ボーンブロックフォーセプス

Stoma (Germany)



品名 ボーンブロックフォーセプス

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-25002	ストレート	全長12.5cm	62,000 円
030-25003	レフト	全長12.5cm	66,500 円
030-25004	ライト	全長12.5cm	66,500 円

ボーンブロックフォーセプス

ACE (USA)

ロック付。  
採取骨の把持、移動に適します。



商品コード 020-02055

品名 ボーンブロックランプ ヘビィ  
標準価格 29,500 円

ボーンブロックフォーセプス

Stoma (Germany)



商品コード 030-25005

品名 バース ボーンブロックフォーセプス  
サイズ 全長15cm  
標準価格 65,000 円

フォーセプス

ACE (USA)

ロック付。採取骨の把持、移動に適します。



商品コード 020-10025 メーカー在庫限り

品名 ボーン グraft ホールディング ピンセット 20cm  
サイズ 全長20cm  
標準価格 24,800 円

ボーンブロックフォーセプス

Salvin (USA)



商品コード 040-22001

品名 ボーンブロックランプ  
前歯部用 19.7cm  
サイズ 全長19.7cm  
標準価格 62,000 円



スタンパー

デンテック (Japan)



刃部最大径: 大 6mm  
小 4.8mm

材質:ステンレス製 HPのみ  
オートクレーブ不可

品名 スタンパー#C

商品コード	サイズ	入数	標準価格
310-14005	大	6	7,900 円
310-14006	小	6	7,900 円

stoma hy-grip®

“hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

骨ヤスリ

stoma hy-grip® Stoma (Germany)

歯間部に使用します。  
骨縁下やポケット内の肉芽組織除去に適しています。

商品コード 030-10004

品名 シュルガーファイル9-10 hy-grip  
サイズ ハンドル径8mm  
標準価格 17,500 円



商品コード 030-10002

品名 シュガーマン ファイル 3-4S hy-grip  
サイズ ハンドル径8mm  
標準価格 13,500 円

サージカルバー

HARKINDO (Japan)

独自の先端形状により滑らず、高精度なドリリングが可能です。  
切削抵抗が少なく食いつきがよく直進性に優れ、  
斜位穿孔にも強く、傾けてもブレる事なく同じ切削できます。



使用動画を  
QRコードから  
ご覧いただけます。



商品コード 880-00120 月光ドリルブラック20 マーキング:7-9-11-13-15  
サイズ(mm):全長33.6、刃長17.0、刃径:Ø2.0



商品コード 880-00120S 月光ドリルブラック20S マーキング:7-9-11  
サイズ(mm):全長 29.6、刃長 13.0、刃径:Ø2.0



商品コード 880-00120L 月光ドリルブラック20L マーキング:7-9-11-13-15-17-19-21-23  
サイズ(mm):全長 41.6、刃長 25.0、刃径:Ø2.0



商品コード 880-00128 月光ドリルブラック28 マーキング:7-9-11-13-15  
サイズ(mm):全長33.6、刃長17.0、刃径:Ø2.8



商品コード 880-00128S 月光ドリルブラック28S マーキング:7-9-11  
サイズ(mm):全長29.6、刃長13.0、刃径:Ø2.8



商品コード 880-00128L 月光ドリルブラック28L マーキング:7-9-11-13-15-17-19-21-23  
サイズ(mm):全長 41.6、刃長 25.0、刃径:Ø2.8



商品コード 880-00134 月光ドリルブラック2034 マーキング:7-9-11-13-15  
サイズ(mm):全長36.6、刃長20.0、刃径a:Ø2.0、刃径b:Ø3.4



商品コード 880-00134S 月光ドリルブラック2034S マーキング:7-9-11-13  
サイズ(mm):全長 31.6、刃長 15.0、刃径a:Ø2.0、刃径b:Ø3.4




商品コード 880-00134L 月光ドリルブラック2034L  
マーキング:7-9-11-13-15-17-19-21-23  
サイズ(mm):全長41.6、刃長 25.0、刃径a:Ø2.0、刃径b:Ø3.4

標準価格 20/20S/20L/28/28S/28L 各 19,800 円  
2034/2034S/2034L 各 23,000 円 材質: ステンレス

骨ヤスリ

YDM (Japan)



品名 骨ヤスリ

商品コード	型番	サイズ	標準価格
300-14411	#11	18.2cm	15,000 円
300-14412	#12	18.2cm	15,000 円

サージカルバー

Salvin (USA)

切削能力が高く、幅径の薄い歯槽骨頂に起始点を形成します。



商品コード 040-06003

品名 ランスパイロットドリル Ø2mm  
サイズ 先端幅2mm 規格 | CA  
標準価格 9,500 円

サージカルバー

Meisinger (Germany)

切削能力が高く、幅径の薄い歯槽骨頂に起始点を形成します。



商品コード 190-07024

品名 MEISイニシャルバー Ø1.8mm (5イリ)  
サイズ 先端幅1.8mm、刃部長12mm 規格 | CA  
標準価格 9,700 円

※納期ご確認ください。

サージカルバー

Salvin (USA)



商品コード 040-06002

品名 ツイストドリル Ø1.5mm/33mmL  
サイズ 先端径1.5mm、全長33mm 規格 | CA  
標準価格 17,000 円

サージカルバー

Meisinger (Germany)

直径の細く、頬舌側へのパーフォレーションのリスクを抑え、  
所定の深度まで穿孔します。



深度ライン:6-8-10-12mm

商品コード 190-07027

品名 MEISパイロットバー Ø1.0mm  
サイズ 先端径1.0mm、刃部長15mm 規格 | CA  
標準価格 5,000 円

※納期ご確認ください。

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植  
テイツジュ  
コバソチ

骨拡大・  
骨移植・  
骨形成  
歯周外科

補綴技工  
レント  
ドライバ

その他・  
吸収ケ  
ーリス  
衛生材  
料・矯正

## サージカルバー

滅菌済 ACE (USA)



品名 ラウンドバー HP (10イリ)

商品コード	サイズ	材質	規格	Bur ナンバー	標準価格
020-45002	先端径1.8mm、全長50mm	カーバイト	HP	6	12,000円
020-45003	先端径1.8mm、全長65mm	カーバイト	HP	6	12,000円
020-45006	先端径2.3mm、全長65mm	カーバイト	HP	8	12,000円

## サージカルバー

ACE (USA)



品名 テーパーバー HP (10イリ)

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
020-45102	先端径1.6mm、刃部長5mm、全長50mm	カーバイト	HP	9,500円

## サージカルバー

ACE (USA)



商品コード 020-24029

品名 シリンダーバー HP Ø1.5/75mm 50L (10イリ)  
 サイズ 先端径1.5mm、刃部長7.5mm、全長50mm 規格 | HP  
 標準価格 25,000円 材質 | タングステンカーバイト

## サージカルバー

ACE (USA)



品名 オーバルボーン カuttingバー

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
020-24024	先端径5.5mm、刃部長10mm、全長31mm	カーバイト	CA	10,500円
020-24025	先端径4mm、刃部長9mm、全長68mm	カーバイト	HP	9,900円

## サージカルバー

ACE (USA)

大きな皮質骨除去に用いるスチールバー。  
 開孔部を拡大し、後から使用するドリルを傷めません。



品名 リンデマンバー

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
020-24015	先端径1.6mm、刃部長9mm、全長26mm	SS	FG	6,100円
020-24005	先端径2.0mm、刃部長10mm、全長44mm	SS	HP	6,900円
020-24006	先端径2.0mm、刃部長24mm、全長60mm	SS	HP	9,400円
020-24008	先端径2.3mm、刃部長24mm、全長65mm	SS	HP	9,400円

## サージカルバー

ACE (USA)

内部注水



商品コード 020-24012

品名 クレストトゥームバー  
 サイズ 先端径3.75-7mm、刃部長7mm、全長26mm 規格 | CA  
 標準価格 25,500円 材質 | SS

## サージカルバー

ACE (USA)

内部注水



品名 キルシュナーバー CA

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
020-24037	先端径1.6 - 2.35mm、刃部長15mm、全長34mm	SS	CA	11,000円
020-24038	先端径3.15 - 4mm、刃部長15mm、全長34mm	SS	CA	11,500円

## サージカルバー

Meisinger (Germany)



品名 リンデマンバー

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
190-42010	先端径2.3mm、刃部長10mm、全長44.5mm	SS	HP	12,000円
190-42022	先端径2.3mm、刃部長22mm、全長70mm	SS	HP	8,500円
190-42035	先端径2.3mm、刃部長35mm、全長80mm	SS	HP	8,500円

## ドリルエクステンダー

Implant Direct (USA)

内部注水ドリル対応品です。



商品コード 003-DE

品名 ドリルエクステンダー  
 仕様 17mm延長  
 標準価格 11,900円

## サージカルディスク

Meisinger (Germany)

ダイヤモンドコートされたソーディスクが4本(Ø7mm:1本、Ø10mm:2本、Ø13mm:1本)入っています。各ソーディスクはボーンスプレッディング、ボーンスプリッティング手術等に使用します。サイズは術者にとって使いやすい選択肢です。



### セット


単回使用  
(未滅菌)

商品コード 190-11500

品名 MEISダイヤモンドソーディスク/ベーシックキット

構成 MEISダイヤモンドソーディスクØ7mm  
MEISダイヤモンドソーディスクØ10mm(2イリ)  
MEISダイヤモンドソーディスクØ13mm  
専用オーガナイザー

標準価格 44,000 円



### 単品

単回使用  
(未滅菌)


品名 MEISダイヤモンドソーディスク

商品コード	サイズ	コーティング	規格	標準価格
190-11007	直径7mm、刃厚み0.3mm、全長22mm	ダイヤモンド	CA	9,500 円
190-11010	直径10mm、刃厚み0.3mm、全長22mm	ダイヤモンド	CA	9,500 円
190-11013	直径13mm、刃厚み0.3mm、全長22mm	ダイヤモンド	CA	12,000 円

## サージカルバー

Technika (Japan)

目詰まりが起りにくい、外部注水タイプの骨切削用のラウンドバーです。



品名 サージカルラウンドバー

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
310-06210	先端径1.0mm、全長34mm	SS	CA	6,100 円
310-06213	先端径1.4mm、全長34mm	SS	CA	6,100 円
310-06218	先端径1.8mm、全長34mm	SS	CA	6,100 円
310-06225	先端径2.5mm、全長34mm	SS	CA	6,100 円
310-06231	先端径3.1mm、全長34mm	SS	CA	6,100 円
310-06240	先端径4.0mm、全長34mm	SS	CA	6,100 円
310-06250	先端径5.0mm、全長34mm	SS	CA	6,100 円

## サージカルバー

ACE (USA)




商品コード 020-25031

品名 サーキュラーソー HP Ø5.0/44mmL  
サイズ 直径5mm、刃厚み0.6mm、全長44mm 規格 | HP  
標準価格 8,500 円 材質 | ダイヤモンド

## サージカルバー

Technika (Japan)

目詰まりが起りにくい、内部注水タイプの骨切削用ラウンドバーです。



品名 サージカルラウンドバー

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
310-06131	先端径3.1mm、全長34mm	SS	CA	11,000 円
310-06140	先端径4.0mm、全長34mm	SS	CA	11,000 円
310-06150	先端径5.0mm、全長34mm	SS	CA	11,000 円

## サージカルバー

Komet (Germany)

硬質骨の場合、ボーンタック設置前の起始点形成に使用。




商品コード 420-00706

品名 カーバイドバー CA  
サイズ 先端径0.6mm、全長22mm 規格 | CA 入数 | 5入  
標準価格 3,200 円 材質 | SS

## サージカルバー

Technika (Japan)

Prof.Dr.Lindemann設計のボーンサージェリー用バーです。精密に研磨された独特の切れ刃が特徴です。





品名 リンデマンボーンカッター

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
310-06214	直径1.4mm、刃部長6.0mm、全長34mm	SS	CA	7,200 円
310-06015	直径1.8mm、刃部長6.0mm、全長34mm	SS	CA	7,200 円
310-06021	直径2.1mm、刃部長10.0mm、全長34mm	SS	CA	7,200 円

## サージカルバー

Technika (Japan)

Prof.Dr.Lindemann設計のボーンサージェリー用バーです。内部注水精密に研磨された独特の切れ刃が特徴です。



品名 リンデマンボーンカッター内部注水

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
310-06123	直径2.3mm、刃部長9mm、全長35mm	SS	CA	11,000 円
310-06223	直径2.3mm、刃部長11.0mm、全長35mm	SS	CA	11,000 円

## サージカルバー

Implatex (Japan)



商品コード 310-15000

品名	T's BS フラットドリル GS		
サイズ	先端径2.8mm、刃部長20.5mm、全長36mm	規格	CA
標準価格	12,000 円	材質	SS

## サージカルバー

Salvin (USA)



品名 サイナススコアリングバー ダイヤモンド

商品コード	サイズ	コーティング	規格	標準価格
040-18002	先端径2.3mm、全長22mm	ダイヤモンド	CA	3,000 円
040-18001	先端径2.3mm、全長44mm	ダイヤモンド	HP	3,000 円

## サージカルバー

Meisinger (Germany)



品名 MEISオステオトミーバー (5イリ)

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
190-07026	先端径1.0mm、刃部長12.0mm	SS	CA	5,500 円
190-07025	先端径1.8mm、刃部長10.0mm	SS	CA	5,500 円

## サージカルバー

Meisinger (Germany)




品名 MEISパイロットバー

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
190-07027	先端径1.0mm、刃部長15mm	SS	CA	5,000 円
190-07028	先端径1.3mm、刃部長15mm	SS	CA	5,000 円
190-20028	先端径1.3mm、刃部長12mm	SS	CA	5,000 円
190-07029	先端径1.5mm、刃部長15mm	SS	CA	5,000 円
190-07030	先端径1.8mm、刃部長15mm	SS	CA	5,000 円
190-07031	先端径2.0mm、刃部長15mm	SS	CA	5,000 円

## サージカルバー

Meisinger (Germany)




品名 MEISダイヤモンドヘッドバー (5イリ)

商品コード	サイズ	材質	規格	標準価格
190-20112	先端径2.3mm、全長22mm	SS	CA	5,500 円
190-20113	先端径2.7mm、全長22mm	SS	CA	5,500 円
190-20114	先端径3.3mm、全長22mm	SS	CA	7,500 円

## サージカルバー

Meisinger (Germany)




品名 MEISタングステンカーバイドバー (5イリ)

商品コード	サイズ	規格	標準価格
190-20045	先端径1.2mm	CA	6,000 円
190-20116	先端径2.3mm、全長22mm	CA	4,500 円

## サージカルバー

Meisinger (Germany)



商品コード 190-07039

品名	MEISオステオトミーカーバイドバー Ø1.0mm (5イリ)		
サイズ	先端径1.0mm、刃部長5.5mm	規格	CA
標準価格	10,500 円		

## サージカルバー

Meisinger (Germany)



商品コード 190-50512

品名	MEISサージカルカッター Ø1.2mm (2イリ)		
サイズ	先端径1.2mm、刃部長6mm	規格	CA
標準価格	13,800 円		

## MEIS デグラニュレーションバーキット

効果的な抜歯窩搔把を実現する  
ダイヤモンドパーシステム

Meisinger (Germany)

### セット

商品コード 190-20300

品名 MEISデグラニュレーションバーキット

構成 直径1.0、2.5、3.0、3.5mm(各1入)  
専用オーガナイザー

標準価格 34,000 円



### 単品

MEISデグラニュレーションバー 全長各34mm

商品コード	190-20200	190-20201	190-20202	190-20203
軸	CA	CA	CA	CA
直径	1.0	2.5	3.0	3.5
標準価格	16,000円(2入)	16,000円(2入)	16,000円(2入)	16,000円(2入)

## サージカルバー

Meisinger (Germany)

### Dr. Istvan Urban 開発 デコルチケーション用ドリル

骨移植の際、母床骨の出血を促すドリルです。  
刃部長は3mm、段差部まで挿入すると4mmの深さとなります。



商品コード 190-07040

品名 MEISデコルチケーション用ドリル(2イリ)

サイズ 直径1.2mm 材質:ステンレス  
標準価格 10,000 円 回転数:最大800rpm



## バースタンド

滅菌、収納に有効です。

Salvin (USA)



商品コード 040-80006

品名 CA/FGバーブロック

サイズ 72×20×H40mm  
標準価格 9,000 円



商品コード 040-80005

品名 HPバーブロック

サイズ 72×20×H51mm  
標準価格 9,000 円

## サージカルバー：セラミック製ボンカッター「CeraBur」

Komet (Germany)

- ・CeraBur はセラミック製歯科用バーで、ユニバーサルにご使用いただけます。
- ・セラミック製のため骨内にオートクレーブによる微細なサビ片や金属イオンを拡散させることはありません。
- ・セラミックブレードは「卓越した切削力」と「長い持続」が特長です。曲げ強度2,000Mpaで丈夫です。
- ・幾何学的に配置された刃により、保存的で侵襲性の低いカッティングが可能です。
- ・シリンダータイプはブレードがテーパのため、軸方向への切削時もブレードがひっかかりません。

シリンダータイプ 適正回転数3,000~6,000rpm




ラウンドタイプ 適正回転数5,000rpm



品名 セラ・バー

商品コード	形状	サイズ	材質	規格	標準価格
420-00416	シリンダータイプ	先端径1.6mm、全長28mm	セラミック	CA	16,200 円
420-00516	シリンダータイプ	先端径1.6mm、全長44.5mm	セラミック	HP	16,200 円
420-00421	シリンダータイプ	先端径2.1mm、全長28.5mm	セラミック	CA	16,200 円
420-00521	シリンダータイプ	先端径2.1mm、全長45mm	セラミック	HP	16,200 円
420-00623	ラウンドタイプ	先端径2.3mm、全長26mm	セラミック	CA	16,200 円
420-00627	ラウンドタイプ	先端径2.7mm、全長26mm	セラミック	CA	16,200 円
420-00631	ラウンドタイプ	先端径3.1mm、全長26mm	セラミック	CA	16,200 円



サージカルバー


※DLCとはDiamond Like Carbonの略です。  
ダイヤモンドに類似した性質をもつナノレベルの硬質膜を金属表面にコーティングする技術で、圧倒的な低摩擦性、耐凝着性、耐食性を示し、数ある表面処理技術の中でも高い技術として認知されています。

Technika (Japan)

DLCコーティングを施した  
インプラント手術用 ツイストブラックドリル

- ・DLCコーティングにより耐摩耗性、耐久性、耐食性を向上。
- ・通常のドリルに比べ超高硬度で、約5倍の硬さと約1/4の摩擦係数(メーカー従来比)
- ・黒色が光を吸収するため高い視認性。
- ・切れ味を保ちつつ耐久性が高いため、コストパフォーマンスも向上。
- ・穿孔深さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属。(ガイド用ドリルを除く)
- ・ステンレス鋼製 CAシャック、オートクレープ可。

ツイストドリルブラック/ショート



標準価格：各 16,000 円

穿孔長さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属しています。  
ストッパーの調節範囲は、6~11mmです。  
深度ライン:刃部先端から、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm

ストッパー付

商品コード	品名	刃部外径(φD)	刃部長(L1)	全長(L2)	商品写真
310-22200	ツイストドリルブラック2.0S	2.0 ●	11.5mm	33mm	
310-22260	ツイストドリルブラック2.6S	2.6 ●	11.5mm	33mm	
310-22280	ツイストドリルブラック2.8S	2.8 ●	11.5mm	33mm	
310-22290	ツイストドリルブラック2.9S	2.9 ●	11.5mm	33mm	
310-22300	ツイストドリルブラック3.0S	3.0 ●	11.5mm	33mm	
310-22310	ツイストドリルブラック3.1S	3.1 ●	11.5mm	33mm	
310-22320	ツイストドリルブラック3.2S	3.2 ●	11.5mm	33mm	
310-22330	ツイストドリルブラック3.3S	3.3 ●	11.5mm	33mm	
310-22340	ツイストドリルブラック3.4S	3.4 ●	11.5mm	33mm	
310-22350	ツイストドリルブラック3.5S	3.5 ●	11.5mm	33mm	
310-22360	ツイストドリルブラック3.6S	3.6 ●	11.5mm	33mm	
310-22370	ツイストドリルブラック3.7S	3.7 ●	11.5mm	33mm	
310-22380	ツイストドリルブラック3.8S	3.8 ●	11.5mm	33mm	
310-22400	ツイストドリルブラック4.0S	4.0 ●	11.5mm	33mm	
310-22420	ツイストドリルブラック4.2S	4.2 ●	11.5mm	33mm	
310-22450	ツイストドリルブラック4.5S	4.5 ●	11.5mm	33mm	

●印のサイズは Implant Direct SWISHPLUS™ のドリルプロトコルにも対応しています。

ツイストドリルブラック/ロング




標準価格：各 16,000 円

穿孔長さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属しています。  
ストッパーの調節範囲は、11~16mmです。  
深度ライン:刃部先端から11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm

ストッパー付

商品コード	品名	刃部外径(φD)	刃部長(L1)	全長(L2)	商品写真
310-22201	ツイストドリルブラック2.0L	2.0 ●	16.5mm	38mm	
310-22281	ツイストドリルブラック2.8L	2.8 ●	16.5mm	38mm	
310-22311	ツイストドリルブラック3.1L	3.1 ●	16.5mm	38mm	
310-22321	ツイストドリルブラック3.2L	3.2 ●	16.5mm	38mm	
310-22331	ツイストドリルブラック3.3L	3.3 ●	16.5mm	38mm	
310-22351	ツイストドリルブラック3.5L	3.5 ●	16.5mm	38mm	
310-22381	ツイストドリルブラック3.8L	3.8 ●	16.5mm	38mm	

ガイド用ツイストドリル ブラック




標準価格：各 14,000 円

10mmのサージカルガイド使用時に、7mm・8.5mm・10mmの深さに穴が開くようにマーキングされています。  
深度ライン:刃部先端から、17mm、18.5mm、20mm、20.5mm

商品コード	品名	刃部外径(φD1)	刃部長(L1)	全長(L2)	商品写真
310-23001	φ2ガイド用ツイストドリルブラック	2.0	22mm	36mm	
310-23002	φ3ガイド用ツイストドリルブラック	3.0	22mm	36mm	

ガイド用段付ツイストドリル ブラック



標準価格：各 14,000 円

ドリルステップの省略を可能にしました。テーパタイプインプラントの下穴に最適です。  
深度ライン:刃部先端から、17mm、18.5mm、20mm、20.5mm


商品コード	品名	刃部外径(φD1)	刃部外径(φD2)	刃部長(L1)	全長(L2)	商品写真
310-24024	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ2.4/2.8	2.4	2.8	22mm	36mm	
310-24028	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ2.8/3.2	2.8	3.2	22mm	36mm	
310-24032	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ3.2/3.6	3.2	3.6	22mm	36mm	
310-24038	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ3.8/4.2	3.8	4.2	22mm	36mm	
310-24042	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ4.2/4.6	4.2	4.6	22mm	36mm	

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

骨ノミ

stoma hy-grip® Stoma (Germany)

高い精度の切れ味と強靭性を兼ね備えたSTOMAブランドの骨ノミです。



品名 イクルホウト チゼル 目盛付 hy-grip


商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-07037	直・両刃	先端幅4mm	16,500 円
030-07038	直・両刃	先端幅7mm	16,500 円
030-07056	曲・両刃	先端幅4mm	17,000 円
030-07057	曲・両刃	先端幅7mm	17,000 円



骨ノミ

stoma hy-grip® Stoma (Germany)

ハンドル径8mm  
深度ライン8-10-12-14-16-18mm  
片面目盛付き



品名 パルチ チゼル 目盛付 hy-grip

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-07040	直・両刃	先端幅4mm	16,000 円
030-07041	直・両刃	先端幅8mm	16,000 円
030-07042	曲・両刃	先端幅4mm	16,000 円
030-07043	曲・両刃	先端幅8mm	16,000 円

骨ノミ

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



品名 イクルホウト チゼル hy-grip

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-07039	直・片刃	先端幅5mm、ハンドル径8mm	16,000 円
030-07055	曲・片刃	先端幅5mm、ハンドル径8mm	16,500 円

骨ノミ

stoma hy-grip® Stoma (Germany)

ハンドル径8mm




品名 ルーカス ゴージ hy-grip

商品コード	形状	サイズ	標準価格
030-07059	直・両刃	先端幅4mm、全長17cm	12,000 円 <small>メーカー在庫限り</small>
030-07060	直・両刃	先端幅6mm、全長17cm	12,000 円 <small>メーカー在庫限り</small>

骨ノミ

YDM (Japan)



品名 骨ノミ

商品コード	形状	サイズ	標準価格
300-14013	両刃 角柄	先端幅4mm	12,100 円
300-14014	片刃 角柄	先端幅3.5mm	12,100 円
300-14015	溝刃 角柄	先端幅3.5mm	12,100 円

骨ノミ

ACE (USA)



商品コード 020-09021 メーカー在庫限り  
品名 ファインパターン チゼル A 4mm  
サイズ 先端幅4mm、刃部長15mm、全長15cm  
標準価格 7,500 円

骨ノミ

stoma hy-grip® Stoma (Germany)



品名 ボーンスクレイパー

商品コード	サイズ	標準価格
030-07045	ハンドルØ8mm、先端幅5/7mm	24,500 円
030-63001	ハンドルØ10mm、先端幅5/7mm	25,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植・グラフト材  
テイスジューパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

スプリットコントロール

骨ノミを用いる従来の術式に比べ、低侵襲な処置が可能になります。スクリータイプのツールにより、顎骨の水平的な幅径拡大（ボーンプレッディング）をコントロールした状態で行うほか、脆弱な骨を圧縮し（ボーンコンデンス）、密度を高めます。

Meisinger (Germany)



セット

商品コード 190-60400  
 品名 スプリットコントロール12mm  
 構成 下記19品目&専用オーガナイザー  
 標準価格 199,000円

単品

	イニシャルバー	ダイヤモンドソーディスク 単回使用 (未滅菌)	オステオミー カーバイトバー	サージカルカッター	パイロットバー	エクспанションバー	ラチェット			
商品コード	190-07024	190-11007	190-11013	190-07039	190-50512	190-07028	190-07031	190-07035	190-07036	190-34009
軸	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	---
長さ mm (L)	12.0	0.3	0.3	5.5	6.0	18.0	18.0	12.0	12.0	84.0
刃部先端径 mm	---	---	---	---	---	---	---	1.30	2.03	---
刃部最大径 mm	1.8	7.0	13.0	1.0	1.2	1.3	2.0	2.3	3.0	---
標準価格	9,700円(5入)	9,500円	12,000円	10,500円(5入)	13,800円(2入)	5,000円	5,000円	9,000円	9,000円	42,500円

単品

	スプレッター						インサクションツール		
商品コード	190-07012	190-07013	190-07014	190-07015	190-07016	190-07017	190-20036	190-20037	190-20040
軸	---	---	---	---	---	---	---	---	CA
長さ mm (L)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18.0	25.0	24.0
先端径 mm	1.70	1.91	2.12	2.33	2.54	3.06	---	---	---
最大径 mm	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0	---	---	---
標準価格	15,000円	15,000円	15,000円	15,000円	15,000円	15,000円	17,000円	17,000円	14,000円

スプリットコントロール

セット

商品コード 190-60500  
 品名 スプリットコントロール15mm  
 構成 下記19品目&専用オーガナイザー  
 標準価格 199,000円

Meisinger (Germany)



	イニシャルバー	ダイヤモンドソーディスク	オステオミー カーバイトバー	サージカルカッター	パイロットバー	エクспанションバー	ラチェット			
商品コード	190-07024	190-11007	190-11013	190-07039	190-50512	190-07027	190-07030	190-07033	190-07034	190-34009
軸	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	---
長さ mm (L)	12.0	0.3	0.3	5.5	6.0	18.0	18.0	15.0	15.0	84.0
刃部先端径 mm	---	---	---	---	---	---	---	1.03	1.75	---
刃部最大径 mm	1.8	7.0	13.0	1.0	1.2	1.0	1.8	2.3	3.0	---
標準価格	9,700円(5入)	9,500円	12,000円	10,500円(5入)	13,800円(2入)	5,000円	5,000円	9,000円	9,000円	42,500円

単品

	スプレッター						インサクションツール		
商品コード	190-05001	190-05002	190-05003	190-05004	190-05005	190-05006	190-20036	190-20037	190-20040
軸	---	---	---	---	---	---	---	---	CA
長さ mm (L)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	18.0	25.0	24.0
先端径 mm	1.43	1.64	1.84	2.05	2.26	2.79	---	---	---
最大径 mm	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0	---	---	---
標準価格	15,000円	15,000円	15,000円	15,000円	15,000円	15,000円	17,000円	17,000円	14,000円

クレストコントロール



特に下顎臼歯部における顎骨の低侵襲水平ボーンプレッディングシステム。


水平的に開くスプレッターを用い、顎堤を拡大させます。  
石灰化過程の幅径拡大部に埋入されたインプラントは、活性化された仮骨成長因子により、オッセオインテグレーションの早期獲得が可能です。骨質、骨形態により縦切開が必要です。

Meisinger (Germany)



セット

商品コード 190-60100  
品名 クレストコントロール  
構成 下記8品目&専用コンテナ  
標準価格 150,000 円



単品


イニシャルバー    ダイヤモンドソーディスク    オステオミーカー/ハイバー    サージカルカッター    スプレッティングキー    ラチェット    ホリゾンタルスプレッター

商品コード	190-07024	190-11010	190-11013	190-07039	190-50512	190-20043	190-34009
軸	CA	CA	CA	CA	CA	----	----
長さ mm (L)	12.0	0.3	0.3	5.5	6.0	27.0	84.0
刃部先端径 mm	----	----	----	----	----	----	----
刃部最大径 mm	1.8	10.0	13.0	1.0	1.2	----	----
標準価格	9,700 円 (5 入)	9,500 円	12,000 円	10,500 円 (5 入)	13,800 円 (2 入)	17,000 円	42,500 円
商品コード							190-20046
幅 mm (W)							6.0
長さ mm (L)							9.75
高さ mm (H)							10.6
拡大高さ mm							最大 5 mm
標準価格							41,000 円

オプション

キットには含まれません。

スプレッティングキー




商品コード	190-20042
軸	----
長さ mm (L)	22.0
刃部先端径 mm	----
刃部最大径 mm	----
標準価格	17,000 円

オプション

キットには含まれません。

ホリゾンタルスプレッター



商品コード	190-20049	190-20050
幅 (W)	3.5	8.5
長さ (L)	9.75	9.75
高さ (H)	10.6	10.6
拡大高さ	最大 5 mm	最大 5 mm
標準価格	36,000 円	36,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植  
グRAFT材  
ティッシュ  
ジュパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチド  
トライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

T'sボーンプレッディング 骨幅径拡大、抜歯即時埋入を低侵襲に!

抜歯窩に骨孔形成を行う際、ドリルを用いた方法では予定の方向へ穿孔できなかつたり、骨のフラクチャーが生じる場合があります。本システムは、骨を削らず、少しずつ骨孔拡大するため、すう粗な骨はもとより、硬い骨でも既存骨を温存しながら形成することが可能です。

特長

- ・スクリーで骨孔拡大により、予定通りの埋入方向で穿孔できます。
- ・骨孔を内側から押し広げ、幅径の拡大が図れます。
- ・細い直径のスペッダーから操作するため、骨吸収の進んだ症例や抜歯窩埋入にも有効です。
- ・骨孔側壁の圧縮及びボーンエキパンションにより、強い初期固定が得られます。
- ・低回転(専用ドライバー使用)での操作で、骨孔入り口のチッピング(破折)を防止します。



椎貝 達夫 先生 開発  
東京歯科大学臨床教授  
インプラテックス公認インストラクター



T'sボーンプレッディング キット

セット

商品コード 301-36372

品名 T'sボーンプレッディング フルキット

- 構成
- ボーンプレッディング 全サイズ 20 本 (ロングタイプ 15 本、ショートタイプ 5 本)
  - サージカルダイヤモンドバー 6 本
  - ツールスタンド 2 個
- ※バーおよびドライバーは別途収納器具をご用意ください。

標準価格 197,000 円 (ご参考: 単品価格合計 226,600 円)




単品

標準価格 各 8,500 円

商品コード	301-36321	301-36329	301-36322	301-36330	301-36323	301-36331	301-36324	301-36332	301-36325	301-36333
品名	TS2.0L	TS2.2L	TS2.4L	TS2.6L	TS2.8L	TS3.0L	TS3.2L	TS3.4L	TS3.6L	TS3.8L
ロングタイプ										
深度マーキング:	8-10-12-14-16mmL									
先端直径 / 最大直径	1.0/2.0mm	1.2/2.2mm	1.4/2.4mm	1.6/2.6mm	1.8/2.8mm	2.0/3.0mm	2.2/3.2mm	2.4/3.4mm	2.6/3.6mm	2.8/3.8mm

商品コード	301-36326	301-36334	301-36327	301-36335	301-36328
品名	TS4.0L	TS4.2L	TS4.4L	TS4.6L	TS4.8L
ロングタイプ					
深度マーキング:	8-10-12-14-16mmL				
先端直径 / 最大直径	3.0/4.0mm	3.2/4.2mm	3.4/4.4mm	3.6/4.6mm	3.8/4.8mm



オプション 最終仕上げ用


※キットには含まれません。

商品コード	301-36305	301-36306	301-36307	301-36308	301-36309
品名	TS3.2S	TS3.6S	TS4.0S	TS4.4S	TS4.8S
ショートタイプ					
深度マーキング:	6-8-10-12mmL				
先端直径 / 最大直径	2.2/3.2mm	2.6/3.6mm	3.0/4.0mm	3.4/4.4mm	3.8/4.8mm

商品コード	301-36362	301-36363	301-36364
品名	TS3.7TSV	TS4.1TSV	TS4.7TSV
ショートタイプ			
深度マーキング:	8-10-11.5-13-16mmL		
標準価格	各8,500円		
先端直径 / 最大直径	3.2/3.7mm	3.6/4.1mm	4.2/4.7mm

術式

抜歯即時埋入



ハンドドライバーを使用することで  
形成窩の方向が確認できます。

D1にて起始点形成

D2にて穿孔

TS2.0にて骨孔拡大\*

途中必要があれば  
D3にて側壁穿孔

埋入インプラントの  
直径に応じて拡大

インプラント埋入

狭窄骨への埋入



\*下顎にはTS2.0Lは使用  
しないでください。

T'sボーンプレッディング 専用ツール

Implatex (Japan)

サージカルダイヤモンドバー (FG 規格) 標準価格 各サイズ 4,500 円

ロングタイプ 全長 34.8mm	ショートタイプ 全長 26.8mm
<b>D1</b> 商品コード 301-36351 品名 D1L (Ø1.5)	商品コード 301-36341 品名 D1S (Ø1.5)
<b>D2</b> 商品コード 301-36352 品名 D2L (Ø1.7)	商品コード 301-36342 品名 D2S (Ø1.7)
<b>D3</b> 商品コード 301-36353 品名 D3L (Ø2.0)	商品コード 301-36343 品名 D3S (Ø2.0)

オーガナイザー

商品コード 600-00100  
品名 ITXツールスタンドTsBS  
標準価格 14,800 円



幅 96×奥 35×高さ 52mm (凸部除く)  
16 穴 (手前側に細径用×8、奥側に太径用×8)  
フルキットには本スタンドは2個入りです。

T'sボーンプレッディング オプション

商品コード 003-TWE 品名 トルクレンチ10-90Ncm(挿入用) 標準価格 57,300 円		ラチェット機能付。 ゲージ針で埋入および締結トルクを計測します。 4mmスクエア、CA用のアダプター二種が付属します。
商品コード 003-R 品名 ラチェットレンチ(挿入用) 標準価格 25,000 円		白歯部等にスプレッターを使用する際に有効です。
商品コード 003-SSHM 品名 インサションハンドドライバー 標準価格 22,700 円		

ドライバーやレンチが隣在歯に干渉する際のエクステンションツール

商品コード	品名	標準価格
003-HT2.5SG	2.5mmヘックスインサーションドライバー-S	11,900円
003-HT2.5LG	2.5mmヘックスインサーションドライバー-L	11,900円
003-HD2.5SG	2.5mmヘックスインサーションドライバー-CA	11,900円

コントラアングル用

商品コード 040-80024  
品名 滅菌用パーツカセット  
標準価格 16,000 円

T's ボーンプレッディングの  
収納、滅菌に便利です。



商品コード 310-07035  
品名 テクニカ システムケース25  
標準価格 36,000 円

25 本のドリル・バーの  
収納と滅菌が可能です。



T'sボーンプレッディング オプション

T'sヘッド部のスクエア規格変換ツール

商品コード 003-FMD  
品名 フィクスチャーマウントツールCA  
標準価格 16,000 円

コントラ操作に変換  
「4mm スクエア⇄CA」



商品コード 040-08019  
品名 ドライバーハンドル#TK  
標準価格 12,500 円

手指操作に変換、位置や角度調整がしやすいツール  
「4mm スクエア⇄手指用」



商品コード 040-23001  
品名 インプラントレンチアダプター(NB)  
標準価格 18,000 円

ノーベルバイオケア社のレンチ規格に変換  
「4mm スクエア⇄NB レンチ規格」



商品コード 040-23002  
品名 インプラントレンチアダプター(ST)  
標準価格 18,000 円

ストローマン社のレンチ規格に変換  
「4mm スクエア⇄ST レンチ規格」



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
ティッシュユバンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

ボーンスプレッター

片側を若木骨折させるスプリットクレストに使用。“D”形状が脆弱な骨の破碎を防止します。

Salvin (USA)

セット

商品コード 040-04501

品名 テイタムD シェイブスプレッター セット(カセット付)

構成 テイタムDシェイブスプレッター#1  
テイタムDシェイブスプレッター#2  
テイタムDシェイブスプレッター#3  
テイタムDシェイブスプレッター#4  
カセット

標準価格 87,000 円



単品

品名 テイタムDシェイブスプレッター 標準価格 各22,000円

商品コード	品番
040-04001	#1
040-04002	#2
040-04003	#3
040-04004	#4



全長13.3cm、深度ライン13-16-19mm

YDM サイナスリフトインストゥルメント

YDM (Japan)

セット

商品コード 300-30501

品名 YDM サイナスリフトインストゥルメント

構成 サイナスリフトインストゥルメント #A1  
サイナスリフトインストゥルメント #A2  
サイナスリフトインストゥルメント #A3

標準価格 28,400 円


- ・ラテラルアプローチ用
- ・シュナイター膜(上顎洞粘膜)が傷つかないよう先端形態が鈍角になっています。
- ・挿入しやすい角度設定で上顎洞底の内面に入り込んだ骨の探索に有効です。

単品

標準価格 各 9,800 円


商品コード 300-30021

品名 サイナスリフトインストゥルメント#A1



商品コード 300-30022

品名 サイナスリフトインストゥルメント#A2



商品コード 300-30023

品名 サイナスリフトインストゥルメント#A3



商品コード 300-30032

品名 サイナスリフトインストゥルメント#B2

商品コード 300-30033


品名 サイナスリフトインストゥルメント#B3

商品コード 300-30034

品名 サイナスリフトインストゥルメント#B4

商品コード 300-30035

品名 サイナスリフトインストゥルメント#B5



商品コード 300-24021

品名 滅菌ケース MS#1

サイズ 内径 267×159×H16mm  
外径 285×175×H33mm

標準価格 44,000 円



樹脂製

この商品の詳細はP.32へ

Implatex (Japan)

IMPLATEX インプラテックス オリジナル製品

## K2 バーティカルサイナスアプローチ 侵襲が少なく衝撃も少ない! 新しい骨造成法

ラテラルウィンドウテクニクをそのまま歯槽頂(インプラント形成窩)からのアプローチに切替え、専用器具を用いてシュナイダー膜の剥離と挙上を行うテクニックです。人工骨を形成窩から充填することにより、侵襲を抑えた新しい垂直的幅径増大の手法です。


### セット

商品コード	K27
品名	K2サイナスインスツルメント Basic 3本組C
構成	K2 サイナスインスツルメント#1C K2 サイナスインスツルメント#2C K2 サイナスインスツルメント#3C
標準価格	28,000 円



三好敬三先生(東京都開業)  
白鳥清人先生(静岡県開業)  
考案・監修

ニューケスタルアプローチ法 (低侵襲上顎洞底挙上術)



### セット

商品コード	K28
品名	K2サイナスインスツルメント Advance 3本組C
構成	K2 サイナスインスツルメント#4C K2 サイナスインスツルメント#5C K2 サイナスインスツルメント#6C
標準価格	28,000 円

単品	標準価格 各 10,000 円
商品コード	302-36501 K2サイナスインスツルメント #1C
商品コード	302-36502 K2サイナスインスツルメント #2C
商品コード	302-36503 K2サイナスインスツルメント #3C
商品コード	302-36504 K2サイナスインスツルメント #4C
商品コード	302-36505 K2サイナスインスツルメント #5C
商品コード	302-36506 K2サイナスインスツルメント #6C



この商品の詳細はP.30-31へ

Implatex (Japan)

IMPLATEX インプラテックス オリジナル製品

## シラトリサイナスリフトインスツルメント

本品は白鳥清人先生が開発した、低侵襲なラテラルアプローチによるサイナスリフトを可能にする新コンセプトのインスツルメントで、小開窓からの操作性と安全性を高めるために設計されています。

### フルセット

商品コード	307-36002
品名	シラトリ サイナスリフトインスツルメントフルセット
構成	シラトリ サイナスリフトインスツルメントα (アルファ) シラトリ サイナスリフトインスツルメントβ (ベータ) シラトリ ボーンマテリアルアプリケーターγ (ガンマ) シラトリ ボーンマテリアルプッシャーδ (デルタ)
標準価格	67,000 円 参考: 単品合計価格 71,000 円相当

### セット

商品コード	307-36000
品名	シラトリ サイナスリフトインスツルメントαβセット
構成	シラトリ サイナスリフトインスツルメントα (アルファ) シラトリ サイナスリフトインスツルメントβ (ベータ)
標準価格	32,000 円

### セット

商品コード	307-36001
品名	シラトリ ボーンマテリアルインスツルメントγδセット
構成	シラトリ ボーンマテリアルアプリケーターγ (ガンマ) シラトリ ボーンマテリアルプッシャーδ (デルタ)
標準価格	35,000 円



白鳥 清人 先生 開発

### 単品

商品コード	307-36513
品名	シラトリ サイナスリフトインスツルメントα (アルファ)
標準価格	17,000 円 全長: 186mm、先端幅2.6/2.6mm
商品コード	307-36514
品名	シラトリ サイナスリフトインスツルメントβ (ベータ)
標準価格	17,000 円 全長: 181mm、先端幅2.6/2.6mm
商品コード	307-36515
品名	シラトリ ボーンマテリアルアプリケーターγ (ガンマ)
標準価格	20,000 円 全長: 180mm、先端幅5.0/3.0mm
商品コード	307-36516
品名	シラトリ ボーンマテリアルプッシャーδ (デルタ)
標準価格	17,000 円 全長: 176mm、先端幅3.9mm、先端径3.0mm



α アルファ

シュナイダー膜の剥離・挙上に使用します。



β ベータ

シュナイダー膜の剥離・挙上に使用します。



γ ガンマ

補填材をアプリケーターとδ (デルタ)を使用して充填します。



δ デルタ

骨補填材などの填入操作に使用します。  
γ (ガンマ)の楕形状に合わせた曲率により、無駄なく骨補填材の填入操作ができます。

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
ティーツシユバノチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

## stoma サイナスリフトインスツルメント

・ラテラルアプローチ用

Stoma (Germany)

## セット

商品コード 030-13500 stoma hy-grip®  
品名 サイナスリフティングエレベーター フルセット  
構成 下記7本+トレイ  
標準価格 136,000 円

商品コード 030-13045 stoma hy-grip®  
品名 ウィル サイナスリフトエレベーター#1 3/3mm hy-grip  
サイズ 先端3mm/3mm、全長17cm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,000 円



商品コード 030-13047 stoma hy-grip®  
品名 ウィル サイナスリフトエレベーター#2 3/3mm hy-grip  
サイズ 先端3mm/3mm、全長17cm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,000 円



商品コード 030-13049 stoma hy-grip®  
品名 ウィル サイナスリフトエレベーター#3 4/4mm hy-grip  
サイズ 先端4mm/4mm、全長17cm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,000 円



商品コード 030-13050 stoma hy-grip®  
品名 ウィル サイナスリフトエレベーター#4 4/4mm hy-grip  
サイズ 先端径4mm/4mm、全長17cm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,000 円



商品コード 030-13051 stoma hy-grip®  
品名 メミンゲン サイナスリフトエレベーター 5/4mm hy-grip  
サイズ 先端5mm/4mm、全長17cm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,000 円



商品コード 030-13052 stoma hy-grip®  
品名 マイロンネビンス サイナスリフトエレベーター#1 5/7mm hy-grip  
サイズ 先端5mm/7mm、全長17cm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,000 円



商品コード 030-13053 stoma hy-grip®  
品名 マイロンネビンス サイナスリフトエレベーター#2 5/7mm hy-grip  
サイズ 先端5mm/7mm、全長15cm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,000 円



商品コード 030-80003  
品名 p.i.c.トレイ 180×86×34mm  
サイズ 180×86×H34mm  
標準価格 31,000 円

上記インスツルメント7本を収納可能なトレイ




stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

サイナスリフトインスツルメント

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



品名 パルチ サイナスキュレット hy-grip

商品コード	サイズ	標準価格
030-13055	先端4.5mm/4.5mm、ハンドル径8mm	15,500 円
030-13056	先端3.5mm/3.5mm、ハンドル径8mm	15,500 円

サイナスリフトインスツルメント

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®

インプラント専門医Philippe Khayat先生 (元フランス歯科審美学会会長) のアイデアを具現化したサイナスリフトインスツルメント。両先端の第3カーブと少し鈍にした刃付けにカヤット先生のこだわりが生きています。



商品コード 030-13097

品名	サイズ	標準価格
カヤット サイナスリフトエレベーター1.5/1.5mm hy-grip	先端 1.5mm/1.5mm、ハンドル径8mm	17,000 円

サイナスリフトインスツルメント

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-13054

品名	サイズ	標準価格
ティタム パルチ サイナスリフトエレベーター 3/3mm hy-grip	先端3mm/3mm、ハンドル径8mm、全長17cm	15,000 円

サイナスリフトインスツルメント

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



品名 オルスベルグ サイナスリフトエレベーター

商品コード	サイズ	標準価格
030-13076	先端3mm/3mm	16,000 円
030-13077	先端3mm/4.5mm	16,000 円
030-13078	先端4.5mm/4.5mm	16,000 円

サイナスリフトインスツルメント

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



商品コード 030-13079

品名	サイズ	標準価格
ティンティ サイナスリフトエレベーター 3/3mm hy-grip	先端3mm/3mm、ハンドル径8mm	15,000 円

骨鉗子

ACE (USA)

サイナスウィンドウ拡大用、バックカutting鉗子



商品コード 020-01044

品名	標準価格
ケリソン鉗子 0-3.5mm	123,000 円

ボンタンパー

Salvin (USA)

サイナスリフトでウィンドウを突く際に使用

セット

商品コード 040-03500

品名	構成	標準価格
ボンタンパーセット	ボンタンパー4mm ボンタンパー7mm	23,000 円



単品

品名 ボンタンパー

商品コード	サイズ	標準価格
040-03001	先端4mm	13,000 円
040-03002	先端7mm	13,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
ティッシュ・ユバントチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリライパー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

サイナスリフティング用オステオーム  
**Sen Ostm** (セン オステオーム)



この商品の詳細はP.36へ [Implatex \(Japan\)](#)

**!** ストッパーはイモネジで固定します。使用中の落下、紛失にご注意ください。

セット

商品コード 308-37000

品名 セン オステオームセット  
構成 センオステオーム 3.5/4.2 各1  
標準価格 50,000円



構成品：  
センオステオーム本体  
スリーブ、ストッパー  
ストッパー固定用イモネジ  
六角レンチ

全長：約 157mm  
スリーブ長：10mm  
ハンドル部長さ：97mm

単品

商品コード 308-36300

品名 セン オステオーム 3.5  
サイズ 先端径：Ø3.5mm  
付属品 ストッパー用 六角レンチ  
標準価格 26,000円

単品


商品コード 308-36301

品名 セン オステオーム 4.2  
サイズ 先端径：Ø4.2mm  
付属品 ストッパー用 六角レンチ  
標準価格 26,000円

サイナスリフティングオステオーム 直

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



深度ライン：4-6-8-10-13-15-16-18 mm

直セット

商品コード 030-19501

品名 サイナスリフティングオステオーム キットA  
構成 サイナスリフティングオステオーム #1 Ø 2.0/2.7mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム #2 Ø 2.5/3.2mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム #3 Ø 3.0/3.7mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム #4 Ø 3.5/4.2mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム #5 Ø 4.0/4.7mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム #6 Ø 4.5/5.4mm hy-grip  
p.i.c.トレイ 180×86×34mm  
標準価格 157,000円

単品


品名 サイナスリフティングオステオーム hy-grip

商品コード	品番	形状	サイズ (a/b)	標準価格
030-19001	#1	直	先端幅Ø 2.0 mm / Ø 2.7 mm	21,000円
030-19002	#2	直	先端幅Ø 2.5 mm / Ø 3.2 mm	21,000円
030-19003	#3	直	先端幅Ø 3.0 mm / Ø 3.7 mm	21,000円
030-19004	#4	直	先端幅Ø 3.5 mm / Ø 4.2 mm	21,000円
030-19005	#5	直	先端幅Ø 4.0 mm / Ø 4.7 mm	21,000円
030-19006	#6	直	先端幅Ø 4.5 mm / Ø 5.4 mm	21,000円

サイナスリフティングオステオーム 曲

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



深度ライン：4-6-8-10-13-15-16-18 mm

曲セット

商品コード 030-19502

品名 サイナスリフティングオステオーム キットB  
構成 サイナスリフティングオステオーム 曲 #1 Ø 2.0/2.7mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム 曲 #2 Ø 2.5/3.2mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム 曲 #3 Ø 3.0/3.7mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム 曲 #4 Ø 3.5/4.2mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム 曲 #5 Ø 4.0/4.7mm hy-grip  
サイナスリフティングオステオーム 曲 #6 Ø 4.5/5.4mm hy-grip  
p.i.c.トレイ 180×86×34mm  
標準価格 160,000円

単品

品名 サイナスリフティングオステオーム曲 hy-grip

商品コード	品番	形状	サイズ (a/b)	標準価格
030-19007	#1	曲	先端幅Ø 2.0 mm / Ø 2.7 mm	21,500円
030-19008	#2	曲	先端幅Ø 2.5 mm / Ø 3.2 mm	21,500円
030-19009	#3	曲	先端幅Ø 3.0 mm / Ø 3.7 mm	21,500円
030-19010	#4	曲	先端幅Ø 3.5 mm / Ø 4.2 mm	21,500円
030-19011	#5	曲	先端幅Ø 4.0 mm / Ø 4.7 mm	21,500円
030-19012	#6	曲	先端幅Ø 4.5 mm / Ø 5.4 mm	21,500円

サイナスリフトオステオーム フルセット

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)

直+曲セット

商品コード 030-19500

品名 サイナスリフティング フルセット  
構成 サイナスリフティングオステオーム キットA  
サイナスリフティングオステオーム キットB  
p.i.c.トレイ271×175×34mm  
標準価格 309,000円



先端形状が凹状のため、槌打・プッシュすることにより骨の削粉が先端部の凹に収納でき、さらに、槌打・プッシュすると骨粉が洞底を挙上します。



stoma hy-grip® "hy-grip" ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

フライブルグキット

さまざまな外科治療に対応できるフライブルグキット。  
フライブルグ大学で実際に使用されています。  
質感・ハンドリング・切れ味に定評がある外科器具キットです。

Stoma (Germany)

stoma hy-grip®



※製品画像はイメージです。一部異なります。

セット

商品コード 030-46600

品名 フライブルグキット

標準価格 727,000 円

- キット構成(全27点)
- ・シュメルツアイゼン チゼル曲 4mm 目盛付 hy-grip
  - ・シュメルツアイゼン チゼル曲 8mm 目盛付 hy-grip
  - ・スタイグマン ボーンスクレイパー/アプリーケーター Ø10mm
  - ・ルーカス キュレット 3.0/3.0mm hy-grip
  - ・エモス hy-grip
  - ・ビーラー メンブレンリフト/グラニューレートブラガー hy-grip
  - ・ルッセ メンブレンホールディングフォースeps hy-grip
  - ・クーリー マイクロフォースeps 0.8mm hy-grip
  - ・クーリーシュメルツアイゼン ティッシュフォースeps Ø0.8mm
  - ・バルチ モルト hy-grip
  - ・バルチ フーザー hy-grip
  - ・ペリオトーム #3 2/2mm Ø8mm hy-grip
  - ・スカルペルブレードホルダー Ø8mm hy-grip
  - ・ペリオプローブ PNC/EX3Aイクルホウト hy-grip
  - ・コッハー リトラクター 55×11mm
  - ・バラケル/シュメルツアイゼン持針器 1.2mm 18cm TC
  - ・ゴメルシュメルツアイゼン マイクロシサー 16cm
  - ・ピッカーズ サージカルマレット Ø25mm 17cm 210g hy-grip
  - ・トレフィンドリル Ø3/4mm
  - ・トレフィンドリル Ø4/5mm
  - ・トレフィンドリル Ø6/7mm
  - ・トレフィンドリル Ø8/9mm
  - ・トレフィンドリル専用スタンド(5本用)
  - ・ボウル 25cc
  - ・クーリー 曲 16cm 鋸歯
  - ・ポーラーダブルアクション 15cm
  - ・フライブルグキットトレイ

単品

商品コード 030-07070

品名 シュメルツアイゼン チゼル曲 4mm 目盛付 hy-grip

両面目盛付・両刃

サイズ 先端幅4mm

標準価格 17,000 円



商品コード 030-07071

品名 シュメルツアイゼン チゼル曲 8mm 目盛付 hy-grip

両面目盛付・両刃

サイズ 先端幅8mm

標準価格 17,000 円



商品コード 030-63002

品名 スタイグマン ボーンスクレイパー/アプリーケーター Ø10mm

サイズ ハンドル径10mm

標準価格 24,500 円



商品コード 030-23019

品名 ルーカス キュレット 3.0/3.0mm hy-grip

サイズ 先端幅3/3mm、全長17cm、ハンドル径8mm

標準価格 13,500 円



商品コード 030-13032

品名 エモス hy-grip

サイズ 先端幅8×20mm、ハンドル径8mm

標準価格 15,000 円



鏡面仕上げではありません。

商品コード 030-31008

品名 ビーラー メンブレンリフト/グラニューレートブラガー hy-grip

サイズ 先端径5mm/5mm、ハンドル径8mm

標準価格 18,000 円



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
ティッシュユバント材

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドライパー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®

フライブルグキット

単品

商品コード 030-08019

品名 クーリー マイクロフォーセプス 0.8mm hy-grip  
サイズ 先端幅 0.8mm、全長 17cm  
標準価格 37,000 円



商品コード 030-38008

品名 ルッセ メンブレンホールディングフォーセプス hy-grip  
標準価格 47,500 円



特に大白歯部での作業をしやすくするために角度をつけています。

商品コード 030-13043

品名 パルチ モルト hy-grip  
サイズ 全長 17cm  
標準価格 16,500 円



商品コード 030-13042

品名 パルチ ブーザー hy-grip  
サイズ 先端幅5mm/3mm、全長17.5cm、ハンドル径8mm  
標準価格 14,500 円



歯間乳頭や歯肉辺縁部の剥離に使用

商品コード 030-30018

品名 ペリオトーム#3 2/2mm Ø8mm hy-grip  
サイズ 先端幅アングル2mm/アングル2mm、全長16cm、ハンドル径8mm  
標準価格 16,000 円



抜歯時、雌雄組織をなるべく現行形状のまま残すことができます。インプラント即時埋入症例に有効。

商品コード 030-16005

品名 スカルペルブレードホルダー Ø8mm hy-grip  
サイズ 全長15.8cm、ハンドル径8mm  
標準価格 12,500 円



軽量のペンシルグリップで、微妙な回転を加えながらのメス操作ができ、小径メス刃先端をコントロールしやすいため、外科処置の細かな作業におすすめ。

商品コード 030-15019

品名 ペリオプローブ PNC/EX3Aイクルホウト hy-grip  
サイズ 全長17.5cm、ハンドル径6mm、マーキングライン1-2-3-4-5...14-15mm  
標準価格 8,000 円



商品コード 030-04010

品名 コッター リトラクター 55×11mm  
サイズ 先端幅55mm×11mm、全長22cm  
標準価格 12,500 円



キットは2本入り

stoma hy-grip® “hy-grip” ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®


フライブルグキット

単品


商品コード 030-05090  
品名 バラッセル/シュメルツアイゼン持針器1.2mm 18cm TC  
サイズ 先端最大幅1.2mm、指定縫合糸5-0、6-0  
標準価格 76,000 円



商品コード 030-06014  
品名 ケリー 曲 16cm 鋸歯  
標準価格 12,500 円



商品コード 030-06042  
品名 ゴメル シュメルツアイゼン マイクロシサー 16cm  
サイズ 全長16cm  
標準価格 55,500 円  
縫合糸や歯肉が滑らないよう、片刃を精巧な鋸刃状に加工。



商品コード 030-12005  
品名 ビッカーズ サージカルマレット  
Ø25mm 17cm 210g hy-grip  
サイズ 槌打部直径25mm、全長17cm、210g  
標準価格 34,000 円



商品コード 030-27002  
品名 トレフィンドリル Ø3/4mm  
標準価格 19,500 円



商品コード 030-27005  
品名 トレフィンドリル Ø6/7mm  
標準価格 19,500 円



商品コード 030-27003  
品名 トレフィンドリル Ø4/5mm  
標準価格 19,500 円



商品コード 030-27007  
品名 トレフィンドリル Ø8/9mm  
標準価格 19,500 円



商品コード 030-80023  
品名 トレフィンドリル  
専用スタンド(5本用)  
標準価格 9,000 円



商品コード 030-01008  
品名 ボーラー ダブルアクション 15cm  
標準価格 69,000 円



自家骨採取およびトリミング鉗子 細かな骨片を切断、粉碎するのに適しています。  
ダブルトランスミッション構造により、大きな力を加えることなく骨片の粉碎ができます。

商品コード 030-80024  
品名 ボウル 25cc  
サイズ 直径50mm、高さ25mm  
標準価格 4,500 円



商品コード 030-80062  
品名 フライブルグキットトレイ  
標準価格 71,000 円



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植  
ティッシュ  
シユコ  
パソ  
チ材

骨拡大・  
歯周外科  
骨移植・  
骨形成

補綴技工  
パー  
レン  
チド  
ライ  
バー

その他・  
収納ケ  
ース  
衛生  
材・  
矯正

トンネルテクニック セット

傷つけずに頬側粘膜の移動を行います。



Prof. Dr. Dr. A. Sculean

セット

商品コード 030-71001

品名 プラスチック エステティック サージェリーキット

- 構成
- スクリーン トンネル インストルメント ミニ #1 hy-grip
  - スクリーン トンネル インストルメント ミニ #2 hy-grip
  - スクリーン アロカトンネル インストルメント ミニ #1 hy-grip
  - スクリーン アロカトンネル インストルメント ミニ #2 hy-grip
  - アレントンネルエレベーター 2/2mm hy-grip
  - ボーンチゼル 2.5/3.0mm hy-grip
  - ペリオドンタルチゼル 3/2mm hy-grip
  - p.i.c.トレイ 180×86×30mm クランプクリップ式

標準価格 166,500 円



Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



エステティックゾーンに顕著な歯肉退縮。スクリーンアロカトンネルインストルメントで傷つけず移植する結合組織を埋植し固定。形成されたトンネルに切開が無く負担をかけず結合組織の移植と歯肉退縮部の処置。

単品 stoma hy-grip®

Stoma (Germany)



商品コード 030-13098

品名 スクリーン トンネル インストルメント ミニ#1 hy-grip

標準価格 24,000 円



商品コード 030-13099

品名 スクリーン トンネル インストルメント ミニ#2 hy-grip

標準価格 24,000 円



商品コード 030-13058

品名 アレントンネルエレベーター 2/2mm hy-grip

サイズ 先端幅2mm/2mm、ハンドル径10mm

標準価格 20,500 円



商品コード 030-13101

品名 スクリーン アロカトンネル インストルメント ミニ #1 hy-grip

サイズ 先端幅1.5mm/1.5mm、ハンドル径10mm

標準価格 24,000 円



商品コード 030-07009

品名 ボーンチゼル 2.5/3.0mm hy-grip

サイズ 先端幅2.5mm/3.0mm、ハンドル径10mm

標準価格 16,500 円



商品コード 030-13102

品名 スクリーン アロカトンネル インストルメント ミニ #2 hy-grip

サイズ 先端幅1.5mm/1.5mm、ハンドル径10mm

標準価格 24,000 円



商品コード 030-07061

品名 ペリオドンタルチゼル 3/2mm hy-grip

サイズ 先端幅3mm/2.5mm、ハンドル径8mm

標準価格 15,500 円

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

stoma hy-grip®

Stoma (Germany)

トンネルキット

David A. GarberとSalama兄弟 (Henry Salama, Maurice Salama) が所属する、診療施設「チームアトランタ」がプロデュースする歯周外科トンネルテクニックのためのキット。

セット

商品コード 030-44500

品名 チームアトランタ トンネルキット  
 構成 アレントンネルエレベーター2/2mm hy-grip  
 歯肉切除用ナイフ Ø2/2mm hy-grip  
 歯肉切除用ナイフ#1 hy-grip  
 歯肉切除用ナイフ#2 hy-grip  
 ジンジバグラフトパッキングインスツルメント  
 p.i.c.トレイ 180×86×30mm クランプクリップ式  
 標準価格 115,000 円



単品

stoma hy-grip®

商品コード 030-13058

品名 アレントンネルエレベーター 2/2mm hy-grip  
 サイズ 先端幅2mm/2mm、ハンドル径10mm  
 標準価格 20,500 円



わずかに湾曲した先端で、歯頸部からの粘膜剥離がパーフォレーションせずに行えます。もう一方のフラットな矢尻状の先端で、侵襲を抑えた粘膜剥離が行えます。

商品コード 030-13059

品名 歯肉切除用ナイフ Ø2/2mm hy-grip  
 サイズ 先端幅2mm/2mm、ハンドル径10mm  
 標準価格 20,500 円



小臼歯/大臼歯でのトンネルテクニックに適しています。角度付きの両側先端部はわずかに湾曲した形状をしており、同部位へのアクセスを容易にし、安全で切開の無い粘膜フラップ形成を行えます。

商品コード 030-13060

品名 歯肉切除用ナイフ #1 hy-grip  
 サイズ ハンドル径10mm  
 標準価格 20,500 円



角度のついた短く鋭利な矢尻状の先端は、アクセスが難しい部位でのトンネルテクニックによる形成を行います。もう一方のフラットな先端形状により、歯間乳頭部を傷つけないトンネルリングを行います。

商品コード 030-13061

品名 歯肉切除用ナイフ #2 hy-grip  
 サイズ ハンドル径10mm  
 標準価格 20,500 円



シャンクが直角の先端部で、根尖から歯冠方向のトンネルを形成します。

商品コード 030-13062

品名 ジンジバグラフトパッキングインスツルメント  
 サイズ ハンドル径10mm  
 標準価格 15,000 円



商品コード 030-80011

品名 p.i.c.トレイ 180×86×30mm クランプクリップ式  
 サイズ 180×86×H30mm  
 標準価格 18,000 円



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植グラフト材  
 ティッシュユバンチ

骨拡大・歯周外科  
 骨移植・骨形成

補綴技工  
 レンチドライバー

その他・収納ケース  
 衛生材料・矯正

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

ペリオドンタルボーンファイル

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-07048  
品名 オッセンバイン チゼル 1.5/1.5mm hy-grip  
サイズ 先端幅1.5mm/1.5mm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,500 円

ペリオドンタルボーンファイル

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-07058  
品名 オッセンバイン チゼル 4/4mm hy-grip  
サイズ 先端幅4mm/4mm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,500 円

骨の形態修正に適しており、フラップ手術の二次切開や根面の残存歯肉繊維の除去が容易にできるようデザインされています。

ペリオドンタルボーンファイル

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-07047  
品名 オッセンバイン チゼル 2.5/2.5mm hy-grip  
サイズ 先端幅2.5mm/2.5mm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,500 円

ペリオドンタルボーンファイル


Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-07061  
品名 ペリオドンタルチゼル 3/2mm hy-grip  
サイズ 先端幅3mm/2.5mm、ハンドル径8mm  
標準価格 15,500 円

ペリオドンタルボーンファイル


Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



品名 フェディ チゼル hy-grip  
商品コード 030-07052 先端幅2mm/2mm、ハンドル径8mm 標準価格 14,000 円  
030-07053 先端幅2.5mm/2.5mm、ハンドル径8mm 14,500 円

ペリオドンタルボーンファイル

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-07054  
品名 フェディ チゼル 3/3mm hy-grip  
サイズ 先端幅3mm/3mm、ハンドル径8mm  
標準価格 14,500 円

ペリオスチールエレベーター

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®

本品の鋭い先端は、審美的および舌側領域の骨膜や粘膜を丁寧に剥離でき、低侵襲な操作が可能です。必要に応じて、トンネリング手技にも使用いたします。ミニミータイプです。



商品コード 030-13103  
品名 トンネルペリオスチールエレベーター  
標準価格 15,500 円

ペリオドンタルボーンファイル

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-07046  
品名 ロードス バックアクション 36-37 hy-grip  
標準価格 11,000 円

チゼル

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



品名 オッセンバイン チゼル hy-grip  
商品コード 030-07007 形状 曲アップ サイズ 先端幅5mm、ハンドル径8mm 標準価格 15,500 円  
030-07008 曲ダウン 先端幅5mm、ハンドル径8mm 15,500 円

メーカー在庫限り

ボーンファイル

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®

歯頸部の粘膜骨膜を剥離します。ラウンド状の先端部は、口唇および頬への圧を緩和します。



商品コード 030-13008  
品名 ラスパトリウム4mm/ロードスバックアクションチゼル hy-grip  
サイズ ラスパトリウム側先端幅4mm、全長17cm  
標準価格 15,000 円

stoma hy-grip® “hy-grip”ハンドルは、エルゴノミクスデザイン、良好な重量バランス、滑りにくい表面形状を備えており、長時間にわたる治療中でも効率的、正確、安全な操作が可能です。拡大鏡または顕微鏡下においても、良好な操作が可能です。清掃しやすいシンプルな表面デザインです。

**歯肉切除用ナイフ**

歯間部歯肉の切除に適しています。

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-34001

品名 オーバン 歯肉切除用ナイフ O1-2 hy-grip  
サイズ 先端径2mm、全長15.5cm、ハンドル径8mm  
標準価格 16,000 円



**歯肉切除用ナイフ**

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-13059

品名 歯肉切除用ナイフ Ø2/2mm hy-grip  
サイズ 先端幅2mm/2mm、ハンドル径10mm  
標準価格 20,500 円

**歯肉切除用ナイフ**

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-13060

品名 歯肉切除用ナイフ #1 hy-grip  
サイズ ハンドル径10mm  
標準価格 20,500 円

**歯肉切除用ナイフ**

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-13061

品名 歯肉切除用ナイフ #2 hy-grip  
サイズ ハンドル径10mm  
標準価格 20,500 円

**歯肉切除用ナイフ**

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-62001

品名 クレイマーネピンス 歯肉切除用ナイフ #7 hy-grip  
サイズ ハンドル径8mm  
標準価格 18,500 円

**歯肉切除用ナイフ**

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-62002

品名 クレイマーネピンス 歯肉切除用ナイフ #11 hy-grip  
サイズ ハンドル径8mm  
標準価格 14,000 円

**歯肉切除用ナイフ**

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-34002

品名 ゴールドマンフォックス 歯肉切除用ナイフ GF7 hy-grip  
サイズ ハンドル径8mm  
標準価格 14,500 円

**歯肉切除用ナイフ**

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-34003

品名 ゴールドマンフォックス 歯肉切除用ナイフ GF11 hy-grip  
サイズ 先端径2.5mm/2.5mm、ハンドル径8mm  
標準価格 14,000 円

**歯肉切除用ナイフ**

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-34004

品名 カークランド 歯肉切除用ナイフ K15-16 hy-grip  
サイズ ハンドル径8mm  
標準価格 14,500 円

**チゼル**

Stoma (Germany)  
stoma hy-grip®



商品コード 030-07010

品名 ウエテルステット チゼル CP1/2 2/2mm hy-grip  
サイズ 先端径2mm/2mm、ハンドル径8mm  
標準価格 9,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
ティッシュ・ユバンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドドライブ

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

トルクレンチ

本体に設置されたゲージ針で、埋入および締結トルクを計測(10-90Ncm)。ラチェット機能付。  
 レンチに組み込まれたアダプター(手指用変換アダプター)には回転ダイヤルが付いており、トルクレンチ機能とは別に、  
 4mmスクエアを有するドライバーヘッドに装着可能。

Implant Direct (USA)



ドライバーにはめ込み、使用するアダプター



商品コード 003-TWE  
 品名 トルクレンチ 10-90Ncm(挿入用)  
 標準価格 57,300円



左図の4mmスクエア、CA用のアダプター二種が付属します。  
 ・003-C8521 4×4mm ドライバー 単品標準価格 17,300円  
 ・003-C9141 3mm ヘックスドライバー 単品標準価格 17,300円

トルクレンチ

トルク値に達すると首折れします。

Salvin (USA)



品名 トルクレンチ

商品コード	トルク地	標準価格
040-07005	20Ncm	39,000円
040-07006	30Ncm	39,000円
040-07003	35Ncm	39,000円

ラチェットレンチ

フィクスチャーの埋入やスクリューの締結に。  
 ヘッドが小さくラチェット式の為、狭い部位での操作が可能です。

Implant Direct (USA)



商品コード 003-R  
 品名 ラチェットレンチ  
 標準価格 25,000円


トルクコントロール

Anthogyr (France)



一体型で7種類の締め付けトルク  
 補綴物のスクリュー固定が可能です

商品コード 490-70422  
 品名 トルクコントロール  
 標準価格 180,000円



トルク選択ダイヤル  
 (トルク値: 7種10/15/20/25/30/32/35N-cm)

画像はイメージです。  
 インストルメントは商品に含まれません。

ラチェットレンチ

フィクスチャーの埋入やスクリューの締結に。  
 ヘッドが小さくラチェット式の為、狭い部位での操作が可能です。

Salvin (USA)



商品コード 040-07007  
 品名 Salvinラチェットレンチ  
 標準価格 28,000円

コントラアングルドライバー

アクセスしにくい部位にも、届きやすい形状に設計されています。  
 ハンドルを回転させ、補綴スクリューを簡単に締結もしくは緩められます。  
 ラッチ式コントラです。

Salvin (USA)



商品コード 040-07004  
 品名 イージーリーチ プロセティックレンチ  
 標準価格 105,000円

ドライバー

Implatex (Japan)



商品コード 300-36271  
 品名 OTM3.0オクタインサージョナルツール  
 標準価格 7,000円

ドライバー

Implatex (Japan)




商品コード 300-36276  
 品名 HEXドライバー-2.5L  
 標準価格 10,000円

ドライバー

Implatex (Japan)

器具や手指が入りにくい臼歯部での  
 アバットメント除去操作に!



商品コード 304-36269  
 品名 テリバリードライバー-1.25CA  
 標準価格 9,800円

ラチェットレンチ用ドライバーチップ / アダプター

チップの選択により、各社のインプラントに対応します。

Salvin (USA)

1.22mmHex

(対応インプラント: NobelBiocare, ZimVie, Friadent)



品名 ドライバーチップ

商品コード	品番	規格	全長	標準価格
040-08010	#HNT	4mmスクエア	17mm	10,000円
040-08011	#HNTL	4mmスクエア	23mm	10,000円
040-08002	#HN	CA	24mm	10,000円

1.25mmHex

(対応インプラント: Implant Direct, ZimVie, Astra, BioHorizons, Imtec, SteriOss)



品名 ドライバーチップ

商品コード	品番	規格	全長	標準価格
040-08021	#HTT	4mmスクエア	—	10,000円
040-08022	#HTL	4mmスクエア	—	10,000円
040-08003	#HT	CA	26mm	10,000円

Star Driver

(対応インプラント: NobelBiocare Active, Unigrip Screw, Neoss)



品名 ドライバーチップ

商品コード	品番	規格	全長	標準価格
040-08015	#PROC-S	4mmスクエア	16mm	13,000円
040-08014	#PROC-L	4mmスクエア	23mm	13,000円
040-08004	#PROC	CA	21mm	14,000円

Flat Blade Screwdriver



品名 ドライバーチップ

商品コード	品番	規格	全長	標準価格
040-08016	#SN	4mmスクエア	18mm	10,000円
040-08017	#SNL	4mmスクエア	24mm	10,000円

0.9mmHex

(対応インプラント: NobelBiocare, ZimVie, BioHorizons, Friadent)



品名 ドライバーチップ

商品コード	品番	規格	全長	標準価格
040-08007	#HC	4mmスクエア	16mm	10,000円
040-08008	#HCL	4mmスクエア	23mm	10,000円

1.25mmSquare

(対応インプラント: ZimVie)



品名 ドライバーチップ

商品コード	品番	規格	全長	標準価格
040-08006	#CER-S	4mmスクエア	16mm	10,000円
040-08005	#CER-L	4mmスクエア	23mm	10,000円
040-08001	#CER	CA	24mm	10,000円

ITI Driver

(対応インプラント: Straumann) SCSドライバー



品名 ドライバーチップ

商品コード	品番	規格	全長	標準価格
040-08013	#ITIS	4mmスクエア	16mm	13,000円
040-08012	#ITIL	4mmスクエア	22mm	13,000円

1.77mmHex

(対応インプラント: Paragon TSI Abutment)



商品コード 040-08020

品名	ドライバーチップ#HTSI
規格	4mmスクエア
標準価格	10,000円

2.03mm Female Hex

(対応インプラント: NobelBiocare, ZimVie)



商品コード 040-08009

品名	ドライバーチップ#HFD
サイズ	全長 16mm
規格	4mmスクエア
標準価格	10,000円

アダプター

Implant Direct (USA)

コントラアングル用バーを手指で操作可能にします。  
4mmスクエア



商品コード 003-C9141

品名	3mmヘックスドライバー
標準価格	17,300円

アダプター

Salvin (USA)

4mmスクエアを有するドライバーを手指で操作。



商品コード 040-08019

品名	ドライバーハンドル#TK
標準価格	12,500円
サイズ	外径12.7mm、全長16mm

アダプター

ACE (USA)

4mmスクエアを有するドライバーを手指で操作。



商品コード 020-26011

メーカー  
在庫限り

品名	サムノブ
標準価格	8,000円
サイズ	外径12.7mm、全長6.7mm

アダプター

Salvin (USA)

ノーベルバイオケアのレンチ規格アダプター



商品コード 040-23001

品名	インプラントレンチアダプター(NB)
標準価格	18,000円

アダプター

Salvin (USA)

ストローマンのレンチ規格アダプター



商品コード 040-23002

品名	インプラントレンチアダプター(ST)
標準価格	18,000円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植  
ティッシュ  
シユパンチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

コードレス電動トルクドライバー

NSK (Japan)

インプラント埋入後のカバースクリューやヒーリングキャップ、アバットメントの着脱において、ドクターの利便性と安全性を高めるコードレスドライバーです。iSD900によって、最大50%の施術スピードの向上と、広い術野の確保を実現し、ドクターの負担を大きく軽減します。

セット

商品コード 350-17001

品名 iSD900 標準セット  
 構成 iSD-HP コントラングルヘッド  
 iSD900用充電器  
 電源コード  
 トルクキャリブレーター  
 キャリブレーションバー  
 ON/OFFスイッチレバー  
 標準価格 156,500 円



仕様  
 トルク:10-40Ncm (1Ncm毎 / 5Ncm毎)  
 回転速度:15, 20, 25min-1  
 重量:148g  
 充電時間:1.5時間  
 連続使用時間:1.2時間

手動トルクドライバーキット IMPLANT RESCUE


Narcohm (Japan)

他院埋入インプラントのメンテナンス、純正ツールでは対応できない高径のケースに対応できるよう、主要メーカーのインプラントに対応したドライバービットを揃えました。他院でインプラント治療を受けた患者さんがメンテナンスのために訪れた場合でも問題なく対応することが可能です。ドライバービットにはテーパが付いており、ネジ穴にしっかりフィットします。ネジをドライバーに保持した状態で口腔内まで移送することも可能です。

セット

商品コード 790-00001

品名 インプラントレスキュー  
 構成 コントラングルドライバー  
 トルクレンチ用アダプター  
 ドライバービット一式(10本)  
 ドライバービットケース  
 標準価格 98,000 円




※トルクレンチ用アダプターは、4mmスクエア規格のトルクレンチに対応

単品

ドライバービット ラインナップ 標準価格：各4,800円

形状	Sサイズ 商品コード	US(ウルトラショート)サイズ 商品コード
Hex 1.2mm	790-00004	790-00009
Hex 1.3mm	790-00005	790-00010
UniGrip	790-00006	790-00011
SCS	790-00007	790-00012
マイナス 1.9×0.45mm	790-00008	790-00013

お手持ちの4mmスクエアトルクレンチ



**POINT 1**

頭の小さな日本人のために設計された  
**ウルトラショート**  
全長16mm

**POINT 2**

ネジ穴をがっちりホールドできるテーパ付きの  
**ドライバービット**


**POINT 3**

手元で仮締めができる  
**専用ドライバー**


**POINT 4**

お手持ちのトルクレンチを活用できる  
**トルクレンチ用アダプター**

商品コード	品名	標準価格
790-00002	コントラングルドライバー	39,000 円
790-00003	トルクレンチ用アダプター	9,800 円
790-00014	ドライバービットケース	9,800 円



コントラングルドライバーの手元を回すことができ、先端のドライバービットが連動して回転します。口腔内でドライバーを大きく動かすことなくインプラントの仮締めができます。



コバルトクロムシリンダー

日本歯科金属 (Japan)

コバルトクロムシリンダーは主要のインプラントメーカー製マルチユニットアバットメントに対応し、生体適合性証明書が付与された陶材焼付用コバルトクロム合金「ダン・コバルトボンド」を材料にして精密に製造されたインプラント用シリンダーです。

- ・スクリーリテイン式上部構造の製作コストを大幅に低減。
- ・繊細なメタルフレームの製作が可能。
- ・材料強度が高いため、フレームを薄く軽量化できます。



弊社WEBサイトにて動画公開中!

弊社WEBサイトにてコバルトクロムシリンダーの「使用のポイント」と「商品開発コンセプト」をNインプラントロジック 代表 中矢 敦三 氏にわかりやすく解説いただいています。ぜひご視聴ください。



詳細は P.12 に掲載

コバルトクロム合金

日本歯科金属 (Japan)

歯科メタルセラミック修復用金属材料  
生体適合性証明書が付与された  
陶材焼付用コバルトクロム合金



品名 ダン・コバルトボンド

商品コード	内容量	標準価格
781-00001	5g片 100g	10,600円
781-00002	5g片 500g	50,500円
781-00003	5g片 1000g	99,000円

フラックス

日本歯科金属 (Japan)

ノンプレシャス系ろう材向けフラックス

商品コード 781-00008  
品名 ダンフラックス 50g  
内容量 50g  
標準価格 1,500円



コバルトクロム合金の前ろう着材

日本歯科金属 (Japan)

歯科用コバルトクロム系合ろう



※棒状タイプには「ダンフラックス」が同梱されます。

品名 ダンクロムソルダー

商品コード	形状	内容量	標準価格
781-00004	棒状	5g (8本入)	6,930円
781-00005	ワイヤー状	Ø0.35mm、2m 巻	16,500円
781-00006	ワイヤー状	Ø0.5mm、2m 巻	17,600円

歯冠色陶材の練和液

日本歯科金属 (Japan)

国内外各メーカーの一般的な陶材やチタン用陶材、オールセラミック用陶材などすべての陶材に対し使用できる陶材練和液です。型崩れが少なく焼成時の陶材収縮が小さいため角の丸まりが少なくなっています。ポーセレンマージンも容易にできます。クラックの発生が少ないためワンベイクが可能。シェードガイドに対して色調の再現性が高いのも特長です。

商品コード 781-00007  
品名 ダンモデリングリキッド 100ml  
内容量 100ml  
標準価格 3,500円



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植・グラフト材  
テイスシユバノチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリライバー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

磁性アタッチメント マグフィット®M

愛知製鋼 (Japan)

進化する マグフィット® テクノロジー

保険適用 天然歯用

マグフィットMは、維持溝だけではなくマグフィットDXのオーバルリングを併用し、義歯からの脱落防止を図っています。

特長

- ・維持溝+オーバルリングによる義歯固定
- ・マグフィット®初のダイレクトボンディング対応
- ・マグフィット®の品質と信頼



商品コード	商品名	標準価格
750-60001	マグフィットM 磁石構造体単品(1個入り) 400gfタイプ M400-T	7,064円
750-60002	マグフィットM 磁石構造体単品(1個入り) 600gfタイプ M600-T	7,064円
750-60003	マグフィットM 磁石構造体単品(1個入り) 800gfタイプ M800-T	7,064円
750-60011	マグフィットM キーパ単品(1個入り) 400gfタイプ M400-K	2,118円
750-60012	マグフィットM キーパ単品(1個入り) 600gfタイプ M600-K	2,118円
750-60013	マグフィットM キーパ単品(1個入り) 800gfタイプ M800-K	2,118円
750-60021	キーパーパターンM1(2個入り)M400-K用	500円
750-60022	キーパーパターンM1(2個入り)M600-K用	500円
750-60023	キーパーパターンM1(2個入り)M800-K用	500円

※本品のキーパは鋳造可能ですが、医療保険の術法は合着法のみとなります。保険の施術には合着法を適用してください。



弊社WEBサイトで「マグフィット®」の商品ラインナップをご覧ください。

「マグフィット®M」「マグフィット®P」の詳細は、P.13に掲載

マグフィット® 説明用模型

愛知製鋼 (Japan)


マグフィットの患者様への説明用模型です。



商品コード	750-80100
品名	クリスタル模型
標準価格	5,000円

技工用バー (チタン用)

Komet (Germany)



品名 チタン用カーバイドバー FG (切削用) 適正回転数：160,000r.p.m.

商品コード	形状	直径 mm	刃先長 mm	標準価格
420-00817		1.6	8.0	1,900円
420-00818		1.8	8.0	1,900円



品名 チタン用カーバイドバー FG (仕上用) 適正回転数：200,000r.p.m.

商品コード	形状	直径 mm	刃先長 mm	標準価格
420-00819		1.6	8.0	2,500円
420-00820		1.8	8.0	2,500円

技工用バー (ジルコニア用)

Komet (Germany)

ダイヤモンド粒子の高密度充填で効率的に切削します。手間のかかる裂溝付与やサポート除去だけでなくクラウン撤去もスムーズに行えます。

特長 包装：各1本入

- 切削しづらい酸化ジルコニウムをクイックカット!
- 高密度ボンディング層により、天然ダイヤモンド粒子をしっかりグリップ。
- 適正回転数：160,000r.p.m.



品名 ZR用ダイヤモンドバー FG (切削用) コース・ダイヤ 151μm

商品コード	形状	直径 mm	刃先長 mm	標準価格
420-00801		1.2	8.0	2,100円
420-00802		1.6	8.0	2,100円
420-00803		2.5	8.0	2,100円
420-00804		1.4	5.0	1,800円
420-00805		1.0	—	1,800円

品名 ZR用ダイヤモンドバー FG (調整用) ミディアム・ダイヤ 107μm

商品コード	形状	直径 mm	刃先長 mm	標準価格
420-00806		1.6	10.0	2,100円
420-00807		1.6	8.0	2,100円
420-00808		1.4	2.8	1,800円
420-00809		1.4	2.8	1,800円
420-00810		1.2	—	1,800円
420-00811		1.4	—	1,800円

品名 ZR用ダイヤモンドバー FG (仕上用) ファイン・ダイヤ 46μm

商品コード	形状	直径 mm	刃先長 mm	標準価格
420-00812		1.0	—	1,800円
420-00813		1.4	2.8	1,800円
420-00814		2.3	2.8	1,800円
420-00815		1.6	8.0	2,100円
420-00816		1.6	10.0	2,100円

技工用 FG バースタンド

Komet (Germany)



商品コード 420-00890

品名 バースタンド(FGロング用18本立)  
標準価格 11,000円


クラウンリムーバー

部位を選ばず、切断無しで短時間に撤去!

**POWER** パワークラウンリムーバー

咬合面に形成した穴と、側面を支点に、クラウンを撤去します。

Power Dental USA (USA)



- ジルコニアクラウン
- インプラントクラウン
- テンポラリークラウンの撤去に!

セット

商品コード 201-10000

品名 パワークラウンリムーバーセット

構成 パワークラウンリムーバー R  
パワークラウンリムーバー L  
カセット #2

標準価格 178,000 円

※セットは旧モデルとなります。写真とは異なります。



パワークラウン  
リムーバー R

単品

商品コード 201-00002

品名 パワークラウンリムーバー R

標準価格 76,000 円

単品

商品コード 201-00001

品名 パワークラウンリムーバー L

標準価格 76,000 円




パワークラウン  
リムーバー L

商品コード 201-80002

品名 カセット #2  
サイズ 90×203×H31mm  
標準価格 28,000 円



頬(唇)側



口蓋(舌)側



弊社WEBサイト内で「パワークラウンリムーバー」の臨床レポートをご覧ください。

クラウンリムーバー

Stoma (Germany)

先端のエッジにより、てこの原理を使ってどの部位のクラウンでも容易に離脱できます。



商品コード 030-13081

品名 ユニバーサル クラウンスプレッター

標準価格 16,500 円

テンポラリーポスト除去用

Stoma (Germany)

どの部位にも使いやすいよう設計されています。グリップはタングステンカーバイド製で頑丈に作られています。



※タングステンカーバイド加工

商品コード 030-13082

品名 テンポラリーポスト除去用フォーセプス TC

標準価格 40,500 円

クラウンリムーバー

Stoma (Germany)

左右均等に広げるため、支台歯に負担がかからず動揺歯にも使用可能。ハンドルを握ると、先端が左右に開きます。  
①バーで1.2~1.5mm程度(臼歯部は頬側面の近心隅角部)のスリットを入れる。  
②スリットにプライヤーの先端をあわせ、ハンドルを握ると左右に開き、クラウンが外れます。



商品コード 030-13080

品名 クラウンスプレッティング フォーセプス

標準価格 37,000 円

クラウンブリッジリムーバー

Stoma (Germany)



商品コード 030-13096

品名 フラー テンポラリークラウン リムービングプライヤー

サイズ 全長16cm

標準価格 15,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植  
ティッシュ  
シユパ  
ンチ材

骨拡大・  
骨移植・  
骨形成  
歯周外科

補綴技工  
レンチドリライバー

その他・  
収納ケース  
衛生材料・  
矯正

## クラウンブリッジリムーバー

YDM (Japan)

ポイントがワンタッチで着脱できます。ポイントの突起部をタテ溝に沿って挿入し、回転させて固定します。ポイントを回転フック式で固定するため、使用中に振動で弛みません。



## セット

商品コード 300-21020

品名 インレー・クラウンリムーバーセット

構成 インレー・クラウンリムーバー ハンドル  
リムーバーポイントS  
リムーバーポイントW

標準価格 14,400円

## 単品

商品コード 300-21021

品名 インレー・クラウンリムーバー ハンドル

標準価格 6,800円



## 単品

商品コード 300-21013

品名 リムーバー ポイント S

標準価格 3,800円



## 単品

商品コード 300-21012

品名 リムーバー ポイント W

標準価格 3,800円



## 器具収納

新鋭工業 (Japan)



商品コード 430-00011

品名 丸カスト SC450 180

サイズ (外寸法) Ø195×145、(内寸法) Ø180×120mm

標準価格 10,000円

## 器具収納

Technika (Japan)

使用済みのドリルを入れておくステンレス製のケースです。術中は防錆消毒液を入れておき、ドリル使用後は直ちに浸漬させておきます。二重ケースでドリルの取り出しも容易です。

- ・ステンレス製。
- ・使用済みのドリルの消毒と防錆に最適。
- ・防錆消毒液を入れておき、使用後のドリルを入れます。
- ・二重ケースでドリルの取り出しも容易。



商品コード 310-07014

品名 フレザートル

サイズ Ø75×35mm

標準価格 8,100円

## ワックスナイフ

Stoma (Germany)



品名 ファーネンストック ワックスナイフ メタルハンドル

商品コード	サイズ	標準価格
030-53002	全長13cm	10,000円
030-53003	全長17.5cm	10,500円

## 医療用ワゴン

Premium Plus Japan (Japan)

院内の雰囲気損なわずに、ピエゾサージェリー®やインプラントモーターを設置できます。イタリア製のスタイリッシュなデザインと機能を兼ね備え、チェアサイドで使いやすいキャスター付で移動もラクラクできます。溶接タイプのため、組み立ての手間もありません。



機器設置イメージです。

## モバイルカート 2段



引き出し付き。  
収納スペースとしてご利用いただけます。

商品コード 610-00001

品名 モービルカート 2段

標準価格 60,000円

モバイルカート 2段  
サイズ W560×D440×H815mm  
引き出し  
(内寸) W268×D250×H55mm  
重量 20Kg  
耐荷重(各段) 約10Kg  
棚サイズ W560×D440mm

## モバイルカート 3段

※ノーマルタイプと電源付きタイプの2種類をご用意しております。



電源付きタイプの  
電源コード長は1m

商品コード 610-00003

品名 モービルカート 3段 電源有

標準価格 52,000円

商品コード 610-00002

品名 モービルカート 3段 電源無

標準価格 45,000円

材質 ポティ: ステンレススチール  
溶接タイプ (組み立てタイプではありません。)

モバイルカート 3段  
サイズ W490×D360×H800mm  
重量 11Kg  
約10kg  
W400×D300mm

トレイ

Dental USA (USA)



商品コード 201-80001  
品名 カセット #1  
サイズ 178×203×H31mm  
標準価格 36,000円



トレイ

Dental USA (USA)



商品コード 201-80002  
品名 カセット #2  
サイズ 90×203×H31mm  
標準価格 28,000円



トレイ

Dental USA (USA)



商品コード 201-80003  
品名 カセット #3  
サイズ 64×178×H18mm  
標準価格 18,000円

トレイ

Dental USA (USA)



商品コード 201-80005  
品名 カセット #4  
サイズ 90×203×H31mm 収納数 12本 (2段組)  
標準価格 27,000円

トレイ

ACE (USA)




樹脂製

商品コード 020-80025  
品名 滅菌用トレイ #1  
サイズ 152.5×63.5×H19mm  
標準価格 9,300円

トレイ

ACE (USA)



樹脂製

商品コード 020-80026  
品名 滅菌用トレイ #2  
サイズ 250×150×H20mm  
標準価格 26,400円

トレイ

Stoma (Germany)



商品コード 030-80005  
品名 p.i.c.トレイ 271×86×34mm  
サイズ 271×86×H34mm 収納数 7本  
標準価格 42,000円

トレイ

Salvin (USA)



商品コード 040-80007  
品名 ステンレスカセット 8  
サイズ 185×133×H23mm 収納数 8本  
標準価格 31,000円

トレイ

Salvin (USA)



商品コード 040-80008  
品名 ステンレスカセット 16  
サイズ 273×185×H23mm 収納数 16本  
標準価格 37,000円

トレイ

Stoma (Germany)



商品コード 030-80003  
品名 p.i.c.トレイ 180×86×34mm  
サイズ 180×86×H34mm 収納数 7本  
標準価格 31,000円

トレイ

Stoma (Germany)



商品コード 030-80011  
品名 p.i.c.トレイ 180×86×30mm  
クランプクリップ式  
サイズ 180×86×H30mm 収納数 7本  
標準価格 18,000円

トレイ

Stoma (Germany)



商品コード 030-80031  
品名 p.i.c.トレイ 180×129×30mm  
クランプクリップ式  
サイズ 180×129×H30mm 収納数 11本  
標準価格 21,000円

トレイ

Stoma (Germany)



商品コード 030-80004  
品名 p.i.c.トレイ #1 271×175×34mm  
サイズ 271×175×H34mm 収納数 14本 +α  
標準価格 54,000円

トレイ

Stoma (Germany)



商品コード 030-80032  
品名 p.i.c.トレイ #2 271×175×34mm  
サイズ 271×175×H34mm 収納数 21本  
標準価格 55,500円

トレイ

Stoma (Germany)



商品コード 030-80035  
品名 p.i.c.トレイ 271×175×28mm  
サイズ 271×175×H28mm 収納数 14本 +α  
標準価格 54,000円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植・グラフト材  
テイスツシユパンチ


骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドライバ

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

トレイ

YDM (Japan)



商品コード 300-24043  
品名 フリー M グリーン  
サイズ 202×92×H40mm  
標準価格 17,000 円

カセット

YDM (Japan)

重ねて収納できるので、場所をとらず、カセットに付いているクリップにより、器具を固定できます。



商品コード 300-24004 樹脂製  
品名 洗浄滅菌カセット タイプA  
サイズ 185×120×H25 収納数 8本  
標準価格 2,700 円 ※片頭用クリップ 3入

カセット

YDM (Japan)

重ねて収納できるので、場所をとらず、カセットに付いているクリップにより、器具を固定できます。



商品コード 300-24009 樹脂製  
品名 洗浄滅菌カセット タイプB  
サイズ 185×80×H25 収納数 5本  
標準価格 2,420 円 ※片頭用クリップ 3入

トレイ

YDM (Japan)

樹脂製




商品コード 300-24021  
品名 滅菌ケース MS#1  
サイズ 内径 267×159×H16mm  
外径 285×175×H33mm  
標準価格 44,000 円

トレイ

YDM (Japan)

樹脂製



商品コード 300-24022  
品名 滅菌ケース MS#2  
サイズ 内径 W267×D159×H35  
外径 W285×D175×H52  
標準価格 72,000 円

ツールスタンド

Technika (Japan)

インサート：プラスチック製  
ドリル保持部シリコン製  
カバー可動域：90°、210°  
収納可能なドリルサイズ：  
全長 48mm  
最大刃長 30mm

T's ボースプレッティングの  
収納トレイとしても使用します



商品コード 310-07035  
品名 テクニカ システムケース25  
サイズ ケース外径：W143×D99.5×H61mm  
インサート：W134×D87.5mm 収納数 25本  
標準価格 36,000 円

ツールスタンド

Technika (Japan)

T'sボースプレッティングを16本収納できます。大変コンパクトで収納したまま滅菌も可能です。



商品コード 600-00100  
品名 ITXツールスタンドTsBS  
サイズ 96×35×H52mm (凸部除く)  
16穴(手前側細径用×8、奥側太径用×8)  
標準価格 14,800 円

バースタンド

Premium Plus Japan (Japan)

インプラント用ドリルやCA用バーの収納・保管にドリルやバーを入れたまま超音波洗浄、オートクレーブ、保管ができるので便利です。ヘッド長20mm以下のドリル、バーを収納できます。※超音波洗浄のみ蓋を開けた状態で行ってください。

品名 ドリル滅菌ケース

商品コード	品名	標準価格
610-10000	9孔	4,000 円
610-10001	12孔	4,800 円
610-10002	15孔	5,500 円



樹脂製  
サイズ各共通  
82×70×H60mm




トレイ

インスツルメントの洗浄、滅菌、保管に最適なケースです。インスツルメントを収納したまま超音波洗浄、オートクレーブ可能。専用シリコンマット付き。  
※振動による蓋への傷を防ぐため、超音波洗浄は蓋を外した状態で行ってください。

品名 インスツルメント滅菌ケース

商品コード	品名	サイズ	標準価格
610-20001	2801	L174×W79×H18mm	9,000 円
610-20002	2802	L174×W79×H28mm	9,000 円
610-20003	2803	L241×W149×H17mm	20,000 円
610-20006	2806	L237×W145×H54mm	24,000 円

※サイズは内寸です。



Premium Plus Japan (Japan)

樹脂製

トレイ

Salvin (USA)



商品コード 040-80024  
品名 滅菌用パーツ カセット  
サイズ 210×60×H20mm  
標準価格 16,000 円 器具除く

バースタンド

Salvin (USA)



商品コード 040-80005  
品名 HP/バーブロック  
標準価格 9,000 円

バースタンド

Salvin (USA)




商品コード 040-80006  
品名 CA/FGバーブロック  
標準価格 9,000 円

洗浄器 **オゾンピュアトロン** O3

セキムラ (Japan)



オゾン水の原料は水と酸素だけ。除菌・脱臭・洗浄効果に優れ、使用後は分解して元の水と酸素に戻るため残留性もなく、環境汚染の心配もありません。除菌力は塩素の7倍もあるといわれ、耐性菌を作らず、手荒れの心配もありません。また、蛇口を開くだけで瞬時に生成され、低ランニングコストで使用でき経済的です。



商品コード	762-00020
品名	ピュアトロンO3 AUTO 2013
仕様	外形寸法: 300×150×H300mm 本体重量: 約8.5kg 電源: AC100V 50/60Hz 消費電力: 39W 吐出量: 約5L/min オゾン濃度: 約0.6~1.2mg/L 給水圧: 水道水4~1kgf
標準価格	413,000円

生体情報モニタ

セキムラ (Japan)

全ての人の使い心地に寄り添ったバイタルモニタ。見やすい8.4インチ大画面とプリンタ等を一体構造にし電源を内臓(ACアダプタ不要)しました。広視野のアラームインジケータ。独自の血圧測定アルゴリズム、様々な環境で使用できます。



商品コード	761-10200
品名	バイタルモニター S-RS(心電図あり)
SPEC	心電図(ECG)/非観血圧(NIBP)動脈血酸素飽和度(SpO2)/呼吸数(インピーダンス)/プリンタ機能/バッテリー機能/テュラセンサ付
選択表示機能	平均血圧(MAP)/心筋酸素消費量(RPP)/ショックインデックス(SI)
質量	約2.4kg
標準価格	875,000円

笑気吸入鎮静器

セキムラ (Japan)

本体とポンペを合体させ使用するタイプで、設置スペースをとらず複数のユニットにも対応できます。

仕様  
寸法: 525×470×H1200mm  
重量: 約 18kg (ポンベ別)



商品コード	760-00002
品名	セデント サイコロリッチ T-70 移動式モデル(ポンベ別)
付属品	リザーババッグ(2L) 蛇管サーカフレックス[105cm] 鼻マスク(L・M) ISカニューレ
標準価格	726,000円

人工蘇生器

セキムラ (Japan)

ディスプレイで感染防止に有効。また、持ち手のホールド性に優れた一体成形セフティストラップ付で酸素リザーババッグにより高濃度の酸素投与が可能です。成人用は体重30kg以上、小児用は10kg以上30kg未満の患者様に使えます。



商品コード	761-40000	(構成)
品名	アンプ蘇生バッグSPUR II [成人用]	・蘇生バッグ
仕様	最大送気量: 約1500ml、重量: 420g 酸素リザーバ容量: 2600ml	・リザーババッグ
標準価格	4,800円	・酸素接続用チューブ
		・ディスプレイフェイスマスク

商品コード	761-40001
品名	アンプ蘇生バッグSPUR II [小児用]
仕様	最大送気量: 約600ml、重量: 251g 酸素リザーバ容量: 2600ml
標準価格	5,500円

診療用器具

セキムラ (Japan)

治療時に突然動く舌、頻回に繰り返す嚥下運動、あふれる水、唾液等々、歯科治療を阻害する要因は様々です。オーラルガードIIは、これらの阻害因子を取り除き、アシストなしでも安全で効率のよい歯科診療を行えるように開発された歯科用吸引・防湿器具です。素材: シリコンゴム(吸引チューブ・スクリーン・バイトブロック)



商品コード	761-80000
品名	オーラルガードII大
サイズ	幅65×高さ70×奥行25mm
入数	(右側治療用・左側治療用)各1
標準価格	8,500円

商品コード	761-80001
品名	オーラルガードII小
サイズ	幅54×高さ62×奥行23mm
入数	(右側治療用・左側治療用)各1
標準価格	8,500円

主な機能  
・簡易防湿  
・開口維持  
・舌圧排  
・誤飲(誤嚥)予防  
主なメリット  
・効率アップ  
・安全・安心  
・術野の確保  
・装着が簡単

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植・グラフト材  
テイスツシユバノチ材

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリライパー

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

サージカル用品 **滅菌済**

Smiths Medical (Japan)

術中における血液および体液の浸透に対する高い防止効果と低発塵性で、術中の感染防止に優れた効果を発揮します。

背面は、通気性のよい素材で、術中の蒸れ感を軽減します。



品名 **ガウン タイプGS 標準**


商品コード	品番	サイズ	入数	標準価格
340-00019	GS-601M	M	20入	20,600 円
340-00020	GS-601L	L	20入	20,600 円
340-00021	GS-601LL	LL	20入	20,600 円

サージカル用品

Smiths Medical (Japan)

商品コード 340-00001

品名 **キャップ M-1型 120枚/箱**  
標準価格 9,100 円



サージカル用品

Smiths Medical (Japan)

商品コード 340-00002

品名 **キャップ W型PP ブルー 200枚/箱**  
標準価格 4,320 円



サージカル用品

Smiths Medical (Japan)



商品コード 340-00004

品名 **シューカバー SA 50セット/箱**  
標準価格 3,700 円

サージカル用品

Smiths Medical (Japan)


商品コード 340-00016

品名 **サージカルマスク 50型 50枚/箱**  
標準価格 1,300 円



サージカル用品 **滅菌済**

ACE (USA)




商品コード 020-38004

品名 **ライトハンドルカバー (20/ケース)**  
サイズ 17×10cm  
標準価格 6,300 円

サージカル用品 **滅菌済**

Smiths Medical (Japan)

滅菌済みドレープ。  
開窓部のまわりに術部固定用の粘着テープがついています。



品名 **ドレープH撥水 円穴テープ付(50枚入)**

商品コード	サイズ	材質	標準価格
340-00005	90×90cm、6.3cm円穴	パルプポリエステル	36,225 円
340-00018	90×90cm、9.0cm円穴	パルプポリエステル	37,375 円

サージカル用品 **滅菌済**

ACE (USA)

診療時や手術時に、ハンドピースやホースをカバーし、患者様の唾液や血液の付着を防ぎます。長いホース・ケーブルに簡単に装着でき、ハンドピースなどの操作に干渉しません。



商品コード 020-38005

品名 **サニスリーブ(10/ケース)**  
サイズ 51×1524mm  
標準価格 10,900 円

サージカル用品 **滅菌済**

Smiths Medical (Japan)

品名 **滅菌ソフトタオル**

商品コード	サイズ	標準価格
340-00013	15×50cm(2枚入) 300袋/ケース	32,430 円
340-00014	37.5×40cm(2枚入) 200袋/ケース	35,700 円



### ワンドイリゲーター (手術用生理食塩水注水器)

Salvin (USA)

インプラント・外科手術時、必要な時に注水できます。



商品コード 040-24001  
 品名 ワンドイリゲーター  
 付属品 プレッシャーカフ  
 ワンドイリゲーターチューブ (210cm)  
 清掃ブラシ三種 (太・中・細)  
 標準価格 33,000 円

商品コード 040-24002  
 品名 ワンドイリゲーター  
 交換用チューブ  
 (210cm・1本入)  
 標準価格 3,500 円



付属のプレッシャーカフに  
 500mlの生理食塩水バッグを  
 収納し、加圧により注水を行います。

### インスツルメントオイル

YDM (Japan)

- オートクレーブ滅菌前に少量塗布すると、サビの発生を防ぎます。
- 鉗子のジョイント部の潤滑としても有効です。
- スケーラー・キュレット等のシャープニングオイルとしても使用できます。

商品コード 300-13093  
 品名 インスツルメントオイル  
 容量 20mL  
 標準価格 2,200 円



### バキューム移動式 (大型吸引器)

新鋭工業 (Japan)

- 耐久性、静音性に優れた強力ピストンポンプ搭載
- 用途に合わせて様々な吸引瓶の組み合わせが可能
- サイクロンセパレータ採用により非接触水位センサーと併せて万が一の時に吸引物のポンプへの流入を防ぎます。
- 2本の3L瓶を切替ツマミの操作で選択できます。※同時使用はできません。
- Wロック(回転・旋回)により段差が乗り越えやすい大径キャスター
- PTFEフィルター(オプション)により吸引ポンプ内に入り込むミスト状の吸引物や水分をシャットアウトします。

商品コード 430-00004  
 品名 大型吸引器 TAF-Wサイクロン  
 標準価格 365,000 円



### 洗浄剤

Mectron (Italy)

滅菌前の器具の洗浄が効率的に行える酵素系洗浄剤

商品コード 140-40017  
 品名 MEC酵素洗浄液(500ml)  
 内容量 500ml  
 標準価格 3,500 円



### 洗浄剤

YDM (Japan)

小器具防錆洗浄剤。経済的でコンパクト。

- 容量：濃縮液 500mL (200倍希釈により洗浄液 100L分)
- 主成分：植物由来原材料のアルカリ性界面活性剤、防錆剤配合
- ・無機ビルダー(ケイ酸塩、炭酸塩)
- ・有機ビルダー(カルボン酸、他)
- ・アニオン界面活性剤・ノニオン界面活性剤

商品コード 300-13538  
 品名 ゼットワンeco ファインリキッド  
 標準価格 6,200 円



主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
 ティッシュ・ユパノチ

骨拡大・歯周外科  
 骨移植・骨形成

補綴技工  
 レンチドライバー

その他・収納ケース  
 衛生材料・矯正

エビデンスに基づいて設計されたアンカースクリューです。

# ISA Sphere

セルフドリル型スクリュー スフィア

## スフィアタイプ

患者様の違和感を軽減するツルツルヘッド(スフィアタイプ)です。従来のISAヘキサゴンチップでのご使用が可能です。



※スロット付きヘッド(Advance)をご希望の場合はお問合せください。  
.022×.028インチまでのワイヤーをセットできます。

## ネックプレート採用

歯肉の盛り上がりを軽減することができます。



プレート無 → 歯肉盛り上がる プレート有 → 歯肉盛り上がり軽減

## セルフドリル型

プレドリリングなしで直接埋入可能

(部位や骨の厚みによってはドリリングが必要な場合もあります)

## 品質重視の日本製

歯科用インプラントメーカーが製造しています。



ISA紹介動画


## カルテシールを採用

Lot・商品名・サイズの記載されたカルテシールが1pkにつき3枚入っています。カルテの管理にご利用ください。

- ◆患者様に違和感が少ないつるつるヘッド!
- ◆レジン等によるカバーの手間が不要です!!
- ◆PLAS<sup>※</sup>との相性抜群!! 詳しくはお問合せください


Ø2.0-6mm,8mm は PLAS<sup>※</sup>との併用ができます。

※PLAS=クリップ付矯正用ワイヤー  
詳しくはお問合せください。



## ラウンドテーパ型スクリュー


皮質骨がネジ底部に緊密に陥入している(写真左)。適度なテーパを持ったスクリューを用いることにより、周辺骨への適度なストレスが加わり、スクリューは骨に強固に固定され、初期の安定性が得られます。



テーパ型スクリュー ストレート型スクリュー  
参考文献:「テンポラリーアンカレッジデバイス(TAD)による矯正歯科治療」 本吉 満/著 清水典佳/監修

## 切れの良いカッティングエンド

角度を付けて植立しても滑りにくい形状



## 植立用ドライバー・チップ

Biodent (Japan)

### ハンドドライバー (トルク計測機能付き)

850-20000 トルクドライバー

標準価格 43,500 円

### ハンドドライバー用チップ

850-20021 ヘキサゴンドライバーチップ ISA Type-F

標準価格 13,000 円

850-20023 ヘキサゴンドライバーチップ Type-A

標準価格 13,000 円

850-20025 ヘキサゴンドライバーチップ Type-TK

標準価格 13,000 円

850-20027 ヘキサゴンドライバーチップ Type-K,KD

標準価格 13,000 円

### CA用チップ

850-20020 ヘキサゴンドライバーチップ S CA用ISA Type-F

標準価格 11,000 円

850-20022 ヘキサゴンドライバーチップ M CA用ISA Type-F

標準価格 11,000 円

850-20024 ヘキサゴンドライバーチップ S CA用 Type-A

標準価格 11,000 円

850-20026 ヘキサゴンドライバーチップ S CA用 Type-TK

標準価格 11,000 円

850-20028 ヘキサゴンドライバーチップ CA用 Type-K,KD

標準価格 11,000 円

イミディエート・サージカル・アンカーAdvance 高度 医療機器承認番号 22500BZX00140000

径	長さ	形状	商品コード	適用部位例
6mm			850-20051	上顎歯槽部
				下顎歯槽部
Ø 1.6	8mm		850-20052	上顎歯槽部
				下顎歯槽部
10mm			850-20050	上顎口蓋歯槽部
				下顎頬側棚
Ø 2.0	6mm		850-20053	口蓋正中部
				8mm

品名 | ISAシステム Self-Drill スフィア  
入数 | 各2本入  
標準価格 | 各 12,000 円



## Type-A

頬側5-6/6-7間や舌側歯槽部、附着歯肉が狭い部位へ植立することを想定したデザイン

シンプル/スモール/スリムの3Sをコンセプトに、ヘッド部に穴を開けず、衛生的なスクリューにしました。

植立時にトルクも上がりにくいいため、スムーズな植立を可能にします。垂直/傾斜、どちらの植立角度にも適用できます。

・10N・cmを超える場合はブレドリリングをしてください。  
・植立の際は、トルク計測機能付きのドライバーをご使用ください。



違和感の少ないヘッド形状



傾斜植立に有利なデザイン

径	長さ	商品コード
Ø1.4	6mm	850-20031
	8mm	850-20032
Ø1.6	6mm	850-20033
	8mm	850-20034

推奨植立トルク：5~10N・cm

品名 B-maxスクリュー Type-A  
入数 各2本入  
標準価格 各 12,000 円

Biodent (Japan)



## Type-TK

アンカースクリューの脱落軽減を追求したピッチデザイン

骨粗鬆症患者に使用可能な骨接合用スクリューをヒントにスクリューの維持力を皮質骨だけでなく、海面骨にも求められるネジ形状「緩みにくいスクリューピッチ形状」(特許 第5904963号)を採用したアンカースクリュー。これにより、締め付けトルクよりも緩みトルクが大きくなり成功率を向上させます。

・10N・cmを超える場合はブレドリリングをしてください。  
・植立の際は、トルク計測機能付きのドライバーをご使用ください。



前歯部圧下(エラスティックチェーン)



【犬歯の遠心移動】  
Type-TKのヘッドにNiTiスプリングの洋なし型アイレットがフィットします。

穴	径	長さ	商品コード
Ø1.4	Ø1.4	6mm	850-20036
		7mm	850-20037
Ø0.8	Ø1.6	6mm	850-20038
		7mm	850-20039
		8mm	850-20035

推奨植立トルク：5~10N・cm

品名 B-maxスクリュー Type-TK  
入数 各2本入  
標準価格 各 12,000 円

Biodent (Japan)



## Type-K Type-KD

メディカル分野で実績のあるスクリューピッチのバリエーションを活用。最大の維持力を得て、脱落を軽減。



高度 医療機器承認番号 22600BZX00184000

スクリュー形状	径	長さ	商品コード		
Type-K	Ø1.8	6mm	850-30004		
		7mm	850-30005		
		8mm	850-30006		
	Dual Pitch	Ø2.0	6mm	850-30007	
			7mm	850-30008	
			8mm	850-30009	
Type-KD	Single Pitch	Ø1.6	6mm 850-30001		
		7mm	850-30002		
		8mm	850-30003		
	Double Pitch	Ø1.6	6mm	850-30010	
			Semi Single Pitch	Ø2.0	5mm 850-30011

※穴のサイズは全サイズØ0.6です。  
(ワイヤーサイズ .020 inch まで使用可)

品名 D-PAS JPスクリュー Type-K/KD  
入数 各2本入  
標準価格 各 12,000 円

### Dual Pitch (2条ネジ+1条ネジ)

ダブルカッティングエッジが植立トルクを低減し、植立後の逆回転を防止します。



### Single Pitch (1条ネジ)

テーパ型スクリュー。植立部位を限定しないオールラウンドタイプ



### Double Pitch (2条ネジ)

皮質骨で最大の維持力を得るダブルピッチを採用することで、骨への推進力と距離の向上



## Type-F

シリーズ最大の表面積を有し上顎結節という脆弱部位で高い成功率を実現した「ディーパスタイプF」



・上顎結節部を利用し、歯牙移動による打ち直し頻度が軽減できます。  
・患者様の違和感を最小限にするため、ヘッドの部分をより丸く設計しました。  
・リンガルでの治療に適しています。

径	長さ	商品コード
Ø 2.0	12mm	850-20030

※穴のサイズは全サイズØ0.8です。  
(ワイヤーサイズ .021×0.25 inch まで使用可)

品名 D-PAS JPスクリュー Type-F  
入数 各2本入  
標準価格 各 12,000 円

Biodent (Japan)

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯内移植・グラフト材  
テイスシユバノチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドリライバ

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

ライナー用プライヤー

マウスピース型矯正装置【ライナー】を治療状況に合わせて、形状加工できます。

穴あけタイプ

スムーズな切れ味！バリが残らず後処理不要！

切断時、凹側と凸側の全周が同時にあたるのではなく、先端側の1点のみが先にあたります。切断のきっかけとなる力が1点に集中するため、切れ味が良く、きれいな切り口になります。



商品コード 300-27448

品名 矯正プライヤー EVER ファイン ティアドロップ #448  
標準価格 24,000 円




商品コード 300-27451

品名 矯正プライヤー EVER ファイン ホールパンチ #451  
標準価格 24,000 円

ティアドロップ


形成サイズ：  
大径部  $\phi 1.5$ ・小径部  $\phi 0.9$ mm 長さ 5.7mm



ライナーの歯頸部辺縁にエラスティックをかけるためのティアドロップ状の穴をあけることができます。

ホールパンチ

形成サイズ：直径  $\phi 5.8$ mm



リングボタンやブラケットを併用する際、ライナーの辺縁に装着位置を確保するための、半月状の穴をあけることができます。その際、凸側の中央ラインで中央位置を特定できます。

くぼみ付タイプ

先端部の厚みが薄いため切縁近くまで入ります。切縁近くにくぼみを付与することができます。



商品コード 300-27449

品名 矯正プライヤー EVER ファイン バーティカル #449  
標準価格 24,000 円

バーティカル 形成サイズ：幅 1.1mm 長さ 3.6mm



頬側、舌側の近遠心に垂直的なくぼみを付与できます。



商品コード 300-27450

品名 矯正プライヤー EVER ファイン ホリゾンタル #450  
標準価格 24,000 円

ホライゾンタル 形成サイズ：幅 2.8mm 長さ 1.1mm



頬側、舌側に水平的なくぼみを付与できます。

## 書籍

本書は、明海大学歯学部歯周病学分野で追究してきた特別な機器がなくてもできるインプラント周囲疾患への対応を“3-step”と“3-zone”のコンセプトに基づいて、多くの図と症例で詳しく解説しています。

ヒョーロン (Japan)



商品コード 900-01025


品名 3-stepと3-zoneで対応する  
サポート・インプラント・セラピー  
やさしいインプラント周囲疾患の予防と治療  
著者 申基結 監修 林丈一朗 編著  
仕様 A4変型 / 168ページ / オールカラー / 2023-6発行  
標準価格 8,500円

## 書籍

「痛み」と「リスク」のない、一歩先を行く軟組織への対応！

この領域の第一人者である著者が、患者に痛みを与えず、術者にとってもリスクのない「低侵襲」をキーワードとしてまとめている。

ヒョーロン (Japan)



商品コード 900-01022

品名 やさしい失敗しない低侵襲ソフトティッシュマネジメント  
著者 林丈一朗  
仕様 A4判変型 / 176ページ / 2020-12発行  
標準価格 12,000円

## 書籍

「これを知らないと…、これをやっておかないと危険…」来院患者さんの「全体的リスク回避」が、欠かせない時代だからこそ生まれた書籍です。

インターアクション (Japan)



商品コード 900-01024

品名監著 臨床医のための歯科麻酔テクニック&全身管理の秘訣  
著者 雨宮 啓、CDAC (Clinical Dental Anesthesiologist Club)  
仕様 A4判 / 208ページ / 2022-4発行  
標準価格 9,000円

## 書籍

歯科学生だけでなく臨床研修歯科医や補綴歯科専門医をめざす若手歯科医師にもぜひ読んでいただきたい“学びの書”。

永末書店 (Japan)




商品コード 900-01021

品名 プロズドンティクス 第三巻 無歯顎の治療・顎顔面欠損の治療  
著者 第三巻 責任編集：古谷野濤  
仕様 A4判 / オールカラー / 272ページ / 2020-1発行  
標準価格 7,500円

## 書籍

磁性アタッチメントの利用における基本と臨床について数多くのセミナーを担当してきた筆者が、その際に参加者から寄せられた質問やコメントなどを元に22の質問に集約、“どうすれば効果的に利用できるか”その勘所をお答えした待望の一冊。

クインテッセンス出版 (Japan)



商品コード 900-01013

品名 磁性アタッチメントのDos!&Don'ts!  
最大効果を引き出す理論とテクニック  
著者 前田 芳信、権田 知也、松田 信介  
仕様 A4判変型 / 84ページ / 2010-6発行  
標準価格 4,200円

## 書籍

日本口腔インプラント学会による「統一された口腔インプラント教育」のために作成された実習書。

永末書店 (Japan)



商品コード 900-01020

品名 口腔インプラント実習書 第2版  
著者 編 公益社団法人 日本口腔インプラント学会  
仕様 A4判 / オールカラー / 92ページ / 2020-6発行  
標準価格 6,000円

## 書籍

各種磁性アタッチメントを有効、適切に使用する標準テキスト。両著者による臨床の「CD-ROM」を同封。

クインテッセンス出版 (Japan)



商品コード 900-01015

品名 マグネットデンチャーの臨床術式[CD-ROM付]  
著者 水谷 紘、中尾 勝彦  
仕様 A4判変型 / 63ページ / 2006-7発行  
標準価格 2,800円

## 書籍

さまざまな切り口から「人生100年時代」のインプラント治療に不可欠な知見が丸ごと詰まった1冊。

永末書店 (Japan)



商品コード 900-01023

品名 「人生100年時代」のインプラント治療の考えかた  
編著 窪木 拓男・鈴木 秀典  
著者 菊谷武・片山昇・山口千緒里・中居伸行・岸本裕充・高岡一樹・吉川恭平・玉岡文二  
仕様 A4判 / オールカラー / 96ページ / 2021-4発行  
標準価格 7,800円


切開・縫合基礎実習用

Nissin (Japan)

基本的な切開法や縫合法を習得するためのモデル。  
粘膜シートが適度な張りをもって台座に固定されることにより、器具から伝わる感覚を体感しながら、様々な切開縫合法を実習することが出来ます。  
粘膜シート部は、歯肉域に近づけるための歯肉・骨膜・歯槽骨を想定した3層からなり、交換も可能です。

セット

商品コード 360-00001  
品名 切開・縫合実習キット オペガム  
構成 台座  
オペガムシート  
サイズ 台座/90×110mm  
シート/89×110mm  
標準価格 3,390円



交換用

商品コード 360-00002  
品名 オペガムシート  
標準価格 2,300円



説明用模型

Nissin (Japan)

下顎左側：遊離端欠損インプラント3本植立  
下顎右側：遊離端パーシャルデンチャー



商品コード 360-03100  
品名 患者説明用インプラント模型  
標準価格 45,890円

説明用模型

愛知製鋼 (Japan)

マグフィットの患者様への説明用模型です。



商品コード 750-80100  
品名 クリスタル模型  
標準価格 5,000円

実習用模型

Salvin (USA)

インプラント実習用模型  
プラスチック製



商品コード 040-80026  
品名 SALVIN 下顎無歯顎模型  
標準価格 4,500円

説明用模型

Salvin (USA)

フラップを取り外すと、歯根、神経管と埋伏知歯が見られます。



商品コード 040-80022  
品名 頭蓋骨抜歯モデル  
標準価格 60,000円

クラウン & ブリッジ インプラント模型

Salvin (USA)

上顎有歯顎模型

ブリッジ  
単冠



商品コード 040-80016

品名 上顎インプラント模型 MOD C2  
標準価格 60,000 円

上顎有歯顎模型

連結冠  
単冠



商品コード 040-80017

品名 上顎インプラント模型 MOD C5  
標準価格 58,000 円

上顎有歯顎模型

連結冠  
単冠  
天然歯ブリッジ



商品コード 040-80018

品名 上顎インプラント模型 MOD C7  
標準価格 84,000 円

上顎有歯顎模型

前歯単冠  
白歯単冠  
天然歯ブリッジ



商品コード 040-80021

品名 上顎インプラント模型 MOD-C8  
標準価格 84,000 円

下顎無歯顎模型

セメント固定  
ボーンアンカードブリッジ



商品コード 040-80019

品名 下顎インプラント模型 MOD HWB-6  
標準価格 65,000 円

下顎無歯顎模型

セメント固定式ブリッジ



商品コード 040-80020

品名 下顎インプラント模型 MOD C4  
標準価格 97,000 円

ヘーダーバー インプラント模型

Salvin (USA)

下顎無歯顎模型

バーアタッチメント  
(インプラント4本)



商品コード 040-80010

品名 下顎インプラント模型 MOD D4  
標準価格 87,000 円

下顎無歯顎模型

バーアタッチメント  
(インプラント5本)



商品コード 040-80012

品名 下顎インプラント模型 MOD D5  
標準価格 88,000 円

ロケーター インプラント模型

Salvin (USA)

下顎無歯顎模型



商品コード 040-80031

品名 ロケーターオーバーデンチャー模型下顎2本  
標準価格 64,000 円

インプラント治療  
説明用リーフレット

Implatex (Japan)

仕様：A4、3つ折り両面印刷  
医院様名や医院様ロゴマークなどをお入れし、  
きれいなオフセット印刷仕上げでご用意いたします。  
(名入れ無しの場合も仕様・価格は同じです。)  
100部単位でのご注文となります。(納期2週間ほど)



イメージ

商品コード 900-00001

品名 患者様説明用リーフレット(100部)  
標準価格 5,000 円

ロケーター  
説明用リーフレット

Implatex (Japan)

仕様：A4、3つ折り両面印刷  
医院様名や医院様ロゴマークなどをお入れし、  
きれいなオフセット印刷仕上げでご用意いたします。  
(名入れ無しの場合も仕様・価格は同じです。)  
100部単位でのご注文となります。(納期2週間ほど)



イメージ


商品コード 900-00003

品名 ロケーター説明用リーフレット(100部)  
標準価格 5,000 円

インプラント  
治療管理

システムハイテント (Japan)

患者様ごとの治療内容を術前から術後まで管理。  
「見積書」や「契約書」、「治療内容についての確認  
書」も簡単に作成可能。治療のクオリティアップや、  
インプラントの増患にも有効なツールとなります。



商品コード 730-00003

品名 Implant Navigator for Network  
初期設定料  
標準価格 300,000 円

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・骨移植  
インプラント

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レントゲン

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

歯ブラシ

予防歯科の先進国スウェーデンから



TePe (テペ) 社の製品は予防歯科先進国であるスウェーデンの大学をはじめ、世界の歯科医師・歯科衛生士の協力のもとで作られており、機能性に優れています。また、北欧生まれならではのデザイン性と環境に優しいこともTePe製品の特徴です。

テペの歯ブラシは、独特の台形状ブラシヘッドと、自然に最良のグリップを得られるハンドルによって、効果的なブラッシングができます。毛先にはラウンド加工が施されており、快適なブラッシングを可能にします。




✓ テペ・歯ブラシの特徴



■ テペのブラシヘッドは臼歯部に届きやすいように先端が細くなった台形状にデザインされています。

セレクト歯ブラシの特徴


■ テペ独自の特殊製法により、歯と歯肉にやさしいラウンド加工が施されています



人間工学に基づいてデザインされた持ちやすいハンドル




スプリーム歯ブラシの特徴



■ 45°で歯肉のラインに160-200gの圧であてるのが効果的です

■ 2層構造のブラシ先端部



■ サムパッド (親指当て) 付で滑りにくいデザインです。

■ **セレクトコンパクト** ヘッドのサイズがコンパクトなセレクト歯ブラシです。お子さんや、小さめのブラシヘッドをお好みの大人の方に最適です。



ハンドルの色はアソートになります

商品コード	品名	入数	標準価格
490-71091	セレクトコンパクト エクストラソフト お試し用 (5本入)	ブラシヘッドキャップ 一個付き ※歯ブラシは個包装になります	1,050 円
490-71089	セレクトコンパクト ソフト お試し用 (5本入)		1,050 円
490-71090	セレクトコンパクト ミディアム お試し用 (5本入)		1,050 円
490-71255	セレクトコンパクト エクストラソフト (25本入)	25本/箱 @190円/本	4,750 円
490-71254	セレクトコンパクト ソフト (25本入)	25本/箱 @190円/本	4,750 円
490-71253	セレクトコンパクト ミディアム (25本入)	25本/箱 @190円/本	4,750 円

■ **セレクト** お手頃な価格で高品質なテペのスタンダード。密でコシのあるフィラメントが効率よくプラークを除去し、爽快なブラッシングを提供します。



ハンドルの色はアソートになります

商品コード	品名	入数	標準価格
490-71088	セレクト エクストラソフト お試し用 (5本入)	ブラシヘッドキャップ 一個付き ※歯ブラシは個包装になります	1,050 円
490-71086	セレクト ソフト お試し用 (5本入)		1,050 円
490-71087	セレクト ミディアム お試し用 (5本入)		1,050 円
490-71252	セレクト エクストラソフト (25本入)	25本/箱 @190円/本	4,750 円
490-71251	セレクト ソフト (25本入)	25本/箱 @190円/本	4,750 円
490-71250	セレクト ミディアム (25本入)	25本/箱 @190円/本	4,750 円

TePeの総合カタログは弊社サイト内からご覧いただけます。



■その他にも各種取扱がございます。詳しくはTePe総合カタログをご覧ください。

歯ブラシ

TePe (Sweden)

■ スプリーム

インプラント患者様にも!

長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の2層構造。長い毛先が歯間部や歯肉のライン、また補綴物や矯正器具の隙間に届き、同時に短いフィラメントで歯面を磨き上げます。サムパッド(親指当て)と背面に滑りにくい素材(TPE)が使われており、手にしっくりなじみます。




ハンドルの色はアソートになります

商品コード	品名	入数	標準価格
490-73749	スプリーム コンパクト (20本入)	20本/箱 @290円/本	5,800 円
490-71085	スプリーム (20本入)	20本/箱 @290円/本	5,800 円

歯間ブラシ

✓ テペ・歯間ブラシの特徴

マルメ大学との提携で人間工学に基づいて作られた持ちやすいハンドル。全部で3種類、幅広いサイズからお選びいただけます。



■ ブラーク除去効率の高い円柱形ブラシで歯間を全体的にクリーニングできます

オリジナル歯間ブラシ



エクストラソフト歯間ブラシ



アングル歯間ブラシ



交換の目安  
① 新品  
② 交換時期

人間工学に基づいてデザインされた持ちやすいハンドル

フィラメントがワイヤー全体をカバー

プラスチックコーティングされたワイヤーとラウンド加工された密毛フィラメントで、歯面を傷つけにくい

キャップはハンドルとして使用可能

キャップやパッケージにエコ・フレンドリーを表す葉っぱのマークがついています

A choice that matters

■ オリジナル 歯間ブラシ Interdental Brush Original

4S~5 (ピンク、オレンジ、レッド、ブルー) はネック部分がよりフレキシブルになっています。



ISOブラシサイズ	日本サイズ相当	W	L	色
0	4S	W/0.4mm	L/10.5mm	ピンク
1	3S	W/0.45mm	L/10.5mm	オレンジ
2	SS	W/0.5mm	L/11.0mm	レッド
3	S	W/0.6mm	L/12.5mm	ブルー
4	M	W/0.7mm	L/14.5mm	イエロー
5	L	W/0.8mm	L/18.0mm	グリーン
6	LL	W/1.1mm	L/18.5mm	パープル
7	3L	W/1.3mm	L/21.0mm	グレー
8	4L	W/1.5mm	L/22.5mm	ブラック

予防歯科に!

ワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスチックでコーティングされています。サイズは9種類でそれぞれ色により識別しやすくなっています。付属のキャップはブラシ部を守るのももちろんのこと、後部に差し込むことにより、ハンドルとしても使用できます。テペ独特の平たくて持ちやすいグリップです。

★歯間ブラシにはエクストラソフトタイプもございます。その他のTePe社製品、詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。

品名	オリジナル歯間ブラシ 8本入パック
入数	10/パック/箱 @680円/パック、@85円/本
標準価格	各 6,800 円

商品コード	490-70884	ピンク	商品コード	490-70885	オレンジ
商品コード	490-70888	イエロー	商品コード	490-70889	グリーン

商品コード	490-70886	レッド	商品コード	490-70887	ブルー
商品コード	490-70890	パープル	商品コード	490-70891	グレー

※1/パック単サイズ 8本+キャップ1本入(グレー、ブラックを除く)

商品コード	490-70873
品名	オリジナル歯間ブラシ アソートパック
入数	10/パック/箱 @680円/パック、@85円/本
標準価格	6,800 円

※1/パックピンク〜グレー 各1本 計8本+キャップ1本入

TePeの総合カタログは弊社サイト内からご覧いただけます。



■その他にも各種取扱いがございます。詳しくはTePe総合カタログをご覧ください。

主要・トピック製品

診査診断

外科一般

抜歯・歯周

歯肉移植・グラフト材  
テイツシユバソチ

骨拡大・歯周外科  
骨移植・骨形成

補綴技工  
レンチドドライバ

その他・収納ケース  
衛生材料・矯正

洗口液

Primec (Japan)



ブラッシングでは届かない口腔内粘膜や舌苔までしっかり洗浄!

天然植物由来 油分不使用のオーラルリンスで、お口の汚れを固めて取り除くため、汚れを目で確認することが出来ます。誤嚥性肺炎予防、矯正治療、インプラント術後などのブラッシング不可期間の使用に適し、口臭予防にも効果が期待できます。

# DR WASH デンタル露ウォッシュ



1日2回朝晩ブラッシング時に使用して1か月半使用できます。

デンタル露ウォッシュ(330ml)

1本あたりの標準価格:2,300円  
患者様参考価格:2,700円



試用・普段の持ち運びにも最適な50mlのミニボトルも新発売!!

デンタル露ウォッシュミニ(50ml)

1本あたりの標準価格:400円  
患者様参考価格:500円

品名 デンタル露ウォッシュ/DrWash

商品コード	サイズ	入数	標準価格
500-00001	330ml	6本組	13,800円
500-00002	50ml (ミニ)	30本組	12,000円

凝集対象

DRWの凝集作用は齶蝕や歯周病の基となる要素の一つ「**プラーク**」に**発揮**されており唾液のネバネバの原因酵素へも効果を発揮している事が証明されています。



褐色に変色し、細かく凝固

抗菌対象

DRWの凝集作用は口腔常在菌に対しても、**プラークが存在しない菌単体に対しても凝集作用が発揮**され、なおかつ継続した抗菌作用も証明されています。



通常のうがいによる雑菌の除去

Drw-7Uにおける雑菌の収集状況

※うがいをを行い、その吐出液を600倍で拡大観察した状況です。  
※球状の影姿が大腸菌群、線状の影姿がカンジタ菌

効果比較


DRWの凝集作用は、視覚効果としてオーラルケアへの意識向上を促すだけではなく、通常の水道水によるうがいと比較して**100倍以上の洗浄効果**が発揮される事が証明され、学会で発表されています。



口腔保湿剤 keora

Nissin (Japan)

## オーラルケアの新習慣、始まる。



30代から40代になると、唾液の分泌量が減り、口腔内が乾きやすくなります。

口の中もお肌と同じように保湿ケアをしてあげることで、健やかな状態を維持することができます。

”keora(ケオラ)”は、お口の渇き、ねばつき、口臭などのお悩みが少しずつ出てくる世代のための口腔化粧品です。

味を敏感に感じる世代が継続して使用したくなる爽やかな風味、口腔内の違和感を最小限にした使用感にこだわりました。

口腔保湿ジェル

### keora オーラルモイスチャー ジェル 35g



keora オーラルモイスチャージェルは、ジェルタイプの口腔保湿剤です。

【成分】

グリセリン(保湿剤)、水(基剤)、キシリトール(矯味剤)、インマルト(矯味剤)、キサンタンガム(増粘剤)、カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホンメチル(保湿剤)(ナールスゲン®)、ポリクオタニウム-51(保湿剤)(リビジュア®)、アルギニン(pH調整剤)、マンダリンオレンジ果実エキス(保湿剤)、ビターオレンジ果実エキス(保湿剤)、オレンジ果皮エキス(保湿剤)、セイヨウハッカ油(香味剤)、ミリスチン酸ポリグリセリル-10(可溶化剤)、クエン酸(pH調整剤)

商品コード 360-20001

品名 keora オーラルモイスチャージェル35g 6本入り  
標準価格 9,000円 (1,500円/1本あたり)

口腔保湿液

### keora オーラルモイスチャー ミスト 30mL



keora オーラルモイスチャーミストは、外出先でも気軽に使用しやすいスプレータイプの口腔保湿剤です。

【成分】

水(基剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(矯味剤)、インマルト(矯味剤)、カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホンメチル(保湿剤)(ナールスゲン®)、ポリクオタニウム-51(保湿剤)(リビジュア®)、アルギニン(pH調整剤)、マンダリンオレンジ果実エキス(保湿剤)、ビターオレンジ果実エキス(保湿剤)、オレンジ果皮エキス(保湿剤)、セイヨウハッカ油(香味剤)、メントール(香味剤)、ミリスチン酸ポリグリセリル-10(可溶化剤)、クエン酸(pH調整剤)

商品コード 360-20002

品名 keora オーラルモイスチャーミスト30mL 6本入り  
標準価格 9,000円 (1,500円/1本あたり)

弊社サイト内から keoraの詳細をご覧ください。





## 英数字・記号

## 1~4

1.25mm スプラインドライバーチップ …P29  
 1.25mm ドライバーチップ リムーバルスリーブ …P29  
 1.25mm ドライバーチップCA 19mm …P29  
 2.5mmヘックスインサージョンドライバーCA …P93  
 2.5mmヘックスインサージョンドライバーL …P93  
 2.5mmヘックスインサージョンドライバーS …P93  
 3mmヘックスドライバー …P73,75,106,107  
 4×4mm ドライバー …P106  
 4R/4L インプラントスケーラー 5入り …P72

## B

BEエクストラクションスクリュー 10mmL …P70  
 BEエクストラクションスクリュー 16mmL …P70  
 BEエクストラクションスクリュー-W 10mmL …P70  
 BEエクストラクションスクリュー-W 16mmL …P70  
 BEエクストラクター …P70  
 BEクオドラントサポート …P70  
 BEトラクションケーブル …P70  
 BEトラクションケーブル ショート …P70  
 BE/バイトプレート(テフロンコート) …P70  
 BEプロテクトキャップ …P70  
 B-max スクリュー Type-TK # φ1.4×6mm …P119  
 B-max スクリュー Type-TK # φ1.4×7mm …P119  
 B-max スクリュー Type-TK # φ1.6×6mm …P119  
 B-max スクリュー Type-TK # φ1.6×7mm …P119  
 B-max スクリュー Type-TK # φ1.6×8mm …P119  
 B-max スクリュー Type-A 1.46mm …P119  
 B-max スクリュー Type-A 1.48mm …P119  
 B-max スクリュー Type-A 1.66mm …P119  
 B-max スクリュー Type-A 1.68mm …P119

## C

CA/FG/バーブロック …P87,114  
 C-Cスプレッディングキー ショート …P91  
 C-Cスプレッディングキー ロング …P91  
 C-Cホリゾンタルスプレッダー 3.5mmL …P91  
 C-Cホリゾンタルスプレッダー 6.0mmL …P91  
 C-Cホリゾンタルスプレッダー 8.5mmL …P91

## D

D-PAS JP スクリュー Type-F 2.0 12mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-K 1.6 6mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-K 1.6 7mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-K 1.6 8mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-K 1.8-1.4 6mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-K 1.8-1.4 7mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-K 1.8-1.4 8mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-K 2.0-1.6 6mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-K 2.0-1.6 7mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-K 2.0-1.6 8mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-KD 1.6 6mm …P119  
 D-PAS JP スクリュー Type-KD 2.0 5mm …P119  
 Dr.三好インプラントコンセプト外科キット …P64  
 Dr. Nano Mini for Dental …P37  
 DRL用ライト取付台(プラスター用 ライト側) …P39

## G

GRタックピン 1本入 …P19  
 GRタックピン 2本入 …P19  
 GRタックピン 4本入 …P19  
 GRタックピン 専用標準器械セット …P19

## H

HEXドライバー-2.5L …P106  
 HPバーブロック …P87,114

HPプラスチックLEDコーン …P24

## I

i700 オーラルスキャナ …P41  
 ImplantNavigatorforNetwork初期設定料 …P123  
 IMPLATEX シロプロ 3G ダイアルノブ …P11  
 IOS フルサポート 5(5年保証) …P43  
 IOS 基本技術料 …P43  
 IPクリーニングキット …P22  
 IPクリーニングチップIC1(5イリ) …P22  
 IS 3800 IOS ノートPC …P43  
 IS 3800 Wi-Fi ドングル …P43  
 IS 3800 サイドチップ(5ピース) …P43  
 IS 3800 シェードキャリブレーションユニット …P43  
 IS 3800 スキャナ ワイヤレスモデル …P42,43  
 IS 3800 チャージングステーション …P43  
 IS 3800 ノーマルチップ(5ピース) …P43  
 IS 3800 バッテリー …P43  
 IS 3800 バッテリーチャージングステーション …P43  
 IS 3800 パワーアダプタ …P43  
 IS 3800 パワーケーブル …P43  
 IS 3800 ハンドピース SPCX748(修理) …P43  
 IS 3800 ポステリアチップ(5ピース) …P43  
 IS 3800 ラバーキャップ(10ピース) …P43  
 IS プロテクト IS 3800(5年保証) …P43  
 ISAシステム Self-Drill 10mm 1.6mm スフィア …P118  
 ISAシステム Self-Drill 6mm 1.6mm スフィア …P118  
 ISAシステム Self-Drill 6mm 2.0mm スフィア …P118  
 ISAシステム Self-Drill 8mm 1.6mm スフィア …P118  
 ISAシステム Self-Drill 8mm 2.0mm スフィア …P118  
 iSD900 標準セット …P108  
 ITX ツールスタンド T5B5 …P93,114  
 ITXサージカルキュレットストレート 84/85 …P69  
 ITXライトセット for PTX …P39

## K

K2サイナスインスツルメント Advance 3本組 …P32,95  
 K2サイナスインスツルメント Basic 3本組 …P32,95  
 K2サイナスインスツルメント #1 C …P32,95  
 K2サイナスインスツルメント #2 C …P32,95  
 K2サイナスインスツルメント #3 C …P32,95  
 K2サイナスインスツルメント #4 C …P32,95  
 K2サイナスインスツルメント #5 C …P32,95  
 K2サイナスインスツルメント #6 C …P32,95  
 K2サイナスドリル φ3 …P32  
 K2サイナスドリル φ4 …P32  
 KAIマイクロナ이프 …P18  
 keora オーラルモイスチャー ジェル 35g 6本入り …P126  
 keora オーラルモイスチャー ミスト 30ml 6本入り …P126  
 KM-3 ボーンミル替刃 …P78  
 KNリングライト 37mm用 …P41  
 KNリングライト 40.5mm用 …P41  
 K-トレフィンRB 3.2mm …P75  
 K-トレフィンRB 3.7mm …P75  
 K-トレフィンRB 4.2mm …P75

## L

LANDmarker Basic ITX導入費 …P14  
 LANDmarker Direct+ ITXデータ合成モジュール …P14  
 LANDmarker Network ITX導入費 …P14  
 LED ハンドピース/タッチ …P20  
 LEDライト DRL-05T(ACP) …P39

## M

Mectron CAアダプター …P24  
 Mectron ラatchetアダプター …P24  
 MEC酵素洗浄液(500ml) …P24,25,117  
 MEIS 203RFツイストドリルφ0.6mm(2イリ) …P27  
 MEIS 203RFツイストドリルφ0.8mm(2イリ) …P27  
 MEIS MPフィクシングホルダー0.25 …P27

MEISイニシャルバー φ1.8mm(5イリ) …P83,90,91  
 MEISエクスパンションバー φ2.3mm …P90  
 MEISエクスパンションバー φ3.0mm …P90  
 MEISエクスパンションバーM φ2.3mm …P90  
 MEISエクスパンションバーM φ3.0mm …P90  
 MEISオステオトミーカーバイドバー φ1.0mm(5イリ) …P86,90,91  
 MEISオステオトミーバー φ1.0mm(5イリ) …P70,86  
 MEISオステオトミーバー φ1.8mm(5イリ) …P86  
 MEISサージカルカッターφ1.2mm(2イリ) …P86,90,91  
 MEISスクリュードライバー-N 15mmL …P70  
 MEISスクリュードライバー-N 5mmL …P70  
 MEISダイヤモンドソーディスク φ10mm …P85,91  
 MEISダイヤモンドソーディスク φ13mm …P85,90,91  
 MEISダイヤモンドソーディスク φ7mm …P85,90  
 MEISダイヤモンドソーディスク/ペーシックキット …P85  
 MEISダイヤモンドヘッドバー φ2.3/22mmL(5イリ) …P86  
 MEISダイヤモンドヘッドバー φ2.7/22mmL(5イリ) …P86  
 MEISダイヤモンドヘッドバー φ3.3/22mmL(5イリ) …P86  
 MEISタングステンカーバイドバーCA φ1.2mm(5イリ) …P86  
 MEISタングステンカーバイドバーCA φ2.3/22mm(5イリ) …P86  
 MEISティッシュパンチ φ3.7/3.0mm …P73  
 MEISティッシュパンチ φ4.7/4.0mm …P73  
 MEISティッシュパンチ φ5.7/5.0mm …P73  
 MEISティッシュパンチ φ6.7/6.0mm …P73  
 MEISティッシュパンチ φ7.7/7.0mm …P73  
 MEISティッシュパンチ/ペーシックキット …P73  
 MEISデグラニューレーションバー φ1.0mm(2イリ) …P87  
 MEISデグラニューレーションバー φ2.5mm(2イリ) …P87  
 MEISデグラニューレーションバー φ3.0mm(2イリ) …P87  
 MEISデグラニューレーションバー φ3.5mm(2イリ) …P87  
 MEISデグラニューレーションバー キット …P87  
 MEISデコルチケーション用ドリル(2イリ) …P27,87  
 MEISトレフィン/ペーシックキット …P76  
 MEISトレフィンバー φ10.0/9.0mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ11.0/10.0mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ13.0/12.0mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ3.0/2.0mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ3.5/2.5mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ4.0/3.0mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ4.5/3.5mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ5.0/4.0mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ5.5/4.5mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ6.0/5.0mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ6.5/5.5mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ7.0/6.0mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ7.5/6.5mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ8.0/7.0mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ8.5/7.5mm …P76  
 MEISトレフィンバー φ9.0/8.0mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ4.0/3.0mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ4.5/3.5mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ5.0/4.0mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ5.5/4.5mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ6.0/5.0mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ6.5/5.5mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ7.0/6.0mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ7.5/6.5mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ8.0/7.0mm …P76  
 MEISトレフィンバーL φ8.5/7.5mm …P76  
 MEISパイロットバー φ1.0mm/15mmL …P83,86,90  
 MEISパイロットバー φ1.3mm/12mmL …P70,86,90  
 MEISパイロットバー φ1.5mm/15mmL …P86  
 MEISパイロットバー φ1.6mm/12mmL …P70  
 MEISパイロットバー φ1.8mm/15mmL …P86,90  
 MEISパイロットバー φ2.0mm/15mmL …P86,90  
 MEISマスターピンヘキサゴンスクリュードライバー-WS0.8 …P27  
 MEISマスターピンホルダー …P27  
 Misch レイマス リトラクターライト …P49  
 Misch レイマス リトラクター レフト …P49  
 MI/パンチ白歯部用4.0 10個入り …P73  
 MI/パンチ白歯部用4.5 10個入り …P73  
 MI/パンチ白歯部用5.5 10個入り …P73  
 MI/パンチ前歯部用3.5 10個入り …P73  
 MI/パンチ前歯部用4.0 10個入り …P73

MI/パンチ前歯部用4.5 10個入り …P73  
 MTR/Aドライバー …P16  
 MTPアナログ …P16  
 MTPイントロダクトリーキット …P15  
 MTPインプラント14mm …P16  
 MTPインプラント17mm …P16  
 MTPインプラント21mm …P16  
 MTPインプレッションコーピング …P16  
 MTPキャップ …P16  
 MTPコネクティブバー …P16  
 MTPシングルコーピング …P16  
 MTPソケットキー …P16  
 MTPパラレリングガイドロッド …P16  
 MTPプロテクティブスペーサー …P16  
 MTPプロファイルドリル・ショート …P16  
 MTPプロファイルドリル・ロング …P16  
 MTPユニバーサルフレキシブルプリントフレーム・ショート …P16  
 MTPユニバーサルフレキシブルプリントフレーム・ロング …P16

## O

OTM3.0オクタインサーションツール3.0M …P106

## P

p.i.c.トレイ #1 271×175×34mm …P113  
 p.i.c.トレイ #2 271×175×34mm …P113  
 p.i.c.トレイ 180×129×30mmクランプクリップ式 …P113  
 p.i.c.トレイ 180×86×30mmクランプクリップ式 …P103,113  
 p.i.c.トレイ 180×86×34mm …P96,113  
 p.i.c.トレイ 271×175×28mm …P113  
 p.i.c.トレイ 271×86×34mm …P113  
 P-A/ハンドル …P71  
 PDT3/4 プレジジョントランスファア-3/4本体 …P10  
 PDT4/4 プレジジョントランスファア-4/4本体 …P10  
 PDT4/5 プレジジョントランスファア-4/5本体 …P10  
 PDTSSL プレジジョントランスファアスリーブスクリューセットL …P10  
 PDTSSS プレジジョントランスファアスリーブスクリューセットS …P10  
 PMAM1122 アンゲル 1:1 外部注水 …P11  
 PMRM1122 ストレート 1:1 外部注水 …P11  
 PRISMVUE NF3 タイプL (眼鏡レンズ付き) …P38  
 PRISMVUE NF3 タイプT (眼鏡レンズ無し) …P38  
 Prof.申式歯周外科キットADVANCE …P64  
 Prof.申式歯周外科キットBASIC …P64

## S

SALVIN 下顎無歯顎模型 …P122  
 Salvinラチェットレンチ …P106  
 S-Cインサーションツールショート …P90  
 S-Cインサーションツールロング …P90  
 S-Cインサーションドリルショート …P90  
 S-CSブレッダー φ2.7mm …P90  
 S-CSブレッダー φ2.9mm …P90  
 S-CSブレッダー φ3.1mm …P90  
 S-CSブレッダー φ3.3mm …P90  
 S-CSブレッダー φ3.5mm …P90  
 S-CSブレッダー φ4.0mm …P90  
 S-CSブレッダー-M φ2.7mm …P90  
 S-CSブレッダー-M φ2.9mm …P90  
 S-CSブレッダー-M φ3.1mm …P90  
 S-CSブレッダー-M φ3.3mm …P90  
 S-CSブレッダー-M φ3.5mm …P90  
 S-CSブレッダー-M φ4.0mm …P90  
 SG20M(ライト無ハンドピース) …P11  
 STMチタニウムミニキュレットセット …P72  
 SVポンププロファイルドリル3.2L …P9  
 SVポンププロファイルドリル3.7L …P9  
 SVポンププロファイルドリル3.7S …P9  
 SVポンププロファイルドリル4.7L …P9

SVポンププロファイルドリル4.7S …P9  
 SVポンププロファイルドリル5.7S …P9

## T

TAランプ3個セット …P11  
 TCマイクロフォーセプス0.6mm hy-light …P35  
 TCマイクロフォーセプス0.8mm hy-light …P35  
 Ti-Max X-SG20ML(ミニヘッド・ライト付) …P11  
 TPIN チタンピンセット …P56  
 tru スクリュー3HD 1.2×4.5mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 1.2×6mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 1.2×7.5mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 1.5×10.5mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 1.5×12mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 1.5×13.5mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 1.5×15mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 1.5×6mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 1.5×7.5mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 1.5×9mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 2.0×6mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 2.0×7.5mm(5入) …P28  
 tru スクリュー3HD 2.0×9mm(5入) …P28  
 truFIX オーガナイザー …P29  
 truSCREWガイドドリルCA φ1.1L …P29  
 T's BS フラットドリルGS …P86  
 TSボーンスブレッディングTS2.0L φ1.0/2.0 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS2.2L φ1.2/2.2 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS2.4L φ1.4/2.4 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS2.6L φ1.6/2.6 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS2.8L φ1.8/2.8 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS3.0L φ2.0/3.0 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS3.2L φ2.2/3.2 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS3.2S φ2.2/3.2 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS3.4L φ2.4/3.4 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS3.6L φ2.6/3.6 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS3.6S φ2.6/3.6 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS3.7TSV φ3.2/3.7 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS3.8L φ2.8/3.8 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.0L φ3.0/4.0 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.0S φ3.0/4.0 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.1TSV φ3.6/4.1 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.2L φ3.2/4.2 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.4L φ3.4/4.4 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.4S φ3.4/4.4 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.6L φ3.6/4.6 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.7TSV φ4.2/4.7 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.8L φ3.8/4.8 …P92  
 TSボーンスブレッディングTS4.8S φ3.8/4.8 …P92  
 TSボーンスブレッディングフルキット …P92

## X

X-DSG20(分解式光無ハンドピース) …P11  
 X-DSG20L(分解式光付ハンドピース) …P11  
 X-rayデブスゲージセット(4本組) …P44

## Y

YDM サイナスリフトインストゥルメント …P94  
 Yコネクター …P11

## Z

ZR用ダイヤモンドバー FG(仕上用) φ1.0 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(仕上用) φ1.4/2.8 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(仕上用) φ1.6/10.0 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(仕上用) φ1.6/8.0 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(仕上用) φ2.3/2.8 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(切削用) φ1.0 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(切削用) φ1.2/8.0 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(切削用) φ1.4/5.0 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(切削用) φ1.6/8.0 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(切削用) φ2.5/8.0 …P110

ZR用ダイヤモンドバー FG(調整用) φ1.2 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(調整用) φ1.4 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(調整用) φ1.4/2.8 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(調整用) φ1.4/2.8 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(調整用) φ1.6/10.0 …P110  
 ZR用ダイヤモンドバー FG(調整用) φ1.6/8.0 …P110

## 記号

φ2ガイド用ツイストドリルブラック …P88  
 φ3ガイド用ツイストドリルブラック …P88

## 50音順

## ア

アイリス TC …P58  
 アイリス曲 SC …P58  
 アイリス曲Smooth …P58  
 アイリス曲TC …P58  
 アイリス曲WC …P58  
 アイリス曲歯鉤 …P58  
 アクアケア 注水チューブ洗浄スプレー500ml(単品) …P11  
 アドソン有鉤1.5mm 12cm …P56  
 アドソン有鉤1.5mm 12cm TC …P56  
 アドソン有鉤1.5mm 15cm …P56  
 アドソンブラウン無鉤12cm …P56  
 アドバンスドテック ニードルホルダー1.5mm 17cm TC …P61  
 アドバンスドテック ニードルホルダー2.2mm 17cm TC …P61  
 アドバンスドテックニードルホルダー曲1.5mm 17cmTC …P61  
 アドバンスドテックニードルホルダー曲2.2mm 17cmTC …P61  
 アライメントピン2/2.4mmD PIN 2-2.4 …P23  
 アライメントピン2/3mmD PIN 2-3 …P23  
 アライメントピンIM15用PIN IM15 …P23  
 アライメントピンIM1用PIN IM1 …P23  
 アリステッシュグラスピンジョーセプス15cm …P62  
 アレン トンネルエレベーター2/2mm hy-grip …P102,103  
 アンブ蘇生パックSPUR II [小児用] …P115  
 アンブ蘇生パックSPUR II [成人用] …P115

## イ

イーजीリーチ プロセティックレンチ …P106  
 イクルホウト チゼル4mm 目盛付 hy-grip …P89  
 イクルホウト チゼル5mm hy-grip …P89  
 イクルホウト チゼル7mm 目盛付 hy-grip …P89  
 イクルホウト チゼル曲4mm 目盛付 hy-grip …P89  
 イクルホウト チゼル曲5mm hy-grip …P89  
 イクルホウト チゼル曲7mm 目盛付 hy-grip …P89  
 イクルホウト マイクロ hy-grip …P51  
 イリゲーションキット(10イリ) …P25  
 イリゲーションシステム(10ヶ)CA20:1L KM用 …P11  
 イリゲーションチューブシロプロL用(10本入) …P11  
 イリゲーションチューブ(10個入)Pro専用 …P11  
 イリゲーションチューブCA20L KM用(Y分岐10入) …P11  
 インサーションハンドドライバー …P93  
 インサートチップEL1 …P22  
 インサートチップEL2 …P22  
 インサートチップEL3 …P22  
 インサートチップEN1 …P22  
 インサートチップEN2 …P22  
 インサートチップEN3 …P22  
 インサートチップEN4 …P22  
 インサートチップEN5L …P22  
 インサートチップEN5R …P22  
 インサートチップEN6L …P22  
 インサートチップEN6R …P22  
 インサートチップEX1 …P22  
 インサートチップEX2 …P22  
 インサートチップEX3 …P22  
 インサートチップEXL3 …P22  
 インサートチップEXP3-L …P22  
 インサートチップEXP3-R …P22  
 インサートチップEXP4-L …P22

インサートチップ EXP4-R …P22  
 インサートチップ IM1-AL …P22  
 インサートチップ IM1S …P22  
 インサートチップ IM1-SP …P23  
 インサートチップ IM2.8A …P23  
 インサートチップ IM2.8P …P23  
 インサートチップ IM2A …P22  
 インサートチップ IM2A-15 …P22  
 インサートチップ IM2P …P22  
 インサートチップ IM2P-15 …P22  
 インサートチップ IM2-SP …P23  
 インサートチップ IM3.4A …P23  
 インサートチップ IM3.4P …P23  
 インサートチップ IM3A …P23  
 インサートチップ IM3A-15 …P23  
 インサートチップ IM3P …P23  
 インサートチップ IM3P-15 …P23  
 インサートチップ IM4A …P23  
 インサートチップ IM4P …P23  
 インサートチップ OP1 …P21  
 インサートチップ OP2 …P21  
 インサートチップ OP3 …P21  
 インサートチップ OP3A …P21  
 インサートチップ OP4 …P21  
 インサートチップ OP5 …P21  
 インサートチップ OP5A …P21  
 インサートチップ OP6 …P21  
 インサートチップ OP7 …P21  
 インサートチップ OP8 …P21  
 インサートチップ OP9 …P21  
 インサートチップ OT1 …P21  
 インサートチップ OT11 …P21  
 インサートチップ OT12 …P21  
 インサートチップ OT12S …P21  
 インサートチップ OT13 …P21  
 インサートチップ OT14 …P21  
 インサートチップ OT1A …P21  
 インサートチップ OT2 …P21  
 インサートチップ OT4 …P21  
 インサートチップ OT5 …P21  
 インサートチップ OT5A …P21  
 インサートチップ OT5B …P21  
 インサートチップ OT6 …P21  
 インサートチップ OT7 …P21  
 インサートチップ OT7-20 …P21  
 インサートチップ OT7A …P21  
 インサートチップ OT7S-3 …P21  
 インサートチップ OT7S-4 …P21  
 インサートチップ OT8L …P21  
 インサートチップ OT8R …P21  
 インサートチップ OT9 …P21  
 インサートチップ P2-3 …P23  
 インサートチップ P2-3SP …P23  
 インサートチップ P3-4 …P23  
 インサートチップ PL1 …P22  
 インサートチップ PL2 …P22  
 インサートチップ PL3 …P22  
 インサートチップ PP1 …P21  
 インサートチップ PP10 …P21  
 インサートチップ PP11 …P21  
 インサートチップ PP12 …P21  
 インサートチップ PR1 …P21  
 インサートチップ PR2 …P21  
 インサートチップ PS1 …P21  
 インサートチップ PS2 …P21  
 インサートチップ PS6 …P21  
 インサートチップ SLC …P22  
 インサートチップ SLE1 …P22  
 インサートチップ SLE2 …P22  
 インサートチップ SLO-H …P22  
 インサートチップ SLS …P22  
 インサートチップ MD2-08 …P25  
 インサートチップ MD2-10 …P25  
 インサートチップ MD3-14 …P25

インサートチップ MD3-16 …P25  
 インサートチップ MD3-18 …P25  
 インサートチップ MF1 …P25  
 インサートチップ MF2 …P25  
 インサートチップ MF3 …P25  
 インサートチップ MF4 …P25  
 インサートチップ MF5 …P25  
 インサートチップ MF6 …P25  
 インサートチップ MP0745 …P25  
 インサートチップ MP1 …P25  
 インサートチップ MP2 …P25  
 インサートチップ MP3-a30 …P25  
 インサートチップ MT1-10 …P25  
 インサートチップ MT11L-10 …P25  
 インサートチップ MT11R-10 …P25  
 インサートチップ MT1-20 …P25  
 インサートチップ MT1204 …P25  
 インサートチップ MT1S-10 …P25  
 インサートチップ MT2L-4 …P25  
 インサートチップ MT2R-4 …P25  
 インサートチップ MT6S-10 …P25  
 インサートチップ MT7-3 …P25  
 インサートチップ MT9-13 …P25  
 インサートチップ UNIVR …P25  
 インストルメント オイル …P24,117  
 インストルメント滅菌ケース 2801 …P114  
 インストルメント滅菌ケース 2802 …P114  
 インストルメント滅菌ケース 2803 …P114  
 インストルメント滅菌ケース 2806 …P114  
 インタラクティブ …P8  
 インプラントレスキュー …P108  
 インプラントレンチアダプター(NB) …P93,107  
 インプラントレンチアダプター(ST) …P93,107  
 インレー・クラウンリムーバーハンドル …P112  
 インレー・クラウンリムーバーセット …P112

## ウ

ウィダーリトラクター アダルト 13cm …P48  
 ウィリガー 4.5mm 16cm …P52  
 ウィリガー 6mm 12cm …P52  
 ウィリガー 6mm 16cm …P52  
 ウィルキュレット 2.5/2.5mm …P66  
 ウィルキュレットカップ 2.5/2.5mm …P66  
 ウィルキュレットカップ 3.0/3.0mm …P66  
 ウィルキュレットカップ 3.5/3.5mm …P66  
 ウィルサイナスリフトエレベーター#1 3/3mm hy-grip …P96  
 ウィルサイナスリフトエレベーター#2 3/3mm hy-grip …P96  
 ウィルサイナスリフトエレベーター#3 4/4mm hy-grip …P96  
 ウィルサイナスリフトエレベーター#4 4/4mm hy-grip …P96  
 ウェデルステットチゼルCP1/2 2/2mm hy-grip …P105

## エ

鋭匙 曲 ロングネック …P66  
 鋭匙 直 …P66  
 エキストラクションキット …P23  
 エキスプランテーションキット …P22,23  
 エクスターナルヘックスドライバ 0.9×26mm …P29  
 エバダイナプラス +P 5g …P18  
 エモス hy-grip …P52,99

## オ

オースチンリトラクター …P48  
 オーバルボーンカッティングバー-CA φ5.5/10mm 31L …P84  
 オーバルボーンカッティングバー-HP φ4.0/9mm 68L …P84  
 オーバン 歯肉切除用ナイフ O1-2 hy-grip …P105  
 オーラルガードⅡ小 …P115  
 オーラルガードⅡ大 …P115  
 大型吸引器 TAF-W サイクロン …P117  
 オステオトミーキット …P23  
 オッセンバインチゼル 1.5/1.5mm hy-grip …P104  
 オッセンバインチゼル 2.5/2.5mm hy-grip …P104

オッセンバインチゼル 4/4mm hy-grip …P104  
 オッセンバインチゼル 曲アッブ 5mm hy-grip …P104  
 オッセンバインチゼル 曲ダウン 5mm hy-grip …P104  
 オブゲージ 6mm 18cm …P52  
 オブゲージ 6mm 18cm hy-grip …P52  
 オブゲージ 8mm 18cm …P52  
 オブゲージ 8mm 18cm hy-grip …P52  
 オベガムシート …P122  
 オリジナル歯間ブラシ(0.45mm/橙8+CAP) 10袋 …P125  
 オリジナル歯間ブラシ(0.4mm/桃8本+CAP) 10袋 …P125  
 オリジナル歯間ブラシ(0.5mm/赤8本+CAP) 10袋 …P125  
 オリジナル歯間ブラシ(0.6mm/青8本+CAP) 10袋 …P125  
 オリジナル歯間ブラシ(0.7mm/黄8本+CAP) 10袋 …P125  
 オリジナル歯間ブラシ(0.8mm/緑8本+CAP) 10袋 …P125  
 オリジナル歯間ブラシ(1.1mm/紫8本+CAP) 10袋 …P125  
 オリジナル歯間ブラシ(1.3mm/グレー8本) 10袋入 …P125  
 オリジナル歯間ブラシ(8種アソート8本+CAP) 10袋入 …P125  
 オルスベルグ サイナスリフトエレベーター 3/3mm …P97  
 オルスベルグ サイナスリフトエレベーター 3/4.5mm …P97  
 オルスベルグ サイナスリフトエレベーター 4.5/4.5mm …P97  
 オルスベルグ ボーンアプリケーションター ブリッシャー φ5mm …P81

## カ

カークランド歯肉切除用ナイフ K15-16 hy-grip …P105  
 カーバイドバー CAφ0.6/22mm 5本入 …P85  
 カーブ グラフトパッカー φ3.5mm …P81  
 カーブ グラフトパッカー φ5mm …P81  
 開口度測定ゲージ …P44  
 ガイド用段付ツイストドリルブラック φ2.4/2.8 …P88  
 ガイド用段付ツイストドリルブラック φ2.8/3.2 …P88  
 ガイド用段付ツイストドリルブラック φ3.2/3.6 …P88  
 ガイド用段付ツイストドリルブラック φ3.8/4.2 …P88  
 ガイド用段付ツイストドリルブラック φ4.2/4.6 …P88  
 ガウンタイプGS 標準 L GS-601L 20枚入 …P116  
 ガウンタイプGS 標準 LL GS-601LL 20枚入 …P116  
 ガウンタイプGS 標準 M GS-601M 20枚入 …P116  
 下顎インプラント模型 MOD C4 …P123  
 下顎インプラント模型 MOD D4 …P123  
 下顎インプラント模型 MOD D5 …P123  
 下顎インプラント模型 MOD HWB-6 …P123  
 顎間距離測定ルーラー …P44  
 カストロビジョ カリパー ロング30° …P44  
 カストロビジョ ニードルホルダー-1.2mm 15cm TC …P60  
 カストロビジョ ニードルホルダー-1.2mm 18cm TC …P60  
 カストロビジョ ニードルホルダー-2.2mm 15cm TC …P60  
 カストロビジョ ニードルホルダー-曲1.2mm 15cm TC …P60  
 カストロビジョ ニードルホルダー-曲1.2mm 18cm TC …P60  
 カストロビジョ マイクロニードルホルダー-0.8mm 18cm TC …P60  
 カストロビジョ マイクロニードルホルダー-0.8mm 15cm TC …P60  
 カストロビジョ マイクロニードルホルダー-曲0.8mm 15cm TC …P60  
 カセット #1 …P113  
 カセット #2 …P111,113  
 カセット #3 …P69,113  
 カセット #4 …P30,32,113  
 カヤット hy-grip …P52  
 カヤット サイナスリフトエレベーター-1.5/1.5mm hy-grip …P51,97  
 カラープローブ ポイント式 #2 (5入) …P47  
 カラープローブ ポイント式 #4 (5入) …P47  
 カラープローブ ポイント式 #5 (5入) …P47  
 患者説明用インプラント模型 …P122  
 患者説明用リーフレット (100部) …P123

## キ

キーパーバターンM1(2イリ) M400-K用 …P13,110  
 キーパーバターンM1(2イリ) M600-K用 …P13,110  
 キーパーバターンM1(2イリ) M800-K用 …P13,110  
 キャップ M-1型 120枚/箱 …P116  
 キャップ W型PP ブルー 200枚/箱 …P116  
 臼歯部用トレフィンバー CA φ7.0/7.9 …P77  
 矯正ブライヤー EVER ファインティアドロップ #448 …P120  
 矯正ブライヤー EVER ファインパーティカル #449 …P120  
 矯正ブライヤー EVER ファインホールパンチ #451 …P120

矯正ブライヤー EVER ファイン ホリゾンタル #450 …P120  
 キルシュナーバー CA φ1.6・2.35/15mm 34L …P84  
 キルシュナーバー CA φ3.15・4/15mm 34L …P84

## ク

クーリー フォーセブス hy-grip …P54  
 クーリー フォーセブス 曲 hy-grip …P54  
 クーリー マイクロフォーセブス 0.6mm DIA dark line …P34  
 クーリー マイクロフォーセブス 0.6mm DIA dark line …P34  
 クーリー マイクロフォーセブス 0.6mm hy-grip …P55  
 クーリー マイクロフォーセブス 0.6mm hy-light …P35  
 クーリー マイクロフォーセブス 0.8mm hy-grip …P55,100  
 クーリー マイクロフォーセブス 0.8mm hy-light …P35  
 クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.6mm dark line …P34  
 クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.6mm hy-grip …P55  
 クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.6mm hy-light …P35  
 クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.8mm hy-grip …P55  
 クーリー マイクロフォーセブス 曲 0.8mm hy-light …P35  
 クーリー シュメルツァイゼン ティッシュフォーセブス φ0.8mm …P55

クワイルウッド ニードルホルダー 2mm 15cm TC …P61  
 クワイルウッド ニードルホルダー 2mm 18cm TC …P61  
 グラインダー …P78  
 クラウンスプレッディング フォーセブス …P111  
 クラウンプレップPSキット …P23  
 クラウンプレップチップ TA12D60 …P23  
 クラウンプレップチップ TA12D90 …P23  
 クラウンプレップチップ TA14D120 …P23  
 クラウンプレップチップ TA14D60 …P23  
 クラウンプレップチップ TA14D90 …P23  
 クラウンプレップチップ TA16D120 …P23  
 クラウンプレップチップ TA16D60 …P23  
 クラウンプレップチップ TA16D90 …P23  
 クラウンプレップチップスタンド …P23,24  
 グラニュレートブラガー φ4.5/3.5mm hy-grip …P80  
 グラニュレートブラガー φ4/3mm hy-grip …P80  
 グラフトシリンジカーブ φ3.5mm …P80  
 グラフトシリンジカーブ φ4.5mm …P80  
 グラフトシリンジカーブ φ6mm …P80  
 グラフトシリンジカーブ φ7mm …P80

クリスタル模型 …P13,110,122  
 グリックマン hy-grip …P51  
 クリップセット (3入) …P11  
 クレイマーネビンス 歯肉切除用ナイフ #11 hy-grip …P105  
 クレイマーネビンス 歯肉切除用ナイフ #7 hy-grip …P105  
 グレーシーキュレット GRC11-12 φ10mm (紫) …P72  
 グレーシーキュレット GRC11-12 φ8mm (紫) …P72  
 グレーシーキュレット GRC1-2 φ10mm (黄) …P72  
 グレーシーキュレット GRC1-2 φ8mm (黄) …P72  
 グレーシーキュレット GRC13-14 φ10mm (青) …P72  
 グレーシーキュレット GRC13-14 φ8mm (紺) …P72  
 グレーシーキュレット GRC15-16 φ10mm (紫) …P72  
 グレーシーキュレット GRC15-16 φ8mm (紫) …P72  
 グレーシーキュレット GRC17-18 φ10mm (紺) …P72  
 グレーシーキュレット GRC17-18 φ8mm (紺) …P72  
 グレーシーキュレット GRC3-4 φ10mm (黄) …P72  
 グレーシーキュレット GRC3-4 φ8mm (黄) …P72  
 グレーシーキュレット GRC5-6 φ10mm (黄) …P72  
 グレーシーキュレット GRC5-6 φ8mm (黄) …P72  
 グレーシーキュレット GRC7-8 φ10mm (緑) …P72  
 グレーシーキュレット GRC7-8 φ8mm (緑) …P72  
 グレーシーキュレット GRC9-10 φ10mm (緑) …P72  
 グレーシーキュレット GRC9-10 φ8mm (緑) …P72  
 グレーシーキュレット GRXST11-12 φ8mm (紫) チタン …P72  
 グレーシーキュレット GRXST13-14 φ8mm (紺) チタン …P72  
 グレーシーキュレット GRXST5-6 φ8mm (黄) チタン …P72  
 クレストコントロール …P91  
 クレストトームバー (φ3.75・7mm 26L) …P84

## ケ

ケイウッド ミネソタ チークリトラクター 15.5cm …P49  
 ケリー 14cm …P62

ケリー 16cm 鋸歯 …P58  
 ケリー アングル 16cm 鋸歯 …P58  
 ケリー シサー TC 16cm …P59  
 ケリー シサー 曲 SC 16cm …P58  
 ケリー シサー 曲 TC 16cm …P59  
 ケリー 曲 14cm …P62  
 ケリー 曲 16cm 鋸歯 …P58,101  
 ケリー 曲 18cm 鋸歯 …P58  
 ケリソフ 鉗子 0-3.5mm …P79,97  
 ゲルトネルルートエレベーター 2.5mm …P67  
 ゲルトネルルートエレベーター 3.5mm …P67  
 ゲルトネルルートエレベーター 4.5mm …P67  
 ゲルトネルルートエレベーター アングル 2.5mm …P67  
 ゲルトネルルートエレベーター アングル 3.5mm …P67  
 ゲルトネルルートエレベーター アングル 4.5mm …P67  
 ゲルトネルルートエレベーター 曲 2.5mm …P67  
 ゲルトネルルートエレベーター 曲 3.5mm …P67  
 ゲルトネルルートエレベーター 曲 4.5mm …P67

## コ

ゴールドマンフォックス 曲 SC …P59  
 ゴールドマンフォックス 曲 TC …P59  
 ゴールドマンフォックス 曲 WC …P59  
 ゴールドマンフォックス 曲 鋸歯 …P59  
 ゴールドマンフォックス 歯肉切除用ナイフ GF11 hy-grip …P105  
 ゴールドマンフォックス 歯肉切除用ナイフ GF7 hy-grip …P105  
 コーン スーチャー ブライヤー 15cm …P56  
 口角鉤 アングルワイダー (2イリ) …P48  
 口腔内撮影ミラー 舌側用 …P45  
 口腔内撮影ミラー 頬側用 …P45  
 口腔内撮影ミラー 咬合面用 …P45  
 口腔内撮影ミラー 咬合面用 ワイドL …P45  
 口腔内撮影ミラー 咬合面用 ワイドLL …P45  
 口腔内撮影ミラー 咬合面用 ワイドS …P45  
 口腔内撮影ミラー SE 頬舌側用 …P45  
 口腔内撮影ミラー SE 咬合面用 L …P45  
 口腔内撮影ミラー SE 咬合面用 LL …P45  
 口腔内撮影ミラー SE 咬合面用 M …P45  
 骨鉗子 17cm …P79  
 骨鉗子 デリケート C …P79  
 骨ノミ 溝刃 角柄 …P89  
 骨ノミ 片刃 角柄 …P89  
 骨ノミ 両刃 角柄 …P89  
 コッハー リトラクター 28×7mm …P49  
 コッハー リトラクター 35×11mm …P49  
 コッハー リトラクター 55×11mm …P49,100  
 骨補填材アプリケーションナー hy-grip …P81  
 骨ヤスリ #11 …P83  
 骨ヤスリ #12 …P83

コバノトクロムシリンドラー AT0002 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー B30001 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー B30002 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー B30001 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー GC0001 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー GC0002 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー ID0001 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー NB0032 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー ST0001 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー ST0011 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー ST0012 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー ST0013 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー ZM0003 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー ZM0004 …P12  
 コバノトクロムシリンドラー ZM0012 …P12  
 ゴメル シュメルツァイゼン マイクロシサー 16cm …P57,101  
 ゴメル マイクロシサー 曲 16cm dark line …P34,57  
 ゴメル マイクロシサー 曲 16cm hy-grip …P57  
 ゴメル マイクロシサー 曲 16cm hy-light …P35,57  
 コラコート …P74  
 コラテープ …P74  
 コラプラグ …P74

コレージ マイクロフォーセブス 曲 hy-grip …P54  
 コントラアングルドライバー …P108

## サ

サーキュラーソー HP φ5.0/44mmL …P85  
 サーキュラーナイフ 3.3 …P74  
 サーキュラーナイフ 3.5 …P74  
 サーキュラーナイフ 4.0 …P74  
 サーキュラーナイフ 5.0 …P74  
 サージカルダイヤモンドバー D1L φ1.5 …P93  
 サージカルダイヤモンドバー D1S φ1.5 …P93  
 サージカルダイヤモンドバー D2L φ1.7 …P93  
 サージカルダイヤモンドバー D2S φ1.7 …P93  
 サージカルダイヤモンドバー D3L φ2.0 …P93  
 サージカルダイヤモンドバー D3S φ2.0 …P93  
 サージカルマスク 50型 50枚/箱 …P116  
 サージカルマレット φ40mm 24cm 720g …P63  
 サージカルマレット ソリッド φ20mm 16.5cm 120g …P63  
 サージカルラウンドバー CA 1.0 …P85  
 サージカルラウンドバー CA 1.4 …P85  
 サージカルラウンドバー CA 1.8 …P85  
 サージカルラウンドバー CA 2.5 …P85  
 サージカルラウンドバー CA 3.1 …P85  
 サージカルラウンドバー CA 3.1 内部注水 …P85  
 サージカルラウンドバー CA 4.0 …P85  
 サージカルラウンドバー CA 4.0 内部注水 …P85  
 サージカルラウンドバー CA 5.0 …P85  
 サージカルラウンドバー CA 5.0 内部注水 …P85  
 サイトプラス PTFE スーチャー 丸 40:13.1/2(12入) …P19  
 サイトプラス PTFE スーチャー 逆三 20:19.3/8(12入) …P19  
 サイトプラス PTFE スーチャー 逆三 30:16.3/8(12入) …P19  
 サイトプラス PTFE スーチャー 逆三 30:19.3/8(12入) …P19  
 サイトプラス PTFE スーチャー 逆三 40:13.3/8(12入) …P19  
 サイトプラス PTFE スーチャー 逆三 40:16.3/8(12入) …P19  
 サイナススコアリングバー ダイヤモンド CA …P86  
 サイナススコアリングバー ダイヤモンド HP …P86  
 サイナスリフティング フルセット …P98  
 サイナスリフティング エレベーター フルセット …P96  
 サイナスリフティング オステオトーム #1 φ2.0/2.7mm hy-grip …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム #2 φ2.5/3.2mm hy-grip …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム #3 φ3.0/3.7mm hy-grip …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム #4 φ3.5/4.2mm hy-grip …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム #5 φ4.0/4.7mm hy-grip …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム #6 φ4.5/5.4mm hy-grip …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム キット A …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム キット B …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム 曲 #1 φ2.0/2.7mm …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム 曲 #2 φ2.5/3.2mm …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム 曲 #3 φ3.0/3.7mm …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム 曲 #4 φ3.5/4.2mm …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム 曲 #5 φ4.0/4.7mm …P98  
 サイナスリフティング オステオトーム 曲 #6 φ4.5/5.4mm …P98  
 サイナスリフトインスツルメント #A1 …P94  
 サイナスリフトインスツルメント #A2 …P94  
 サイナスリフトインスツルメント #A3 …P94  
 サイナスリフトインスツルメント #B1 …P94  
 サイナスリフトインスツルメント #B2 …P94  
 サイナスリフトインスツルメント #B3 …P94  
 サイナスリフトインスツルメント #B4 …P94  
 サイナスリフトインスツルメント #B5 …P94  
 サイナスリフトキット …P23  
 サイナスリフトラテラルキット …P22,23  
 撮影ミラー 3枚組 (咬合面 舌側 頬側) …P45  
 サニスリーブ (10/ケース) …P116  
 サムノブ …P107  
 サラマ コーン フォーセブス hy-grip …P54

## シ

歯科インプラント用月光ドリルブラック 20 …P83  
 歯科インプラント用月光ドリルブラック 2034 …P83

歯科インプラント用月光ドリルブラック2034L …P83  
 歯科インプラント用月光ドリルブラック2034S …P83  
 歯科インプラント用月光ドリルブラック20L …P83  
 歯科インプラント用月光ドリルブラック20S …P83  
 歯科インプラント用月光ドリルブラック28 …P83  
 歯科インプラント用月光ドリルブラック28L …P83  
 歯科インプラント用月光ドリルブラック28S …P83  
 止血鉗子ペアン …P62  
 止血鉗子 モスキート 曲 …P62  
 止血鉗子 モスキート 直 …P62  
 歯肉切除用ナイフ #1 hy-grip …P103,105  
 歯肉切除用ナイフ #2 hy-grip …P103,105  
 歯肉切除用ナイフ φ2/2mm hy-grip …P103,105  
 歯肉/パサミ アイリス 曲 …P59  
 歯肉/パサミ アイリス 直 …P59  
 歯肉/パサミ ゴールドマンフォックス #1 …P59  
 歯肉/パサミ ゴールドマンフォックス #2 …P59  
 歯肉/パサミ ジョセフ …P59  
 歯肉/パサミ ラグランジュ …P59  
 シャープポイント 曲 Smooth …P59  
 シャープポイント 曲 WC …P59  
 シューカバー SA 50セット/箱 …P116  
 シュガーマンファイブ3-4S hy-grip …P83  
 シュメルツアイゼン チゼル曲 4mm 目盛付 hy-grip …P99  
 シュメルツアイゼン チゼル曲 8mm 目盛付 hy-grip …P99  
 シュルガーファイブ9-10 hy-grip …P83  
 上顎インプラント模型 MOD C2 …P123  
 上顎インプラント模型 MOD C5 …P123  
 上顎インプラント模型 MOD C7 …P123  
 上顎インプラント模型 MOD-C8 …P123  
 書籍「人生100年時代」のインプラント治療の考え方 …P121  
 書籍 3-stepと3-zoneで対応するサポータティブ・インプラント・セラピー …P121  
 書籍 プロソドンティクス 第三巻 無歯顎の治療・顎顔面欠損の治療 …P121  
 書籍 マグネットデンチャーの臨床術式[CD-ROM付] …P121  
 書籍 やさしい失敗しない低侵襲ソフトティッシュ …P121  
 書籍 口腔インプラント実習書 第2版 …P121  
 書籍 磁性アタッチメントのDo's&Don'ts! …P121  
 書籍 臨床医のための歯科麻酔テクニック …P121  
 シラトリ キュレット 2.0/2.0mm …P33,66  
 シラトリ キュレット 3.0/3.0mm …P33,66  
 シラトリ サイナスリフトインスツルメント α …P30,95  
 シラトリ サイナスリフトインスツルメント α β セット …P30,95  
 シラトリ サイナスリフトインスツルメント β …P30,95  
 シラトリ サイナスリフトインスツルメントフルセット …P30,95  
 シラトリ ボーンマテリアルアプリケーションターγ …P30,95  
 シラトリ ボーンマテリアルインスツルメント γ δ セット …P30,95  
 シラトリ ボーンマテリアルプッシュャー δ …P30,95  
 シリンダーバー HP φ1.5/7.5mm 50L(10イリ) …P84  
 シロプロ 3rd Generation (CA20:1L KM) …P11  
 ジンジバグラフトパッキングインスツルメント …P103

## ス

スイベルスカルペルブレードホルダー hy-grip …P50  
 スウィッシュアクティブ …P8  
 スウィッシュプラス …P7  
 頭蓋骨抜歯モデル …P122  
 スカルペルブレードホルダー …P50  
 スカルペルブレードホルダー φ10mm …P50  
 スカルペルブレードホルダー φ10mm hy-grip …P50  
 スカルペルブレードホルダー φ8mm …P50  
 スカルペルブレードホルダー φ8mm hy-grip …P50,100  
 スカルペルブレードリムーバー …P50  
 スキャングレジン 液 (30ml) …P44  
 スキャングレジン 粉 (30g) CT3000 …P44  
 スクリーン トンネルインスツルメント ミニ #1 hy-grip …P102  
 スクリーン トンネルインスツルメント ミニ #2 hy-grip …P102  
 スクリーンアロカ トンネルインスツルメント ミニ #1 hy-grip …P102  
 スクリーンアロカ トンネルインスツルメント ミニ #2 hy-grip …P102  
 スクリュードライバー用ガイドピンセット hy-grip …P56  
 スクリューポスト用キー(-) …P16  
 スクリューリムーバー M1.6用L本体 …P12

スクリューリムーバー M1.6用S本体 …P12  
 スクリューリムーバー M2.0用L本体 …P12  
 スクリューリムーバー M2.0用S本体 …P12  
 スターンベルク リトラクター 14cm …P48  
 スタイグマン ボーンスクレイパー/アプリケーションター φ10mm …P99  
 スタンパー #C小(6イリ) …P82  
 スタンパー #C大(6イリ) …P82  
 ズツケリ 1.5/2.0mm hy-grip …P51  
 ズツケリ 2.0/2.5mm hy-grip …P51  
 ズツケリ MCニードルホルダー 0.6mm 18cm DIA DL …P34  
 ズツケリ MCニードルホルダー 0.6mm 18cm TC HL …P35  
 ズツケリ UFニードルホルダー 0.5mm 18cm DIA DL …P34  
 ズツケリ UFニードルホルダー 0.5mm 18cm TC HL …P35  
 ズツケリ マイクロラファイン シザー 曲 16cm HL …P35,57  
 ズツケリ マイクロシザー 曲 16cm …P57  
 ステイグマン ボーンアプリケーションター/パッカー hy-grip …P81  
 ステップパイロットドリル CA φ0.8/1.6 …P29  
 ステンレスカセット16 …P113  
 ステンレスカセット8 …P113  
 ストマフォームミラーアンドブローベハンドル中空タイプ …P46  
 スプリーム (20本入) …P125  
 スプリーム コンパクト (20本入) …P125  
 スプリットコントロール12mm …P90  
 スプリットコントロール15mm …P90  
 スプレーネット 洗浄スプレー 500ml (単品) …P11  
 スモールグラフトシリンジ …P80  
 スライディングカリパー …P44  
 スワンネックフラップ鉤 45度 巾狭型 …P49

## セ

セーフスクレイパー・曲 (3入) …P26  
 セーフスクレイパー・直 (3入) …P26  
 切開・縫合実習キット オベガム …P122  
 ゼットワンeco ファインリキッド …P117  
 セデント サイコリッチ T-70移動式モデル …P115  
 セムケン フォーセプス 曲 有鉤 …P55  
 セムケン フォーセプス 有鉤 …P55  
 セムケン 曲 12cm …P55  
 セラ・パー シリンダータイプ CA φ1.6 …P87  
 セラ・パー シリンダータイプ CA φ2.1 …P87  
 セラ・パー シリンダータイプ HP φ1.6 …P87  
 セラ・パー シリンダータイプ HP φ2.1 …P87  
 セラ・パー ラウンドタイプ CA φ2.3 …P87  
 セラ・パー ラウンドタイプ CA φ2.7 …P87  
 セラ・パー ラウンドタイプ CA φ3.1 …P87  
 セレションチップグラフトパッカー φ3mm/4mm …P81  
 セレションチップグラフトパッカー φ6mm/8mm …P81  
 セレクト エクストラソフト (25本入) …P124  
 セレクト エクストラソフト お試し用 (5本入) …P124  
 セレクト ソフト お試し用 (5本入) …P124  
 セレクト ミディアム お試し用 (5本入) …P124  
 セレクトコンパクト エクストラソフト お試し用 (5本入) …P124  
 セレクトコンパクト ソフト お試し用 (5本入) …P124  
 セレクトコンパクト ミディアム お試し用 (5本入) …P124  
 セレクトコンパクト エクストラソフト (25本入) …P124  
 セレクトコンパクト ソフト (25本入) …P124  
 セレクトコンパクト ミディアム (25本入) …P124  
 セレクトソフト (25本入) …P124  
 セレクトミディアム (25本入) …P124  
 セン オステオトーム 3.5 …P36,98  
 セン オステオトーム 4.2 …P36,98  
 セン オステオトーム セット …P36,98  
 洗浄滅菌カセット タイプA …P114  
 洗浄滅菌カセット タイプB …P114  
 センター注水ノズル (SGM用) …P11  
 センター注水ノズル (Pro専用) …P11

## ソ

ソントイマー hy-grip …P49

## タ

ダイナモレンチ K7 …P23,24  
 ダイナモレンチ K8 …P24  
 ダン・コバルトボンド 5g片 1000g …P109  
 ダン・コバルトボンド 5g片 100g …P109  
 ダン・コバルトボンド 5g片 500g …P109  
 タングガード付 開口器 L …P48  
 タングガード付 開口器 S …P48  
 タングガード付 開口器 SS …P48  
 ダンクロムソルダーワイヤー状 φ0.35mm 2m巻 …P109  
 ダンクロムソルダーワイヤー状 φ0.5mm 2m巻 …P109  
 ダンクロムソルダー 棒状 5g 包装 …P109  
 ダンフラックス 50g …P109  
 ダンモデリングリキッド 100mL …P109

## チ

チークリトラクターマウスミラー コンケープ φ22mm …P45  
 チークリトラクターマウスミラー コンケープ φ24mm …P45  
 チークリトラクターマウスミラー 平面 φ22mm …P45  
 チークリトラクターマウスミラー 平面 φ24mm …P45  
 チームアトランタ トンネルキット …P65,103  
 チーム白鳥インプラント外科キット …P64  
 チタンスクエアボール …P80  
 チタンマイクロメッシュ 60×120×0.1mm …P29  
 チタンメッシュ 14mm×7mm×0.2mm …P29  
 チタンメッシュカッター TC …P29  
 チタンラウンドボール …P80  
 チタン用カーバイドバー FG(仕上用) φ1.6/8.0 …P110  
 チタン用カーバイドバー FG(仕上用) φ1.8/8.0 …P110  
 チタン用カーバイドバー FG(切削用) φ1.6/8.0 …P110  
 チタン用カーバイドバー FG(切削用) φ1.8/8.0 …P110  
 チップホルダー DB2 …P23  
 チップホルダー ICP …P22  
 チューブ用クリップ 3rd G モーターケーブル用(10入) …P11  
 チューブ抑え (Pro+) …P11

## ツ

ツイストドリル #1 CA φ0.45/27mmL …P29  
 ツイストドリル φ1.5mm/33mmL …P83  
 ツイストドリルブラック 2.0L …P88  
 ツイストドリルブラック 2.0S …P88  
 ツイストドリルブラック 2.6S …P88  
 ツイストドリルブラック 2.8L …P88  
 ツイストドリルブラック 2.8S …P88  
 ツイストドリルブラック 2.9S …P88  
 ツイストドリルブラック 3.0S …P88  
 ツイストドリルブラック 3.1L …P88  
 ツイストドリルブラック 3.1S …P88  
 ツイストドリルブラック 3.2L …P88  
 ツイストドリルブラック 3.2S …P88  
 ツイストドリルブラック 3.3L …P88  
 ツイストドリルブラック 3.3S …P88  
 ツイストドリルブラック 3.4S …P88  
 ツイストドリルブラック 3.5L …P88  
 ツイストドリルブラック 3.5S …P88  
 ツイストドリルブラック 3.6S …P88  
 ツイストドリルブラック 3.7S …P88  
 ツイストドリルブラック 3.8L …P88  
 ツイストドリルブラック 3.8S …P88  
 ツイストドリルブラック 4.0S …P88  
 ツイストドリルブラック 4.2S …P88  
 ツイストドリルブラック 4.5S …P88

## テ

ディープリトラクターSU型小児用 …P48  
 ディープリトラクターSU型大人用 …P48  
 ディーンアングル Smooth …P59  
 ディーンアングル 鑲歯 …P59  
 ディスチャーージ …P24  
 ディスポイリゲーションチューブ(2m) …P11

ディスプレイレーションチューブ(2way/バルブ付) …P11  
 ディスボイリレーションチューブ(3m) …P11  
 ディスポティッシュパンチ φ3.0mm (20イリ) …P73  
 ディスポティッシュパンチ φ3.5mm (20イリ) …P73  
 ディスポティッシュパンチ φ4.0mm (20イリ) …P73  
 ディスポティッシュパンチ φ5.0mm (20イリ) …P73  
 ディスポティッシュパンチ φ6.0mm (20イリ) …P73  
 ディスポティッシュパンチ φ8.0mm (20イリ) …P73  
 ディセクター …P50  
 ディセクティングフォースeps 16cm TC …P55  
 ディセクティングフォースeps クロスグループ 16cm …P55  
 テイタムDシェイブスプレッダー #1 …P94  
 テイタムDシェイブスプレッダー #2 …P94  
 テイタムDシェイブスプレッダー #3 …P94  
 テイタムDシェイブスプレッダー #4 …P94  
 テイタムDシェイブスプレッダーセット(カセット付) …P94  
 テイタムバルチサイナスリフトエレベーター3/3mmhy-grip …P97  
 ティッシュグラスピング/スーチャーフォースepsφ2.0mm …P54  
 ティッシュパンチキット …P73  
 ティッシュパンチラック …P73  
 テンティ サイナスリフトエレベーター 3/3mm hy-grip …P97  
 テーパーバー HP φ1.6/50mm (10イリ) …P84  
 テクニカシステムケース25 …P93,114  
 テクニカ ボーンミル …P78  
 テクニカ 歯肉ゲージ …P44  
 デブスゲージ φ1.3 …P44  
 デブスゲージ φ1.5 …P44  
 デブスゲージ φ1.9 …P44  
 デブスゲージ φ2.7 …P44  
 デブスゲージ φ3.0 …P44  
 デブスゲージ φ3.2 …P44  
 デブスゲージ φ3.4 …P44  
 デブスゲージ φ3.9 …P44  
 デリバリードライバー1.25 CA …P106  
 デワイス 3/3mm hy-grip …P50  
 デワイス 5/5mm hy-grip …P50  
 デンタル露ウォッシュ/Dr Wash 330ml(6本組) …P126  
 デンタル露ウォッシュミニ/Dr Wash 50ml(30本組) …P126  
 テンボラリールポスト除去用フォースeps TC …P111

## ト

ドベイキー ツイザー …P55  
 ドベイキー ツイザー 曲 …P55  
 ドベイキー マイクロフォースeps 1.8mm hy-grip …P54  
 ドライバーチップ#CER-L …P107  
 ドライバーチップ#CER-S …P107  
 ドライバーチップ#HC …P107  
 ドライバーチップ#HCL …P107  
 ドライバーチップ#HFD …P107  
 ドライバーチップ#HNT …P107  
 ドライバーチップ#HNTL …P107  
 ドライバーチップ#HTLT …P107  
 ドライバーチップ#HTSI …P107  
 ドライバーチップ#HTT …P107  
 ドライバーチップ#ITL …P107  
 ドライバーチップ#ITS …P107  
 ドライバーチップ#PROC-L …P107  
 ドライバーチップ#PROC-S …P107  
 ドライバーチップ#SN …P107  
 ドライバーチップ#SNL …P107  
 ドライバーチップCA #CER …P107  
 ドライバーチップCA #HN …P107  
 ドライバーチップCA #HT …P107  
 ドライバーチップCA #PROC …P107  
 ドライバーハンドル#TK …P93,107  
 ドライバービット Hex1.2mm Sサイズ …P108  
 ドライバービット Hex1.2mm USサイズ …P108  
 ドライバービット Hex1.3mm Sサイズ …P108

ドライバースリット Hex1.3mm USサイズ …P108  
 ドライバービット SCS Sサイズ …P108  
 ドライバービット SCS USサイズ …P108  
 ドライバービット UniGrip Sサイズ …P108  
 ドライバービット UniGrip USサイズ …P108  
 ドライバービット マイナス Sサイズ …P108  
 ドライバービット マイナス USサイズ …P108  
 ドライバービットケース …P108  
 ドリルエクステンダー …P84  
 ドリル滅菌ケース 12孔 …P114  
 ドリル滅菌ケース 15孔 …P114  
 ドリル滅菌ケース 9孔 …P114  
 トルクコントロール …P106  
 トルクドライバース …P118  
 トルクレンチ 10-90Ncm …P93,106  
 トルクレンチ20Ncm …P106  
 トルクレンチ30Ncm …P106  
 トルクレンチ35Ncm …P106  
 トルクレンチ用アダプター …P108  
 ドレーフH撥水6.3cm円穴テープ付(50枚入) …P116  
 ドレーフH撥水9.0cm円穴テープ付(50枚入) …P116  
 トレフィンドリル φ2/3mm …P77  
 トレフィンドリル φ3/4mm …P77,101  
 トレフィンドリル φ4/5mm …P77,101  
 トレフィンドリル φ5/6mm …P77  
 トレフィンドリル φ6/7mm …P77,101  
 トレフィンドリル φ7/8mm …P77  
 トレフィンドリル φ8/9mm …P77,101  
 トレフィンドリル φ9/10mm …P77  
 トレフィンドリルセット …P77  
 トレフィンドリル専用スタンド(5本用) …P101  
 トレフィンバー 2.4 内部注水 …P77  
 トレフィンバー 2.7 内部注水 …P77  
 トレフィンバー 3.0 内部注水 …P77  
 トレフィンバー 3.3 内部注水 …P77  
 トレフィンバー 3.8 内部注水 …P77  
 トレフィンバー 4.3 内部注水 …P77  
 トレフィンバー 5.0 内部注水 …P77  
 トレフィンバー 6.0 内部注水 …P77  
 トレフィンバー CA 2.0/2.8mm …P77  
 トレフィンバー CA 2.75/3.5mm …P77  
 トレフィンバー CA 3.75/4.6mm …P77  
 トレフィンバー CA 4.25/5.1mm …P77  
 トレフィンバー CA 5.25/6.1mm …P77  
 トレフィンバー CA 6.0/6.95mm …P77  
 トレフィンバー CA 7.0/7.9mm …P77  
 トレフィンバー CA 8.0/8.95mm …P77  
 トレフィンバー HP 3.75/4.6mm …P77  
 トレフィンバー HP 4.25/5.1mm …P77  
 トンネルペリオスチールエレベーター …P104

## ニ

二分岐チューブ …P11

## ネ

ネオブラックチップ(L) 15本×2 …P18

## ハ

ハーキンドティッシュパンチ 替え刃 …P74  
 ハーキンドティッシュパンチ 標準セット …P74  
 ハーキンドティッシュパンチ 替え刃付キセット …P74  
 パース ボーンブロックフォースeps …P82  
 パーススタンド(F G ロング用18本立) …P110  
 バイオメンド 15mm×20mm …P74  
 バイオメンド 20mm×30mm …P74  
 バイオメンド 30mm×40mm …P74  
 バイタルモニター S-RS (心電図あり) …P115  
 バインルートエレベーター 3mm …P67  
 バインルートエレベーター 4mm …P67  
 バインルートエレベーター 5mm …P67  
 剥離子オーダーシステム 丸柄細 …P53

剥離子オーダーシステム 丸柄 …P53  
 剥離子オーダーシステム 丸柄Short …P53  
 バックハウス 穿孔型タオルクランプ 13cm …P62  
 バックハウス 穿孔型タオルクランプ 9cm …P62  
 パッカージリムバルブツール …P29  
 抜歯窩アラインメントピン2/2.4mmD PIN2-2.4-AL …P23  
 抜歯窩アラインメントピン2/3mmD PIN 2-3-AL …P23  
 抜歯窩アラインメントピンIM1用 PIN IM1-AL …P23  
 パピラエレベーター 2/3mm hy-grip …P51  
 バラケル MCニードルホルダー0.8mm 18cm TC HL …P35  
 バラケル MCニードルホルダー曲0.8mm 18cm TC HL …P35  
 バラケル ニードルホルダー1.2mm 15cm TC …P60  
 バラケル ニードルホルダー1.2mm 18cm TC …P60  
 バラケル ニードルホルダー2.0mm 18cm TC …P60  
 バラケル ニードルホルダー曲1.2mm 15cm TC …P60  
 バラケル ニードルホルダー曲1.2mm 18cm TC …P60  
 バラケル マイクロニードルホルダー0.8mm 18cm TC …P60  
 バラケル マイクロニードルホルダー曲0.8mm 15cm TC …P60  
 バラケル マイクロニードルホルダー曲0.8mm 18cm TC …P60  
 バラケル/シムメルツァイゼン持針器1.2mm 18cm TC …P101  
 バラケルMCニードルホルダー曲0.8mm 18cm DIA DL …P34  
 バラケルMC持針器曲0.8mm 18cm DA DL Jspec …P34  
 バラケルニードルホルダー曲1.2mm 18cm TC J-Spec …P35  
 ハルステッドモスキート 12cm …P62  
 ハルステッドモスキート 14cm …P62  
 ハルステッドモスキート 曲 12cm …P62  
 ハルステッドモスキート 曲 14cm …P62  
 ハルステッドモスキート 曲有鉤 12cm …P62  
 ハルステッドモスキート 曲有鉤 14cm …P62  
 ハルステッドモスキート 有鉤 12cm …P62  
 バルチ サイナスキュレット 3.5/3.5mm hy-grip …P97  
 バルチ サイナスキュレット 4.5/4.5mm hy-grip …P97  
 バルチ チゼル 4mm 目盛付 hy-grip …P89  
 バルチ チゼル 8mm 目盛付 hy-grip …P89  
 バルチ チゼル 曲 4mm 目盛付 hy-grip …P89  
 バルチ チゼル 曲 8mm 目盛付 hy-grip …P89  
 バルチ ティッシュパンチ CA φ3mm …P73  
 バルチ ティッシュパンチ CA φ4mm …P73  
 バルチ ティッシュパンチ CA φ5mm …P73  
 バルチ ティッシュパンチ CA φ6mm …P73  
 バルチ ブーザー hy-grip …P51,100  
 バルチ ボーンブロックフォースeps …P82  
 バルチ モルト hy-grip …P52,100  
 バルチスパチュラ hy-grip …P81  
 パワークラウンリムバーL …P111  
 パワークラウンリムバーR …P111  
 パワークラウンリムバーセット …P111  
 パワーサージカルキュレット 84S …P69  
 パワーサージカルキュレット 85S …P69  
 パワーサージカルキュレット 86AS …P69  
 パワーサージカルキュレット 86S …P69  
 パワーサージカルキュレットキット …P69  
 パワーツイストエレベーターL …P68  
 パワーツイストエレベーターL 曲 …P68  
 パワーツイストエレベーターR …P68  
 パワーツイストエレベーターR 曲 …P68  
 パワーツイストエレベーターセット …P68  
 パワーペリオトーム …P68  
 パワーボーンクラッシャー …P78  
 ハンドピース(20:1L KM マイクロシリウス) …P11  
 ハンドピース/ホワイト …P20  
 ハンドピーストレイ …P24

## ヒ

ビラー ボーングラフトパッカー/スプーン hy-grip …P81  
 ビラーメンブレンリフト/グラニュレートブラガー hy-grip …P99  
 ビエソホワイト …P20  
 ビエゾサージェリー タッチ ベーシック1 …P20  
 ビエゾサージェリーフレックスキット …P25  
 ビエゾチップホルダー …P24  
 ビエゾリフトキット …P22,23  
 ビッカーズサージカルマレット φ25mm 17cm 210g …P63,101  
 ビッカーズ樹脂部両側スベア …P63

ビッグアップピンセット チタン 16cm ロック付 …P56  
 ビッググラフトシリンジ φ5.0mm …P80  
 ビッググラフトシリンジ φ5.0mm・曲 …P80  
 ビッググラフトシリンジS φ3.6mm …P80  
 ビッググラフトシリンジS φ3.6mm・曲 …P80  
 ピュアトロンO3 AUTO 2013 …P115

## フ

ファーネンストック ワックスナイフ メタルハンドル 13cm …P112  
 ファーネンストック ワックスナイフ メタルハンドル 17.5cm …P112  
 ファインパターンチゼルA 4mm …P89  
 フィクスチャーマウントツールCA …P93  
 フィジオリフター …P24  
 フィジオリフト ストッピングチューブ …P24  
 フィジオリフト チューブキット …P24  
 フーザー hy-grip …P51  
 フェディ チゼル 2.5/2.5mm hy-grip …P104  
 フェディ チゼル 2/2mm hy-grip …P104  
 フェディ チゼル 3/3mm hy-grip …P104  
 フォーセブス TC hy-grip …P54  
 フォーセブス TC 曲 hy-grip …P54  
 フォーセブス 曲 有鉤 hy-grip …P54  
 フォーセブス 有鉤 hy-grip …P54  
 フラテンボラリーク라운 リムービングブライヤー …P111  
 フライブルグキット …P65,99  
 フライブルグキットトレイ …P101  
 プラスチック エステティック サージェリーキット …P65,102  
 フリー M グリーン …P114  
 フリーア hy-grip …P51  
 フリードマン スクエア 15cm …P79  
 フリードマン ラウンド 15cm …P79  
 プリチャード PR3 hy-grip …P52  
 プリチャード PR3(穴付) hy-grip …P52  
 フルクラム エキストラクターセット …P68  
 フルクラムパッド ユニバーサル/厚(12イリ) …P68  
 フルクラムパッド 知歯用/薄(12イリ) …P68  
 フレーア ペリオ エレベーター DE 19cm …P52  
 フレザートル …P112  
 ブローネマルクタイプ リトラクター …P48  
 プロテクションキャップ …P25  
 プロテクションフィルム シロプロ 3rd Gen用(10入) …P11  
 プロテクションフィルム/タッチ(10イリ) …P24,25

## ヘ

ペイヤー ダブルアクション ラウンド 18cm …P79  
 ペーシックキット …P23  
 ヘーゼル ニードルホルダー 2mm 21cm TC …P61  
 ヘーゼル ニードルホルダー 曲 2mm 21cm TC …P61  
 ヘーベル・メルトン アパットメントホルダー チタン …P56  
 ヘキサゴンドライバーチップ CA用 Type-K,KD …P118  
 ヘキサゴンドライバーチップ ISA Type-F …P118  
 ヘキサゴンドライバーチップ M CA用 ISA Type-F …P118  
 ヘキサゴンドライバーチップ S CA用 Type-A …P118  
 ヘキサゴンドライバーチップ S CA用 Type-TK …P118  
 ヘキサゴンドライバーチップ S CA用 ISA Type-F …P118  
 ヘキサゴンドライバーチップ Type-A …P118  
 ヘキサゴンドライバーチップ Type-K,KD …P118  
 ヘキサゴンドライバーチップ Type-TK …P118  
 ペネックスコントロール …P66  
 ヘミングウェイ キュレットカップ 2.5/2.5mm 17.5cm …P66  
 ヘミングウェイ キュレットカップ 3.5/3.5mm 17.5cm …P66  
 ヘミングウェイ キュレットカップ 3/3mm 17.5cm …P66  
 ヘミングウェイ キュレットカップ 4.5/4.5mm 17.5cm …P66  
 ペリオテストM …P41  
 ペリオトーム ポイント#1 …P71  
 ペリオトーム ポイント#2 …P71  
 ペリオトーム ポイント#3 …P71  
 ペリオトーム#1 2/2mm φ10mm hy-grip …P71  
 ペリオトーム#1 2/2mm φ8mm hy-grip …P71  
 ペリオトーム#1 φ10mm hy-grip …P71

ペリオトーム#1 φ8mm hy-grip …P71  
 ペリオトーム#2 2/2mm φ10mm hy-grip …P71  
 ペリオトーム#2 2/2mm φ8mm hy-grip …P71  
 ペリオトーム#2 φ10mm hy-grip …P71  
 ペリオトーム#2 φ8mm hy-grip …P71  
 ペリオトーム#3 2/2mm φ10mm hy-grip …P71  
 ペリオトーム#3 2/2mm φ8mm hy-grip …P71,100  
 ペリオトーム#3 φ10mm hy-grip …P71  
 ペリオトーム#3 φ8mm hy-grip …P71  
 ペリオドンタルチゼル 3/2mm hy-grip …P102,104  
 ペリオブローブ CQ2Nネバース hy-grip …P47  
 ペリオブローブチップ PCP/EX3Aシルマンス …P47  
 ペリオブローブ PCP11 hy-grip …P47  
 ペリオブローブ PCP11.5WHO hy-grip …P47  
 ペリオブローブ PCP12 hy-grip …P47  
 ペリオブローブ PCPN22 hy-grip …P47  
 ペリオブローブ PNC/EX3Aイクルホウト hy-grip …P47,100  
 ペリオブローブ PNCノースカロライナ hy-grip …P47  
 ペリオブローブチップ PCNCG/-ス加付 …P47  
 ペリオブローブチップ PCPG11.5WHO …P47  
 ペリオブローブチップ PCPG12 …P47  
 ペリオブローブチップ PCPN22 …P47  
 ペリオブローブチップ PCPシルマンス …P47  
 ヘルクト リトラクター 35×11mm …P49  
 ヘルクト リトラクター 55×11mm …P49

## ホ

ボウル 140cc …P80  
 ボウル 25cc …P80,101  
 ボーラー ダブルアクション 15cm …P79,101  
 ボールエンドデブスゲージ …P44  
 ボーングラフト ホールデンギンセット 20cm …P82  
 ボーンスプーン 14cm …P81  
 ボーングラフトキット …P24  
 ボーンスクレイパー φ10mm …P89  
 ボーンスクレイパー φ8mm …P89  
 ボーンスプーンS …P81  
 ボーンスプーンパッカー φ3mm …P81  
 ボーンスプーンパッカー φ4mm …P81  
 ボーンタック スプラインドライバー …P29  
 ボーンタック 3mmL(10入) …P28  
 ボーンタック 5mmL(10入) …P28  
 ボーンタックブレースメントインスツルメント …P29  
 ボーンタックブレースメントインスツルメント・曲 …P29  
 ボーンタックマレット …P29,63  
 ボーンタンバー 4mm …P97  
 ボーンタンバー 7mm …P97  
 ボーンタンバーセット …P97  
 ボーンチゼル 2.5/3.0mm hy-grip …P102  
 ボーントレフィン 10.0 …P77  
 ボーントレフィン 12.0 …P77  
 ボーントレフィン 5.0 …P77  
 ボーントレフィン 6.0 …P77  
 ボーントレフィン 8.0 …P77  
 ボーンブレップキット プロフェッショナル …P23  
 ボーンブロックランプ ヘビィ …P82  
 ボーンブロックランプ 前歯部用 19.7cm …P82  
 ボーンブロックフォーセブス …P82  
 ボーンブロックフォーセブス ライト …P82  
 ボーンブロックフォーセブス レフト …P82  
 ボーンプロファイルドリルガイド P3.0 …P9  
 ボーンプロファイルドリルガイド P5.7 …P9  
 ボーンプロファイルドリルガイド P3.5 …P9  
 ボーンプロファイルドリルガイド P4.5 …P9  
 ボーンミル KM-3 …P78  
 ボーンミル KM-3 ベース …P78  
 ボーンミルカッター …P78  
 ボンブチューブ/タッチ(8入) …P24

## マ

マイクロアドソン 有鉤 0.8mm 12cm …P56  
 マイクロアドソン 有鉤 0.8mm 15cm …P56

マイクロサージェリーキット …P65  
 マイクロスカルペルブレードホルダー φ8mm hy-grip …P50  
 マイクロスカルペルブレードホルダー φ8mm hy-gripDL …P34  
 マイクロバスキュラー ニードルホルダー 1.2mm 15cm TC …P61  
 マイクロバスキュラー ニードルホルダー 1.2mm 18cm TC …P61  
 マイクロピンセット アドソン DB32T52 …P56  
 マイクロフォーセブス 0.6mm TC hy-grip …P55  
 マイクロフォーセブス 0.8mm TC hy-grip …P55  
 マイクロフォーセブス 曲 0.8mm TC hy-grip …P55  
 マイクロフォーセブス 曲 有鉤 0.6mm hy-grip …P55  
 マイクロフォーセブス 曲 有鉤 0.8mm hy-grip …P55  
 マイクロフォーセブス 有鉤 0.6mm hy-grip …P55  
 マイクロフォーセブス 有鉤 0.8mm hy-grip …P55  
 マイクロフォーセブス 有鉤 2.6mm hy-grip …P54  
 マイロンネビンスサイナスリフトエレベーター#1 5/7mm …P96  
 マイロンネビンスサイナスリフトエレベーター#2 5/7mm …P96  
 マウスブロップ アダルト …P48  
 マウスミラー 平面 φ22mm 12イリ …P45  
 マウスミラー 平面 φ24mm 12イリ …P45  
 マウスミラー 平面 φ26mm 12イリ …P45  
 マグフィットIP BFD30 セット品 …P13  
 マグフィットIP BFD40 セット品 …P13  
 マグフィットIP BFD55 セット品 …P13  
 マグフィットIP IFD14 セット品 …P13  
 マグフィットIP IFD30 セット品 …P13  
 マグフィットIP IFD45 セット品 …P13  
 マグフィットIP VFD30 セット品 …P13  
 マグフィットIP VFD40 セット品 …P13  
 マグフィットIP VFD55 セット品 …P13  
 マグフィットMキーパ単品(1イリ)400gfタイプM400-K …P13,110  
 マグフィットMキーパ単品(1イリ)600gfタイプM600-K …P13,110  
 マグフィットMキーパ単品(1イリ)800gfタイプM800-K …P13,110  
 マグフィットM磁石構造体単品(1イリ)M400-T …P13,110  
 マグフィットM磁石構造体単品(1イリ)M600-T …P13,110  
 マグフィットM磁石構造体単品(1イリ)M800-T …P13,110  
 マスターピン(10入) …P27  
 マスターピンフラットヘッド(10入) …P27  
 マスターピンコントロールキット …P27  
 マスターミル …P78  
 マチュール ニードルホルダー 2.2mm 14cm …P61  
 マチュール ニードルホルダー 2.2mm 14cm TC …P61  
 マチュール ニードルホルダー 2.5mm 17cm …P61  
 マチュール ニードルホルダー 2.5mm 17cm TC …P61  
 丸カスト SC450 18φ …P112  
 マレット ユニバーサル …P63  
 マレット 外科用 …P63  
 マレット 外科用ハード …P63

## ミ

ミード サージカルマレット φ26mm 18cm 320g …P63  
 ミード樹脂部両側スベア …P63  
 ミクロス …P26  
 ミッデルドルフ チークリトラクター 15×15mm 20cm …P49  
 ミッデルドルフ チークリトラクター 20×22mm 20cm …P49  
 ミニゴメル マイクロシサー 曲 11cm hy-grip …P57  
 ミニフリードマン ラウンド 15cm 30° …P79  
 ミニフリードマン ラウンド 15cm 45° …P79  
 ミニラクスエーター 2.5mm …P67  
 ミニラクスエーター 4mm …P67  
 ミニラクスエーター 5mm …P67  
 ミニラクスエーター 遠心用 2.5mm …P67  
 ミニラクスエーター 遠心用 5mm …P67  
 ミニラクスエーター 曲ライト 2.5mm …P67  
 ミニラクスエーター 曲レフト 2.5mm …P67  
 ミニラクスエーター 近心用 2.5mm …P67  
 ミニラクスエーター 近心用 5mm …P67  
 ミニラクスエーターキット1 …P67  
 ミニラクスエーターキット2 …P67  
 ミラーアンドブローベハンドル(グレー) …P46  
 ミラーアンドブローベハンドル(スレートグレー) …P46  
 ミラーアンドブローベハンドル(青) …P46  
 ミラーアンドブローベハンドル(緑) …P46  
 ミラーアンドブローベハンドル 中空タイプ φ8mm …P46

ミラーハンドルSC型 …P46  
 ミラーハンドルYS型 …P46  
 ミラーハンドルφ10mm(グレー) …P46  
 ミラーハンドルφ10mm(黄) …P46  
 ミラーハンドルφ10mm(紺) …P46  
 ミラーハンドルφ10mm(紫) …P46  
 ミラーハンドルφ10mm hy-grip …P46  
 ミラーハンドルφ8mm hy-grip …P46  
 ミラーハンドルスケール付グリーン …P46  
 ミラーハンドルスケール付ピンク …P46  
 ミラーハンドルスケール付ブルー …P46  
 ミラーハンドル角型 …P46

## メ

メガデュオミラー ロジウム 平面 φ22mm 6イリ …P45  
 メガミラー ロジウム 平面 φ22mm 12イリ …P45  
 滅菌ケース MS#1 …P94,114  
 滅菌ケース MS#2 …P114  
 滅菌ソフトタオル 15×50cm(2枚入) 300袋 …P116  
 滅菌ソフトタオル 37.5×40cm(2枚入) 200袋 …P116  
 滅菌用トレイ#1 …P113  
 滅菌用トレイ#2 …P113  
 滅菌用パーツカセット …P93,114  
 メッツエンバウム フィーノ 14cm TC …P58  
 メッツエンバウム フィーノ 18cm TC …P58  
 メッツエンバウム フィーノ S 曲 鈍 18cm TC …P58  
 メッツエンバウム フィーノ 曲 11.5cm TC …P58  
 メッツエンバウム フィーノ 曲 14cm TC …P58  
 メッツエンバウム フィーノ 曲 18cm TC …P58  
 メッツエンバウム 曲 …P58  
 メミンゲン サイナスリフトエレベーター 5/4mm hy-grip …P96  
 メンブレンポジショニング インスタルメント hy-grip …P79

## モ

モービルカート 2段 …P24,112  
 モービルカート 3段 電源無 …P24,112  
 モービルカート 3段 電源有 …P24,112  
 モルト#1 hy-grip …P50  
 モルト#2 hy-grip …P50  
 モルト#3 hy-grip …P50

## ユ

ユニグラフトコンプリート#1 …P74  
 ユニグラフトコンプリート#2 …P74  
 ユニグラフトハンドル …P74  
 ユニグラフト替刃 1.5mm×6mm …P74  
 ユニグラフト替刃 1.5mm×9mm …P74  
 ユニバーサルクラウンスプレッター …P111  
 ユニバーサルラージハンドル チタン …P29

## ヨ

余剰セメント除去器 #2(白歯用) …P18

## ラ

ライダー ニードルホルダー1.5mm 18cm TC …P61  
 ライダーニードルホルダー1.5mm 15cm TC …P61  
 ライトハンドルカバー(20/ケース) …P116  
 ラウンドバー HP φ1.8/50mm(10イリ) …P84  
 ラウンドバー HP φ1.8/65mm(10イリ) …P84  
 ラウンドバー HP φ2.3/65mm(10イリ) …P84  
 ラグランジェ シサー …P58  
 ラグランジェ シサー SC …P58  
 ラスパトリウム4mm/ロードスバックアクションチゼル …P104  
 ラチェット CARA4 …P90,91  
 ラチェットレンチ …P93,106  
 ランゲンベック リトラクター 40×11mm …P49  
 ランスパイロットドリル φ2mm …P83

## リ

リセクティブペリオキット …P21,23  
 リップリトラクター 175×85×35mm …P48  
 リップリトラクター バー付 17.5cm …P48  
 リヒテンベルグ ニードルホルダー1.3mm 17cm TC …P60  
 リヒテンベルグ ニードルホルダー2mm 17cm TC …P60  
 リヒテンベルグ ニードルホルダー 曲2mm 17cm TC …P60  
 リベアタップ用ハンドル …P12  
 リムーバー ポイント S …P112  
 リムーバー ポイント W …P112  
 リンデマンバー FG φ1.6mm 26L …P84  
 リンデマンバー HP φ2.0/10mm 44L …P84  
 リンデマンバー HP φ2.0/24mm 60L …P84  
 リンデマンバー HP φ2.3/10mm 44.5L(2イリ) …P84  
 リンデマンバー HP φ2.3/22mm 70L …P84  
 リンデマンバー HP φ2.3/24mm 65L …P84  
 リンデマンバー HP φ2.3/35mm 80L …P84  
 リンデマンボーンカッター 1.4/6.0 …P85  
 リンデマンボーンカッター 1.8/6.0 …P85  
 リンデマンボーンカッター 2.1/10.0 …P85  
 リンデマンボーンカッター 2.3/11.0 内部注水 …P85  
 リンデマンボーンカッター 2.3/9.0 内部注水 …P85

## ル

ルーカス キュレット 1.5/1.5mm …P66  
 ルーカス キュレット 1.5/1.5mm hy-grip …P66  
 ルーカス キュレット 2.5/2.5mm …P66  
 ルーカス キュレット 2.5/2.5mm hy-grip …P66  
 ルーカス キュレット 3.0/3.0mm hy-grip …P66,99  
 ルーカス キュレット 3/3mm …P66  
 ルーカス キュレット 5.0/5.0mm hy-grip …P66  
 ルーカス キュレット ラウンドハンドル 1.5/1.5mm …P66  
 ルーカス キュレット ラウンドハンドル 2.5/2.5mm …P66  
 ルーカス キュレット ラウンドハンドル 3/3mm …P66  
 ルーカス ゴージ 4mm 17cm hy-grip …P89  
 ルーカス ゴージ 6mm 17cm hy-grip …P89  
 ルクス LED照明・鏡筒付フレームタイプ …P40  
 ルクス ノーズパッド …P40  
 ルクス フェイス保護フィルム 5枚 …P40  
 ルクス ルーベ大 1.75倍 …P40  
 ルクス ルーベ大 2.0倍 …P40  
 ルクス 電源部 …P40  
 ルクス 保護フィルム 10枚 …P40  
 ルッセ メンブレンホールディングフォーセプス hy-grip …P74,100  
 ルブリフルイド 潤滑スプレー 500ml(単品) …P11

## レ

レガシーシステム …P6,7  
 レトロサージカルキット …P23  
 レンチキー AB1 …P23

## ロ

ロードス バックアクション 36-37 hy-grip …P104  
 ロケーターオーバーデンチャー 模型 下顎2本 …P123  
 ロケーター説明用リーフレット(100部) …P123

## ワ

ワンドイリゲーター …P117  
 ワンドイリゲーター 交換用チューブ …P117

# 索引 (商品コード)

003-C8521	…P106	030-01001	…P79	030-06018	…P59	030-11014	…P45	030-19009	…P98	030-44500	…P65,103	040-08013	…P107	140-10073	…P21
003-C9141	…P73,75,106,107	030-01002	…P79	030-06019	…P59	030-11018	…P45	030-19010	…P98	030-46503	…P64	040-08014	…P107	140-10074	…P21
003-DE	…P84	030-01003	…P79	030-06023	…P58	030-11019	…P45	030-19011	…P98	030-46504	…P64	040-08015	…P107	140-10080	…P21
003-FMD	…P93	030-01004	…P79	030-06024	…P58	030-11021	…P46	030-19012	…P98	030-46600	…P65,99	040-08016	…P107	140-10081	…P21
003-HD2.5SG	…P93	030-01005	…P79	030-06025	…P58	030-11022	…P46	030-19500	…P98	030-47002	…P67	040-08017	…P107	140-10090	…P21
003-HT2.5LG	…P93	030-01007	…P79	030-06026	…P58	030-11023	…P46	030-19501	…P98	030-47003	…P67	040-08019	…P93,107	140-10100	…P21
003-HT2.5SG	…P93	030-01008	…P79,101	030-06027	…P58	030-11024	…P46	030-19502	…P98	030-47004	…P67	040-08020	…P107	140-10101	…P21
003-R	…P93,106	030-02001	…P62	030-06028	…P58	030-11025	…P46	030-21001	…P81	030-47005	…P67	040-08021	…P107	140-10102	…P21
003-SSHM	…P93	030-02002	…P62	030-06030	…P57	030-11026	…P46	030-21002	…P81	030-47006	…P67	040-08022	…P107	140-10103	…P21
003-TWE	…P93,106	030-02003	…P62	030-06036	…P57	030-11027	…P46	030-21005	…P81	030-47007	…P67	040-10001	…P80	140-10104	…P21
020-01044	…P79,97	030-02004	…P62	030-06041	…P58	030-11028	…P46	030-23001	…P66	030-47008	…P67	040-10002	…P80	140-10110	…P21
020-02055	…P82	030-02005	…P62	030-06042	…P57,101	030-11029	…P46	030-23002	…P66	030-47009	…P67	040-10003	…P80	140-10120	…P21
020-03012	…P48	030-02007	…P62	030-06044	…P58	030-11030	…P46	030-23003	…P66	030-47010	…P67	040-10004	…P80	140-10130	…P21
020-03021	…P48	030-02008	…P62	030-06045	…P59	030-12001	…P63	030-23004	…P66	030-47011	…P67	040-10005	…P80	140-10131	…P21
020-03031	…P48	030-02011	…P62	030-06046	…P59	030-12003	…P63	030-23005	…P66	030-47012	…P67	040-11002	…P81	140-10140	…P21
020-09021	…P89	030-02012	…P62	030-06047	…P58	030-12005	…P63,101	030-23009	…P66	030-47013	…P67	040-11003	…P81	140-10150	…P21
020-10012	…P56	030-02017	…P62	030-06049	…P59	030-12008	…P63	030-23010	…P66	030-47014	…P67	040-11004	…P81	140-10151	…P21
020-10017	…P56	030-02019	…P62	030-06050	…P35,57	030-12009	…P63	030-23011	…P66	030-47015	…P67	040-11005	…P81	140-10160	…P21
020-10025	…P82	030-02020	…P62	030-06051	…P34,57	030-12010	…P63	030-23012	…P66	030-47016	…P67	040-11006	…P81	140-10170	…P21
020-13017	…P52	030-03002	…P48	030-07007	…P104	030-13008	…P104	030-23015	…P66	030-47017	…P67	040-11007	…P81	140-10180	…P21
020-21001	…P81	030-03003	…P49	030-07008	…P104	030-13011	…P50	030-23016	…P66	030-47018	…P67	040-18001	…P86	140-10190	…P21
020-22003	…P74	030-03004	…P48	030-07009	…P102	030-13012	…P50	030-23017	…P66	030-47019	…P67	040-18002	…P86	140-10210	…P22
020-22005	…P74	030-03005	…P48	030-07010	…P105	030-13016	…P50	030-23018	…P66	030-47020	…P67	040-19010	…P49	140-10220	…P22
020-22007	…P74	030-03008	…P48	030-07037	…P89	030-13018	…P50	030-23019	…P66,99	030-47021	…P67	040-19011	…P49	140-10230	…P22
020-22500	…P74	030-04008	…P49	030-07038	…P89	030-13020	…P50	030-23020	…P66	030-47022	…P67	040-22001	…P82	140-10410	…P22
020-22501	…P74	030-04009	…P49	030-07039	…P89	030-13021	…P51	030-23021	…P66	030-47023	…P67	040-23001	…P93,107	140-10420	…P22
020-24005	…P84	030-04010	…P49,100	030-07040	…P89	030-13022	…P51	030-23022	…P66	030-47024	…P67	040-23002	…P93,107	140-10430	…P22
020-24006	…P84	030-04012	…P49	030-07041	…P89	030-13023	…P51	030-23025	…P66	030-49001	…P72	040-24001	…P117	140-10510	…P21
020-24008	…P84	030-04013	…P49	030-07042	…P89	030-13026	…P51	030-24001	…P72	030-49002	…P72	040-24002	…P117	140-10520	…P21
020-24012	…P84	030-04014	…P49	030-07043	…P89	030-13027	…P52	030-24002	…P72	030-49003	…P72	040-25001	…P56	140-10560	…P21
020-24015	…P84	030-04015	…P49	030-07045	…P89	030-13030	…P52	030-24003	…P72	030-49007	…P72	040-26001	…P44	140-10610	…P22
020-24024	…P84	030-04016	…P49	030-07046	…P104	030-13032	…P52,99	030-24004	…P72	030-50002	…P56	040-27000	…P29	140-10620	…P22
020-24025	…P84	030-05001	…P60	030-07047	…P104	030-13035	…P49	030-24005	…P72	030-53002	…P112	040-40001	…P72	140-10630	…P22
020-24029	…P84	030-05002	…P60	030-07048	…P104	030-13036	…P52	030-24006	…P72	030-53003	…P112	040-80005	…P87,114	140-10640	…P22
020-24037	…P84	030-05003	…P60	030-07052	…P104	030-13037	…P52	030-24007	…P72	030-61001	…P47	040-80006	…P87,114	140-11021	…P23
020-24038	…P84	030-05004	…P60	030-07053	…P104	030-13039	…P52	030-24008	…P72	030-61002	…P47	040-80007	…P113	140-11022	…P23
020-25031	…P85	030-05006	…P60	030-07054	…P104	030-13040	…P52	030-24009	…P72	030-61003	…P47	040-80008	…P113	140-11031	…P23
020-26011	…P107	030-05007	…P60	030-07055	…P89	030-13041	…P52	030-24010	…P72	030-61006	…P47	040-80010	…P123	140-15311	…P22
020-26012	…P29	030-05008	…P60	030-07056	…P89	030-13042	…P51,100	030-24011	…P72	030-61007	…P47	040-80012	…P123	140-15320	…P22
020-29020	…P29	030-05009	…P60	030-07057	…P89	030-13043	…P52,100	030-24012	…P72	030-61008	…P47	040-80016	…P123	140-15330	…P23
020-29025	…P29	030-05011	…P60	030-07058	…P104	030-13045	…P96	030-24013	…P72	030-61010	…P47	040-80017	…P123	140-15340	…P22
020-31001	…P77	030-05012	…P60	030-07059	…P89	030-13047	…P96	030-24014	…P72	030-61011	…P47	040-80018	…P123	140-15341	…P22
020-31002	…P77	030-05013	…P60	030-07060	…P89	030-13049	…P96	030-24015	…P72	030-61013	…P47	040-80019	…P123	140-15350	…P22
020-31005	…P77	030-05014	…P60	030-07061	…P102,104	030-13050	…P96	030-24016	…P72	030-61017	…P47	040-80020	…P123	140-15351	…P22
020-31006	…P77	030-05015	…P60	030-07070	…P99	030-13051	…P96	030-24017	…P72	030-62001	…P105	040-80021	…P123	140-15352	…P23
020-31007	…P77	030-05016	…P60	030-07071	…P99	030-13052	…P96	030-24018	…P72	030-62002	…P105	040-80022	…P122	140-15353	…P23
020-31008	…P77	030-05017	…P60	030-08007	…P55	030-13053	…P96	030-25001	…P82	030-63001	…P89	040-80024	…P93,114	140-15354	…P23
020-31009	…P77	030-05030	…P60	030-08008	…P55	030-13054	…P97	030-25002	…P82	030-63002	…P99	040-80026	…P122	140-15360	…P23
020-31010	…P77	030-05031	…P60	030-08009	…P56	030-13055	…P97	030-25003	…P82	030-69001	…P65	040-80031	…P123	140-15361	…P23
020-31016	…P77	030-05033	…P61	030-08010	…P56	030-13056	…P97	030-25004	…P82	030-71001	…P65,102	040-90001	…P29,63	140-15370	…P23
020-31019	…P77	030-05034	…P61	030-08011	…P56	030-13058	…P102,103	030-25005	…P82	030-74000	…P51	042-00001	…P29	140-15371	…P23
020-31030	…P77	030-05041	…P61	030-08012	…P56	030-13059	…P103,105	030-26001	…P73	030-74001	…P51	042-00002	…P29	140-15372	…P23
020-32004	…P44	030-05042	…P61	030-08013	…P55	030-13060	…P103,105	030-26002	…P73	030-74002	…P57	060-03598	…P26	140-15373	…P23
020-34001	…P29	030-05045	…P61	030-08015	…P55	030-13061	…P103,105	030-26003	…P73	030-75001	…P64	060-03987	…P26	140-15380	…P23
020-34003	…P29	030-05046	…P61	030-08019	…P55,100	030-13062	…P103	030-26004	…P73	030-80001	…P50	060-04049	…P26	140-15390	…P23
020-34007	…P29	030-05047	…P61	030-08021	…P55	030-13063	…P52	030-26501	…P73	030-80002	…P73	070-01706	…P11	140-15410	…P22
020-34010	…P29	030-05048	…P61	030-08024	…P55	030-13064	…P52	030-27001	…P77	030-80003	…P96,113	070-01777	…P11	140-15420	…P22
020-34011	…P29	030-05052	…P61	030-08026	…P55	030-13065	…P79	030-27002	…P77,101	030-80004	…P113	070-01881	…P11	140-15430	…P22
020-34012	…P29	030-05053	…P61	030-08029	…P55	030-13070	…P51	030-27003	…P77,101	030-80005	…P113	070-06024	…P11	140-15440	…P22
020-34013	…P29	030-05054	…P61	030-08031	…P55	030-13075	…P52	030-27004	…P77	030-80011	…P103,113	070-06025	…P11	140-15450	…P22
020-38004	…P116	030-05055	…P61	030-08033	…P55	030-13076	…P97	030-27005	…P77,101	030-80023	…P101	090-00001	…P16	140-15451	…P22
020-38005	…P116	030-05056	…P61	030-08037	…P54	030-13077	…P97	030-27006	…P77	030-80024	…P80,101	090-00002	…P15	140-15460	…P22
020-42002	…P80	030-05060	…P61	030-08039	…P54	030-13078	…P97	030-27007	…P77,101	030-80031	…P113	090-01030	…P16	140-15461	…P22
020-42003	…P80	030-05061	…P61	030-08047	…P56	030-13079	…P97	030-27008	…P77	030-80032	…P113	090-01041	…P16	140-15510	…P21
020-42004	…P80	03													

140-18006	…P23	190-07031	…P86,90	201-00016	…P69	300-83374	…P56	310-08005	…P9	370-00002	…P11	500-00002	…P126	781-00006	…P109
140-18007	…P23	190-07033	…P90	201-10000	…P111	301-36305	…P92	310-08006	…P9	370-10000	…P11	510-00001	…P41	781-00007	…P109
140-18010	…P23	190-07034	…P90	201-10001	…P68	301-36306	…P92	310-08009	…P9	370-10005	…P11	520-00001	…P19	781-00008	…P109
140-18012	…P22,23	190-07035	…P90	201-10002	…P68	301-36307	…P92	310-08010	…P9	370-10006	…P11	520-00002	…P19	790-00001	…P108
140-18016	…P22,23	190-07036	…P90	201-10003	…P69	301-36308	…P92	310-08011	…P9	370-10008	…P11	520-00003	…P19	790-00002	…P108
140-18017	…P22,23	190-07039	…P86,90,91	201-80001	…P113	301-36309	…P92	310-09033	…P74	370-10009	…P11	520-00010	…P19	790-00003	…P108
140-18018	…P21,23	190-07040	…P27,87	201-80002	…P111,113	301-36321	…P92	310-09035	…P74	370-10010	…P11	530-01211	…P18	790-00004	…P108
140-19001	…P23	190-09301	…P76	201-80003	…P69,113	301-36322	…P92	310-09040	…P74	370-10012	…P11	530-01212	…P18	790-00005	…P108
140-19002	…P23	190-09302	…P76	201-80004	…P23,24	301-36323	…P92	310-09050	…P74	370-10014	…P11	550-00001	…P19	790-00006	…P108
140-19003	…P23	190-09303	…P76	201-80005	…P30,32,113	301-36324	…P92	310-11013	…P44	370-10063	…P11	550-00002	…P19	790-00007	…P108
140-19004	…P23	190-09304	…P76	300-10201	…P71	301-36325	…P92	310-11015	…P44	370-10064	…P11	550-00003	…P19	790-00008	…P108
140-19005	…P23	190-09305	…P76	300-12801	…P59	301-36326	…P92	310-11019	…P44	370-10065	…P11	550-00004	…P19	790-00009	…P108
140-19006	…P23	190-09306	…P76	300-12802	…P59	301-36327	…P92	310-11027	…P44	390-00001	…P56	550-00005	…P19	790-00010	…P108
140-19007	…P23	190-09307	…P76	300-12830	…P59	301-36328	…P92	310-11030	…P44	410-00030	…P73	550-00006	…P19	790-00011	…P108
140-21002	…P20	190-09308	…P76	300-13093	…P24,117	301-36329	…P92	310-11032	…P44	410-00035	…P73	600-00100	…P93,114	790-00012	…P108
140-21004	…P24	190-09309	…P76	300-13118	…P46	301-36330	…P92	310-11034	…P44	410-00040	…P73	610-00001	…P24,112	790-00013	…P108
140-22002	…P20	190-09310	…P76	300-13119	…P46	301-36331	…P92	310-11039	…P44	410-00050	…P73	610-00002	…P24,112	790-00014	…P108
140-30000	…P24	190-09311	…P76	300-13120	…P46	301-36332	…P92	310-14005	…P82	410-00060	…P73	610-00003	…P24,112	800-10001	…P14
140-31000	…P24	190-09312	…P76	300-13121	…P46	301-36333	…P92	310-14006	…P82	410-00080	…P73	610-10000	…P114	800-10012	…P14
140-31001	…P24	190-09313	…P76	300-13122	…P46	301-36334	…P92	310-15000	…P86	420-00416	…P87	610-10001	…P114	800-10045	…P14
140-40002	…P24	190-09315	…P76	300-13128	…P46	301-36335	…P92	310-16000	…P75	420-00421	…P87	610-10002	…P114	810-00002	…P37
140-40005	…P23	190-09317	…P76	300-13206	…P18	301-36341	…P93	310-16001	…P75	420-00516	…P87	610-20001	…P114	850-20000	…P118
140-40006	…P23,24	190-09321	…P76	300-13271	…P45	301-36342	…P93	310-16002	…P75	420-00521	…P87	610-20002	…P114	850-20020	…P118
140-40010	…P24	190-09403	…P76	300-13272	…P45	301-36343	…P93	310-22200	…P88	420-00623	…P87	610-20003	…P114	850-20021	…P118
140-40017	…P24,25,117	190-09404	…P76	300-13273	…P45	301-36351	…P93	310-22201	…P88	420-00627	…P87	610-20006	…P114	850-20022	…P118
140-41001	…P24,25	190-09405	…P76	300-13274	…P45	301-36352	…P93	310-22260	…P88	420-00631	…P87	630-00xxx	…P38	850-20023	…P118
140-41002	…P24	190-09406	…P76	300-13538	…P117	301-36353	…P93	310-22280	…P88	420-00706	…P85	630-10xxx	…P38	850-20024	…P118
140-50000	…P24	190-09407	…P76	300-13570	…P45	301-36362	…P92	310-22281	…P88	420-00801	…P110	630-80001	…P39	850-20025	…P118
140-50003	…P24	190-09408	…P76	300-13571	…P45	301-36363	…P92	310-22290	…P88	420-00802	…P110	630-80101	…P39	850-20026	…P118
140-50004	…P24	190-09409	…P76	300-13572	…P45	301-36364	…P92	310-22300	…P88	420-00803	…P110	650-10001	…P42,43	850-20027	…P118
140-50007	…P24	190-09410	…P76	300-13573	…P45	301-36372	…P92	310-22310	…P88	420-00804	…P110	650-10101	…P43	850-20028	…P118
140-50008	…P24	190-09411	…P76	300-13576	…P45	302-36383	…P32	310-22311	…P88	420-00805	…P110	650-10102	…P43	850-20030	…P119
141-00000	…P25	190-09412	…P76	300-13577	…P45	302-36384	…P32	310-22320	…P88	420-00806	…P110	650-10103	…P43	850-20031	…P119
141-10000	…P25	190-09500	…P76	300-13578	…P45	302-36501	…P32,95	310-22321	…P88	420-00807	…P110	650-10104	…P43	850-20032	…P119
141-10001	…P25	190-10101	…P73	300-14013	…P89	302-36502	…P32,95	310-22330	…P88	420-00808	…P110	650-10201	…P43	850-20033	…P119
141-10002	…P25	190-10103	…P73	300-14014	…P89	302-36503	…P32,95	310-22331	…P88	420-00809	…P110	650-10202	…P43	850-20034	…P119
141-10003	…P25	190-10104	…P73	300-14015	…P89	302-36504	…P32,95	310-22340	…P88	420-00810	…P110	650-10203	…P43	850-20035	…P119
141-10004	…P25	190-10105	…P73	300-14310	…P66	302-36505	…P32,95	310-22350	…P88	420-00811	…P110	650-10204	…P43	850-20036	…P119
141-10007	…P25	190-10106	…P73	300-14316	…P66	302-36506	…P32,95	310-22351	…P88	420-00812	…P110	650-10205	…P43	850-20037	…P119
141-10011	…P25	190-10500	…P73	300-14411	…P83	303-36415	…P10	310-22360	…P88	420-00813	…P110	650-10206	…P43	850-20038	…P119
141-10012	…P25	190-11007	…P85,90	300-14412	…P83	303-36416	…P10	310-22370	…P88	420-00814	…P110	650-10207	…P43	850-20039	…P119
141-10014	…P25	190-11010	…P85,91	300-14672	…P63	303-36434	…P10	310-22380	…P88	420-00815	…P110	650-10301	…P43	850-20050	…P118
141-10017	…P25	190-11013	…P85,90,91	300-14676	…P48	303-36444	…P10	310-22381	…P88	420-00816	…P110	650-80002	…P43	850-20051	…P118
141-10018	…P25	190-11500	…P85	300-14677	…P48	303-36445	…P10	310-22400	…P88	420-00817	…P110	650-80003	…P43	850-20052	…P118
141-10030	…P25	190-20027	…P70	300-14678	…P48	304-36269	…P106	310-22420	…P88	420-00818	…P110	650-80004	…P43	850-20053	…P118
141-10100	…P25	190-20028	…P70,86,90	300-15003	…P53	306-36510	…P69	310-22450	…P88	420-00819	…P110	650-90002	…P43	850-20054	…P118
141-10101	…P25	190-20029	…P70	300-15008	…P53	307-36000	…P30,95	310-23001	…P88	420-00820	…P110	730-00003	…P123	850-30001	…P119
141-10102	…P25	190-20034	…P70	300-15009	…P53	307-36001	…P30,95	310-23002	…P88	420-00890	…P110	750-30011	…P13	850-30002	…P119
141-10110	…P25	190-20036	…P90	300-15210	…P63	307-36002	…P30,95	310-24024	…P88	430-00004	…P117	750-30013	…P13	850-30003	…P119
141-10200	…P25	190-20037	…P90	300-15211	…P63	307-36511	…P33,66	310-24028	…P88	430-00011	…P112	750-30015	…P13	850-30004	…P119
141-10201	…P25	190-20040	…P90	300-17807	…P79	307-36512	…P33,66	310-24032	…P88	451-00001	…P41	750-30041	…P13	850-30005	…P119
141-10203	…P25	190-20042	…P91	300-21012	…P112	307-36513	…P30,95	310-24038	…P88	451-00002	…P41	750-30043	…P13	850-30006	…P119
141-10204	…P25	190-20043	…P91	300-21013	…P112	307-36514	…P30,95	310-24042	…P88	452-00001	…P40	750-30045	…P13	850-30007	…P119
141-10205	…P25	190-20045	…P86	300-21020	…P112	307-36515	…P30,95	310-25101	…P12	452-10000	…P40	750-30071	…P13	850-30008	…P119
141-10300	…P25	190-20046	…P91	300-21021	…P112	307-36516	…P30,95	310-25102	…P12	452-10001	…P40	750-30073	…P13	850-30009	…P119
141-10301	…P25	190-20049	…P91	300-22723	…P48	308-36300	…P36,98	310-25103	…P12	452-10100	…P40	750-30075	…P13	850-30010	…P119
141-10302	…P25	190-20050	…P91	300-22724	…P48	308-36301	…P36,98	310-25104	…P12	452-10101	…P40	750-60001	…P13,110	850-30011	…P119
141-10303	…P25	190-20112	…P86	300-22745	…P48	308-37000	…P36,98	310-25200	…P12	452-10103	…P40	750-60002	…P13,110	870-00001	…P49
141-10304	…P25	190-20113	…P86	300-23522	…P47	310-04024	…P77	310-30000	…P78	452-10104	…P40	750-60003	…P13,110	880-00002	…P74
141-10305	…P25	190-20114	…P86	300-23524	…P47	310-04027	…P77	310-30010	…P78	453-00001	…P39	750-60011	…P13,110	880-00003	…P74
141-30000	…P25	190-20116	…P86	300-23525	…P47	310-04030	…P77	320-00100	…P74	460-00001	…P44	750-60012	…P13,110	880-00004	…P74
141-40001	…P25	190-20200	…P87	300-24004	…P114	310-04033	…P77	320-00101	…P74	460-00002	…P44	750-60013	…P13,110	880-00120	…P83
190-00010	…P27	190-20201	…P87	300-24009	…P114	310-04038	…P77	320-00102	…P74	490-70422	…P106	750-60021	…P13,110	880-00120L	…P83
190-00011	…P27	190-20202	…P87	300-24021	…P94,114	310-04043	…P77	320-00103	…P74	490-70873	…				

A large area of the page is filled with horizontal dashed lines, providing a space for handwritten notes or a memo.



# インプラテックス 歯科総合カタログ vol. 11

商品のお問い合わせ・ご注文は



TEL : **03-5850-8555**

受付:平日9:00~17:00にお願いいたします。



FAX : **03-5850-8505**

FAXでのご注文は24時間受付

**IMPLATEX**  
**ITX** 株式会社 **インプラテックス**  
いつも、となりに

本社 〒116-0013  
東京都荒川区西日暮里 2-33-19 YDM日暮里ビル  
TEL. 03-5850-8555 FAX. 03-5850-8505

札幌営業所  
大阪営業所  
九州営業所

ホームページ  
<https://www.itx.co.jp>

インプラテックス

検索



メール配信登録で  
セミナーご優待!!

弊社メールニュースの  
配信登録はQRコード  
から登録フォームに  
お入りください。▶

