

DLCコーティングを施した インプラント手術用 ツイストブラックドリル

※DLCとはDiamond Like Carbonの略です。
ダイヤモンドに類似した性質をもつナノレベルの硬質膜を金属表面にコーティングする技術で、
圧倒的な低摩擦性、耐凝着性、低攻撃性を示し、数ある表面処理技術の中でもかなり高い技術として認知されています。


ブラックドリルの特性

- ・DLCコーティングにより耐摩耗性、耐久性、耐食性を向上。
- ・通常のドリルに比べ超高硬度で、約5倍の硬さと約1/4の摩擦係数(メーカー従来比)
- ・黒色が光を吸収するため高い視認性。
- ・切れ味を保ちつつ耐久度が高いため、コストパフォーマンスも向上。
- ・穿孔深さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属。(裏面のガイドドリルを除く)
- ・ステンレス鋼製 CAシャンク、オートクレーブ可。

ツイストドリルブラック/ショート

標準価格:16,000円

ストッパー付



穿孔長さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属しています。
ストッパーの調節範囲は、6~11mmです。
マーキング位置:刃部先端から、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm
※外部注水式。十分に生理食塩水をかけてドリルを冷却しながらご使用ください。

商品コード	商品名	刃部外径(φD)	刃部長さ(L1)	全長(L2)	商品写真
310-22200	ツイストドリルブラック2.0S	φ 2.0	11.5mm	33mm	
310-22260	ツイストドリルブラック2.6S	φ 2.6	11.5mm	33mm	
310-22280	ツイストドリルブラック2.8S	φ 2.8	11.5mm	33mm	
310-22290	ツイストドリルブラック2.9S	φ 2.9	11.5mm	33mm	
310-22300	ツイストドリルブラック3.0S	φ 3.0	11.5mm	33mm	
310-22310	ツイストドリルブラック3.1S	φ 3.1	11.5mm	33mm	
310-22320	ツイストドリルブラック3.2S	φ 3.2	11.5mm	33mm	
310-22330	ツイストドリルブラック3.3S	φ 3.3	11.5mm	33mm	
310-22340	ツイストドリルブラック3.4S	φ 3.4	11.5mm	33mm	
310-22350	ツイストドリルブラック3.5S	φ 3.5	11.5mm	33mm	
310-22360	ツイストドリルブラック3.6S	φ 3.6	11.5mm	33mm	
310-22370	ツイストドリルブラック3.7S	φ 3.7	11.5mm	33mm	
310-22380	ツイストドリルブラック3.8S	φ 3.8	11.5mm	33mm	
310-22400	ツイストドリルブラック4.0S	φ 4.0	11.5mm	33mm	
310-22420	ツイストドリルブラック4.2S	φ 4.2	11.5mm	33mm	
310-22450	ツイストドリルブラック4.5S	φ 4.5	11.5mm	33mm	

ツイストドリルブラック/ロング

標準価格:16,000円

ストッパー付



穿孔長さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属しています。
ストッパーの調節範囲は、11~16mmです。
マーキング位置:刃部先端から11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm
※外部注水式。十分に生理食塩水をかけてドリルを冷却しながらご使用ください。

商品コード	商品名	刃部外径(φD)	刃部長さ(L1)	全長(L2)	商品写真
310-22201	ツイストドリルブラック2.0L	φ 2.0	16.5mm	38mm	
310-22281	ツイストドリルブラック2.8L	φ 2.8	16.5mm	38mm	
310-22311	ツイストドリルブラック3.1L	φ 3.1	16.5mm	38mm	
310-22321	ツイストドリルブラック3.2L	φ 3.2	16.5mm	38mm	
310-22331	ツイストドリルブラック3.3L	φ 3.3	16.5mm	38mm	
310-22351	ツイストドリルブラック3.5L	φ 3.5	16.5mm	38mm	
310-22381	ツイストドリルブラック3.8L	φ 3.8	16.5mm	38mm	

ガイド用ツイストドリル ブラック

標準価格:14,000円



10mmのサージカルガイド使用時に、7mm・8.5mm・10mmの深さに穴が開くようにマーキングされています。

マーキング位置:刃部先端から、17mm、18.5mm、20mm、20.5mm

※外部注水式。十分に生理食塩水をかけてドリルを冷却しながらご使用ください。

商品コード	商品名	刃部外径(φD1)	刃部長さ(L1)	全長(L2)	商品写真
310-23001	φ2ガイド用ツイストドリルブラック	φ2.0	22mm	36mm	
310-23002	φ3ガイド用ツイストドリルブラック	φ3.0	22mm	36mm	

ガイド用段付きドリル ブラック

標準価格:14,000円



ドリルステップの省略を可能にしました。

テーパタイプインプラントの下穴に最適です。

マーキング位置:刃部先端から、17mm、18.5mm、20mm、20.5mm

※外部注水式。十分に生理食塩水をかけてドリルを冷却しながらご使用ください。

商品コード	商品名	刃部外径(φD1)	刃部外径(φD2)	刃部長さ(L1)	全長(L2)	商品写真
310-24024	ガイド用段付きツイストドリルブラック φ2.4/2.8	φ2.4	φ2.8	22mm	36mm	
310-24028	ガイド用段付きツイストドリルブラック φ2.8/3.2	φ2.8	φ3.2	22mm	36mm	
310-24032	ガイド用段付きツイストドリルブラック φ3.2/3.6	φ3.2	φ3.6	22mm	36mm	
310-24038	ガイド用段付きツイストドリルブラック φ3.8/4.2	φ3.8	φ4.2	22mm	36mm	
310-24042	ガイド用段付きツイストドリルブラック φ4.2/4.6	φ4.2	φ4.6	22mm	36mm	

注文書

TEL	FAX	ご使用 予定日	/
診療所名	ご芳名		
ご住所 〒	都道 府県	市区 郡	
Eメール アドレス			
商品コード	商品名	注文数	金額
商品コード	商品名	注文数	金額
商品コード	商品名	注文数	金額
商品コード	商品名	注文数	金額

●商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。表示価格は全て希望小売価格・消費税別となります。●ご注文は所定の用紙にご記入のうえ、インプラテックスまたは 歯科材料店様にご連絡をお願いいたします。●ご注文品の在庫がない場合は、弊社より納期をご連絡いたします。あらかじめご了承をお願いいたします。●配送料は1回のご注文が10,000円未満(税別)の場合、ご負担いただけます。時間指定便・航空便等をご利用の際は別途料金が必要となります。●製品の返品は、ご注文の品と異なる場合、または汚損・不良品に限りお受けいたします。弊社にご連絡の上、製品到着後14日以内にご返送ください。(未開封、パッケージ破損のない物に限ります。)

ご注文は
24時間受付

FAX:03-5850-8505

※メールアドレスはPC用のアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスはご遠慮ください。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

製造販売元
/発売元



いつも、となりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp



メール配信登録で
セミナーご優待!!

弊社メールニュースの
配信登録はQRコード
から登録フォームに
お入りください。➡



インプラテックス

検索

製造元



株式会社 デンテック

お取扱店

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。

202507