

SALVIN®

Dental Specialties

インプラント 関連器具 新商品

Salvin Dental Specialties, Inc.

Everything For Your Implant
Practice But The Implants®

2015 年 7 月

インプラテックスでは、インプラント関連ツールを中心にユニークな商品群を展開する米国 **SALVIN®** 社製品を取り扱っておりますが、このたびインプラント周囲用グラフトパッカーや、インプラントパーツ把持用ピンセット等を新たにラインナップいたします。



グラフトパッカー Graft Packers

● インプラント周囲の移植材填入用グラフトパッカー

インプラントの外形に沿い、狭いポケットへの移植材填入が行える先端形状。(チタン製)



商品コード 040-11006

カーブド グラフトパッカー φ3.5mm

※直径 3.5mm 前後のインプラント周囲に沿うカーブです。

14,000円 (税別)



商品コード 040-11007

カーブド グラフトパッカー φ5mm

※直径 5mm 前後のインプラント周囲に沿うカーブです。

14,000円 (税別)

● 移植材キャリア & 填入用インスツルメント

移植材を受床部位にキャリアするスプーンと、填入するパッカーを組み合わせた骨移植用器具。



商品コード 040-11004

ボーンスプーンパッカー φ3mm

14,000円 (税別)

商品コード 040-11005

ボーンスプーンパッカー φ4mm

14,000円 (税別)

届出番号: 13B1X00053P00011

関連商品



2.5mm

容量: 約 0.5cc
オートクレーブ可

商品コード 040-10005

スモールグラフトシリンジ (2イリ)

8,200円 (税別)

届出番号: 13B1X00053P00010



アバットメントホルダー Abutment Holdar

補綴用パーツのピックアップ、装着に使用。把持状態で固定され、落下を防止。(チタン製)



商品コード 040-25001

ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン

19,000円 (税別)

届出番号: 13B1X00053P00025

ワンド型イリゲーションシステム Irrigation Wand System

ワンド型のノズルに、注水量調整装置を付与したイリゲーションシステム。



ノズル中央に注水量調整装置を付与。

商品コード 040-24001

ワンド イリゲーター

28,000円 (税別)

付属品

プレッシャーカフ



付属のプレッシャーカフに 500ml の生理食塩水バッグを収納し、加圧により注水を行う。

※生理食塩水バッグは付属しません。

別売

商品コード 040-24002

ワンドイリゲーター
交換用チューブ
3,200円 (税別)



(オートクレープ可)

届出番号: 13B1X00053P00024

X-Ray 拡大率計測ツール Radiographic Markers

5mm 径のメタルボールを内蔵し、印象材で口腔内に固定して X-Ray を撮影。画像上のサイズにより拡大率を計測。

SALVIN
RadioTray™
X-Ray Distortion Marker System

- トレーはX-Rayに写りこまない放射線半透過性材料を使用
- 固定材料 (咬合採得材、または印象材) を、グループで維持



商品コード 040-80028

ラジオトレイ 前歯部 カーブ (12イリ)

8,500円 (税別)



商品コード 040-80029

ラジオトレイ 臼歯部 ストレートロング (12イリ)

8,500円 (税別)



商品コード 040-80030

ラジオトレイ 臼歯部 ストレートショート (12イリ)

8,500円 (税別)



印象材、または咬合採得材を用いて口腔内に固定



口腔内への設置・固定が容易。



正確な治療計画を実現。

製造販売元

IMPLATEX
ITX 株式会社 インプラテックス
いつも、となりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします。

インプラテックス

検索

※ WEBサイトを一新いたしました!



製造元

SALVIN®
Dental Specialties

(米国)

お取扱店

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問い合わせください。