

磁性アタッチメント

マグフィット®
MAGFIT®



株式会社インプラテックスは、愛知製鋼(株)のマグネットアタッチメント「マグフィット®」の取り扱いを開始いたしました!


小型強力磁石を利用した義歯の維持固定用アタッチメント「マグフィット®」は、愛知製鋼(株)によって1992年に開発され、性能アップを重ねて現在では国内外で広く臨床応用されています。発売当初と比較し、2倍以上の吸引力を実現し、小型でも優れた性能を発揮します。本シリーズには天然歯用とインプラント用がラインナップされていますが、特に側方からの過大な応力から歯根や顎を守る特徴は、昨今インプラントの上部構造への選択肢として注目されています。

進化する
マグフィット® テクノロジー




1 小型で優れた吸引力

3次元コンピュータ・シミュレーションによる最適な磁気回路設計により、この10数年間で性能を2倍以上に向上し進化しています。



磁場解析技術



特殊鋼・磁性材料技術


3 高性能磁性材料を使用

当社独自の耐食性に優れた軟磁性ステンレス鋼AUM20(特許No. JP26227026)と非常に強力なNdFeB磁石を採用しています。また、閉磁路構造により、漏れ磁場を低減しています。

2 信頼の防錆対策

耐食性に優れたステンレス鋼で覆い、精密レーザー溶接により磁石を完全にシールしています。

精密レーザー溶接技術



磁石式オーバードンチャー

磁石式オーバードンチャーは、磁力により義歯の維持固定性能を向上させた義歯です。咬合中に発生する有害な側方力から歯根および顎骨を守ることができる特長があります。

マグフィットシリーズには、天然歯用とインプラントへ応用できる製品があります。

※主な取り扱いタイプと、関連書籍については裏面をご参照ください。



承認番号: 21500BZZ00411000 21500BZZ00443000
製造販売元: 愛知製鋼(株) 20700BZZ01064000 22300BZX00080000
20900BZZ00746000 22300BZX00083000
21600BZZ00340000

● **主な取り扱いタイプ**

Magnetic Attachments for Natural Tooth Roots
磁性アタッチメント マグフィット®



Magnetic Attachments for Implants
マグフィット® インプラント用磁性アタッチメント




キーパ
 ブローネマルクタイプ / リプレイスセレクトタイプ / スローマンタイプ等
 ※一部インプラントシステムによりお取扱いが無い場合があります。
 ※各製品の仕様につきましては、別紙パンフレットをご確認ください。

● **関連書籍** (すべてクインテッセンス出版株式会社発行)

磁性アタッチメントのDos! & Don'ts!

著者: 前田芳信、権田知也、松田信介 A4判変型 / 84 ページ

国内・国外で磁性アタッチメントの利用における基本と臨床について数多くのセミナーを担当してきた筆者が、その際に参加者から寄せられた質問やコメントなどを元に22の質問に集約、「どうすれば効果的に利用できるか」その勘所をお答えした待望の一冊。回答は「Dos!」=するべきことと「Don'ts!」=してはいけないこと」の2つにわけて構成され、見やすく・わかりやすい誌面となっているのが特長である。



マグネットを用いたインプラントの臨床

著者: 前田芳信、A.Damien Walmsley A4判 / 152 ページ

インプラントとアタッチメントを用いたオーバーデンチャーは、無歯顎症例に対する標準的な処置であると2002年のコンセンサスメETINGで提唱されている。しかし、補綴装置の長期的なメンテナンスには、義歯床のリラインや修理などコストがかかる場合がある。機械的な維持メカニズムによるアタッチメントを使用した場合には、変形や維持力の低下によってクリップやo-リングの交換がしばしば必要になる。本書で解説する磁性アタッチメントは、正しく設置されていれば経時的に磁力の変化がないので、頻繁に交換する必要がない。



マグネットデンチャーの臨床術式 [CD-ROM付] 著者: 水谷 紘、中尾勝彦 A4判変型 / 63 ページ

磁性アタッチメントが多くの臨床に用いられて十数年を経た。現在、磁性アタッチメントは形態、磁力、機構から種々なものが開発され、症例に応じてその中から適切なものを選択でき、それぞれの臨床術式が確立された。同書が作られた経緯は「これらの磁性アタッチメントを有効、適切に使用する標準テキストが必要」との要望によるものである。また同書には臨床をより理解していただくよう両著者による臨床の「CD-ROM」が同封されている。



資料請求 / 注文書

TEL	FAX	記入日	ご使用 予定日
診療所名		ご芳名	
ご住所		都 道	市 区
〒		府 県	郡
<input type="checkbox"/> 詳しい資料希望 <input type="checkbox"/> ご注文			
商品コード	900-01013	商品名	書籍 磁性アタッチメントのDos! & Don'ts!
商品コード	900-01014	商品名	書籍 マグネットを用いたインプラントの臨床
商品コード	900-01015	商品名	書籍 マグネットデンチャーの臨床術式 [CD-ROM付]
商品コード		商品名	
			注文数

ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、当社ホームページをご参照ください。http://www.itx.co.jp

こちらへFAX **FAX:03-5850-8505**

発売元 お問い合わせ/ご注文は

製造販売元



株式会社 インプラテックス
 いつも、となりに

本社: 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505



愛知製鋼株式会社