

剥離子オーダーシステム

ステンレス製


DLC

- ハンドルと先端部を自由に組合わせてオーダーできます。
術者の手法に合った組合わせで、治療がよりスムーズになります。
- ハンドルは 3 種類、先端部は 27 種類から選べます。
また、先端部は DLC コーティングをしたタイプもございます。




先端部

※ 実寸大
※ 写真はステンレス製です。
DLC コーティングは
同形状で黒色になります。



先端部

※ 実寸大
※ 写真はステンレス製です。
DLC コーティングは
同形状で黒色になります。



HD2 使用
広範囲の歯肉を排除できます。

推奨パターン1 青井良太先生 ご考案 SBC(Surgical Basic Course)主幹

- 歯肉排除用の組合わせ。1本で大小揃い、術部の広さに合わせてスムーズに対応でき、便利です。
- 術部確認のミラー機能も併用できます。



HE1 を使用
口蓋側を剥離します。



HE2 を使用
唇側を剥離します。

推奨パターン2 保坂 均先生 ご考案 日本歯周病学会 指導医・専門医

- 頸部に4方向の角度が付与されたブレードが鋭利な骨膜剥離子です。
上下・左右を組合わせた2本であらゆる部位に対応でき、歯周外科に適しています。

